



**PHILIPS**

Apnée du sommeil  
et insuffisance respiratoire

## Amara View

Le masque naso-buccal sans appui  
sur l'arête nasale.

## Vous aider à mieux vivre le traitement



**2 patients sur 3 rencontrent des difficultés avec le masque\*:**

- Encombrement, claustrophobie
- Inconfort
- Marques sur l'arête nasale
- Fuites
- Impossibilité de porter des lunettes

Chez Philips, nos équipes pluridisciplinaires (cliniciens, chercheurs, designers, dermatologues...) ont pour mission de concevoir de nouvelles solutions pour vous aider à mieux vivre le traitement au quotidien.

### **L'Amara View a été développé pour vous offrir :**

- une vision 100% dégagée
- un confort innovant
- une taille réduite et un poids léger
- plus d'étanchéité
- la possibilité de porter des lunettes

SOURCE : AUTO

\* Etude Junicon/Philips menée en France en septembre 2014 auprès de 102 patients.

innovation  you

# Mon Amara View en 6 étapes



## Clip du harnais

Pour le déconnecter, saisir et tourner le clip en direction opposée de la coque.



## Réglage des sangles

Tirer les sangles inférieures et supérieures vers l'arrière pour les ajuster à égalité.

**Astuce :** Tirer sur la sangle au-dessus de la tête pour ajuster le masque si besoin.



## Position du coussin

Maintenir délicatement le masque sur votre visage et placer le coussin en dessous de votre nez. Maintenir le masque en place et remonter le coussin.

**Note :** ne pas placer le coussin sur votre nez, mais en dessous, juste posé sur vos narines.



## Mise en place du masque

Maintenir le masque en place et appuyer sur les clips pour la mise en place.



## Position du harnais

Desserrer le harnais en allongeant les sangles. Faire passer le harnais par-dessus votre tête. Tenir le masque contre votre visage.



## Ajustement

Tirer délicatement sur le masque pour l'ajustement final.

**Astuce :** Ne pas trop serrer, l'espace de 2 doigts doit passer entre la peau et le harnais.

Retrouvez nos tutoriels vidéo Amara View et les réponses à vos questions pratiques sur [www.philips.fr/amaraview](http://www.philips.fr/amaraview)



Mise en place



Gestion des fuites



Entretien



“Je l’ai essayé  
et c’était parfait”\*.

Viviane, utilisatrice du masque  
de nouvelle génération Amara View.

[www.philips.fr/amaraview](http://www.philips.fr/amaraview)

## Mettre toutes les chances de votre côté pour **réussir votre traitement**

Bien choisir votre appareil de PPC<sup>(1)</sup> peut vous aider à mieux vivre votre traitement au quotidien. **Découvrez la DreamStation Expert**, l’appareil conçu pour vous offrir plus de confort et une meilleure expérience du traitement par PPC.



Proposer un programme d’accompagnement améliore l’adhésion au traitement par PPC<sup>(2,3)</sup>.

**Découvrez l’application mobile et le site internet DreamMapper**, conçus pour vous aider à rester motivé et à mieux suivre votre traitement.

(1) Pression Positive Continue

(2) DreamMapper améliore l’adhésion au traitement de 22 points en moins de 90 jours. Etude Philips réalisée auprès de 15 000 patients de novembre 2012 à août 2013.

(3) DreamMapper améliore l’adhésion au traitement des patients en difficulté de 34 points en moins de 90 jours. Etude Philips réalisée auprès de 173 000 patients de mars 2013 à janvier 2016.

[www.philips.fr/amaraview](http://www.philips.fr/amaraview) - [www.philips.fr/dreamstation](http://www.philips.fr/dreamstation) - [www.philips.fr/dreammapper](http://www.philips.fr/dreammapper)

Prenez votre traitement en main, parlez-en à votre médecin !

\* Témoignage déposé sur [www.apneesommeil.fr](http://www.apneesommeil.fr) - Ce témoignage ne reflète que l’expérience d’une personne. Il n’est pas forcément représentatif de l’intégralité des utilisateurs. Cependant au jour de diffusion de ce support, nous n’avons pas reçu de retours de personnes mécontentes de ce produit.

# Découvrez l'Amara View

Avec un positionnement sous le nez, l'Amara View est le seul masque naso-buccal conçu pour ne laisser aucune marque rouge sur l'arête nasale.

## Confort innovant

Positionnement sous le nez conçu pour éviter les marques rouges, l'inconfort ou l'irritation sur l'arête nasale.

## Champ de vision dégagé

Absence de cale frontale permettant de porter des lunettes, lire, ou regarder la télévision.

## Légèreté

Taille et poids réduits pour plus de confort.

## Utilisation facile

Languettes de retrait et de mise en place rapides.



Visualisez Amara View en  sur [www.philips.fr/amaraview](http://www.philips.fr/amaraview)



Amara View est un masque naso-buccal à contact minimal destiné à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis  
Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

Date de création : 06/10/2016