

PHILIPS

sonicare

オーラルヘルスケア

フィリップス ソニッケアー

2019年夏 総合カタログ



日本の歯科医・
歯科衛生士の使用率
11年連続
No.1*



ソニッケアーが 選ばれている理由 知つ



ソニッケアーで将来まで続く健康な歯を

ソニッケアーは音波水流を活用するテクノロジーによって、
歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
就寝前などにソニッケアーで歯磨きをすることで、
虫歯や歯周病になりにくい口内環境を作り、将来まで続く健康な歯に導きます。



電動歯ブラシ
ソニッケアー
全機種共通の機能



弱めの力で始まるから安心
[イージースタート]

電動歯ブラシの初心者も、安心してやさしく
磨けるようパワーを段階調節。最初の14回までは
ブラッシングパワーが弱めに設定され、徐々に
通常のパワーに上がっていきます。



磨き過ぎ防止
[スマートタイマー]

設定されたブラッシング時間で自動的に停止し、
磨き過ぎを防止します。
※キッズのみ、キッズタイマーになります

ですか？

ソニッケアーの音波テクノロジーによる3つの働き

ソニッケアーは、毎分約31,000回^{*6}の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、
ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、
やさしく、効果的に歯垢をかき出します。



高速振動が

「たたき
浮かす」



幅広い振幅が

「はらい
落とす」



音波水流で

「かき
出す」



磨く時間の目安をお知らせ
[カドペーサー機能]

均等にくまなくブラッシングするために、歯磨き時間の区切りをピープ音とブラシの振動を一時停止することでお知らせします。

※ダイヤモンドクリーンスマートはブラシペーサー機能、キッズはキッズペーサー機能になります



世界電圧(100~240V)
対応充電式

海外でも使えるマルチ電圧対応なので、旅行先でもいつも通り歯磨きができます。

※海外でご使用の際は、国や地域に合わせて別途電源プラグアダプターをお求めください



「音波水流」は
全機種搭載

全てのソニッケアーで
「音波水流」による歯垢除去を実感できます。

日本の歯科医・歯科衛生士の 11年連続

歯科専門家とともに開発された、ソニッケアー。
約30年にわたる研究と開発によって、進化し続けるソニッケアー
歯科医・歯科衛生士のみなさんに信頼され、長く使い続けられて

電動歯ブラシを使って、
短時間でしっかり plaque 除去を

明海大学歯学部
口腔生物再生医学講座 歯周病学分野教授 申 基皓 先生



ブラッシングの重要性については十分認識し、歯磨き習慣も定着しているのに、確実に磨けていない。日々の診療ではこのように大変多く直面します。特に、超高齢社会の日本においては、歯周病やむし歯の予防のみならず、誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防の面からも、適切な口腔清掃が増々重要になってきてています。優れたplaque 除去効果や豊富な替ブラシなど、多くの優れた特徴を持つ電動歯ブラシを用い、口腔内を清潔に保つことをお勧めいたします。毛先をやさしく当てるだけで、短時間でしっかり plaque が除去できる電動歯ブラシは、歯周病患者や高齢者はもとより、多くの方々にお勧めできます。

使用率 No.1*



ブランドは、
います。

電動歯ブラシでお口の中の健康を

誠敬会クリニック
理事長 田中真喜 先生

忙しい毎日の中で、自分の健康に気遣う時間が中々取れない。そんなお悩みありませんか？お口の中の健康を維持する事は、美味しく食事が出来るだけではなく、全身の健康を維持する上でとても大切なことです。数ある電動歯ブラシの中で、何を選べばよいのか迷います。様々な工夫がブラシに施されていますが、むやみに歯ぐきの中に毛先を入れ込むことで歯ぐきを傷つけてしまい、思わぬトラブルを招いてしまう事があります。ブラシは歯面にしっかりとフィットするものを選ぶと歯ぐきを傷つける心配が少なくなるでしょう。時短でお口の中の健康管理ができる電動歯ブラシは、忙しい現代人の強い味方です！

歯周ポケットの ケアの注意点

歯ブラシの毛先を無理に歯周ポケットの中に入れ込もうとすると、歯ぐきに傷がつき知覚過敏などのトラブルの原因に。毎日の歯磨きで歯と歯ぐきの際の汚れをしっかり落とし、歯周ポケットを浅く保つことが重要です。歯周ポケットの中の掃除は、歯科医院で行うことを推奨します。



あらゆるオーラルケアに対応する、

Diamond Clean Series

ダイヤモンドクリーン シリーズ

多くの機能を搭載した高性能シリーズ

Expert Clean Series

エキスパートクリーン シリーズ

機能が充実したハイスペックシリーズ



充電器用
グラス



ソニッケアー史上最高^{*1}の
ブラッシング体験を求める方へ

最上位
シリーズ

ダイヤモンドクリーン
スマート

▶P10へ

New



機能はもちろん健康志向で
より良いブラッシングを求める方へ

エキスパートクリーン
(4モード)

▶P08へ

ベーシックな
機能を
お好みの方へ



EasyClean
イージークリーン

▶P14へ

電動歯ブラシを
はじめて
お使いの方へ



CleanCare
クリーンケア

▶P14へ

お子様の
一人磨きを
楽しくサポート



ソニッケアー For Kids
ソニッケアー キッズ

▶P14へ

日本学校
歯科医会
推薦品



ソニッケアーの豊富なラインナップ

Protect Clean Series | プロテクトクリーン シリーズ

機能で選べるスタンダードシリーズ



歯垢除去力、やさしさ、
白い歯、全てを求める方へ

プロテクトクリーン
<プレミアム>

▶P12へ



歯ぐきにやさしく
歯垢を除去したい方へ

プロテクトクリーン
<プラス>

▶P13へ



しっかり
歯垢を除去したい方へ

プロテクトクリーン

▶P13へ



歯間ケア

手軽に歯間ケアを
したい方へ

AirFloss Ultra
エアーフロス ウルトラ

3連続ジェット噴射で
歯間の歯垢を
逃さず除去



AirFloss
エアーフロス

高速の空気と
ミクロの水滴で
歯間を一掃



AirFloss Ultra / AirFloss
電動デンタルフロス エアーフロス シリーズ

▶P15へ

ExpertClean

New

ソニッケアー エキスパートクリーン(4モード)

機能はもちろん
健康志向で
より良いブラッシングを
求める方へ



搭載ブラッシングモード

■ ブラッシングモード	■ 強さ設定
充電器	
トラベルケース	

■付属品
充電器
トラベルケース

■付属ブラシ
プレミアムクリーン
プレミアムガムケア



×
■ 強／中／弱
強さ設定



過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけ過ぎを振動で伝えるので、充電式電動歯ブラシが初めての方にも安心です。



ブラッシングの強さを設定できる

歯や歯ぐきの状態によって強さを自由に変えることができるので、手磨き派だった方も安心してブラッシングできます。



*1 スマートフォンは含まれません *2 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます。 *3 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014/1日2回、2週間以上の継続使用による *4 ホワイトプラスブラシヘッドとの比較／フィリップス調べ(2015年)



Philips
Sonicare
アプリ



ソニッケアーアプリや RFID*対応ブラシヘッドで 快適なブラッシングを

*非接触で情報を読み書きする通信技術です

適切なブラッシングへと導く ソニッケアーアプリ

ハンドルとアプリが、Bluetooth®でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどを、スマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。



口内ケアの
アドバイス



ブラッシングの
回数・時間・強さを記録

ブラシヘッド認識機能*²で 自動で最適なモードに設定

ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ハンドルがブラシヘッドの種類を認識し、最適なモードと強さに自動的に設定します。



ブラシヘッド交換お知らせ機能

マイクロチップ内蔵のブラシヘッドに、毎日のブラッシングの圧力と時間を記録し、ブラシ交換のタイミングを計算。アプリやハンドルのランプでお知らせします。



歯垢除去力、手磨きの最大10倍*³

今までのブラシに比べ、歯に触れる表面積が約4倍*⁴のプレミアムクリーンブラシヘッド。歯と歯ぐきにフィットし、歯垢をかき出します。



約2週間で健康な歯ぐきに*⁵

健やかな歯ぐきへ推進するガムヘルスモード。歯垢をしっかり落とすクリーンモードの後に、歯と歯ぐきの境目をやさしく磨くので、歯ぐきのトラブルが気になる方にも。



DiamondClean Smart

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

ソニッケアー史上
最高^{*1}の
ブラッシング体験を
求める方へ

Lunar Blue
HX9964/55(ルナーブルー)



搭載ブラッシングモード

<input checked="" type="checkbox"/> ブラッシングモード	<input checked="" type="checkbox"/> 強さ設定
5 × 3	

■付属品
充電器用グラス／充電器台
USB充電トラベルケース
ブラシヘッドホルダー
(HX9964/55 ルナーブルーのみ)

■付属ブラシ
プレミアムクリーン
プレミアムガムケア
プレミアムホワイト
舌磨き



×
強／中／弱
強さ設定

White
HX9934/05(ホワイト)



Black
HX9934/15(ブラック)




手磨きの最大10倍^{*3} の歯垢除去力

プレミアムクリーンブラシヘッドは、歯に触れる表面積が今までのブラシの約4倍^{*4}。歯と歯ぐきにフィットし、歯垢をかき出します。



3日間で最大5倍^{*5} のステインを除去

音波水流による強力な洗浄力で、コーヒー やタバコなどによるステイン(着色汚れ)を減少させ、歯本来の自然な白さに。



*1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *2 スマートフォンは含まれません *3 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014/1日2回、2週間以上の継続使用による *4 ホワイトプラスブラシヘッドとの比較／フィリップス調べ(2015年) *5 米国での調査／代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用／ホワイトプラスモード使用時／手磨きと比べ

正しい歯磨きをサポートする RFID^{*}対応ブラシヘッド

※非接触で情報を読み書きする通信技術です

RFID^{*}対応 同梱ブラシヘッド



ブラシヘッド認識機能^{*6}

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定します。



ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをアプリやハンドルのランプでお知らせします。



アプリが磨き方をガイド

Bluetooth[®]でハンドルとアプリが連動し、磨き方をチェック。ブラッシングが不足している箇所をお知らせするなど、一人ひとりに合った上手なオーラルケアの方法とコツをお知らせします。



Philips
Sonicare
アプリ

ブラッシング不足の箇所をガイド 動かしすぎや押し付けすぎをお知らせ

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート

ダイヤモンドクリーンスマート エントリーモデル

搭載ブラッシングモード

<input type="checkbox"/> ブラッシングモード	<input checked="" type="checkbox"/> 強さ設定
4 × 3	
クリーン	ホワイト プラス
ガムヘルス	ディープ クリーンプラス
×	強／中／弱 強さ設定

■付属品 充電器用グラス／充電器台／充電スタンド

■付属ブラシ プレミアムクリーン

※USB充電トラベルケース、ブラシヘッドホルダーは付属しません。付属ブラシは、プレミアムクリーンのみです。




White
HX9911/05<ホワイト>



充電器用
グラス

充電器用グラス&トラベルケース^{*7}で充電

付属の充電器用グラスを使って充電ができます。トラベルケース^{*7}は、USB接続でパソコンから充電でき便利です。



過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけすぎを振動と光で伝えるので、適切なブラシ圧で正しいブラッシングができます。



ProtectClean

ソニッケアー プロテクトクリーン シリーズ

歯ぐきにやさしく、

ソニッケアー プロテクトクリーン <プレミアム>

歯垢除去力、
やさしさ、白い歯、
全てを求める方へ

プロテクトクリーン <プレミアム>
搭載機能

ブラシヘッド認識機能^{*1}

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定するので、スムーズに歯磨きできます。



搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器

■付属ブラシ ホワイトブラシ ガムブラス

プロテクトクリーン シリーズ共通機能

押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押しつけ過ぎを振動で伝えるので、充電式電動歯ブラシが初めての方にも安心です。



ブラシヘッド交換をお知らせ

ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。



*1 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。



ソニッケアー プロテクトクリーン <プラス>

歯ぐきにやさしく
歯垢を除去したい方へ

搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器

■付属ブラシ ガムブラス ホワイトブラス*

*付属のホワイトブラスブラシヘッドは、ホワイトミントとライトブルーはレギュラーサイズ、パステルピンクはコンパクトサイズです

コンパクト



ソニッケアー プロテクトクリーン

しっかり
歯垢を除去したい方へ

搭載ブラッシングモード



■付属品 充電器

■付属ブラシ クリーンブラス ホワイトブラス*

*付属のホワイトブラスブラシヘッドは、ライトブルーはレギュラーサイズ、パステルピンクはコンパクトサイズです

コンパクト

ブラッシングの強さを設定できる

歯や歯ぐきの状態によって強さを自由に変えることができるので、手磨き派だった方も安心してブラッシングできます。



音波水流で歯の隙間の歯垢も除去

毎分約31,000回^{*2} の高速振動と、幅広い振幅によって音波水流を発生させ、歯のすき間や奥歯の歯垢までしっかり除去します。



EasyClean

ソニッケアーイージークリーン

ベーシックな機能をお好みの方へ

搭載ブラッシングモード

■付属品
充電器



■付属ブラシ
クリーンプラス

カーブした毛先が歯列にフィットし、効率良く歯垢を除去



歯科矯正やインプラントにも安心してブラッシング



HX6526/01(ホワイト)

CleanCare

ソニッケアー クリーンケア

電動歯ブラシをはじめてお使いの方へ

搭載ブラッシングモード

■付属品
充電器



■付属ブラシ
(やさしい振動設計)
クリーンプラス

音波水流が歯のすき間や奥歯までしっかり歯垢を除去

初心者向けの
シンプルなモデル



HX3294/07(ライトブルー)

For Kids

ソニッケアー キッズ

対象年齢: 4歳以上

楽しみながら身につける上手な歯磨き

日本学校
歯科医会
推薦品

Bluetooth®搭載のキッズハンドルなら、お子様はアプリで遊びながら、正しい歯磨き習慣を楽しく身につけることができます。



上手なブラッシングのコツを指導し、わかりやすいガイドでどこを磨くかを説明します。



お子様はキャラクターの歯を磨いてあげることで、上手な歯磨きの方法を学びます。



搭載ブラッシングモード

■付属品
充電器

ハンドルステッカー(8枚)
ボーナスステッカーシート(1枚)



■付属ブラシ
キッズ(ミニ)



ソニッケアーキッズ
アプリ



HX6326/03
(スーパーフレッシュアクア)



手軽に歯間ケアできる 電動デンタルフロスで息も爽やかに

歯間ケア

AirFloss Ultra

ソニッケアー エアーフロス ウルトラ

3連続ジェット噴射で
歯間の汚れ
最大99.9%除去^{*2}



■付属品
充電器/
ノズルホルダー付き
充電器カバー
ノズル2本

HX8632/01
(シルバー)



水と空気の 3連続ジェット噴射

水と空気が3連続でジェット噴射され、歯間の歯垢を一掃する、トリプルバーステクノロジー。

エアーフロス ウルトラ 3つの効果



最大99.9% 約**60秒^{*3}**

の歯間の
歯垢を除去^{*2}し、
虫歯対策に

93%^{*4}

ワンプッシュ
するだけで、
息が爽やかに

の使用者が
デンタルフロスと比べ
歯と歯ぐきに
やさしいと実感

歯間ケア

AirFloss

ソニッケアー エアーフロス

高速の空気と
ミクロの水滴で歯間を一掃



■付属品
充電器
ノズル1本

HX8516/02
(グリーン)



マイクロバースト テクノロジー

高速の空気とミクロの水滴で歯間の歯垢や食べカスを一掃します。

エアーフロスは、こんなところにおすすめ



歯並びの
悪いところ

奥歯と奥歯の間

矯正器具や
ブリッジまわり

歯間ケアで口腔内の健康度をアップ

歯と歯の間は、狭い、複雑、歯ブラシだけでは物理的に届かない、といった理由から、むし歯や歯周病が発生しやすい部位として知られています。磨きやすい歯表面だけでなく、これからは歯と歯ぐきの健康のために「歯間ケア」が重要です。表面の清掃は上手くできている方が増えてきていますが、歯間清掃の意義を理解している人はまだ少ない状態です。歯間ケアを取り入れると格段に口腔健康度がアップするため、ぜひ取り入れてほしいですね。歯並びが気になる、もののが挟まりやすい、歯ブラシが歯間に入りにくい、など感じている方は特に歯間ケアを意識的に始めてほしいと思います。

医療法人社団仁慈会
テクノポートデンタルクリニック 院長
倉治ななえ 先生



*2 エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります *3 連続噴射機能を使用した場合 *4 2014年 米国での調査に基づく(n=74)

機能比較表

フィリップス ソニッケアー シリーズ	Diamond Clean Series 多くの機能を搭載した高性能シリーズ				Expert Clean Series 機能が充実したハイスペックシリーズ	
	DiamondClean Smart 最上位シリーズ ダイヤモンドクリーン スマート				ExpertClean エキスパートクリーン (4モード)	
	HX9964/55 <ルナーブルー>	HX9934/05 <ホワイト>	HX9934/15 <ブラック>	HX9911/05 <ホワイト>	HX9662/06 <ホワイト>	HX9692/07 <ピンク>
搭載 ブラッシング モード	 クリーン ホワイト ブラシ ガム ヘルス ディープ クリーン ブラシ 舌磨き	X	 強／中／弱 強さ設定	 クリーン ホワイト ブラシ ガム ヘルス ディープ クリーン ブラシ 強／中／弱 強さ設定	 クリーン ホワイト ブラシ ガム ヘルス ディープ クリーン ブラシ 強／中／弱 強さ設定	 クリーン ホワイト ブラシ ガム ヘルス ディープ クリーン ブラシ 強／中／弱 強さ設定
その他の機能	 Bluetooth® 対応 認菌機能対応 過圧防止 センサー ブラシヘッド 交換 お知らせ 機能			 Bluetooth® 対応 認菌機能対応 過圧防止 センサー ブラシヘッド 交換 お知らせ 機能		
付属ブラシ	プレミアムクリーン×1本、プレミアムガムケア×1本、 プレミアムホワイト×1本、舌磨き×1本 ※色は機種によって異なります		プレミアムクリーン×1本		プレミアムクリーン×1本、 プレミアムガムケア×1本	
その他の付属品	充電器用グラス／ 充電器台 USB充電トラベルケース ブラシヘッドホルダー	充電器用グラス／充電器台 USB充電トラベルケース ※充電器台:充電トラベルケースの色は 機種によって異なります	充電器用グラス／充電器台 充電スタンド		充電器 トラベルケース	
充電時間	約24時間充電				約24時間充電	
使用時間 ^{*1}	約2週間使用				約2週間使用	
質量 ^{*2}	約144g				約132g	
本体寸法 ^{*3} (H × W × D)	255 × 30.5 × 27.8mm				249.5 × 31 × 28mm	
電池の種類	 リチウムイオン電池				 リチウムイオン電池	
バーコード	87-1010380480-2	87-1010380223-5	87-1010380224-2	87-1010386362-5	87-1010390169-3	87-1010390200-3
ハンドル品番	HX993L	HX993W	HX993B	HX992W	HX962G	HX962P


ソニッケアー エアーフロス シリーズ

 エアーフロス ウルトラ	AirFloss Ultra エアーフロス ウルトラ		 エアーフロス	AirFloss エアーフロス	
	HX8632/01<シルバー>			HX8516/02<グリーン>	
付属品	充電器／ノズルホルダー付き充電器カバー ノズル×2本		付属品	充電器 ノズル×1本	
充電時間	約24時間充電		充電時間	約24時間充電	
使用時間 ^{*4}	約2週間使用		使用時間 ^{*7}	約2週間使用	
質量 ^{*5}	約171g		質量 ^{*5}	約163g	
本体寸法 ^{*6} (H × W × D)	242 × 38 × 83mm		本体寸法 ^{*6} (H × W × D)	242 × 38 × 83mm	
電池の種類	 リチウムイオン電池		電池の種類	 リチウムイオン電池	
バーコード	87-1010378238-4		バーコード	87-1010378234-6	
ハンドル品番	HX8340		ハンドル品番	HX8240	

*1 1日2回、2分間使用した場合 *2 本体+ブラシ *3 ブラシ含む *4 1日1回、1回噴射モードで1分間使用した場合 *5 本体+ノズル *6 ノズル含む *7 1日1回、1分間使用した場合 *8 ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。アプリを使用する場合は、2分間です *9 キッズタイマーにより、ブラッシング時間は初めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます

Protect Clean Series

機能で選べるスタンダードシリーズ

ProtectClean プロテクトクリーン <プレミアム>	ProtectClean プロテクトクリーン <プラス>	ProtectClean プロテクトクリーン	EasyClean イージークリーン	CleanCare クリーンケア	For Kids ソニッケアーキッズ				
 HX6897/25 <ホワイト>	 HX6890/45 <ブラック>	 HX6467/68 <ホワイトミント>	 HX6463/68 <ライトブルー>	 HX6466/69 <パステルピンク>	 HX6863/66 <ライトブルー>	 HX6866/65 <パステルピンク>	 HX6526/01 <ホワイト>	 HX3294/07 <ライトブルー>	 HX6326/03 <スーパーフレッシュアクア>
									
			—	—					
ホワイトプラス(レギュラー)×1本、 ガムプラス(レギュラー)×1本 ※色は機種によって異なります	ガムプラス(レギュラー)×1本、 ホワイトプラス(レギュラー)×1本	ガムプラス(レギュラー)×1本、 ホワイトプラス(コンパクト)×1本	クリーンプラス(レギュラー)×1本、 ホワイトプラス(レギュラー)×1本	クリーンプラス(レギュラー)×1本、 ホワイトプラス(コンパクト)×1本	クリーンプラス(レギュラー)×1本	クリーンプラス(レギュラー)×1本	キッズ(ミニ)×1本		
充電器	充電器	充電器	充電器	充電器	充電器	充電器	充電器 ハンドルステッカーコード8枚 ボーナス ステッカーシート1枚		
約48時間充電	約48時間充電	約48時間充電	約24時間充電	約24時間充電	約48時間充電	約24時間充電	約24時間充電		
約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用	約2週間使用		
約133g	約133g	約133g	約133g	約132g	約149g	約149g	約134g		
249.5 × 31 × 28mm	249.5 × 31 × 28mm	249.5 × 31 × 28mm	249.5 × 31 × 28mm	252 × 27 × 33mm	232.8 × 34.2 × 33.5mm	232 × 34 × 34mm			
 リチウムイオン電池	 リチウムイオン電池	 リチウムイオン電池	 リチウムイオン電池	 ニッケル水素電池	 リチウムイオン電池				
87-1010386667-1	87-1010386665-7	87-1010386660-2	87-1010386658-9	87-1010386659-6	87-1010386439-4	87-1010386440-0	87-1010389951-8	87-1010389997-6	87-1010390268-3
HX685T	HX685B	HX642A	HX642C	HX642J	HX680C	HX680J	HX6530	HX3210C	HX6340

ニーズに合わせた豊富なブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす

 **クリーンモード(2分間)**
歯垢をしっかりと落とす通常の歯磨き

自然な白い歯に近づける

 **ホワイトモード(2分30秒間)**
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(30秒間)

 **ホワイトプラスモード(2分40秒間)**
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(40秒間)

*機種によって異なります。詳しくは製品ページをご覧ください

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します

歯ぐきを健康に

 **ガムケアモード(3分間)**
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分間)

 **ガムヘルスモード(3分20秒間)**
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分20秒間)

歯垢を徹底的に落とす

 **ディープクリーンプラスモード(3分間)*8**
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

舌磨きに最適


 **舌磨きモード(20秒間)**
舌のお手入れをするときに

ソニッケアーキッズ専用モード

 **やさしいモード(2分間)**
ひとりで歯磨きができるお子様向けの標準モード

 **さらにやさしいモード(1~2分間*)9**
振動の大きさを抑えた特別モード

ソニッケアーの替ブラシは フィリップス ソニッケアーの全て


	歯垢除去	歯ぐきケア	歯の白さ(ステイン除去)
プレミアム（高機能）	<p>プレミアムクリーン (旧 アダプティブクリーン)</p>  <p>レギュラー RFID対応</p> <p>レギュラー HX9043/67(3本組) HX9045/67(5本組) HX9043/96(ブラック・3本組) HX9045/96(ブラック・5本組)</p>  <p>ゴム素材</p>	<p>プレミアムガムケア</p>  <p>レギュラー RFID対応</p> <p>レギュラー HX9053/67(3本組) HX9053/96(ブラック・3本組)</p>  <p>やわらかめ ゴム素材</p>	<p>プレミアムホワイト</p>  <p>レギュラー RFID対応</p> <p>レギュラー HX9063/67(3本組) HX9063/96(ブラック・3本組)</p>  <p>ゴム素材</p>
	<p>ゴム素材だから、やさしく密着し、しなやかに毛先が動く</p> <p>ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用した、プレミアム ブラシヘッド シリーズ。柔軟性のあるゴム素材によってブラシ圧を吸収し、歯や歯ぐきにやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので、従来の約4倍^{*2}の表面積に毛先が届き、歯垢をしっかり除去します。</p>		
プラス（スタンダード）	<p>クリーンプラス (旧 プロリザルツ ブラーキーフェンス)</p>  <p>レギュラー RFID対応</p> <p>レギュラー HX9023/67(3本組) HX9025/67(5本組)</p>  <p>歯列にフィット</p>	<p>ガムプラス (旧 プロリザルツ ガムヘルス)</p>  <p>レギュラー RFID対応</p> <p>レギュラー HX9033/67(3本組)</p>  <p>やわらかく歯列にフィット</p>	<p>ホワイトプラス (旧 ダイヤモンドクリーン)</p>  <p>レギュラー コンパクト RFID対応</p> <p>レギュラー HX6063/67(3本組) HX6065/67(5本組) HX6068/67(8本組) HX6063/96(ブラック・3本組)</p> <p>コンパクト HX6073/67(3本組) HX6075/67(5本組) HX6078/67(8本組)</p>  <p>ひし形毛先</p>

の電動歯ブラシ^{*1}に対応しています

	山切りカットで 歯間の汚れに	口臭対策に マウスウォッシュとの併用でお口爽やか	敏感な歯ぐきに	ソニッケアー キッズ用 替ブラシ
その他	<p>インターパー</p>  <p>レギュラー コンパクト</p>  <p>RFID対応</p> <p>レギュラー HX9003/67(3本組) コンパクト HX9013/67(3本組)</p>	<p>舌磨き</p>  <p>ミクロの凹凸</p> <p>200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れを除去</p> <p>RFID対応</p> <p>HX8072/01(2本組) HX8072/11(ブラック・2本組)</p>	<p>センシティブ</p>  <p>レギュラー</p> <p>やわらか毛先</p> <p>レギュラー HX6053/63(3本組)</p>	<p>キッズ</p>  <p>ミニ レギュラー</p> <p>HX6032/63(2本組) HX6042/63(2本組)</p>

替ブラシは、3ヶ月ごとに交換してください

歯垢除去力を維持するためには、ブラシを最高の状態で使用していただくことが重要です。3ヶ月ごとにブラシを交換することで、新品同様の効果を得ることができます。



ソニッケアーならではのブラシ毛^{*2}は、 磨き心地が違う!

「アンコアフリータフティング技術」採用ブラシヘッド



※センシティブは従来のブラシ(ステーブルタイプ)です

エアーフロス ウルトラ用 替ノズル

替ノズル
2本セット

HX8032/02
(白色・青色)

エアーフロス用 替ノズル

替ノズル
2本セット

HX8012/02
(青色・黄色)

ノズルを衛生的に
お使いいただくため^{*3}
約6ヶ月に1回
交換してください

エアーフロス ウルトラ用ノズル
と、エアーフロス用ノズルに互換性はありません。それに対応した替ノズルをご購入ください

エリートシリーズ、アドバンスシリーズ用 替ブラシ(eシリーズ)

歯の形に
フィットし、
くまなく洗浄

スタンダード
HX7001/06(1本)





▲ 安全に関するご注意 ※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を!



- 愛情点検
このような症状はありませんか?
●電源プラグや電源コードが熱くなる
●本体が変形したり異常に熱い
●本体にさわると時々電気を感じる
●時々運動しないことがある
●運転中、異常な音がする



- このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。
●本体が変形したり異常に熱い
●こげくさい臭いがする
●充電後、使用時間が短くなった
●その他異常・故障がある

2年間保証

ソニッケアー全製品は、2年間保証ですので、安心してお求めください。

■ Li-ion ■ Ni-MH 充電式電池リサイクルにご協力を



このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

●商品には保証書を添付しておりますので大切に保管してください。尚、店名、ご購入年月日の記載の無いものは無効となります。 ●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 ●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。 ●カタログの写真は印刷物ですので、実際の製品とカラー等が異なって見える場合があります。お買い求めの際は本体カラーなど店頭でご確認ください。 ●機種によって品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスピル

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間：9:00～18:00(年末年始除く)

フィリップス ソニッケアー

検索

お買い求めは当店で

©2019 Philips Japan,Ltd. All rights reserved.
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.
またはその他の会社の商標または登録商標です。

(このカタログの内容は2019年6月現在のものです)CSO19APR