



Philips Sonicare AirFloss

Um jato triplo
de mais saúde para
a gengiva.





O novo **Philips Sonicare** **AirfFoss Ultra.**

Proporciona a quem não usa o fio dental regularmente tudo que é preciso para melhorar a saúde da área interproximal em apenas 60 segundos, com remoção de até 99% de biofilme da área tratada.


Finalmente, eficiência e adesão unidas para pessoas que não usam fio dental regularmente

Tão eficaz quanto o fio dental para melhorar a saúde da gengiva*

Até

97%

mostraram melhora na saúde da gengiva*




A melhora da saúde da gengiva começa com a melhor remoção das placas bacterianas.


Até

99%

remoção de biofilme da placa na área tratada**



Biofilme da placa não tratada em um teste de laboratório.



Biofilme da placa tratada em um teste de laboratório.

Fácil inclusão para uma rotina saudável.

O Philips Sonicare AirFloss Ultra é um limpador interdental rápido e eficiente que as pessoas que não passam fio dental efetivamente usarão.

- 95% disseram que o AirFloss Ultra foi fácil de usar.
- 89% disseram que o AirFloss Ultra foi mais fácil de usar que o fio dental.
- 82% disseram que o AirFloss Ultra foi mais fácil de usar que o Waterpik.

A limpeza da área interproximal com o Philips Sonicare AirFloss Ultra leva apenas 60 segundos, tornando simples que os pacientes o incluam ao seu hábito diário de higiene bucal.

O Philips Sonicare AirFloss também foi projetado para a limpeza efetiva ao redor do implante e das próteses dentárias, removendo placas de áreas que não são facilmente alcançadas somente com a escovação.



Tecnologia e design aperfeiçoados.

Nova tecnologia de jato triplo

Oferece três jatos de microgotículas de ar e líquido para romper e remover a placa junto à linha da gengiva e em áreas difíceis de alcançar.

Um novo e aprimorado bocal de alto desempenho

Apresenta uma ponta mais macia para um maior conforto e um spray mais amplo para cobrir a superfície da gengiva e dos dentes na área mais interproximal.

Usando o AirFloss Ultra.

A limpeza interdental com o Philips Sonicare AirFloss Ultra leva três etapas simples:



1. Encher

Use água ou um enxaguante bucal antimicrobiano, para o tratamento pretendido.



2. Apontar

Mantenha pressionado para liberar jatos automáticos contínuos ou pressione e solte para usar o modo de jato manual.



3. Limpar

Microgotículas de ar e líquido rompem e removem a placa.

Melhores recursos que quem não usa o fio dental vai amar.





* Quando usado junto com uma escova de dentes manual e um enxaguante antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a moderada. O AirFloss foi desenvolvido para ajudar as pessoas que não usam fio dental regularmente a desenvolverem uma rotina de limpeza diária interdental mais saudável. Para obter mais informações, visite www.philips.com/airfloss/faq ou faça referência ao código QR.

** Em um estudo laboratorial, os resultados reais nos usuários podem variar.

† Pesquisa de pacientes americanos.

© 2014 Philips Oral Healthcare, Inc. Todos os direitos reservados. A PHILIPS e o logotipo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. Sonicare, o logotipo da Sonicare, DiamondClean, FlexCare Platinum, FlexCare, FlexCare+, ProResults, Sonicare For Kids e AirFloss são marcas registradas da Philips Oral Healthcare.
7504809 111314

Fabricado por:



*International Headquarters
Koninklijke Philips N.V.
Amsterdam, Netherlands
www.philips.com.br*

Distribuído por:



*Comercial Neodent
Benjamin Lins, 742 - Batel
Curitiba - Paraná - Brasil
Consultoria Técnica:
SAC: 0800 707 2526
0800 725 6363
www.neodent.com.br*