

PHILIPS
sonicare

For Kids



**60 dagen
op proef***

Niet tevreden?
Geld terug!

Schone en gezonde tanden met Philips Sonicare for Kids

De Philips Sonicare for Kids
app maakt tandenpoetsen
leuk én leerzaam!



*Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties

Poetsen met Philips Sonicare for Kids

Maakt tandenpoetsen leuk en leerzaam

Het is van belang dat kinderen al vanaf jonge leeftijd goed leren te poetsen. Het glazuur van het melkgebit is nog niet zo sterk als dat van het blijvende gebit. Hierdoor zijn melktanden extra gevoelig voor gaatjes en ontstekingen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor een gezond blijvend gebit.

Om dit te voorkomen is goed poetsen dus belangrijk, maar is het ook altijd even leuk? Met Philips Sonicare for Kids wél! De klinisch bewezen effectieve sonische poetsmethode (die tot 75% meer tandplak verwijdert*), in combinatie met tal van leerzame en leuke functies in de Philips Sonicare for Kids app, maakt Philips Sonicare for Kids de ideale elektrische tandenborstel voor kinderen. Start nu met een gezonde poetsroutine voor de kids.

Er zijn twee maten opzetborstels beschikbaar voor Philips Sonicare for Kids: standaard en mini. Daarnaast beschikt hij over twee poetsstanden, acht vrolijke stickers en een KidTimer voor het aanhouden van de aanbevolen poetstijd van 2 minuten. De poetsbeweging lijkt op poetsen met een handtandenborstel, waardoor poetsen met Philips Sonicare for Kids gemakkelijk aan te leren is. Bovendien biedt de speciale Philips Sonicare for Kids-app een leuke én functionele manier om uw kind spelenderwijs steeds beter te leren poetsen.



*Dan een handtandenborstel

Maak kennis met Sparkly!

Het hoofdpersonage uit de educatieve Philips Sonicare for Kids-app

De Philips Sonicare for Kids tandenborstel is voorzien van Bluetooth-technologie waarmee hij automatisch verbinding kan maken met de speciale Sonicare for Kids-app* voor iOS en Android. Open de app voordat uw kind met poetsen begint en het vrolijke personage Sparkly verschijnt in beeld. Dankzij de Bluetooth-verbinding merkt de app wanneer het poetsen is begonnen. Op dat moment reinigt uw kind niet alleen de eigen tanden, maar ook die van Sparkly! Dankzij duidelijke, speelse instructies op het scherm leert uw kind al snel de juiste manier van poetsen; van het onder de knie krijgen van de aanbevolen poetstijd van 2 minuten tot het leren kennen van de belangrijkste poetsplekken per kwadrant. Daarbij zijn er allerlei leuke beloningen te verdienen. En het werkt; merendeel van de ouders die Philips Sonicare for Kids gebruiken, zeggen dat hun kinderen langer en beter hun tanden poetsen.**

Volg het poetsgedrag van uw kind

De app slaat het poetsgedrag op, waardoor u de vorderingen in de poetsroutine van uw kind gemakkelijk in kaart brengt. Ook wanneer de Philips Sonicare for Kids niet in contact staat met de applicatie, bewaart de borstel de gegevens van maximaal 20 poetsbeurten. De eerstvolgende keer dat hij met de app verbindt, worden die resultaten aan de kalender toegevoegd.



Doeltreffende kenmerken waarmee poetsen leuk wordt



De KidTimer voert bij ingebruikname geleidelijk de poetstijd op. Zo leert uw kind de poetsduur gelijkmatig te verlengen van 1 naar de aanbevolen 2 minuten.



Met de twee formaten opzetborstels – mini en standaard – is de tandenborstel geschikt voor elk kindergebitt.



De Philips Sonicare for Kids beschikt over twee poetsstanden: een stand met een lage intensiteit, voor kinderen die net zijn begonnen met poetsen en een met een normale intensiteit, voor kinderen met iets meer poetservaring.



De Philips Sonicare for Kids wordt geleverd met 8 kleurrijke stickers waarmee uw kind zijn of haar tandenborstel een herkenbaar en leuk uiterlijk kan geven.



De opzetborstel is voorzien van een zachte rubberen beschermlaag; dit zorgt ervoor dat het niet onplezierig aanvoelt wanneer de opzetborstel andere tanden aanraakt tijdens het poetsen.



Philips Sonicare for Kids heeft een ergonomisch vormgegeven handvat waardoor hij zowel door kinderen als door ouders gemakkelijk vast te houden is. Ideaal voor wanneer u nog wilt napoetsen bij uw kind.



De sonische technologie stuwt vloeistof tussen de tanden en langs de tandvleesrand. Door de poetsbeweging in combinatie met deze sonische technologie verwijdert Philips Sonicare for Kids tot 75 procent meer tandplak dan een gewone tandenborstel.

De Philips Sonicare for Kids-app leert kinderen op een leuke manier goed en effectief elektrisch te poetsen.

*Gratis voor te downloaden in de Apple App Store en Google Play voor Android

**Dan met een handtandenborstel



Poetsinstructie Philips Sonicare for Kids

Help uw kind gezond poetsen



Kies de juiste opzetborstel

Gebruik de mini borstel voor kinderen van 4 tot 7 jaar, de standaard borstel voor kinderen vanaf 7 jaar.



Tandpasta aanbrengen

Breng een dun laagje tandpasta over de lengte van de borstelkop aan.



Kies de juiste stand

Philips Sonicare for Kids beschikt over twee poetsstanden: zacht (voor beginnende poetsers) en normaal (voor iets ervaren poetsers).



Vasthouden van de borstel

Laat uw kind de bovenkant van de handgreep vasthouden, terwijl u de onderkant hanteert. Schakel de borstel pas in, wanneer de borstelkop zich in de mond bevindt. Voor de juiste positie van de borstel volgt u de instructies in de app.

Poetsvolgorde

Besteed evenveel tijd aan het poetsen van de binnenkant, de buitenkant en de bijt- en kauwoppervlakken (de kwadranten) van de tanden van uw kind. De ingebouwde KidPacer - een functie die uw kind aanmoedigt het hele gebit te poetsen - speelt een kort melodietje wanneer het tijd is om door te gaan naar het volgende kwadrant.



Poetsduur

Philips Sonicare for Kids maakt het makkelijker om 2 hele minuten te poetsen. Dit is de poetsduur die door tandheelkundigen wordt aanbevolen. De ingebouwde KidPacer speelt na 2 minuten een felicitatiemelodietje en schakelt de tanden-borstel automatisch uit.

Poetsinstructie Philips Sonicare for Kids

Zelf je tanden poetsen!



Hoeveel tandpasta?

Een dun laagje tandpasta over de lengte van de borstelkop is genoeg.



De poetskracht opvoeren

Als je net begint met elektrisch tanden poetsen, dan kun je het beste starten met de zachte poetsstand. Wanneer je gewend bent, schakel je naar de normale stand.

De juiste stand van de opzetborstel

De beste manier om te beginnen is de tandenborstel met de borstelharen schuin richting je tandvlees te plaatsen. Het enige wat je hoeft te doen is de tandenborstel langzaam van achter naar voren over je tanden te bewegen. Druk daarbij niet te hard!

Volg de aanwijzingen tablet of smartphone

Gebruik de speciale Philips Sonicare for Kids-app op de tablet of smartphone en volg de aanwijzingen op het scherm op. Op die manier poets je jouw tanden én die van Sparkly het allerbeste!



Poetsduur

Als je tandenborstel het eindmelodietje speelt, weet je dat je tanden mooi schoon zijn en je dus kunt stoppen met poetsen.

Vergeet je tandvlees niet!

Poetsen houdt niet alleen je tanden mooi schoon, maar het houdt ook je tandvlees gezond. Probeer daarom te poetsen met de borstel schuin richting je tandvlees gedraaid.

Zelf poetsen met de Sonicare for Kids-app

Leren poetsen in 5 simpele stappen

1. Download de gratis app in de Apple App Store of Google Play
2. Maak een eigen profiel aan
3. Verbind de app via Bluetooth aan de Philips Sonicare for Kids elektrische tandenborstel
4. Start de app, volg de instructies en poets mee!
5. Win beloningen en bekijk hoe goed je hebt gepoetst





Kijk voor meer informatie op philips.nl/sonicare of philips.be/sonicare

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden aangepast. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) of hun respectievelijke eigenaren.