


Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PSD1211



PHILIPS



ENGLISH	4
DEUTSCH	30
FRANÇAIS	59
ITALIANO	87
NEDERLANDS	115
DANSK	144
SUOMI	170
NORSK	196
SVENSKA	222
ČEŠTINA	248
MAGYAR	275
POLSKI	302
SLOVENSKY	332

Introduction

Read this user manual carefully before you use the Philips BlueControl and save the user manual for future reference. To achieve optimal treatment results, use the device according to the treatment schedule and the instructions in this user manual.

List of product codes

- Kit PSK0202/10
- Device PSD1211/10
- Fixation strap PSS1210/10
- Adapter with USB cable PR3089

Intended use

The Philips BlueControl is intended to provide phototherapeutic light to the body. The Philips BlueControl is generally indicated to treat dermatological conditions. The Philips BlueControl is a wearable medical device using blue LED light to treat mild to moderate psoriasis vulgaris for adults only (i.e. people over the age of 18) in the home environment.

Important

Contraindications

Do not use the Philips BlueControl:

- If your skin is burnt or sunburnt.
- If you have a fever.
- If you have a known sun allergy.
- If you are allergic to the surface materials of the Philips BlueControl device (polycarbonate or polyester/elastane mix).

- If you have any known idiopathic dermatosis such as porphyria, polymorphic light eruption, chronic actinic dermatitis, actinic prurigo or solar urticaria that causes photosensitivity.
- If you have any known disease related to low immunity.
- If you have active skin cancer, if you have a history of skin cancer or any other localised cancer, precancerous lesions or large moles in the areas to be treated.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you are on steroids, it makes the skin more susceptible to irritation.
- If you have infections, unhealed tattoos, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, or wounds in the areas to be treated.

- Avoid treatment of skin areas with tattoos, there is no information available yet about possible reactions.
- If you have uncontrolled arterial hypertension, a history of stroke, myocardial infarction, angina pectoris, arteriosclerotic vascular disease (ASVD).
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you have schizophrenia, borderline syndrome or severe depression.
- If you have any sensory deprivation or have been diagnosed with shingles or post-herpetic neuralgia, especially in the area to be treated.
- If you have any anatomical pathology or other physical limitation which would prevent you from placing the Philips BlueControl successfully.
- If you have an active implanted device, such as a cardiac pacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochlear implant, or an active drug administration device.
- If you are in poor general health.

Important safety information

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- Never immerse the Philips BlueControl in water or any other liquid.
- Never wear the Philips BlueControl while it is charging.
- Never look directly into the light source during use.
- Do not open or modify the Philips BlueControl during the lifetime of the device.
- Do not use the Philips BlueControl in wet and/or hot surroundings, such as a sauna or bathroom.
- The Philips BlueControl is not intended to be used by persons younger than 18 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- This is a medical device. Keep the device out of the reach of children.
- Only charge the Philips BlueControl with the USB cable and the adapter supplied (PR3089).
- The Philips BlueControl is specifically designed to treat psoriasis vulgaris. Do not use it for any other purpose.

- Always check the Philips BlueControl, the USB cable and the adapter for damage before use.
- Do not use the device if it is closer than 1 metre to wireless communication equipment, such as wireless home network routers and mobile phones. This wireless communication equipment may cause electromagnetic interference that prevents the device from operating properly.
- If the USB cable, the adapter or the Philips BlueControl is damaged, stop using it and contact the Philips Consumer Care Centre at this telephone number 00800-7445 4778.

Caution

- Remove the Philips BlueControl from the fixation strap before you wash the fixation strap.
- Use, charge and store the Philips BlueControl at a temperature between 10°C and 35°C and at a relative humidity between 30% and 90%.
- Read section 'Contraindications' to find out if any apply to you before you start using the Philips BlueControl.

- To prevent damage to the drum of the washing machine, to other laundry in the drum or the fabric of the fixation strap, close the Velcro fasteners of the slings and wash the fixation strap and the slings in a fine-mesh washing bag.
- Always use the Philips BlueControl in the fixation strap with one of the slings provided, as the fixation strap and the slings have been specially designed for this device.
- Philips BlueControl is intended for daily use. The exact usage time is stated in chapter 'Using your Philips BlueControl', section 'Treatment schedule'.

Compliance

The Philips BlueControl complies with the standard of basic safety for medical devices (IEC60601-1) and with the relevant collateral and particular standards for non-laser light source medical equipment for home use: EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2], and EN 60601-1-2 [4]. Regarding electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic fields (EMF), the device should be kept away from radio frequency (RF) equipment to avoid interference.

General description (Fig. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 On/off button and LED indicator
- 3 Micro USB socket
- 4 Sensor
- 5 Fixation strap
- 6 Short sling for lower arm or ankle
- 7 Medium-long sling for upper arm or knee
- 8 Long sling for leg
- 9 Adapter housing
- 10 European plug
- 11 UK plug
- 12 USB cable
- 13 Carry case


Charging

Fully charge the Philips BlueControl before you use it for the first time. When fully charged, the Philips BlueControl has enough power for at least four treatments. It is recommended to charge the Philips BlueControl every day. You can charge the Philips BlueControl with the adapter and USB cable supplied. The adapter and USB cable have an expected life time of at least 3 years in normal intended operation. The device has a useful life of at least 3 years if used in accordance with its intended use. When the BlueControl is connected to the charger and in charging mode, the charger PR3089 is to be considered as a part of the medical system.


Note: *Treatment is not possible when the Philips BlueControl is charging.*

Charging with the adapter


It takes approximately 3 hours to fully charge the Philips BlueControl.




- 1 Put the European or UK mains plug in the adapter and lock it into place.




- 2 Insert the standard USB plug into the socket on the adapter.



- 3 Insert the adapter into the wall socket (100V-240V).



- 4 Insert the micro USB plug into the socket on the Philips BlueControl.
 - ▶ When the Philips BlueControl is connected to the mains, it beeps once and the LED indicator starts flashing green slowly to indicate that charging has started.



- 5 When the Philips BlueControl is fully charged, the LED indicator lights up solid green.
- 6 Remove the adapter from the wall socket and pull the micro USB plug out of the micro USB socket on the Philips BlueControl.

Using your Philips BlueControl

Treatment schedule




Always stick to the recommended treatment schedule. Do not treat each plaque more than once a day.

The Philips BlueControl has been designed for daily use on psoriasis vulgaris plaques. We recommend treating single, non-overlapping psoriasis vulgaris plaques only once a day. A single treatment takes approximately 30 minutes, but can be extended to 40 minutes depending on your skin sensitivity and possible treatment pauses during treatment.

For example, if the infrared sensor senses a too high skin temperature, the treatment is briefly paused for safety reasons. Treatment resumes automatically when the skin has cooled down. Following this treatment advice ensures that you do not exceed the daily light dose of 90 J/cm^2 per plaque. Blue light treatment can be combined with vitamin D creams. Apply the cream after the treatment. For other combination treatments with blue light, please consult your doctor.

We do not recommend using topical medication, creams or lotions immediately before and during treatment with the Philips BlueControl. In case of unpleasant effects such as excessive, non-resolving skin redness, worsening of plaques or pain, stop the therapy immediately and consult your doctor if necessary. It is possible that you experience slight tanning of the area treated. This should diminish within a few days after the therapy has been stopped. A temporary increased redness of the treated area after treatment is normal but should also diminish.


Preparing the Philips BlueControl for use



To place the Philips BlueControl in the fixation strap and to position it correctly on your body, follow the steps below. The fixation strap has an expected lifetime of at least 1 year if used in accordance with its intended use. There are three slings: a short sling for lower arm or ankle, a medium-long sling for upper arm or knee, and a long sling for the leg.


- 1** Place the Philips BlueControl in the fixation strap.

Note: Make sure that the LED treatment area is not covered by the fixation strap material or any other textile. The on/off button must be visible through the hole on top of the fixation strap



- 2** Select the suitable sling for the area to be treated on the arm or the leg.


- 3** To attach the selected sling to the fixation strap, pull one end of the sling through one ring of the fixation strap (1) and fasten it with the Velcro fastener (2).




Note: After fastening the Velcro fastener, two small grey Velcro pads should be on the top of the sling.

- 4** Remove clothing from the area to be treated.

- 5** Position the fixation strap on top of the psoriasis plaque on your arm or leg (1). Wrap the sling around your arm or leg (2).






- 6** Pull the sling through the other ring (1). Then wrap the sling around your arm or leg once more and fasten it with the Velcro fastener (2).

Note: The two small grey Velcro pads on top of the other end of the sling enable the tightest adjustment.

Treatment procedure




- 1** Press the on/off button to switch on the Philips BlueControl.

Caution: Never look directly into the light source during use.

Do not intentionally touch the sensor in the centre of the Philips BlueControl when it is switched on.

Do not cover the Philips BlueControl with other textile materials than the fixation strap when it is switched on.



- 2** The Philips BlueControl flashes blue to indicate that it is ready for treatment. The treatment starts soon after the sensor detects the skin to be treated.
- ▶ The LED indicator lights up solid blue and a sequence of two tones indicates the treatment is in progress.
- 3** The Philips BlueControl automatically switches off after the treatment time (approximately 30 minutes) has elapsed.

Interrupting treatment


- 1 If you want to interrupt the treatment briefly, simply remove the Philips BlueControl or press the on/off button to switch it off.

Note: If you remove the Philips BlueControl or press the on/off button to stop treatment before the treatment time has elapsed and you do not resume the treatment within 2 hours, the timer automatically resets. If you resume the treatment within 2 hours, the countdown of the treatment time will continue where it left off. When a treatment is resumed, there will be no sequence of 2 tones.

After treatment

Treatment ends automatically after the treatment time has elapsed, unless you remove the Philips BlueControl or press the on/off button to stop treatment earlier.

Note: A sequence of two different tones indicates that the Philips BlueControl switches off and treatment has ended.



- 1 Open the Velcro fastener of the sling at one end (1) and pull the strap out of the ring of the fixation strap (2).
- 2 Unwrap the sling (1) and remove the fixation strap from your psoriasis plaque (2).
- 3 Recharge the Philips BlueControl. You can take the device out of the fixation strap or charge it while it stays in the fixation strap.

Light and sound signals during use

Overheating signal

Overheating of the device.

- 1 If the device measures a too high device temperature, the Philips BlueControl switches off for safety reasons.
 - ▶ The LED indicator lights up solid orange and a long 3-second tone indicates that the Philips BlueControl switches off.
- 2 If you try to restart the Philips BlueControl before it has cooled down, the LED indicator flashes orange for 5 seconds. Cooling down may take several minutes.



Overheating of the skin.

- 1 If the device measures a too high skin temperature, the Philips BlueControl temporarily switches off for safety reasons.
 - ▶ The LED indicator flashes blue slowly until the skin temperature has cooled down, the Philips BlueControl switches on again automatically.



Battery level signals

When you press the on/off button and the LED indicator lights up solid red and you hear 3 beeps, the battery of the Philips BlueControl is empty.

- 1 You have to charge the battery before you can start a new treatment. Charge for at least 45 minutes to be able to complete one full treatment.



Cleaning




Do not immerse the Philips BlueControl in water or rinse it under the tap.

Always remove the Philips BlueControl from the fixation strap before you put the fixation strap in the washing machine to clean it.

Caution: Clean the Philips BlueControl after each treatment to ensure it continues to function properly.


- 1** Remove the Philips Blue Control from the fixation strap.
- 2** Clean the Philips BlueControl with a damp cloth.
- 3** Clean the sensor with alcohol and a cotton bud at an ambient temperature once a week.
- 4** The fixation strap and the slings can be washed in the washing machine.

Caution: To prevent damage to the drum of the washing machine, to other laundry in the drum or the fabric of the fixation strap, close the Velcro fasteners of the slings and wash the fixation strap and the slings in a fine-mesh washing bag.



Note: Use a gentle cycle and a temperature of 60°C maximum. Dry the fixation strap and the slings on the air and not in a tumble dryer. Do not iron the fixation strap and the slings.

Storage



The device comes with a carry case with storage spaces for all parts.

- 1** Use the storage case to store the device and its parts if you do not use it.
- 2** If you want to take the device with you to work or while travelling, we advise you to put it in the carry case for extra protection.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the Philips BlueControl. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Philips Consumer Care Centre.

Problem	Possible cause	Solution
I cannot switch on the Philips BlueControl even though it is fully charged.	The sensor is dirty.	Clean the sensor with alcohol and a cotton bud (see chapter 'Cleaning').
The Philips BlueControl suddenly switches off during treatment.	The preset time has elapsed.	The Philips BlueControl has been programmed to switch off automatically after the treatment time has elapsed.

Problem	Possible cause	Solution
	The sensor is blocked.	Check the position of the Philips BlueControl in the fixation strap. Make sure the material of the fixation strap or clothing does not cover the sensor. If the sensor is not covered but the Philips BlueControl still switches off, the skin temperature is too high. The Philips BlueControl will switch on automatically when the skin has cooled down.
	The rechargeable battery is empty.	The LED indicator flashes red. Charge the Philips BlueControl (see chapter 'Charging').
The Philips BlueControl suddenly switches off with a long beep during treatment and the LED indicator lights up solid orange.	The temperature of the Philips BlueControl itself is too high and the Philips BlueControl switched off for safety reasons.	Let the Philips BlueControl cool down for 10 minutes. Put the Philips BlueControl back onto your skin and press the on/off button to resume treatment.
The Philips BlueControl suddenly interrupts the treatment and slowly flashes blue.	The device measured a too high skin temperature and paused the treatment to allow the skin to cool down.	No action required. The treatment restarts automatically after the device measures a skin temperature in the safe range.

Problem	Possible cause	Solution
The Philips BlueControl is switched off with a long beep and the LED indicator flashes orange.	The Philips BlueControl was interrupted too many times during treatment, for instance because the sensor sensed a too high skin temperature or because maximum treatment time of 40 minutes was exceeded.	If this happens a few times, contact Philips.
The LED indicator lights up solid orange when I press the on/off button.	The device temperature is too high and the Philips BlueControl switched off for safety reasons.	Let the Philips BlueControl cool down for 10 minutes. Put the Philips BlueControl back onto your skin and press the on/off button to resume treatment.
The LED indicator lights up solid red for 5 seconds and the Philips BlueControl beeps 3 times when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Charge the Philips BlueControl (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.

Problem	Possible cause	Solution
The LED indicator does not flash green when the micro USB plug is inserted into the micro USB socket of the Philips BlueControl.	The adapter is not inserted or not inserted properly into the wall socket.	Insert the adapter into the wall socket properly.
	The standard USB plug is not inserted or inserted properly into the adapter.	Insert the standard USB plug into the adapter properly.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the same wall socket to check if the wall socket is live. If the wall socket is live, but the Philips BlueControl does not charge, contact Philips.
The Philips BlueControl becomes warm during use.	This is normal.	No action required.

Guarantee and support

If you need service or information or if you have a problem, please contact the Philips Consumer Care Centre at telephone number 00800-7445 4778.

Guarantee restrictions

The guarantee does not cover standard wear and tear. The guarantee becomes invalid if the Philips BlueControl is not used according to the instructions in this user manual.

Manufacturer's legal address

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

This procedure is irreversible. You cannot use the device anymore after this procedure.

Note: We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the battery.

Caution: Observe basic safety precautions when you follow the procedure described below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1** Make sure the rechargeable battery is empty.
- 2** Open the device by removing the transparent lower part from the metal upper part.
- 3** Remove the battery with appropriate tools.

Specifications

Philips BlueControl is certified as medical non-laser light source equipment. While in operation it generates blue light with the following specification:

Device	PSD1211
Voltage	100-240 V
Frequency	50-60 Hz
Input	7 W
Class	Medical device Class IIa
Optical output classification	Risk Group 1 according EN 60601-2-57, meaning no risk in normal intended use.

Device	PSD1211
Power density	200 mW/cm ² (peak), 40 mW/cm ² (average), maximum variation across the treatment area is <1.3
Max. daily dose per plaque	90 J/cm ²
Battery type	3.7V /rated capacity 6.1 Whr Lithium-ion battery

Adapter with USB cable	PR3089
Input	100-240V AC / 50-60Hz
Output	5V DC / 7W

Fixation strap	PSS1210
Fabric composition	66 % polyamide; 20 % polyester; 10 % elastane; 4 % polyurethane

Operating conditions	
Temperature	from +10°C to +35°C
Relative humidity	from 30% to 90%

Storage conditions	
Temperature	from -20°C to +35°C
Relative humidity	from 30% to 90% (no condensation)

Explanation of symbols

Symbols on device

There are several safety warning labels on the device, the fixation strap and in the user manual. Not following these warnings may result in one or more of the following hazards: electrical shock, skin burn, retinal damage and/or fire.



- This yellow/black symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.



- This white/blue symbol on the device label means: Read the user manual before you start using the device.



- This yellow/black symbol on the device label means: Do not stare at the light source. Risk Group 1 product (IEC60601-2-57:2011).



- This symbol means: Philips BlueControl is specified as applied part type BF. B indicates that it is used on the Body and F indicates that it is Floating from (not connected to) the mains voltage.



- This symbol means: Conforms to EC Directives. CE stands for 'Conformité Européenne'.



- This symbol means 'Manufactured by' and provides the address of the legal manufacturer.



- This symbol means: Made in the Netherlands.



- This symbol indicates input for power supply. PR3089 below this symbol means that the device may only be charged with the adapter that is supplied in the package. Usage of other adapters may not be safe and could lead to electrical shock. The adapter has the following electrical specification: Input 100-240V AC / 50-60 Hz, output 5V DC / 7 W. When charging the device, make sure that the adapter and the device are positioned in such a way that the adapter and device can always be disconnected easily.
- This symbol means: keep dry.



- This symbol indicates the serial number of the device.

A black rectangular box with the letters 'SN' inside in a bold, sans-serif font.



- This symbol indicates the USB connector.

LI-ION

- This symbol means that the device uses LI-ION rechargeable batteries.



Symbols on adapter

- This symbol indicates that the adapter is double insulated (Class II).



- This symbol indicates that the adapter may only be used indoors.



Symbols on fixation strap

- This symbol means: Wash at a maximum temperature of 60°C.



- This symbol means: Do not bleach.



- This symbol means: Do not tumble-dry.



- This symbol means: Do not iron.



- This symbol means: Do not dry clean.



- This symbol means: Made in China.



- This symbol means: Read the user manual.



- This symbol indicates the batch code.

Einführung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Philips BlueControl verwenden, und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf. Zur Erzielung optimaler Behandlungsergebnisse ist es erforderlich, das Gerät gemäß dem Behandlungsplan und den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung anzuwenden.

Liste der Produktcodes

- Kit PSK0202/10
- Gerät PSD1211/10
- Halteband PSS1210/10
- Ladegerät mit USB-Kabel PR3089

Verwendungszweck

Philips BlueControl soll phototherapeutisches Licht an den Körper abgeben. Philips BlueControl ist im Allgemeinen zur Behandlung dermatologischer Beschwerden vorgesehen. Philips BlueControl ist ein am Körper tragbares medizinisches Gerät, bei dem blaues LED-Licht zur Behandlung leichter bis mittelstarker Psoriasis vulgaris bei Erwachsenen (d. h. Personen im Alter von mindestens 18 Jahren) zu Hause angewendet wird.

Wichtig

Gegenanzeigen

Verwenden Sie Philips BlueControl nicht in folgenden Situationen:

- Wenn Sie Hautverbrennungen oder einen Sonnenbrand haben.
- Wenn Sie Fieber haben.

- Wenn Sie eine bekannte Sonnenallergie haben.
- Wenn Sie allergisch auf die Oberflächenmaterialien des Philips BlueControl-Geräts reagieren (Polycarbonat- bzw. Polyester-/Elastanmischung).
- Wenn Sie unter einer idiopathischen Hauterkrankung, wie z. B. Porphyrie, polymorphen Licht-Dermatose, chronischer aktinischer Dermatitis, aktinischer Prurigo oder Lichturtikaria, die Lichtempfindlichkeit verursacht, leiden.
- Wenn Sie unter einer Krankheit im Zusammenhang mit einer Immunschwäche leiden.
- Wenn Sie unter aktivem Hautkrebs leiden oder in der Vergangenheit an den zu behandelnden Hautpartien unter Hautkrebs oder einer anderen Krebsart gelitten haben; das Gleiche gilt bei präkanzerösen Läsionen und großen Muttermalen.

- Wenn Sie fotosensibilisierende Medikamente einnehmen, prüfen Sie deren Beipackzettel, und verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn als Nebenwirkungen fotoallergische oder fototoxische Reaktionen auftreten können oder Ihre Haut während der Einnahmezeit der Medikamente nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden darf.
- Wenn Sie Steroide einnehmen. Durch diese Medikamente wird die Haut reizempfindlicher.
- Wenn Sie an den zu behandelnden Hautpartien Infektionen, noch nicht verheilte Tätowierungen, Verbrennungen, entzündete Follikel, offene Wunden, Abschürfungen, Herpes oder Wunden haben.
- Vermeiden Sie die Behandlung von Hautpartien mit Tätowierungen, da bislang noch keine Informationen über mögliche Reaktionen vorliegen.
- Wenn Sie unkontrollierte arterielle Hypertonie haben oder bereits in der Vergangenheit einen Schlaganfall, Herzinfarkt, Angina pectoris oder arteriosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten.

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie an Schizophrenie, am Borderline-Syndrom oder an schweren Depressionen leiden.
- Wenn Sie an sensorischer Deprivation leiden oder wenn Gürtelrose oder postherpetische Neuralgie, insbesondere an den zu behandelnden Hautpartien, diagnostiziert wurde.
- Wenn Sie anatomische Symptomatiken oder andere physische Einschränkungen haben, die ein Anlegen des Philips BlueControl nicht möglich machen.
- Wenn Sie ein aktives, implantiertes Gerät haben, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator, einen Neurostimulator, ein Cochlea-Implantat oder ein aktives Gerät zur Medikamentenverabreichung.
- Wenn Ihr allgemeiner Gesundheitszustand schlecht ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

Gefahr

- Halten Sie das Ladegerät trocken.

Warnung

- Tauchen Sie Philips BlueControl niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Tragen Sie Philips BlueControl niemals, wenn es gerade aufgeladen wird.
- Blicken Sie während des Gebrauchs niemals direkt in die Lichtquelle.
- Öffnen oder verändern Sie Philips BlueControl nicht während der Lebensdauer des Geräts.
- Verwenden Sie Philips BlueControl nicht in nassen und/oder heißen Umgebungen wie einer Sauna oder dem Badezimmer.
- Philips BlueControl sollte nicht von Personen unter 18 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten verwendet werden.
- Dies ist ein medizinisches Gerät. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Laden Sie Philips BlueControl nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel und Ladegerät auf (PR3089).

- Philips BlueControl wurde speziell zur Behandlung von Schuppenflechte (Psoriasis vulgaris) entwickelt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Philips BlueControl, das USB-Kabel und das Ladegerät auf Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich näher als 1 m an kabellosen Kommunikationsgeräten befindet, wie zum Beispiel an kabellosen Heimnetzwerkroutern und Mobiltelefonen. Diese kabellosen Kommunikationsgeräte können elektromagnetische Störungen verursachen, die verhindern, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn das USB-Kabel, das Ladegerät oder das Philips BlueControl beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr, und wenden Sie sich an das Philips Service-Center unter der Telefonnummer: 00800-7445 4778.

Achtung

- Nehmen Sie Philips BlueControl aus dem Halteband, bevor Sie das Halteband waschen.
- Benutzen, laden und lagern Sie Philips BlueControl bei Temperaturen zwischen +10 °C und +35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 bis 90 %.
- Lesen Sie den Abschnitt "Gegenanzeigen", um herauszufinden, ob diese Hinweise auf Sie zutreffen, bevor Sie mit Philips BlueControl starten.
- Um Schäden an der Waschmaschinentrommel, an anderen Wäschestücken in der Trommel oder am Stoff des Haltebands zu verhindern, schließen Sie die Klettverschlüsse, und waschen Sie das Halteband und die Schlingen in einem feinmaschigen Wäschenetz.
- Verwenden Sie Philips BlueControl immer mit dem Halteband und einer der mitgelieferten Schlingen, da das Halteband und die Schlingen speziell für dieses Gerät entwickelt wurden.

- Philips BlueControl ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Die genaue Anwendungszeit wird in Kapitel "Philips BlueControl", Abschnitt "Behandlungsplan" erklärt.

Normerfüllung

Philips BlueControl entspricht dem Standard für die allgemeine Sicherheit für medizinische Geräte (EN 60601-1) und den entsprechenden zusätzlichen und speziellen Standards für medizinische Geräte für den Heimgebrauch ohne Laser: EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] und EN 60601-1-2 [4]. Hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität (EMV) und elektromagnetischen Felder (EMF) sollte das Gerät nicht in der Nähe von Geräten mit Hochfrequenzen verwendet werden, um Störungen zu vermeiden.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige
- 3 Micro-USB-Buchse
- 4 Sensor
- 5 Halteband
- 6 Kurze Schlinge für Unterarm oder Knöchel
- 7 Mittlere Schlinge für Oberarm oder Knie
- 8 Lange Schlinge für die Beine
- 9 Gehäuse des Ladegeräts
- 10 Europäischer Stecker
- 11 Stecker (Großbritannien)
- 12 USB-Kabel
- 13 Tragetasche


Laden

Laden Sie Philips BlueControl vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Mit einer Akkuladung kann Philips BlueControl für mindestens vier Behandlungen verwendet werden. Es wird empfohlen, Philips BlueControl jeden Tag aufzuladen. Sie können Philips BlueControl mit dem mitgelieferten Ladegerät und USB-Kabel aufladen. Das Ladegerät und das USB-Kabel verfügen über eine voraussichtliche Lebensdauer von mindestens 3 Jahren im normalen Betrieb. Das Gerät verfügt über eine Lebensdauer von mindestens 3 Jahren, wenn es gemäß seinem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt wird. Wenn BlueControl mit dem Ladegerät verbunden und im Lademodus ist, gilt das Ladegerät PR3089 als Teil des medizinischen Systems.


Hinweis: Die Behandlung ist nicht möglich, wenn Philips BlueControl gerade aufgeladen wird.

Mit dem Ladegerät aufladen


Nach ca. 3 Stunden ist Philips BlueControl vollständig aufgeladen.




- 1 Stecken Sie den Netzstecker für Europa oder Großbritannien in das Ladegerät, sodass er hörbar einrastet.




- 2 Stecken Sie den Standard-USB-Stecker in die Buchse des Ladegeräts.



- 3** Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose (100 V-240 V).



- 4** Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in die Buchse des Philips BlueControl.
- Wenn Philips BlueControl an das Stromnetz angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Signalton aus, und die Ladeanzeige blinkt langsam grün. Dies bedeutet, dass der Ladevorgang begonnen hat.



- 5** Wenn Philips BlueControl vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft grün.
- 6** Nehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, und ziehen Sie den Micro-USB-Stecker aus der Micro-USB-Buchse von Philips BlueControl.

Philips BlueControl verwenden

Behandlungsplan



Halten Sie sich stets an den empfohlenen Behandlungsplan. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr als einmal täglich pro Plaque.

Philips BlueControl wurde für den täglichen Gebrauch auf Schuppenflechte-Plaques entwickelt. Wir empfehlen die Behandlung einzelner, nicht-überlappender Schuppenflechte-Plaques nur einmal täglich.

Eine Behandlung dauert ca. 30 Minuten, kann jedoch je nach Hautempfindlichkeit und möglicher Pausen während der Behandlung auf 40 Minuten verlängert werden. Wenn z. B. der Infrarotsensor eine zu hohe Hauttemperatur misst, wird die Behandlung aus Sicherheitsgründen kurz unterbrochen. Die Behandlung wird automatisch fortgesetzt, sobald sich die Haut abgekühlt hat. Durch diese Behandlungsmethode wird sichergestellt, dass Sie die tägliche Lichtdosis von 90 J/cm^2 pro Plaque nicht überschreiten.

Behandlungen mit blauem Licht können mit Vitamin-D-Cremes kombiniert werden. Tragen Sie die Creme nach der Behandlung auf. Informationen zu anderen Kombinationsbehandlungen mit blauem Licht erhalten Sie von Ihrem Arzt. Wir empfehlen keine Verwendung topischer Medikamente, Cremes oder Lotionen unmittelbar vor und während der Behandlung mit Philips BlueControl. Im Fall von unangenehmen Nebenwirkungen wie übermäßige, nicht-abklingende Hautrötungen, Verschlechterung der Plaques oder Schmerzen sollten Sie die Behandlung sofort beenden und, falls erforderlich, Ihren Arzt konsultieren. An den behandelten Stellen kann eine leichte Bräunung auftreten. Diese sollte innerhalb weniger Tage nach dem Ende der Behandlung abklingen. Eine vorübergehend erhöhte Rötung der behandelten Stelle nach der Behandlung ist normal und sollte ebenfalls abklingen.

Philips BlueControl für den Gebrauch vorbereiten


Um Philips BlueControl im Halteband zu befestigen und an der richtigen Stelle am Körper zu positionieren, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte. Das Halteband hat eine erwartete Lebensdauer von mindestens 1 Jahr, wenn es gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck genutzt wird. Es gibt drei Schlingen: eine kurze Schlinge für Unterarme oder Knöchel, eine mittlere Schlinge für Oberarme oder Knie und eine lange Schlinge für die Beine.




- 1** Legen Sie Philips BlueControl in das Halteband.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Behandlungsbereich für das LED-Licht nicht durch das Material des Haltebands oder andere Stoffe verdeckt wird. Der Ein-/Ausmacher muss durch das Loch an der Oberseite des Haltebands sichtbar sein.

- 2** Wählen Sie die passende Schlinge für den zu behandelnden Bereich an Arm oder Bein.




- 3** Um die ausgewählte Schlinge am Halteband zu befestigen, ziehen Sie ein Ende der Schlinge durch einen Ring am Halteband (1), und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss (2).




Hinweis: Nach dem Befestigen des Klettverschlusses sollten sich zwei kleine graue Klettverschluss-Pads oben an der Schlinge befinden.

- 4** Entfernen Sie alle Kleidung von der zu behandelnden Körperpartie.




- 5** Positionieren Sie das Halteband auf der Schuppenflechte-Plaques auf Ihrem Arm oder Bein (1). Wickeln Sie die Schlinge um den Arm oder das Bein (2).



- 6** Ziehen Sie die Schlinge durch den anderen Ring (1). Wickeln Sie die Schlinge ein weiteres Mal um den Arm oder das Bein, und befestigen Sie sie am Klettverschluss (2).

Hinweis: Die zwei kleinen grauen Klettverschluss-Pads auf der anderen Ende der Schlinge ermöglichen eine sichere Befestigung.

Behandlungsablauf




- 1** Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um Philips BlueControl einzuschalten.

Achtung: Blicken Sie während des Gebrauchs niemals direkt in die Lichtquelle.

Berühren Sie den Sensor in der Mitte des Philips BlueControl nicht absichtlich, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Bedecken Sie Philips BlueControl nicht mit anderen Stoffen als dem Halteband, wenn das Gerät eingeschaltet ist.



- 2** Wenn Philips BlueControl blau blinkt, ist es betriebsbereit. Die Behandlung beginnt, kurz nachdem der Sensor den Behandlungsbereich erkannt hat.

- ▶ Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend blau, und zwei aufeinanderfolgende Signaltöne zeigen an, dass die Behandlung durchgeführt wird.

- 3 Philips BlueControl schaltet sich nach Ablauf der Behandlungsdauer (ca. 30 Minuten) automatisch aus.

Die Behandlung unterbrechen

- 1 Wenn Sie die Behandlung kurz unterbrechen möchten, entfernen Sie einfach Philips BlueControl, oder drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.


Hinweis: Wenn Sie Philips BlueControl vor Ablauf der Behandlungszeit abnehmen oder den Ein-/Ausschalter drücken, um die Behandlung zu unterbrechen, und die Behandlung nicht innerhalb von 2 Stunden fortsetzen, wird der Timer automatisch zurückgesetzt. Wenn Sie die Behandlung innerhalb von 2 Stunden fortsetzen, wird die verbleibende Behandlungszeit weiter zurückgezählt. Wenn eine Behandlung fortgesetzt wird, ertönen keine 2 Signaltöne.


Nach der Behandlung

Die Behandlung endet automatisch nach Ende der Behandlungszeit, es sei denn, Sie nehmen Philips BlueControl ab oder drücken den Ein-/Ausschalter, um die Behandlung früher zu beenden.

Hinweis: Zwei aufeinanderfolgende, unterschiedliche Signaltöne zeigen an, dass Philips BlueControl ausgeschaltet wird und die Behandlung beendet wurde.

- 1 Öffnen Sie den Klettverschluss der Schlinge an einem Ende (1), und ziehen Sie das Band aus dem Ring des Haltebands (2).





- 2** Wickeln Sie die Schlinge ab (1), und nehmen Sie das Halteband von der Schuppenflechte-Plaqué ab (2).
- 3** Laden Sie Philips BlueControl auf. Sie können das Gerät aus dem Halteband nehmen oder es im Halteband aufladen.

Licht- und Tonsignale während des Gebrauchs



Überhitzungssignal

Überhitzung des Geräts.

- 1** Wenn das Gerät eine zu hohe Gerätetemperatur misst, schaltet sich Philips BlueControl aus Sicherheitsgründen aus.
 - ▶ Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft orange, und ein 3 Sekunden langer Ton gibt an, dass Philips BlueControl ausgeschaltet wird.
- 2** Wenn Sie versuchen, Philips BlueControl neu zu starten, bevor es abgekühlt ist, blinkt die LED-Anzeige 5 Sekunden lang orange. Das Abkühlen kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Überhitzung der Haut.

- 1** Wenn das Gerät eine zu hohe Hauttemperatur misst, schaltet sich Philips BlueControl aus Sicherheitsgründen vorübergehend aus.
 - ▶ Die LED-Anzeige blinkt langsam blau, bis die Hauttemperatur gesunken ist. Philips BlueControl schaltet sich dann automatisch wieder ein.



Akkuzustandssignale

Wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, die LED-Anzeige kontinuierlich rot leuchtet und Sie 3 Signaltöne hören, ist der Akku des Philips BlueControl leer.


- 1 Sie müssen den Akku vor der nächsten Behandlung aufladen. Laden Sie ihn mindestens 45 Minuten auf, um eine vollständige Behandlung durchführen zu können.

Pflege


Tauchen Sie Philips BlueControl niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Nehmen Sie Philips BlueControl immer aus dem Halteband, bevor Sie das Halteband in der Waschmaschine waschen.

Achtung: Reinigen Sie Philips BlueControl nach jeder Behandlung, um auch zukünftig eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.




- 1 Nehmen Sie Philips BlueControl aus dem Halteband.



- 2 Reinigen Sie Philips BlueControl mit einem feuchten Tuch.
- 3 Reinigen Sie den Sensor einmal pro Woche bei Raumtemperatur mit Alkohol und einem Wattestäbchen.

- 4** Die Haltebänder und die Schlingen können in der Waschmaschine gewaschen werden.

Achtung: Um Schäden an der Waschmaschinentrommel, an anderen Wäschestücken in der Trommel oder am Stoff des Haltebands zu verhindern, schließen Sie die Klettverschlüsse, und waschen Sie das Halteband und die Schlingen in einem feinmaschigen Wäschenetz.



Hinweis: Wählen Sie einen Schonwaschgang und eine Temperatur von höchstens 60 °C. Trocknen Sie das Halteband und die Schlingen an der Luft und nicht im Trockner. Bügeln Sie das Halteband und die Schlingen nicht.

Aufbewahrung

Das Gerät verfügt über eine Tasche mit Stauraum für alle Teile.



- 1** Verwenden Sie die Tasche zur Aufbewahrung des Geräts und der Zubehöerteile, wenn Sie es nicht verwenden.
- 2** Wenn Sie das Gerät mit zur Arbeit oder auf Reisen nehmen möchten, empfehlen wir, es für zusätzlichen Schutz in der Tragetasche zu verstauen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Philips BlueControl auftreten können. Sollten Sie ein Problem nicht mithilfe der nachstehenden Informationen beheben können, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich kann Philips BlueControl nicht einschalten, obwohl es vollständig aufgeladen ist.	Der Sensor ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Sensor mit einem Wattestäbchen und Alkohol (siehe Kapitel "Reinigung").
Philips BlueControl schaltet sich während der Behandlung plötzlich aus.	Die voreingestellte Zeit ist abgelaufen.	Philips BlueControl ist so konfiguriert, dass es sich automatisch nach Ende der Behandlungsdauer ausschaltet.
	Der Sensor ist blockiert.	Prüfen Sie die Position von Philips BlueControl im Halteband. Vergewissern Sie sich, dass das Halteband oder andere Kleidung nicht den Sensor verdecken. Wenn der Sensor nicht verdeckt ist, Philips BlueControl sich aber dennoch ausschaltet, ist die Hauttemperatur zu hoch. Philips BlueControl schaltet sich automatisch ein, wenn sich die Haut abgekühlt hat.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Der Akku ist leer.	Die LED-Anzeige blinkt rot. Laden Sie das Philips BlueControl auf (siehe Kapitel "Laden").
Philips BlueControl schaltet sich plötzlich mit einem langen Signalton während der Behandlung aus, und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft orange.	Die Temperatur des Philips BlueControl ist zu hoch, und Philips BlueControl schaltet sich aus Sicherheitsgründen aus.	Lassen Sie Philips BlueControl 10 Minuten lang abkühlen. Setzen Sie Philips BlueControl erneut auf Ihre Haut, und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um mit der Behandlung fortzufahren.
Philips BlueControl unterbricht plötzlich die Behandlung und blinkt langsam blau.	Das Gerät misst eine zu hohe Hauttemperatur und unterbricht die Behandlung, damit sich die Haut abkühlen kann.	Kein Eingreifen erforderlich. Die Behandlung wird automatisch fortgesetzt, wenn das Gerät eine Hauttemperatur misst, die sich im sicheren Bereich befindet.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Philips BlueControl schaltet sich mit einem langen Signalton aus, und die LED-Anzeige blinkt orange.	Die Behandlung mit dem Philips BlueControl wurde zu häufig unterbrochen, beispielsweise, weil der Sensor eine zu hohe Hauttemperatur gemessen hat oder die maximale Behandlungsdauer von 40 Minuten überschritten wurde.	Wenn dies häufiger passiert, wenden Sie sich bitte an Philips.
Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft orange, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Die Temperatur des Geräts ist zu hoch, und Philips BlueControl schaltet sich aus Sicherheitsgründen aus.	Lassen Sie Philips BlueControl 10 Minuten lang abkühlen. Setzen Sie Philips BlueControl erneut auf Ihre Haut, und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um mit der Behandlung fortzufahren.
Die LED-Anzeige leuchtet 5 Sekunden lang ununterbrochen rot, und Philips BlueControl gibt 3 Signaltöne aus, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Philips BlueControl auf (siehe Kapitel "Laden").

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Ladegerät wird beim Aufladen warm.	Das ist normal.	Sie brauchen nichts zu unternehmen.
Die LED-Anzeige blinkt nicht grün, wenn der Micro-USB-Stecker ordnungsgemäß in die Micro-USB-Buchse des Philips BlueControl eingesteckt ist.	Das Ladegerät wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß in die Steckdose gesteckt.	Stecken Sie das Ladegerät richtig in die Steckdose.
	Der Standard-USB-Stecker ist nicht oder nicht ordnungsgemäß in das Ladegerät gesteckt.	Stecken Sie den Standard-USB-Stecker ordnungsgemäß in den Adapter.
	Die Steckdose führt keinen Strom.	Verbinden Sie ein anderes Gerät mit derselben Steckdose, um herauszufinden, ob die Steckdose Strom führt. Wenn die Steckdose Strom führt, sich Philips BlueControl jedoch nicht aufladen lässt, wenden Sie sich an Philips.
Philips BlueControl wird während des Gebrauchs warm.	Das ist normal.	Sie brauchen nichts zu unternehmen.

Garantie und Support

Benötigen Sie weitere Hilfe oder Informationen, oder treten Probleme auf, wenden Sie sich an das Philips Service-Center unter der Telefonnummer: 00800-7445 4778.

Garantieeinschränkungen

Normale Verschleißerscheinungen werden von der Garantie nicht abgedeckt. Die Garantie wird ungültig, wenn Philips BlueControl nicht gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.

Offizielle Anschrift des Herstellers

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
Niederlande

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen integrierten Akku enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EG). Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.

- Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten und Akkus.
Durch die korrekte Entsorgung werden Umwelt und Menschen vor negativen Folgen geschützt.

Den Akku entfernen

Dieses Verfahren ist unumkehrbar. Sie können das Gerät anschließend nicht mehr verwenden.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.

Achtung: Beachten Sie bei der Durchführung des unten beschriebenen Vorgangs die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen. Schützen Sie Ihre Augen, Hände, Finger sowie die Oberfläche, auf der Sie arbeiten.

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Akku entladen ist.
- 2** Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den transparenten unteren Teil vom oberen Teil aus Metall abnehmen.
- 3** Entfernen Sie den Akku mit einem geeigneten Werkzeug.

Technische Daten

Philips BlueControl ist als medizinisches Gerät ohne Laser zertifiziert. In Betrieb erzeugt es blaues Licht und hat die folgenden technischen Daten:

Gerät	PSD1211
Spannung	100-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Input	7 W
Klasse	Medizinische Geräteklasse: IIa
Optischer Ausgang – Klassifizierung	Risikogruppe 1 gemäß EN 60601-2-57, also keine Gefahr bei normalem Gebrauch.
Leistungsdichte	200 mW/cm ² (max.), 40 mW/cm ² (durchschnittlich), maximale Abweichung vom zu behandelnden Bereich beträgt < 1,3
Maximale Tagesdosis pro Plaque	90 J/cm ²
Batterietyp	3,7 V/Nennleistung 6,1 Wh Lithium-Ionen- Akku

Ladegerät mit USB-Kabel	PR3089
Input	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Output	5 V DC, 7 W

Halteband**PSS1210**Zusammensetzung des
Stoffs66 % Polyamid, 20 % Polyester,
10 % Elastan, 4 % Polyurethan**Betrieb**

Temperatur

von +10 °C bis +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

von 30% bis 90%

Aufbewahrung

Temperatur

von -20 °C bis +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

von 30% bis 90% (keine Kondensation)

Erklärung der Symbole**Symbole auf dem Gerät**

Es gibt mehrere Sicherheitswarnhinweise auf dem Gerät, dem Halteband und in der Bedienungsanleitung. Die Nichteinhaltung dieser Warnhinweise kann eine oder mehrere der folgenden Gefahren bergen: Stromschläge, Hautverbrennungen, Netzhautschäden und/oder Feuer.

- Dieses gelb-schwarze Symbol auf dem Gerät ist ein Warnhinweis, die mitgelieferten Dokumente vor dem Gebrauch des Geräts zu lesen und alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.





- Dieses weiß-blaue Symbol auf dem Gerät bedeutet: Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung durch.



- Dieses gelb-schwarze Symbol auf dem Gerät bedeutet: Blicken Sie nicht in die Lichtquelle. Produkt der Risikogruppe 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Dieses Symbol bedeutet: Philips BlueControl wird als Anwendungsteil Typ BF angegeben. B zeigt an, dass es am Körper verwendet wird und F zeigt an, dass es mit isoliertem Stromfluss (von Erde getrennt) arbeitet.




- Dieses Symbol bedeutet: Entspricht den EG-Richtlinien. CE steht für "Conformité Européenne".



- Dieses Symbol bedeutet: "Hergestellt von". Es zeigt die Adresse des verantwortlichen Herstellers.



- Dieses Symbol bedeutet: In den Niederlanden hergestellt.



- Das Symbol bezeichnet den Stromanschluss. Die Bezeichnung "PR3089" unter diesem Symbol bedeutet, dass das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät aufgeladen werden kann. Die Verwendung von anderen Ladegeräten ist möglicherweise nicht sicher und kann zu Stromschlägen führen. Das Ladegerät hat folgende elektrischen Spezifikationen: Eingangsleistung: 100–240 V AC/50–60 Hz, Ausgangsleistung: 5 V DC/7 W. Stellen Sie beim Aufladen des Geräts sicher, dass das Ladegerät und das Gerät so positioniert werden, dass sie einfach getrennt werden können.



- Dieses Symbol bedeutet: Vor Nässe schützen.

The letters 'SN' in a bold, sans-serif font, enclosed within a rectangular border.

- Dieses Symbol gibt die Seriennummer des Geräts an.



- Dieses Symbol steht für den Micro-USB-Anschluss.

The symbol consists of the text "LI-ION" enclosed in a rounded rectangular border.

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät Lithium-Ionen-Akkus verwendet.

Symbole auf dem Ladegerät



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Ladegerät zweifach isoliert ist (Klasse II).



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Ladegerät nur im Haus verwendet werden darf.



Symbole auf dem Halteband

- Dieses Symbol bedeutet: Bei einer Temperatur von maximal 60 °C waschen.



- Dieses Symbol bedeutet: Kein Bleichmittel verwenden.



- Dieses Symbol bedeutet: Nicht im Trockner trocknen.



- Dieses Symbol bedeutet: Nicht bügeln.



- Dieses Symbol bedeutet: Nicht chemisch reinigen.



- Dieses Symbol bedeutet: In China hergestellt.



- Dieses Symbol bedeutet: Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



- Dieses Symbol gibt den Chargencode an.

Introduction

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser Philips BlueControl et conservez-le à des fins de consultation ultérieure. Pour obtenir d'excellents résultats, utilisez l'appareil conformément au programme de traitement et aux instructions de ce mode d'emploi.

Liste des codes produit

- Kit PSK0202/10
- Appareil PSD1211/10
- Sangle de fixation PSS1210/10
- Adaptateur avec câble USB PR3089

Application

Le Philips BlueControl est destiné à fournir de la lumière photothérapeutique au corps. Le Philips BlueControl est généralement indiqué pour une utilisation dermatologique. Le Philips BlueControl est un dispositif médical utilisant une lampe LED bleue pour traiter le psoriasis vulgaris léger à modéré d'adultes uniquement (c'est-à-dire les personnes de plus de 18 ans) destiné à un usage domestique.

Important

Contre-indications

N'utilisez pas Philips BlueControl :

- Si votre peau est brûlée ou si vous avez un coup de soleil.
- Si vous avez de la fièvre.
- Si vous avez une allergie au soleil.

- Si vous êtes allergique aux matériaux utilisés pour la surface du dispositif Philips BlueControl (polycarbonate ou mélange de polyester et d'élasthanne).
- Si vous avez une dermatose idiopathique connue comme la porphyrie, la lucite polymorphe, la dermatite actinique chronique, le prurigo actinique ou l'urticaire solaire causant une photosensibilité.
- Si vous avez une maladie connue liée à une faible immunité.
- Si vous êtes atteint d'un cancer cutané actif, si vous avez des antécédents de cancer cutané ou de tout autre cancer localisé, des lésions précancéreuses ou de grands grains de beauté dans les zones à traiter.
- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.

- Si vous prenez des stéroïdes ; ces médicaments rendent la peau plus sensible aux irritations.
- Si vous souffrez d'infections, de tatouages qui ne guérissent pas, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex ou de plaies sur les zones à traiter.
- Évitez de traiter les zones cutanées comportant des tatouages : aucune information n'est à ce jour disponible sur les réactions susceptibles de se produire lors du traitement de ces zones.
- Si vous souffrez d'hypertension artérielle non contrôlée, si vous avez des antécédents d'attaque, d'infarctus du myocarde, d'angine de poitrine ou de maladie vasculaire artériosclérotique.
- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.
- Si vous souffrez de schizophrénie, de syndrome borderline ou de dépression grave.
- Si vous souffrez de privation sensorielle, de zona ou de névralgie post-herpétique, en particulier dans la zone à traiter.

- Si vous avez une anatomopathologie ou autre limitation physique qui vous empêcherait de placer correctement Philips BlueControl.
- Si vous avez un dispositif implanté actif, par exemple un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, un neurostimulateur, un implant cochléaire ou un dispositif actif d'administration de médicaments.
- Si vous avez une mauvaise santé générale.

Informations de sécurité importantes

Danger

- Gardez l'adaptateur au sec.

Avertissement

- Ne plongez jamais Philips BlueControl dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne portez jamais Philips BlueControl lorsqu'il est en cours de charge.
- Ne regardez jamais directement la source lumineuse en cours d'utilisation.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le Philips BlueControl pendant la durée de vie de l'appareil.

- N'utilisez pas Philips BlueControl dans un environnement humide et/ou chaud, comme un sauna ou une salle de bains.
- Philips BlueControl n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes âgées de moins de 18 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées.
- Ceci est un appareil médical. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Ne chargez Philips BlueControl qu'avec le câble USB et l'adaptateur fourni (PR3089).
- Philips BlueControl est spécialement conçu pour traiter le psoriasis vulgaris. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles-ci.
- Vérifiez toujours si le Philips BlueControl, le câble USB et l'adaptateur ne présentent pas de signe de détérioration avant utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est à moins d'1 mètre de tout équipement de communication sans fil, comme les routeurs de réseau domestique sans fil et les téléphones portables.
Cet équipement de communication sans fil risque de provoquer des interférences électromagnétiques qui empêchent l'appareil de fonctionner correctement.
- Si le câble USB, l'adaptateur ou le Philips BlueControl est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le Service Consommateurs Philips à ce numéro de téléphone 00800-7445 4778.

Attention

- Retirez le Philips BlueControl de la sangle de fixation avant de nettoyer cette dernière.
- Utilisez, chargez et rangez Philips BlueControl à une température comprise entre 10 °C et 35 °C et à un taux d'humidité relative compris entre 30 % et 90 %.

- Reportez-vous à la section « Contre-indications » pour savoir si l'une d'entre elles vous concerne avant de commencer à utiliser Philips BlueControl.
- Pour éviter d'endommager le tambour de la machine à laver, d'autres vêtements présents dans le tambour ou le tissu de la sangle de fixation, fermez les attaches en Velcro des lanières et nettoyez la sangle et les lanières dans un sac de lavage à mailles fines.
- Utilisez toujours le Philips BlueControl accroché à la sangle avec l'une des lanières fournies, cette sangle et ces lanières ayant été spécialement conçues pour lui.
- Philips BlueControl est conçu pour un usage quotidien. La durée d'utilisation exacte est indiquée dans le chapitre « Utilisation de votre Philips BlueControl », section « Programme de traitement ».

Conformité

Philips BlueControl est conforme à la norme de sécurité de base pour les appareils médicaux (CEI60601-1), ainsi qu'aux normes collatérales et particulières pertinentes applicables aux équipements médicaux à émission lumineuse non laser destinés à un usage domestique : EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] et EN 60601-1-2 [4]. En ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et les champs électromagnétiques (CEM), l'appareil doit être tenu éloigné des équipements à radiofréquences (RF) afin d'éviter toute interférence.

Description générale (fig. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Bouton marche/arrêt et voyant
- 3 Microprise USB
- 4 Capteur
- 5 Sangle de fixation
- 6 Lanière courte pour avant-bras ou cheville
- 7 Lanière moyenne pour haut de bras ou genou
- 8 Lanière longue pour jambe
- 9 Boîtier de l'adaptateur
- 10 Fiche européenne
- 11 Fiche britannique
- 12 Câble USB
- 13 Étui de transport


Charge

Chargez complètement le Philips BlueControl avant de l'utiliser pour la première fois. Une fois complètement chargé, le Philips BlueControl dispose de suffisamment d'énergie pour au moins quatre séances. Il est recommandé de charger le Philips BlueControl chaque jour. Vous pouvez charger le Philips BlueControl avec l'adaptateur et le câble USB fournis. L'adaptateur et le câble USB ont une durée de vie minimale de 3 ans dans des conditions d'utilisation normales. L'appareil a une durée de vie minimale de 3 ans s'il est utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu. Lorsque le BlueControl est raccordé au chargeur et se trouve en mode charge, le chargeur PR3089 doit être considéré comme faisant partie du dispositif médical.


Remarque : Le traitement n'est pas possible lorsque Philips BlueControl est en charge.

Charge avec l'adaptateur


La charge complète du Philips BlueControl prend environ 3 heures.




- 1** Branchez la fiche secteur européenne ou britannique sur l'adaptateur et verrouillez-la dans cette position.




- 2** Insérez la fiche USB standard dans la prise de l'adaptateur.



- 3** Branchez l'adaptateur sur la prise secteur (100 V-240 V).



- 4** Insérez la microfiche USB dans la prise du Philips BlueControl.
- ▶ Lorsque Philips BlueControl est branché sur le secteur, il émet un signal sonore et le voyant clignote lentement en vert pour indiquer que la charge a commencé.



- 5** Lorsque Philips BlueControl est entièrement chargé, le voyant devient vert fixe.
- 6** Retirez l'adaptateur de la prise secteur et enlevez la microfiche USB de la microprise USB du Philips BlueControl.

Programme de traitement




Respectez toujours le programme recommandé. N'utilisez pas l'appareil plus d'une fois par jour sur chaque plaque.

Le Philips BlueControl a été conçu pour une utilisation quotidienne sur des plaques de psoriasis vulgaris. Nous recommandons de ne traiter les plaques de psoriasis vulgaris uniques et disjointes qu'une fois par jour. Une seule séance dure environ 30 minutes, mais peut être prolongée jusqu'à 40 minutes en fonction de la sensibilité de votre peau et des éventuelles interruptions de traitement au cours de la séance.

Par exemple, si le capteur infrarouge détecte une température cutanée trop élevée, le traitement est brièvement interrompu pour des raisons de sécurité. Il reprend automatiquement lorsque la peau a refroidi. Le suivi de ces conseils thérapeutiques limite votre dose de lumière quotidienne à 90 J/cm² par plaque. Le traitement par lumière bleue peut être associé à des crèmes à base de vitamine D. Appliquez ce type de crème après la séance. Pour les autres traitements pouvant être appliqués conjointement avec la lumière bleue, consultez votre médecin. Nous ne recommandons pas l'utilisation de médicaments, de crèmes ou de lotions topiques immédiatement avant et pendant le traitement avec le Philips BlueControl. En cas d'effets désagréables tels que des rougeurs excessives et persistantes, l'aggravation des plaques ou une douleur, arrêtez la séance immédiatement et consultez votre médecin si nécessaire. Un léger brunissement de la zone traitée est possible. Il devrait s'estomper dans les quelques jours suivant la fin de l'utilisation. Une accentuation temporaire des rougeurs de la zone traitée après la séance est normale, mais elles doivent par la suite s'estomper.


Préparation du Philips BlueControl avant utilisation

Pour placer le Philips BlueControl dans la sangle de fixation et le positionner correctement sur votre corps, suivez les étapes ci-dessous. La sangle de fixation a une durée de vie minimale d'1 an si elle est utilisée conformément à l'usage pour lequel elle a été conçue. Trois lanières sont disponibles : une lanière courte pour avant-bras ou cheville, une lanière moyenne pour haut de bras ou genou et une lanière longue pour jambe.




- 1** Placez le Philips BlueControl dans la sangle de fixation.

Remarque : Veillez à ce que la zone concernée ne soit pas couverte par le matériau de la sangle de fixation ou par tout autre textile. Le bouton marche/arrêt doit être visible à travers l'orifice situé sur le dessus de la sangle de fixation.




- 2** Choisissez la lanière appropriée à la zone à traiter sur le bras ou la jambe.

3 Pour fixer la lanière sélectionnée à la sangle de fixation, faites passer l'une des extrémités de la lanière à travers un anneau de la sangle de fixation (1) et fixez-la avec l'attache en Velcro (2).




Remarque : Une fois que l'attache en Velcro est bien en place, deux petites bandes Velcro grises doivent être visibles sur le dessus de la lanière.

- 4** Retirez tout vêtement de la zone à traiter.




5 Positionnez la sangle de fixation sur la plaque de psoriasis de votre bras ou de votre jambe (1). Enroulez la lanière autour de votre bras ou de votre jambe (2).



6 Faites passer la lanière à travers l'autre anneau (1). Enroulez ensuite la lanière autour de votre bras ou de votre jambe une fois de plus et fixez-la avec l'attache en Velcro (2).

Remarque : Les deux petites bandes Velcro grises sur l'autre extrémité de la lanière permettent un ajustement plus précis.

Traitement



- 1** Mettez Philips BlueControl en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Attention : Ne regardez jamais directement la source lumineuse en cours d'utilisation.

Ne touchez pas intentionnellement le capteur situé au centre du Philips BlueControl lorsqu'il est allumé.

Ne couvrez pas le Philips BlueControl avec d'autres matières textiles que la sangle de fixation lorsqu'il est allumé.



- 2** Le Philips BlueControl clignote en bleu pour indiquer qu'il est prêt pour la séance. Le traitement commence dès que le capteur détecte la peau à traiter.
 - Le voyant reste allumé en bleu et une séquence de deux tonalités indique que la séance est en cours.
- 3** Philips BlueControl s'éteint automatiquement une fois la durée du traitement (environ 30 minutes) écoulée.

Interruption du traitement


- 1 Si vous souhaitez interrompre brièvement le traitement, retirez simplement le dispositif Philips BlueControl ou appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre.

Remarque : Si vous retirez le Philips BlueControl ou appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le traitement avant la fin de la durée du traitement et que vous ne reprenez pas le traitement dans un délai de 2 heures, le minuteur se réinitialise automatiquement. Si vous reprenez le traitement dans un délai de 2 heures, le décompte de la durée du traitement reprend là où il s'est arrêté. Lorsque la séance reprend, il n'y a pas de séquence de 2 tonalités.


Après la séance

Le traitement s'arrête automatiquement à la fin de la durée du traitement, sauf si vous retirez le dispositif Philips BlueControl ou appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le traitement plus tôt.

Remarque : Une suite de deux signaux sonores différents indique que le dispositif Philips BlueControl s'éteint et que le traitement est terminé.



- 1 Ouvrez l'attache en Velcro de la lanière à une extrémité (1) et retirez la sangle de l'angle anneau de la sangle de fixation (2).




- 2 Déroulez la lanière (1) et retirez la sangle de fixation de la plaque de psoriasis (2).
- 3 Rechargez le Philips BlueControl. Vous pouvez retirer l'appareil de la sangle de fixation ou le charger pendant qu'il reste dans la sangle de fixation.

Signaux lumineux et sonores pendant l'utilisation

Signal de surchauffe


Surchauffe de l'appareil.



- 1 Si le dispositif mesure une température d'appareil trop élevée, le Philips BlueControl s'éteint pour des raisons de sécurité.
 - ▮ Le voyant reste allumé en orange et une tonalité de 3 secondes indique que le dispositif Philips BlueControl s'éteint.

- 2 Si vous essayez de redémarrer le dispositif Philips BlueControl avant qu'il ait refroidi, le voyant clignote en orange pendant 5 secondes. Le refroidissement peut prendre plusieurs minutes.

Surchauffe de la peau.



- 1 Si le dispositif Philips BlueControl mesure une température cutanée trop élevée, il s'éteint temporairement pour des raisons de sécurité.
 - ▮ Le voyant clignote lentement en bleu jusqu'à ce que la température cutanée ait refroidi. Philips BlueControl se rallume alors automatiquement.

Signaux du niveau de batterie

Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, que le voyant s'allume en rouge et que vous entendez 3 signaux sonores, la batterie du Philips BlueControl est vide.



- 1 Vous devez charger la batterie avant de pouvoir lancer un nouveau traitement. Chargez l'appareil pendant au moins 45 minutes pour pouvoir effectuer un traitement complet.

Nettoyage

Ne plongez jamais Philips BlueControl dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.


Retirez toujours le Philips BlueControl de la sangle de fixation avant de mettre la sangle de fixation dans la machine à laver.

Attention : Nettoyez Philips BlueControl après chaque séance pour en garantir le fonctionnement approprié.



- 1** Retirez le Philips BlueControl de la sangle de fixation.
- 2** Nettoyez Philips BlueControl avec un chiffon humide.
- 3** Nettoyez le capteur avec de l'alcool et un coton-tige, à température ambiante, une fois par semaine.
- 4** La sangle de fixation et les lanières peuvent être nettoyées dans la machine à laver.


Attention : Pour éviter d'endommager le tambour de la machine à laver, d'autres vêtements présents dans le tambour ou le tissu de la sangle de fixation, fermez les attaches en Velcro des lanières et nettoyez la sangle et les lanières dans un sac de lavage à mailles fines.



Remarque : Choisissez un cycle délicat et une température de 60 °C maximum. Laissez sécher la sangle de fixation et les lanières à l'air libre ; ne les séchez pas dans le sèche-linge. Ne repassez pas la sangle de fixation et les lanières.

Rangement

L'appareil est fourni avec un étui de transport comportant des espaces de rangement pour toutes les pièces.



- 1** Utilisez l'étui pour ranger l'appareil et ses pièces si vous ne les utilisez pas.
- 2** Si vous souhaitez emporter l'appareil avec vous au travail ou en déplacement, nous vous conseillons de le ranger dans l'étui de transport pour une plus grande protection.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec Philips BlueControl. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips.

Problème	Cause possible	Solution
Je ne parviens pas à allumer Philips BlueControl bien qu'il soit complètement chargé.	Le capteur est sale.	Nettoyez le capteur avec de l'alcool et un coton-tige (reportez-vous au chapitre « Nettoyage »).
Philips BlueControl s'éteint subitement pendant la séance.	Le délai prédéfini est écoulé.	Philips BlueControl a été programmé pour s'éteindre automatiquement à la fin de la durée du traitement.

Problème	Cause possible	Solution
	Le capteur est bloqué.	Vérifiez le positionnement du Philips BlueControl dans la sangle de fixation. Assurez-vous que le matériau de la sangle de fixation ou un vêtement ne couvre pas le capteur. Si le capteur n'est pas couvert mais que le Philips BlueControl s'éteint toujours, la température cutanée est trop élevée. Le Philips BlueControl se rallume automatiquement lorsque la peau a refroidi.
	La batterie rechargeable est vide.	Le voyant clignote en rouge. Chargez Philips BlueControl (reportez-vous au chapitre « Charge »).
Philips BlueControl s'éteint subitement au cours du traitement en émettant un long signal sonore et le voyant reste allumé en orange.	La température du Philips BlueControl est trop élevée et il est éteint pour des raisons de sécurité.	Laissez Philips BlueControl refroidir pendant 10 minutes. Repositionnez-le sur votre peau et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour reprendre la séance.

Problème	Cause possible	Solution
Philips BlueControl interrompt subitement le traitement et clignote lentement en bleu.	L'appareil a détecté une température cutanée trop élevée et a interrompu la séance afin de permettre à la peau de refroidir.	Aucune action n'est requise. La séance redémarre automatiquement lorsque l'appareil détecte une température cutanée dans la plage de sécurité.
Philips BlueControl s'éteint en émettant un long signal sonore et le voyant clignote en orange.	Philips BlueControl a été interrompu trop souvent au cours de la séance, par exemple, parce que le capteur a détecté une température cutanée trop élevée ou parce que la durée maximale du traitement de 40 minutes a été dépassée.	Si cela se produit plusieurs fois, contactez Philips.
Le voyant reste allumé en orange lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La température de Philips BlueControl est trop élevée et il est éteint pour des raisons de sécurité.	Laissez Philips BlueControl refroidir pendant 10 minutes. Repositionnez-le sur votre peau et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour reprendre la séance.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant reste allumé en rouge pendant 5 secondes et Philips BlueControl émet un signal sonore à 3 reprises lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez Philips BlueControl (reportez-vous au chapitre « Charge »).
L'adaptateur secteur chauffe au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
Le voyant ne clignote pas en vert lorsque la microfiche USB est insérée dans la microprise USB du Philips BlueControl.	L'adaptateur n'est pas inséré (correctement) dans la prise secteur.	Branchez correctement l'adaptateur sur la prise secteur.
	La fiche USB standard n'est pas insérée ou n'est pas insérée correctement dans l'adaptateur.	Insérez correctement la fiche USB standard dans l'adaptateur.

Problème	Cause possible	Solution
	La prise n'est pas alimentée.	Connectez un autre appareil à la même prise murale pour vérifier si la prise est alimentée. Si la prise secteur est alimentée, mais que Philips BlueControl ne se charge pas, contactez Philips.
Philips BlueControl devient chaud en cours d'utilisation.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.

Garantie et assistance

Si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez obtenir des informations ou faire réparer votre appareil, contactez le Service Consommateurs Philips au numéro de téléphone suivant : 00800-7445 4778.

Limites de la garantie

La garantie ne couvre pas l'usure normale. Elle devient caduque si Philips BlueControl n'est pas utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Adresse légale du fabricant

Philips Electronics Nederland BV
 Philips Light & Health
 High Tech Campus 5
 5656AE Eindhoven
 Pays-Bas

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).



- Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères (2006/66/CE). Nous vous conseillons vivement de déposer votre produit dans un centre de collecte officiel ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des batteries rechargeables. La mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie rechargeable

Cette procédure est irréversible. Il est impossible de réutiliser l'appareil après cette procédure.

Remarque : Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie.

Attention : Respectez les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous suivez la procédure décrite ci-dessous. Veillez à vous protéger les yeux, les mains et les doigts, ainsi que la surface sur laquelle vous travaillez.

- 1 Assurez-vous que la batterie rechargeable est vide.
- 2 Ouvrez l'appareil en retirant la partie inférieure transparente de la partie supérieure en métal.
- 3 Retirez la batterie à l'aide d'outils adaptés.

Spécificités

Le Philips BlueControl est certifié comme équipement médical à émission lumineuse non laser. En cours de fonctionnement, il émet une lumière bleue aux caractéristiques suivantes :

Appareil	PSD1211
Tension	100-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Entrée	7 W
Classe	Appareil médical de classe IIa
Classification de sortie optique	Groupe de risque 1 selon EN 60601-2-57, c'est-à-dire aucun risque dans des conditions d'utilisation normales.
Densité de puissance	200 mW/cm ² (maximale), 40 mW/cm ² (moyenne), la variation maximale sur la zone de traitement est <1,3
Dose journalière maximale par plaque	90 J/cm ²
Type de batterie	3,7 V /capacité nominale 6,1 wattheures Batterie lithium-ion

Adaptateur avec câble USB PR3089

Entrée 100-240V CA / 50-60 Hz

Sortie 5V CC / 7W

Sangle de fixation PSS1210

Composition du tissu 66 % de polyamide ; 20 % de polyester ; 10 % d'élasthanne ; 4 % de polyuréthane

Conditions de fonctionnement

Température de +10 °C à +35 °C

Taux d'humidité relative de 30 % à 90 %

Conditions de stockage

Température de -20 °C à +35 °C

Taux d'humidité relative de 30 % à 90 % (sans condensation)

Explication des symboles**Symboles sur l'appareil**

Il y a plusieurs étiquettes d'avertissement de sécurité sur l'appareil, la sangle de fixation et dans le mode d'emploi. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner l'un ou plusieurs des risques suivants : choc électrique, brûlure cutanée, lésions de la rétine et/ou incendie.



- Ce symbole jaune/noir sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement à lire les documents joints avant l'utilisation et à prendre toutes les précautions de sécurité requises.



- Ce symbole blanc/bleu sur l'étiquette de l'appareil signifie : Lire le mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.



- Ce symbole jaune/noir sur l'étiquette de l'appareil signifie : Ne pas fixer des yeux la source lumineuse. Produit du groupe de risque 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Ce symbole signifie : Philips BlueControl est défini comme partie appliquée de type BF. B indique qu'il est utilisé sur le corps et F indique qu'il Flotte de (n'est pas connecté à) la tension secteur.



- Ce symbole signifie : Conforme aux directives CE. CE correspond à « Conformité Européenne ».



- Ce symbole signifie « Fabriqué par » et fournit l'adresse du fabricant légal.



- Ce symbole signifie : Fabriqué aux Pays-Bas.



- Ce symbole indique une entrée pour l'alimentation. PR3089 sous ce symbole signifie que l'appareil ne peut être chargé qu'au moyen de l'adaptateur fourni dans l'emballage. L'utilisation d'autres adaptateurs peut s'avérer dangereuse et entraîner une risque de choc électrique. L'adaptateur a les caractéristiques électriques suivantes : entrée : 100-240V CA / 50-60 Hz, sortie : 5V CC / 7W. Lors de la charge de l'appareil, assurez-vous que l'adaptateur et l'appareil sont positionnés de manière à ce qu'ils puissent toujours être débranchés facilement.
- Ce symbole signifie : Garder au sec.



SN

- Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil.



- Ce symbole indique le connecteur USB.

LI-ION

- Ce symbole signifie que l'appareil contient une batterie Li-Ion rechargeable.



Symboles sur l'adaptateur

- Ce symbole indique que cet adaptateur bénéficie d'une double isolation (classe II).



- Ce symbole indique que l'adaptateur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.



Symboles sur la sangle de fixation

- Ce symbole signifie : Laver à une température maximale de 60 °C.



- Ce symbole signifie : Ne pas utiliser de produits décolorants.



- Ce symbole signifie : Ne pas sécher dans le sèche-linge.



- Ce symbole signifie : Ne pas repasser.



- Ce symbole signifie : Ne pas nettoyer à sec.



- Ce symbole signifie : Fabriqué en Chine.



- Ce symbole signifie : Lire le mode d'emploi.



- Ce symbole indique le code de lot.

Introduzione

Leggete attentamente il presente manuale prima di utilizzare il Philips BlueControl e conservatelo per riferimento futuro. Per ottenere risultati ottimali di trattamento, utilizzate il dispositivo seguendo il ciclo di trattamento e le istruzioni contenute in questo manuale dell'utente.

Elenco dei codici dei prodotti

- Kit PSK0202/10
- Dispositivo PSD1211/10
- Fissaggio della cinghia PSS1210/10
- Adattatore con cavo USB PR3089

Uso previsto

Il Philips BlueControl è progettato per fornire una luce fototerapeutica al corpo. Il Philips BlueControl è generalmente indicato per trattare condizioni dermatologiche. Il Philips BlueControl è un dispositivo medico indossabile che utilizza luce LED blu per il trattamento della psoriasi volgare solo per adulti (ovvero, persone di età superiore a 18 anni) nell'ambiente domestico.

Importante

Controindicazioni

Non utilizzate il sistema Philips BlueControl nei seguenti casi:

- Se la vostra pelle è ustionata o scottata.
- Se avete la febbre.
- Se siete allergici alla luce del sole.

- Se siete allergici ai materiali con cui è realizzata la superficie del dispositivo Philips BlueControl (policarbonato o mix di poliestere/elastan).
- Se soffrite di una dermatosi idiopatica quale porfiria, dermatite polimorfa solare, dermatite cronica attinica, prurito attinico o orticaria solare che causa fotosensibilità.
- Se soffrite di una malattia nota correlata a una riduzione del sistema immunitario.
- In caso di cancro alla pelle attivo, anamnesi di cancro alla pelle o di altre forme di cancro localizzate, lesioni precancerose o concentrazioni di nei atipici nelle aree da sottoporre al trattamento.
- Se assumete medicinali o agenti che provocano fotosensibilità, controllate il foglietto illustrativo e, se sono evidenziate reazioni di fotosensibilità e fototossicità o se si sconsiglia l'esposizione al sole durante l'assunzione del prodotto, non usate il dispositivo.
- Se assumete steroidi, poiché predispongono maggiormente la pelle all'irritazione.

- In caso di infezioni, tatuaggi non cicatrizzati, ustioni, infiammazione dei follicoli piliferi, lacerazioni aperte, abrasioni, herpes simplex o ferite nelle aree da sottoporre al trattamento.
- Evitate il trattamento delle zone del corpo con tatuaggi: non sono ancora disponibili informazioni sulle possibili reazioni cutanee.
- Se soffrite di ipertensione arteriosa scompensata, avete subito ictus, infarto del miocardio, angina pectoris o soffrite di aterosclerosi.
- In caso di gravidanze o allattamento in corso.
- Se soffrite di schizofrenia, di sindrome borderline o depressione grave.
- Se soffrite di deprivazione sensoriale o vi è stato diagnosticato herpes o nevralgia post-erpetica, soprattutto nell'area da sottoporre al trattamento.
- Se soffrite di una patologia anatomica o di qualunque altra limitazione fisica che non vi consente di posizionare correttamente il Philips BlueControl.

- Se avete un dispositivo sottocutaneo attivo, ad esempio uno stimolatore cardiaco, un defibrillatore, un neurostimolatore, un impianto cocleare o un dispositivo di somministrazione di farmaci.
- Se non siete in buona salute in generale.

Informazioni di sicurezza importanti

Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.

Avviso

- Non immergete mai il Philips BlueControl in acqua o in altri liquidi.
- Non indossate il Philips BlueControl mentre è in carica.
- Non guardate direttamente all'interno della sorgente di luce durante l'uso.
- Non aprite o modificate il Philips BlueControl nell'arco del suo ciclo di vita.
- Non utilizzate il sistema Philips BlueControl in un ambiente umido e/o caldo, come ad esempio una sauna o una stanza da bagno.

- Il Philips BlueControl non è stato progettato per essere utilizzato da persone di età inferiore a 18 anni e da persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali.
- Questo è un dispositivo medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Ricaricate il Philips BlueControl esclusivamente con il cavo USB e l'adattatore in dotazione (PR3089).
- Il Philips BlueControl è stato studiato appositamente per il trattamento della psoriasi volgare. Non usatelo per nessun altro scopo.
- Prima dell'uso, controllate sempre che il Philips BlueControl, il cavo USB e l'adattatore non siano danneggiati.
- Non utilizzate il dispositivo entro 1 metro da apparecchiature di comunicazione wireless, come i router per reti domestiche wireless e telefoni cellulari. Queste apparecchiature possono causare interferenze elettromagnetiche che impediscono il corretto funzionamento del dispositivo.

- Nel caso in cui il cavo USB, l'adattatore o il Philips BlueControl siano danneggiati, non utilizzateli e contattate il Centro Assistenza Clienti Philips al numero di telefono 00800-7445 4778.

Attenzione

- Rimuovete il Philips BlueControl dal fissaggio della cinghia prima di lavarla.
- Utilizzate, ricaricate e riponete il Philips BlueControl a una temperatura tra 10 °C e 35 °C e a un'umidità relativa compresa tra il 30% e il 90%.
- Prima di iniziare a utilizzare il Philips BlueControl, leggete la sezione "Controindicazioni" per scoprire se una delle condizioni vi riguarda.
- Per prevenire danni al cestello della lavatrice, al resto del bucato nel cestello o al tessuto del fissaggio della cinghia, chiudete gli inserti in Velcro della fascia e lavate il fissaggio della cinghia e le fasce in una borsa da bucato a rete fine.

- Utilizzate sempre il Philips BlueControl nel fissaggio della cinghia con una delle fasce in dotazione, poiché questi sono stati concepiti appositamente per questo dispositivo.
- Il Philips BlueControl è stato progettato per l'uso quotidiano. La durata del trattamento è indicata nel capitolo "Utilizzo del Philips BlueControl", sezione "Ciclo di trattamento".

Conformità

Il Philips BlueControl è conforme allo standard di sicurezza di base per i dispositivi medici (IEC60601-1) e al materiale supplementare e norme particolari pertinenti per i dispositivi medici a sorgente di luce non laser per uso domestico: EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] ed EN 60601-1-2 [4]. Relativamente alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e ai campi elettromagnetici (EMF), il dispositivo deve essere tenuto lontano da apparecchiature a radio frequenza (RF) per evitare possibili interferenze.

Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Pulsante on/off e spia a LED
- 3 Presa micro USB
- 4 Sensore
- 5 Fissaggio della cinghia
- 6 Fascia corta per braccio inferiore o caviglia
- 7 Fascia medio-lunga per braccio superiore o ginocchio
- 8 Fascia lunga per gamba
- 9 Alloggiamento dell'adattatore
- 10 Spina europea
- 11 Attacco UK
- 12 Cavo USB
- 13 Custodia da viaggio


Come ricaricare l'apparecchio

Caricare completamente il Philips BlueControl prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Con la batteria completamente carica, il Philips BlueControl dispone di sufficiente energia per almeno quattro trattamenti. Si consiglia di caricare il Philips BlueControl ogni giorno. È possibile caricare il Philips BlueControl con l'adattatore e il cavo USB in dotazione. L'adattatore e il cavo USB hanno una durata stimata di almeno 3 anni con il normale funzionamento previsto. Il dispositivo ha una vita utile di almeno 3 anni, se utilizzato in conformità all'uso cui è destinato. Quando il BlueControl è collegato al caricatore e in modalità di ricarica, il caricabatterie PR3089 è da considerarsi parte del sistema medicale.


Nota: non è possibile effettuare un trattamento quando il Philips BlueControl è in fase di ricarica.

Carica tramite adattatore


Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente il Philips BlueControl.




- 1** Inserite la spina per l'Europa o il Regno Unito nell'adattatore e bloccatelo in posizione.




- 2** Inserite la spina USB standard nella presa sull'adattatore.



- 3** Inserite l'adattatore in una presa di corrente a muro (100 V-240 V).



- 4** Inserite la spina micro USB nella presa sul Philips BlueControl.
 - Quando il Philips BlueControl è collegato all'alimentazione, emette un segnale acustico e la spia a LED inizia a lampeggiare lentamente in verde per indicare che è iniziato il processo di ricarica.



- 5** Quando il Philips BlueControl è completamente carico, la spia a LED diventa verde fisso.
- 6** Rimuovete l'adattatore dalla presa di corrente a muro ed estraete la spina micro USB dalla relativa presa sul Philips BlueControl.

Utilizzo del Philips BlueControl

Ciclo di trattamento



attenersi sempre al ciclo di trattamento raccomandato. Non trattate ogni placca più di una volta al giorno.

Il Philips BlueControl è stato progettato per l'uso quotidiano sulle placche della psoriasi volgare.

Si consiglia di trattare le placche singole, non sovrapposte, solo una volta al giorno.

Un singolo trattamento richiede circa 30 minuti, ma può essere esteso a 40 minuti in base alla sensibilità della pelle e alle possibili pause durante il trattamento.


Per esempio, se il sensore a infrarossi rileva una temperatura della troppo elevata, il trattamento viene sospeso brevemente per motivi di sicurezza. Il trattamento riparte automaticamente quando la pelle si è raffreddata. Attenersi a questo consiglio di trattamento assicura di non superare la dose quotidiana di luce di 90 J/cm^2 per ogni placca. Il trattamento con luce blu può essere combinato con creme alla vitamina D.

Applicate la crema dopo il trattamento. Per altri trattamenti combinati con la luce blu, consultate il medico. Non è consigliabile utilizzare farmaci topici, creme o lozioni immediatamente prima e durante il trattamento con il Philips BlueControl. In caso di spiacevoli effetti, quali un eccessivo arrossamento della pelle o un peggioramento delle placche o del dolore, interrompete subito la terapia e consultate il medico, se necessario. È possibile che l'area trattata si abbronzì leggermente. Questo effetto dovrebbe diminuire entro pochi giorni dopo l'interruzione della terapia.

Un temporaneo aumento del rossore dell'area trattata è normale dopo il trattamento, tuttavia l'effetto dovrebbe scemare col tempo.


Preparazione del Philips BlueControl per l'uso

Per posizionare il Philips BlueControl nel fissaggio della cinghia e posizionarlo correttamente sulle parti del corpo, seguite i passaggi riportati di seguito. Il fissaggio della cinghia ha una durata prevista di almeno 1 anno se utilizzato in conformità all'uso cui è destinato. Tre fasce in dotazione: una corta per il braccio inferiore o la caviglia, una medio-lunga per il braccio superiore o il ginocchio e una lunga per la gamba.




- 1** Posizionate il Philips BlueControl nel fissaggio della cinghia.

Nota: accertarsi che l'area del LED di trattamento non sia coperta dal materiale del fissaggio della cinghia o qualsiasi altro tessuto. Il pulsante on/off deve essere visibile attraverso il foro sulla parte superiore del fissaggio della cinghia.




- 2** Selezionare la fascia adatta per l'area del braccio o della gamba da sottoporre a trattamento.


- 3** Per collegare la fascia selezionata al fissaggio della cinghia, far passare un'estremità della fascia attraverso un anello del fissaggio della cinghia (1) e fissarlo con la chiusura in Velcro (2).



Nota: dopo aver fissato la chiusura in Velcro, due piccoli cuscinetti in Velcro dovrebbero trovarsi sulla parte superiore della fascia.




- 4** Togliete gli indumenti dall'area da trattare.
- 5** Posizionate il fissaggio della cinghia sulla placca della psoriasi sul braccio o sulla gamba (1). Avvolgete la fascia attorno al braccio o gamba (2).



- 6** Fate passare la fascia attraverso l'altro anello (1). Quindi, avvolgete la fascia attorno al braccio o alla gamba ancora una volta e fissatela con la chiusura in Velcro (2).

Nota: i due piccoli cuscinetti in Velcro grigio sulla parte superiore dell'altra estremità della fascia permettono una regolazione più stretta.

Procedura del trattamento




- 1** Premete il pulsante on/off per accendere il Philips BlueControl.

Attenzione: Non guardate direttamente all'interno della sorgente di luce durante l'uso.

non toccate intenzionalmente il sensore al centro del Philips BlueControl quando è in funzione.

non coprite il Philips BlueControl con altri tipi di tessuti diversi dal fissaggio della cinghia quando è acceso.



- 2** Il Philips BlueControl lampeggia in blu per indicare che è pronto per il trattamento. Il trattamento si avvia non appena il sensore rileva la pelle da trattare.
- La spia a LED si illumina in blu fisso e una sequenza di due segnali acustici indica che il trattamento è in corso.
- 3** Il Philips BlueControl si spegne automaticamente dopo la conclusione del trattamento (circa 30 minuti).

Interruzione del trattamento

- 1 Se desiderate interrompere brevemente il trattamento, basta rimuovere il Philips BlueControl o premere il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio.



Nota: se si rimuove il Philips BlueControl o si preme il pulsante on/off per interrompere il trattamento prima della conclusione e non lo si riprende entro 2 ore, il timer si resetta automaticamente.

Se decidete di riprendere il trattamento entro 2 ore, il conto alla rovescia del tempo di trattamento continuerà da dove è stato interrotto. Alla ripresa del trattamento non verrà emessa la sequenza di 2 segnali acustici.

Dopo il trattamento

Il trattamento si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo previsto, a meno che non si rimuova il Philips BlueControl o si preme il pulsante on/off per interrompere il trattamento in anticipo.

Nota: la sequenza di due diversi segnali acustici indica che il Philips BlueControl si sta spegnendo e che il trattamento si è concluso.



- 1 Aprite la chiusura in Velcro della fascia a un'estremità (1) ed estraete la cinghia dall'anello dell'apposito fissaggio (2).
- 2 Slegate la fascia (1) e rimuovete il fissaggio della cinghia dalla placca di psoriasi (2).
- 3 Ricaricate il Philips BlueControl. È possibile estrarre il dispositivo dal fissaggio della cinghia oppure ricaricarlo mentre è ancora inserito.

Segnali luminosi e acustici durante l'uso

Segnale di surriscaldamento

Surriscaldamento del dispositivo.

- 1** Se il dispositivo rileva una temperatura troppo alta, il dispositivo Philips BlueControl si spegne per motivi di sicurezza.
 - ▶ La spia a LED diventa arancione fisso e un segnale acustico di 3 secondi indica lo spegnimento del Philips BlueControl.
- 2** Se provate a riaccendere il Philips BlueControl prima che si sia raffreddato, la spia a LED lampeggerà in arancione per 5 secondi. Il raffreddamento potrebbe richiedere alcuni minuti.



Surriscaldamento della pelle.

- 1** Se il dispositivo rileva una temperatura della pelle troppo alta, il dispositivo Philips BlueControl si spegne temporaneamente per motivi di sicurezza.
 - ▶ La spia a LED lampeggia in blu lentamente finché la temperatura della pelle si è raffreddata, e il Philips BlueControl si riaccende automaticamente.

Segnali del livello della batteria

Quando si preme il pulsante on/off, la spia a LED si illumina in rosso fisso e vengono emessi 3 segnali acustici, la batteria del Philips BlueControl è scarica.

- 1** È necessario ricaricare la batteria prima di poter iniziare un nuovo trattamento. Caricate l'apparecchio per almeno 45 minuti per un trattamento completo.




Pulizia


non immergete mai il Philips BlueControl in acqua e non risciacquatelo sotto l'acqua corrente.

rimuovete sempre il Philips BlueControl dal fissaggio della cinghia prima di lavarla in lavatrice.

Attenzione: pulite il Philips BlueControl dopo ogni trattamento per garantirne il corretto funzionamento.



- 1 Rimuovete il Philips BlueControl dal fissaggio della cinghia.




- 2 Pulite il Philips BlueControl con un panno umido.

- 3 Pulite il sensore con alcol e un cotton fioc a temperatura ambiente una volta a settimana.


- 4 Il fissaggio della cinghia e le fasce possono essere lavati in lavatrice.

Attenzione: Per prevenire danni al cestello della lavatrice, al resto del bucato nel cestello o al tessuto del fissaggio della cinghia, chiudete gli inserti in Velcro della fascia e lavate il fissaggio della cinghia e le fasce in una borsa da bucato a rete fine.



Nota: usate un ciclo delicato e una temperatura di massimo 60°C. Asciugate il fissaggio della cinghia e le fasce all'aria; non usate l'asciugatrice. Non stirate il fissaggio della cinghia e le fasce.

Conservazione



Il dispositivo è fornito con una custodia dotata di appositi spazi per tutte le parti.

- 1** Riporre il dispositivo e le parti nella custodia, se non vengono utilizzati.
- 2** Per portare il dispositivo con sé al lavoro o mentre si è in viaggio, vi consigliamo di inserirlo nella custodia da trasporto per una protezione ancora maggiore.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo affronta i problemi più ricorrenti legati all'uso del Philips BlueControl. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile accendere il Philips BlueControl anche se è completamente carico.	Il sensore è sporco.	Pulite il sensore con alcol e un cotton fioc (vedere il capitolo "Pulizia").
Il Philips BlueControl si spegne all'improvviso durante il trattamento.	È trascorso il tempo preimpostato.	Il Philips BlueControl è stato programmato per spegnersi automaticamente una volta trascorsa la durata del trattamento.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il sensore è bloccato.	Controllate la posizione del Philips BlueControl nel fissaggio della cinghia. Accertarsi che il sensore non sia coperto da materiale del fissaggio della cinghia o da indumenti. Se il sensore non è coperto, ma il Philips BlueControl si spegne ancora, la temperatura della pelle è troppo elevata. Il Philips BlueControl si accenderà automaticamente quando la pelle si sarà raffreddata.
	La batteria ricaricabile è scarica.	La spia a LED lampeggia in rosso. Caricate il Philips BlueControl (vedere il capitolo "Come ricaricare l'apparecchio").
Il Philips BlueControl si spegne improvvisamente con un segnale acustico prolungato durante il trattamento, e la spia a LED diventa arancione fissa.	La temperatura del Philips BlueControl stesso è troppo elevata e quindi il dispositivo si è spento per motivi di sicurezza.	Lasciate raffreddare il Philips BlueControl per 10 minuti. Mettete il Philips BlueControl nuovamente sulla pelle e premete il pulsante on/off per riprendere il trattamento.

Problema	Possibile causa	Soluzione
<p>Il Philips BlueControl interrompe improvvisamente il trattamento e lampeggia in blu lentamente.</p>	<p>Il dispositivo ha rilevato una temperatura troppo alta della pelle e ha messo in pausa il trattamento per consentire alla pelle di raffreddarsi.</p>	<p>Nessuna azione richiesta. Il trattamento si riavvia automaticamente dopo che l'apparecchio determina che la temperatura della pelle rientra nell'intervallo di sicurezza.</p>
<p>Il Philips BlueControl si è spento con un segnale acustico lungo e la spia a LED lampeggia in arancione.</p>	<p>Il Philips BlueControl è stato interrotto troppe volte durante il trattamento, ad esempio perché il sensore rilevava una temperatura della pelle troppo elevata o perché si è superato il tempo massimo di trattamento di 40 minuti.</p>	<p>Se ciò si verifica più volte, contattare Philips.</p>
<p>La spia a LED diventa arancione fisso quando si preme il pulsante on/off.</p>	<p>La temperatura del dispositivo è troppo alta e il Philips BlueControl si è spento per motivi di sicurezza.</p>	<p>Lasciate raffreddare il Philips BlueControl per 10 minuti. Mettete il Philips BlueControl nuovamente sulla pelle e premete il pulsante on/off per riprendere il trattamento.</p>

Problema	Possibile causa	Soluzione
<p>La spia a LED diventa rossa fissa per 5 secondi e il Philips BlueControl emette 3 segnali acustici quando si preme il pulsante on/off.</p>	<p>La batteria ricaricabile è scarica.</p>	<p>Caricate il Philips BlueControl (vedere il capitolo "Come ricaricare l'apparecchio").</p>
<p>L'adattatore si surriscalda durante la ricarica.</p>	<p>Si tratta di un fenomeno del tutto normale.</p>	<p>Non è necessario intervenire in alcun modo.</p>
<p>La spia a LED non lampeggia in verde quando la spina micro USB è inserita nella presa micro USB del Philips BlueControl.</p>	<p>L'adattatore non è inserito o non è inserito correttamente nella presa di corrente a muro.</p>	<p>Inserite correttamente l'adattatore nella presa a muro.</p>
	<p>La spina USB standard non è inserita o è inserita in maniera non corretta nell'adattatore.</p>	<p>Inserite correttamente la spina USB standard nell'adattatore.</p>

Problema	Possibile causa	Soluzione
	La presa di corrente non funziona.	Collegate un altro apparecchio alla stessa presa di corrente per verificare che quest'ultima funzioni. Se la presa è attiva ma il Philips BlueControl non si carica, contattare Philips.
Il Philips BlueControl si surriscalda durante l'uso.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale.	Non è necessario intervenire in alcun modo.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni o in caso di problemi, contattate il Centro assistenza clienti Philips al numero 00800-7445 4778.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre la normale usura. La garanzia non è più valida se il Philips BlueControl non viene utilizzato secondo le istruzioni fornite nel presente manuale dell'utente.

Indirizzo del produttore legittimo

Philips Electronics Nederland BV
 Philips Light & Health
 High Tech Campus 5
 5656 AE Eindhoven
 Paesi Bassi

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).



- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata conforme alla direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Vi consigliamo di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale o un centro assistenza Philips, dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria ricaricabile.
- Attenetevi alle normative di raccolta dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Rimozione della batteria ricaricabile

questa procedura è irreversibile, non sarà più possibile utilizzare il dispositivo al termine.

Nota: si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Attenzione: osservate le precauzioni di sicurezza di base durante l'esecuzione della procedura descritta di seguito. Proteggete occhi, mani, dita e la superficie su cui lavorate.

- 1** Assicuratevi che la batteria ricaricabile sia scarica.
- 2** Aprite il dispositivo rimuovendo la parte inferiore trasparente dalla parte superiore in metallo.
- 3** Rimuovete la batteria con strumenti appropriati.

Specifiche

Il Philips BlueControl è certificato come dispositivo medico a sorgente di luce non laser. Mentre è in funzione, genera luce blu con le seguenti specifiche:

Apparecchio	PSD1211
Voltaggio	100-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Ingresso	7 W
Classe	Classe di dispositivo medico IIa
Classificazione uscita ottica	Gruppo di rischio 1 secondo EN 60601-2-57, ovvero nessun rischio per il normale uso cui è destinato.
Densità di potenza	200 mW/cm ² (picco), 40 mW/cm ² (media), la variazione massima in tutta la zona da trattare è < 1,3
Dose quotidiana max. per placca	90 J/cm ²
Tipo di batteria	3,7V/capacità nominale 6,1 Wh batteria agli ioni di litio

Adattatore con cavo USB PR3089

Ingresso 100-240V CA/50-60 Hz

Uscita 5V CC/7W

Fissaggio della cinghia PSS1210Composizione tessuto 66% poliammide; 20% poliestere;
10% elasthan; 4% poliuretano**Condizioni operative**

Temperatura da + 10°C a + 35°C

Umidità relativa da 30% a 90%

Condizioni di conservazione

Temperatura da -20 °C a + 35 °C

Umidità relativa da 30% a 90% (senza condensa)

Spiegazione dei simboli**Simboli sul dispositivo**

Sul dispositivo, sul fissaggio della cinghia e nel manuale dell'utente sono presenti diverse etichette con avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto di tali avvertenze può provocare uno o più dei seguenti pericoli: scossa elettrica, ustioni della pelle, danni alla retina e/o incendi.



- Questo simbolo giallo/nero sull'etichetta del dispositivo indica di leggere i documenti allegati prima dell'uso e di prendere tutte le misure di sicurezza necessarie.



- Questo simbolo bianco/blu sull'etichetta del dispositivo indica che è necessario leggere il manuale dell'utente prima di cominciare a utilizzare il dispositivo.



- Questo simbolo giallo/nero sull'etichetta del dispositivo significa: non fissare direttamente la sorgente della luce. Prodotto appartenente al Gruppo di rischio 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Questo simbolo significa: il Philips BlueControl è specificato come parte applicata tipo BF. "B" indica che viene utilizzato sul corpo, mentre "F" indica che è indipendente, ovvero non collegato alla tensione di alimentazione.




- Questo simbolo significa: conforme alle Direttive della Comunità europea. CE significa "Conformité Européenne".



- Questo simbolo significa "Fabbricato da" e fornisce l'indirizzo del produttore legittimo.



- Questo simbolo significa: fabbricato nei Paesi Bassi.



- Questo simbolo indica ingresso per l'alimentazione. PR3089 qui sotto Questo simbolo significa che il dispositivo può essere caricato solo con l'adattatore incluso nella confezione. L'utilizzo di altri adattatori potrebbe non essere sicuro e causare scosse elettriche. L'adattatore ha le seguenti specifiche elettriche: ingresso 100-240V CA/50-60 Hz, uscita 5 V CC/7 W. Durante la ricarica del dispositivo accertarsi che l'adattatore e il dispositivo siano posizionati in modo tale che l'adattatore e il dispositivo possano sempre essere scollegati facilmente.



- Questo simbolo significa: mantenere asciutto.

SN

- Questo simbolo indica il numero di serie del dispositivo.



- Questo simbolo indica il connettore USB.

LI-ION

- Questo simbolo indica che il dispositivo utilizza batterie ricaricabili agli ioni di litio.



Simboli sull'adattatore

- Questo simbolo indica che l'adattatore è dotato di doppio isolamento (Classe II).



- Questo simbolo indica che l'adattatore può essere utilizzato solo in interni.



Simboli sul fissaggio della cinghia

- Questo simbolo significa: lavare a una temperatura massima di 60 °C.



- Questo simbolo significa: non candeggiare.



- Questo simbolo significa: non asciugabile in asciugabiancheria.



- Questo simbolo significa: non stirare.



- Questo simbolo significa: non lavare a secco.



- Questo simbolo significa: fabbricato in Cina.



- Questo simbolo indica che è necessario leggere il manuale dell'utente.



- Questo simbolo indica il codice del lotto.

Introductie

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de Philips BlueControl gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Voor een optimaal behandelresultaat moet u het apparaat gebruiken volgens het behandelingschema en de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Lijst met productcodes

- Set PSK0202/10
- Apparaat PSD1211/10
- Bevestigingshouder PSS1210/10
- Adapter met USB-kabel PR3089

Beoogd gebruik

De Philips BlueControl is bedoeld om fotherapeutisch licht op het lichaam toe te passen. De Philips BlueControl wordt algemeen toegepast voor de behandeling van dermatologische afwijkingen. De Philips BlueControl is een draagbaar medisch apparaat met blauw LED-licht voor de behandeling van milde tot matige psoriasis vulgaris, alleen voor volwassenen (dat wil zeggen personen ouder dan 18 jaar) in de thuisomgeving.

Belangrijk

Contra-indicaties

Gebruik de Philips BlueControl niet:

- Als uw huid is verbrand of door de zon is verbrand.
- Als u koorts hebt.
- Als u een bekende zonneallergie hebt.
- Als u allergisch bent voor de oppervlaktematerialen van de Philips BlueControl (polycarbonaat of polyester/elastaanmengsel).
- Als u idiopathische huidaandoeningen hebt zoals porfyrie, polymorfe lichtuitslag, chronische actinische dermatitis, actinische prurigo of zonne-urticaria die lichtgevoeligheid veroorzaken.
- Als u een ziekte hebt die verband houdt met een lage weerstand.
- Als u een actieve vorm van huidkanker hebt, als u in het verleden huidkanker of een andere vorm van kanker, precancereuze laesies of grote moedervlekken hebt gehad in de gebieden die worden behandeld.

- Als u middelen of medicijnen gebruikt die de lichtgevoeligheid verhogen. Lees in dat geval de bijsluiter en gebruik het apparaat niet als er staat dat het medicijn fotoallergische of fototoxische reacties kan veroorzaken of dat u zonlicht moet vermijden wanneer u het medicijn gebruikt.
- Als u steroïden gebruikt; hierdoor kan de huid sneller geïrriteerd raken.
- Als u infecties, nog niet genezen tatoeages, brandwonden, ontstoken haarzakjes, open snijwonden, schaafwonden, herpes simplex of wonden hebt in de te behandelen gebieden.
- Voorkom behandeling van huidgebieden met tatoeages; er is nog geen informatie beschikbaar over mogelijke reacties.
- Als u ongereguleerde arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) hebt of in het verleden een hersenbloeding, hartinfarct, angina pectoris of atherosclerose (aderverkalking) hebt gehad.
- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

- Als u lijdt aan schizofrenie, borderline-syndroom of een ernstige depressie.
- Als u zintuiglijke beperkingen hebt of als u aan gordelroos of postherpetische neuralgie lijdt, in het bijzonder in het te behandelen gebied.
- Als u aan een anatomische aandoening lijdt of een andere lichamelijke beperking hebt waardoor u de Philips BlueControl niet goed kunt plaatsen.
- Als u een actief geïmplanteerd apparaat hebt, zoals een hartpacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochleair implantaat of een actief implantaat voor de toediening van medicijnen.
- Als u in slechte algemene gezondheid verkeert.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Gevaar

- Houd de adapter droog.

Waarschuwing

- Dompel de Philips BlueControl nooit in water of een andere vloeistof.

- Draag de Philips BlueControl nooit wanneer het apparaat wordt opgeladen.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron tijdens gebruik.
- Open de Philips BlueControl gedurende de levensduur van het apparaat niet en pas het apparaat ook niet aan.
- Gebruik de Philips BlueControl niet in een vochtige en/of warme omgeving, zoals een sauna of badkamer.
- De Philips BlueControl is niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten.
- Dit is een medisch apparaat. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Laad de Philips BlueControl uitsluitend op met de meegeleverde USB-kabel en adapter (PR3089).
- De Philips BlueControl is specifiek ontworpen ter behandeling van psoriasis vulgaris. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.

- Controleer vóór gebruik de Philips BlueControl, de USB-kabel en de adapter altijd op beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als het zich op een kleinere afstand dan 1 meter bevindt van draadloze communicatieapparatuur, zoals draadloze thuisnetwerkroueters en mobiele telefoons. Deze draadloze communicatieapparatuur kan elektromagnetische interferentie veroorzaken waardoor het apparaat niet meer correct werkt.
- Gebruik de USB-kabel, de adapter en de Philips BlueControl niet meer als ze beschadigd zijn en neem contact op met het Philips Consumer Care Centre op telefoonnummer 00800-7445 4778.

Let op

- Maak de Philips BlueControl los van de bevestigingshouder voordat u de bevestigingshouder gaat wassen.
- U dient de Philips BlueControl bij een temperatuur tussen de 10 °C en 35 °C en bij een relatieve vochtigheid tussen de 30% en 90% te gebruiken, op te laden en te bewaren.

- Lees de paragraaf 'Contra-indicaties' om te controleren of deze van toepassing zijn op u voordat u de Philips BlueControl gaat gebruiken.
- Om schade aan de trommel van de wasmachine, aan andere was in de trommel of de stof van de bevestigingshouder te voorkomen, moet u de klittenbanden van de banden aan elkaar vastmaken en de bevestigingshouder en de banden in een wasnetje wassen.
- Gebruik de Philips BlueControl altijd in de bevestigingshouder met een van de meegeleverde banden; de bevestigingshouder en de banden zijn namelijk speciaal ontworpen voor dit apparaat.
- De Philips BlueControl is bedoeld voor dagelijks gebruik. De exacte gebruikstijd wordt vermeld in het hoofdstuk 'Uw Philips BlueControl gebruiken', in het gedeelte 'Behandelschema'.

Naleving van richtlijnen

De Philips BlueControl voldoet aan de standaard voor algemene veiligheid voor medische apparatuur (IEC60601-1) en aan de relevante secundaire en bijzondere standaarden voor medische apparatuur met een niet-laserlichtbron voor thuisgebruik: EN 60601-1 [1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] en EN 60601-1-2 [4].

In verband met elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en elektromagnetische velden (EMV) moet het apparaat uit de buurt worden gehouden van radiofrequentieapparatuur (RF) om interferentie te voorkomen.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Aan-uitknop en LED-indicator
- 3 Micro USB-aansluiting
- 4 Sensor
- 5 Bevestigingshouder
- 6 Korte band voor onderarm of enkel
- 7 Middellange band voor bovenarm of knie
- 8 Lange band voor been
- 9 Adapterbehuizing
- 10 Europese stekker
- 11 Stekker voor VK
- 12 USB-kabel
- 13 Opbergetui


Opladen

U moet de Philips BlueControl volledig opladen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. Wanneer de accu volledig is opgeladen, beschikt de Philips BlueControl over voldoende vermogen voor ten minste vier behandelingen. Het wordt aangeraden de Philips BlueControl elke dag op te laden. U kunt de Philips BlueControl opladen met de bijgeleverde adapter en USB-kabel. De adapter en USB-kabel hebben een verwachte levensduur van minimaal 3 jaar bij normaal gebruik. Het apparaat heeft een gebruiksduur van minimaal 3 jaar indien gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik. Wanneer de BlueControl is aangesloten op de oplader en wordt opgeladen, wordt de oplader PR3089 beschouwd als een onderdeel van het medische systeem.


Opmerking: *Behandeling is niet mogelijk wanneer de Philips BlueControl wordt opgeladen.*

Opladen met de adapter


Het duurt circa 3 uur om de Philips BlueControl volledig op te laden.




- 1** Steek de Europese stekker of de stekker voor het Verenigd Koninkrijk in de adapter en klik deze vast.



- 2** Steek de standaard USB-stekker in de aansluiting op de adapter.




3 Steek de adapter in een stopcontact (100V - 240V).



4 Steek de micro USB-stekker in de aansluiting op de Philips BlueControl.

► Zodra de Philips BlueControl is aangesloten op het stopcontact, hoort u één pieptoon en begint de LED-indicator langzaam groen te knipperen om aan te geven dat de accu wordt opgeladen.



5 Als de Philips BlueControl volledig is opgeladen, brandt de LED-indicator onafgebroken groen.

6 Haal de adapter uit het stopcontact en trek de micro USB-stekker uit de micro USB-aansluiting op de Philips BlueControl.

Behandelschema



Houd u altijd aan het aanbevolen behandelschema. Behandel elke plek niet vaker dan één keer per dag.

De Philips BlueControl is ontworpen voor dagelijks gebruik op psoriasis vulgaris-plekken. Wij raden u aan afzonderlijke, niet-overlappende psoriasis vulgaris-plekken eenmaal per dag te behandelen. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten, maar kan worden verlengd tot 40 minuten, afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid en mogelijke onderbrekingen tijdens de behandeling.

Als de infraroodsensor bijvoorbeeld een te hoge huidtemperatuur meet, wordt de behandeling om veiligheidsredenen kort onderbroken.

De behandeling wordt automatisch hervat wanneer de huid is afgekoeld. Houd u aan dit behandeladvies om ervoor te zorgen dat u de dagelijkse lichtdosis van 90 J/cm^2 per plek niet overschrijdt.

Behandeling met blauw licht kan worden gecombineerd met vitamine D-crèmes. Breng de crème aan na de behandeling. Raadpleeg uw arts voor andere behandelingen in combinatie met blauw licht. Wij raden het gebruik van plaatselijke medicijnen, crèmes of lotions direct voor en tijdens de behandeling met de Philips BlueControl af. In het geval van onaangename effecten zoals overmatige roodheid van de huid die niet verdwijnt, verergering van plekken of pijn, dient u de therapie onmiddellijk te stoppen en zo nodig uw arts te raadplegen.

Het is mogelijk dat het behandelde gebied enigszins bruin verkleurt. Dit zou na een paar dagen nadat de therapie is gestopt moeten verminderen.


Het is normaal dat het behandelde gebied na de behandeling tijdelijk roder is, maar deze roodheid zou na verloop van tijd moeten verminderen.

De Philips BlueControl klaarmaken voor gebruik

Volg de onderstaande stappen om de Philips BlueControl in de bevestigingshouder te plaatsen en correct op uw lichaam te positioneren.


De bevestigingshouder heeft een verwachte levensduur van minimaal 1 jaar indien gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik.

Er zijn drie banden: een korte band voor de onderarm of enkel, een middellange band voor de bovenarm of knie en een lange band voor het been.




- 1** Plaats de Philips BlueControl in de bevestigingshouder.

Opmerking: Zorg ervoor dat het LED-behandelgebied niet wordt bedekt door het materiaal van de bevestigingshouder of ander textiel. De aan-uitknop moet zichtbaar zijn door de opening aan de bovenkant van de bevestigingshouder



- 2** Kies de juiste band voor het te behandelen gebied op de arm of het been.


- 3** Om de geselecteerde band aan de bevestigingshouder te bevestigen, trekt u één uiteinde van de band door één ring van de bevestigingshouder (1) en maakt u deze vast met het klittenband (2).




Opmerking: Nadat het klittenband is bevestigd, moeten zich twee kleine grijze klittenbandpads boven aan de band bevinden.

- 4** Verwijder eventuele kleding van het te behandelen gebied.

- 5** Plaats de bevestigingshouder boven de psoriasis-plek op uw arm of been (1). Wikkel de band om uw arm of been (2).




- 6** Trek de band door de andere ring (1). Wikkel de band nogmaals om uw arm of been en maak deze vast met het klittenband (2).



Opmerking: Met de twee kleine grijze klittenbandpads op het andere uiteinde van de band stelt u de band op zijn strakst.

Behandelprocedure



- 1 Druk op de aan-uitknop om de Philips BlueControl in te schakelen.

Let op: Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron tijdens gebruik.

Raak nooit opzettelijk de sensor in het midden van de Philips BlueControl aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Zorg dat wanneer de Philips BlueControl wordt ingeschakeld, niet door ander textiel dan de bevestigingshouder wordt bedekt.



- 2 De Philips BlueControl knippert blauw om aan te geven dat het apparaat klaar is voor de behandeling. De behandeling begint kort nadat de sensor de te behandelen huid detecteert.
 - De LED-indicator gaat onafgebroken blauw branden en een signaal van twee tonen geeft aan dat de behandeling wordt uitgevoerd.
- 3 De Philips BlueControl wordt automatisch uitgeschakeld nadat de behandel tijd (circa 30 minuten) is verstreken.

Een behandeling onderbreken


- 1 Als u de behandeling kort wilt onderbreken, verwijdert u de Philips BlueControl of drukt u op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: Als u de Philips BlueControl verwijdert of wanneer u op de aan-uitknop drukt om de behandeling te stoppen voordat de behandel tijd is verstreken en u de behandeling niet binnen 2 uur hervat, wordt de timer automatisch gereset. Als u de behandeling binnen 2 uur hervat, gaat de timer van de behandel tijd verder vanaf het punt waarop u bent gestopt. Wanneer een behandeling wordt hervat, is er geen signaal van 2 tonen.


Na de behandeling

De behandeling stopt automatisch als de behandel tijd is verstreken, tenzij u de Philips BlueControl eerder verwijdert of u op de aan-uitknop drukt om de behandeling te stoppen.

Opmerking: Een tweetonig signaal geeft aan dat de Philips BlueControl wordt uitgeschakeld en de behandeling is afgelopen.



- 1** Open het klittenband van de band aan één uiteinde (1) en trek de houder uit de ring van de bevestigingshouder (2).



- 2** Maak de band los (1) en verwijder de bevestigingshouder van uw psoriasis-plek (2).
- 3** Laad de Philips BlueControl op. Voor het opladen kunt u het apparaat uit de bevestigingshouder nemen of erin laten zitten.

Licht- en geluidssignalen tijdens gebruik

Oververhittingsignaal


Oververhitting van het apparaat.



- 1 Als de Philips BlueControl een te hoge temperatuur meet, wordt het apparaat om veiligheidsredenen uitgeschakeld.
- De LED-indicator gaat onafgebroken oranje branden en een lang geluidssignaal van 3 seconden geeft aan dat de Philips BlueControl wordt uitgeschakeld.

- 2 Als u probeert de Philips BlueControl opnieuw in te schakelen voordat het apparaat is afgekoeld, knippert de LED-indicator 5 seconden oranje. Het afkoelen kan enkele minuten duren.

Oververhitting van de huid.



- 1 Als de Philips BlueControl een te hoge huidtemperatuur meet, wordt het apparaat om veiligheidsredenen tijdelijk uitgeschakeld.
- De LED-indicator knippert langzaam blauw tot de huid is afgekoeld, waarna de Philips BlueControl weer automatisch inschakelt.

Accuniveausignalen

Als u op de aan-uitknop drukt en de LED-indicator onafgebroken rood gaat branden en u 3 pieptonen hoort, is de accu van de Philips BlueControl leeg.



- 1 U moet de accu opladen voordat u een nieuwe behandeling kunt starten. Laad de accu ten minste 45 minuten op om één volledige behandeling te kunnen voltooien.

Schoonmaken

Dompel de Philips BlueControl niet in water en spoel het apparaat ook niet af onder de kraan.


Haal de Philips BlueControl altijd uit de bevestigingshouder voordat u de houder wast in de wasmachine.

Let op: Maak de Philips BlueControl na elke behandeling schoon om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft werken.




- 1** Haal de Philips BlueControl uit de bevestigingshouder.
- 2** Maak de Philips BlueControl schoon met een vochtige doek.
- 3** Maak de sensor eenmaal per week bij omgevingstemperatuur schoon met een wattenstaafje.
- 4** De bevestigingshouder en de banden kunnen in de wasmachine worden gewassen.

Let op: Om schade aan de trommel van de wasmachine, aan andere was in de trommel of de stof van de bevestigingshouder te voorkomen, moet u de klittenbanden van de banden aan elkaar vastmaken en de bevestigingshouder en de banden in een wasnetje wassen.



Opmerking: Gebruik een fijnwasprogramma en een temperatuur van maximaal 60 °C. Droog de bevestigingshouder en de banden aan de waslijn en niet in de droger. Strijk de bevestigingshouder en de banden niet.

Opbergen



Het apparaat wordt geleverd met een draagtas met opbergruimten voor alle onderdelen.

- 1** Gebruik de opbergtas om het apparaat en de onderdelen op te bergen als u deze niet gebruikt.
- 2** Als u het apparaat mee wilt nemen naar uw werk of op reis, raden wij u aan het in de draagtas te doen voor extra bescherming.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de meest voorkomende problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van de Philips BlueControl. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan de Philips BlueControl niet inschakelen, ook al is de accu volledig opgeladen.	De sensor is vuil.	Maak de sensor schoon met alcohol en een wattenstaafje (zie hoofdstuk 'Schoonmaken').
De Philips BlueControl schakelt plotseling uit tijdens de behandeling.	De ingestelde tijd is verstreken.	De Philips BlueControl schakelt automatisch uit nadat de behandeltijd is verstreken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	De sensor is geblokkeerd.	Controleer de positie van de Philips BlueControl in de bevestigingshouder. Zorg ervoor dat het materiaal van de bevestigingshouder of andere kledingstukken de sensor niet bedekt. Als de sensor niet wordt bedekt maar de Philips BlueControl toch uitschakelt, is de huidtemperatuur te hoog. De Philips BlueControl schakelt automatisch weer in wanneer de huid is afgekoeld.
	De accu is leeg.	De LED-indicator knippert rood. Laad de Philips BlueControl op (zie hoofdstuk 'Opladen').
De Philips BlueControl schakelt tijdens de behandeling plotseling uit met een lange pieptoon en de LED-indicator brandt onafgebroken oranje.	De temperatuur van de Philips BlueControl is te hoog en de Philips BlueControl schakelt om veiligheidsredenen uit.	Laat de Philips BlueControl 10 minuten afkoelen. Plaats de Philips BlueControl weer op uw huid en druk op de aan-uitknop om de behandeling te hervatten.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<p>De Philips BlueControl onderbreekt de behandeling plotseling en de LED-indicator knippert langzaam blauw.</p>	<p>Het apparaat heeft een te hoge huidtemperatuur gemeten en onderbreekt de behandeling zodat de huid kan afkoelen.</p>	<p>U hoeft niets te doen. De behandeling wordt automatisch opnieuw gestart zodra het apparaat een veilige huidtemperatuur meet.</p>
<p>De Philips BlueControl schakelt uit met een lange pieptoon en de LED-indicator knippert oranje.</p>	<p>De behandeling met de Philips BlueControl is te vaak onderbroken, bijvoorbeeld omdat de sensor een te hoge huidtemperatuur heeft gemeten of omdat de maximale behandeltime van 40 minuten is overschreden.</p>	<p>Neem contact op met Philips als dit probleem vaker optreedt.</p>
<p>De LED-indicator brandt onafgebroken oranje als ik op de aan-uitknop druk.</p>	<p>De temperatuur van het apparaat is te hoog en de Philips BlueControl schakelt om veiligheidsredenen uit.</p>	<p>Laat de Philips BlueControl 10 minuten afkoelen. Plaats de Philips BlueControl weer op uw huid en druk op de aan-uitknop om de behandeling te hervatten.</p>

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De LED-indicator brandt 5 seconden rood en de Philips BlueControl geeft 3 pieptonen wanneer ik op de aan-uitknop druk.	De accu is leeg.	Laad de Philips BlueControl op (zie hoofdstuk 'Opladen').
Tijdens het opladen wordt de adapter warm.	Dit is normaal.	U hoeft niets te doen.
De LED-indicator knippert niet groen wanneer de micro USB-stekker in de micro USB-aansluiting van de Philips BlueControl wordt gestoken.	De adapter zit niet of niet goed in de aansluiting.	Steek de adapter goed in het stopcontact.
	De standaard USB-stekker is niet of niet goed in de adapter gestoken.	Steek de standaard USB-stekker goed in de adapter.
	Er staat geen spanning op het stopcontact.	Sluit een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact om te controleren of het stopcontact werkt. Neem contact op met Philips als het stopcontact werkt, maar de Philips BlueControl niet wordt opgeladen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De Philips BlueControl wordt warm tijdens gebruik.	Dit is normaal.	U hoeft niets te doen.

Garantie en ondersteuning

Als u service of informatie nodig hebt of een probleem ondervindt, neemt u contact op met het Philips Consumer Care Centre op telefoonnummer: 00800 -7445 4778.

Garantiebeperkingen

De garantie dekt geen normale slijtage. De garantie vervalt als de Philips BlueControl niet volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

Wettelijk adres van fabrikant

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Nederland

Recycling



- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



- Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde accu bevat die niet mag worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval (2006/66/EG). We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om een vakman de accu te laten verwijderen.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Door een correcte afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De accu verwijderen

Deze procedure is onomkeerbaar. U kunt het apparaat na deze procedure niet meer gebruiken.

Opmerking: We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen.

Let op: Neem de benodigde veiligheidsmaatregelen wanneer u de hieronder beschreven procedure uitvoert. Bescherm uw ogen, handen, vingers en het oppervlak waarop u werkt.

- 1** Controleer of de oplaadbare batterij leeg is.
- 2** Open het apparaat door het transparante onderste deel van het metalen bovenste deel te halen.
- 3** Verwijder de accu met het juiste gereedschap.

Specificaties

De Philips BlueControl is gecertificeerd als medische apparatuur met een niet-laserlichtbron. Tijdens de werking genereert het blauw licht met de volgende specificaties:

Apparaat	PSD1211
Voltage	100 - 240 V
Frequentie	50-60 Hz
Input	7W
Klasse	Medisch apparaat Klasse IIa
Classificatie optisch uitgangsvermogen	Risicogroep 1 volgens EN 60601-2-57, wat betekent dat er geen risico bestaat bij het normale beoogde gebruik.
Vermogensdichtheid	200 mW/cm ² (maximaal), 40 mW/cm ² (gemiddeld), maximale variatie over het te behandelen gebied is <1,3
Max. dagelijkse hoeveelheid per plek	90 J/cm ²
Batterijtype	3,7V /nominale capaciteit 6,1 Whr lithium-ionbatterij

Adapter met een USB-kabel PR3089

Input 100-240 V AC / 50-60 Hz

Uitvoer 5 V DC / 7 W

Bevestigingsband PSS1210

Stofsamenstelling 66% polyamide; 20% polyester; 10% elasthaan; 4% polyurethaan

Voorwaarden voor een goede werking

Temperatuur van +10 °C tot +35 °C

Relatieve vochtigheid van 30% tot 90%

Opbergomstandigheden

Temperatuur van -20 °C tot +35 °C

Relatieve vochtigheid van 30% tot 90% (geen condens)

Uitleg van symbolen

Symbolen op het apparaat

Op het apparaat, de bevestigingshouder en in de gebruiksaanwijzing staan verschillende veiligheidswaarschuwingen. Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden tot een of meer van de volgende gevaren: elektrische schokken, verbranding van de huid, beschadiging van het netvlies en/of brand.



- Dit geel/zwarte symbool op het apparaatlabel is een waarschuwing dat de bijgevoegde documenten vóór het gebruik moeten worden gelezen en alle vereiste veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd.



- Dit wit/blauwe symbool op het apparaatlabel betekent: lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat.



- Dit geel/zwarte symbool op het apparaatlabel betekent: kijk niet in de lichtstraal. Product uit risicogroep 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Dit symbool betekent: Philips BlueControl is geclassificeerd als een onderdeel van type BF. B geeft aan dat het op het lichaam wordt gebruikt (Body) en F geeft aan dat het los staat van (niet is aangesloten op) de netspanning (Floating).




- Dit symbool betekent: voldoet aan CE-richtlijnen. CE betekent: 'Conformité Européenne'.



- Dit symbool betekent 'vervaardigd door' en bevat het adres van de wettelijke fabrikant.



- Dit symbool betekent: geproduceerd in Nederland.



- Dit symbool geeft invoer voor voeding aan. PR3089 onder dit symbool betekent dat het apparaat alleen mag worden opgeladen met de adapter die wordt meegeleverd in de verpakking. Gebruik van andere adapters is mogelijk niet veilig en kan leiden tot elektrische schokken. De adapter heeft de volgende elektrische specificaties: invoer 100-240V AC / 50-60 Hz, uitvoer: 5V DC / 7W. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, controleer dan of de adapter en het apparaat zo zijn geplaatst dat de adapter en het apparaat altijd eenvoudig kunnen worden losgekoppeld.



- Dit symbool betekent: op een droge plaats bewaren.

SN

- Dit symbool geeft het serienummer van het apparaat aan.



- Dit symbool geeft de USB-aansluiting aan.

LI-ION

- Dit symbool betekent dat het apparaat een lithium-ionaccu bevat.



Symbolen op de adapter

- Dit symbool geeft aan dat de adapter dubbel is geïsoleerd (Klasse II).



- Dit symbool geeft aan dat de adapter alleen binnen kan worden gebruikt.



Symbolen op de bevestigingshouder

- Dit symbool betekent: wassen bij een maximale temperatuur van 60 °C.



- Dit symbool betekent: geen bleekmiddel gebruiken.



- Dit symbool betekent: niet machinaal drogen.



- Dit symbool betekent: niet strijken.



- Dit symbool betekent: niet chemisch reinigen.



- Dit symbool betekent: geproduceerd in China.



- Dit symbool betekent: lees de gebruiksaanwijzing.



- Dit symbool geeft de batch-code aan.

Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt, før du bruger Philips BlueControl, og gem brugervejledningen til eventuel senere brug. For at opnå det bedste resultat skal du bruge enheden i overensstemmelse med behandlingsplanen og anvisningerne i denne brugervejledning.

Liste over produktkoder

- Sæt PSK0202/10
- Enhed PSD1211/10
- Holder PSS1210/10
- Adapter med USB-kabel PR3089

Beregnet anvendelse

Philips BlueControl er beregnet til at udsende lys til lysterapi på kroppen. Philips BlueControl anvendes generelt til behandling af hudlidelser. Philips BlueControl er en medicinsk enhed til hjemmebrug, som kan bæres på kroppen. Enheden anvender blåt LED-lys til behandling af mild til moderat psoriasis vulgaris hos voksne (dvs. personer over 18 år).

Vigtigt

Kontraindikationer

- Brug ikke Philips BlueControl i følgende tilfælde:
- Hvis din hud er forbrændt eller solskoldet.
 - Hvis du har feber.
 - Hvis du har en kendt soleksem.

- Hvis du er allergisk over for overfladematerialerne på Philips BlueControl-enheden (polycarbonat eller polyester/elastan-blanding).
- Hvis du har en kendt idiopatisk hudlidelse, f.eks. porfyri, polymorft lysudslæt, kronisk atinisk dermatitis, atinisk prurigo eller nældefeber, som medfører fotosensitivitet.
- Hvis du har en kendt sygdom relateret til svækket immunforsvar.
- Hvis du har aktiv hudkræft, tidligere har haft hudkræft eller nogen anden form for kræft, forstadier til kræft eller store modermærker i de områder, du vil behandle.
- Hvis du tager medikamenter eller medicin, der øger lysfølsomheden, skal du kontrollere indlægssedlen og ikke bruge enheden, hvis det angives at du skal undgå solen eller at der kan opstå reaktioner i form af lysallergi eller-forgiftning.
- Hvis du tager steroider, da steroider gør huden mere følsom overfor irritation.

- Hvis du har infektioner, endnu ikke-helede tatoveringer, forbrændinger, betændte hårfollikler, åbne rifter, hudafskrabninger, herpessår eller sår i de områder, du vil behandle.
- Undgå behandling af hudområder med tatoveringer. Der er endnu ingen oplysninger tilgængelige om mulige reaktioner.
- Hvis du har ukontrolleret arteriel hypertension (forhøjet blodtryk), tidligere har fået et slagtilfælde, hjerteinfarkt (blodprop i hjertet), hjertekramper arteriosklerotisk karsygdom (ASVD).
- Hvis du er gravid eller ammer.
- Hvis du lider af skizofreni, borderlinesyndrom eller alvorlig depression.
- Hvis du har sensorisk deprivation eller er diagnosticeret med helvedesild eller postherpetisk neuralgi, især i det område, der skal behandles.
- Hvis du har en anatomisk deformitet eller andre fysiske begrænsninger, som kan bevirke, at du ikke kan placere Philips BlueControl korrekt.

- Hvis du har et aktivt implantat, f.eks. en pacemaker, defibrillator, neurostimulator, øresneglsimplantat eller en aktiv anordning til lægemiddelindgivelse.
- Hvis du generelt har dårligt helbred.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Fare

- Hold adapteren tør.

Advarsel

- Nedsænk aldrig Philips BlueControl i vand eller anden væske.
- Bær aldrig Philips BlueControl på kroppen, mens den oplader.
- Se aldrig direkte ind i lyskilden under brug.
- Undlad at åbne eller foretage ændringer på Philips BlueControl i hele enhedens produktlevetid.
- Brug ikke Philips BlueControl i våde og/eller varme omgivelser, såsom en sauna eller et badeværelse.
- Philips BlueControl er ikke beregnet til at bruges af personer under 18 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner.

- Dette er medicinsk udstyr. Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
- Oplad kun Philips BlueControl med USB-kablet og den medfølgende adapter (PR3089).
- Philips BlueControl er specielt designet til at behandle psoriasis vulgaris. Anvend ikke enheden til andre formål.
- Kontroller altid Philips BlueControl, USB-kablet og adapteren for skader før brug.
- Brug ikke apparatet, hvis det er mindre end 1 meter fra trådløst kommunikationsudstyr, f.eks. trådløse hjemmenetværksroutere og walkie-talkier. Dette trådløse kommunikationsudstyr kan forårsage elektromagnetiske forstyrrelser, som forhindrer apparatet i at fungere korrekt.
- Hvis USB-kablet, adapteren eller Philips BlueControl er beskadiget, skal du stoppe med at bruge det og kontakte dit lokale Philips Kundecenter på dette telefonnummer 00800-7445 4778.

Forsigtig

- Tag Philips BlueControl ud af holderen, før holderen vaskes.
- Brug, oplad og opbevar altid Philips BlueControl ved en temperatur på mellem 10 °C og 35 °C og ved en relativ luftfugtighed mellem 30 % og 90 %.
- Læs afsnittet "Kontraindikationer" for at finde ud af, om nogen af dem gælder for dig, før du starter med at bruge Philips BlueControl.
- Luk remmenes velcrobånd, og vask holderen og remmene i en finmasket vaskepose for at undgå beskadigelse af vaskemaskinens tromle, andet vasketøj i tromlen eller stoffet på holderen.
- Brug altid Philips BlueControl i holderen med en af de medfølgende remme, idet holder og remme er specielt designede til denne enhed.
- Philips BlueControl er beregnet til daglig brug. Den nøjagtige brugstid er anført i kapitlet "Brug af Philips BlueControl", afsnittet "Behandlingsplan".

Overholdelse

Philips BlueControl overholder standarden om generelle krav til grundlæggende sikkerhed for medicinsk udstyr (IEC60601-1) og de relevante tilhørende særstandarder for medicinsk udstyr uden laserlyskilder til privat brug: DS/EN 60601-1[1], DS/EN 60601-1-11 [3], DS/EN 60601-2-57 [2] og DS/EN 60601-1-2 [4]. Hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og elektromagnetiske felter (EMF), skal enheden holdes væk fra radiofrekvensudstyr (RF) for at forhindre, at der opstår interferens.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Tænd/sluk-knap og LED-indikator
- 3 Mikro-USB-stik
- 4 Sensor
- 5 Holder
- 6 Kort rem til underarm eller ankel
- 7 Mellemlang rem til overarm eller knæ
- 8 Lang rem til ben
- 9 Adapterkabinet
- 10 Europæisk stik
- 11 Britisk stik
- 12 USB-kabel
- 13 Etui

Opladning




Oplad Philips BlueControl helt, inden du tager enheden i brug første gang. Når den er fuldt opladet, har Philips Philips BlueControl kapacitet nok til mindst fire behandlinger. Det anbefales at oplade Philips Philips BlueControl hver dag. Du kan oplade Philips BlueControl med den medfølgende adapter og USB-kablet. Adapter og USB-kabel har en forventet produktlevetid på mindst 3 år ved normal tilsigtet brug. Enheden har en levetid på mindst 3 år, hvis den anvendes i overensstemmelse med den tilsigtede brug. Når Philips BlueControl er tilsluttet opladeren og i opladningstilstand, skal opladeren PR3089 betragtes som en del af det medicinske system.



Bemærk: *Behandling er ikke mulig, mens Philips BlueControl oplades.*

Opladning med adapter

En fuld opladning af Philips BlueControl tager ca. 3 timer.

- 1 Sæt det europæiske eller britiske stik i kontakten, og lås det på plads.
- 2 Sæt standard-USB-stikket i adapterens åbning.
- 3 Sæt adapteren i en stikkontakt (100-240 V).





- 4** Sæt mikro-USB-stikket i adapterens stik på Philips BlueControl.
 - ▶ Når Philips BlueControl sluttes til stikkontakten, bipper den én gang, og LED-indikatoren begynder at blinke langsomt grønt for at angive, at opladning er begyndt.
- 5** Når Philips BlueControl er fuldt opladet, lyser LED-indikatoren konstant grønt.
- 6** Tag adapteren ud af stikkontakten, og træk USB-stikket ud af Philips BlueControls mikro-USB-åbning.

Behandlingsplan




Hold dig altid til den anbefalede behandlingsplan. Undgå at behandle hvert område mere end én gang dagligt.

Philips BlueControl er udviklet til daglig brug på områder, der er angrebet af psoriasis vulgaris. Vi anbefaler behandling af ét område ad gangen, og kun én gang om dagen. Områderne bør ikke overlappe. En enkelt behandling tager ca. 30 minutter men kan forlænges til 40 minutter alt efter din huds følsomhed og mulige behandlingspauser under behandlingen. Hvis den infrarøde sensor f.eks. registrerer en for høj temperatur på huden, afbrydes behandlingen midlertidigt af sikkerhedshensyn. Behandlingen genoptages automatisk, når huden er kølet ned. Når du følger disse behandlingsråd, sikres det, at du ikke overskrider en daglig lysdosis på 90 J/cm² pr. område. Behandling med blåt lys kan kombineres med cremer med D-vitamin. Påfør cremerne efter behandlingen.

For andre kombinationsbehandlinger med blåt lys skal du kontakte din læge. Vi anbefaler ikke brug af udvortes medicin, creme eller lotion umiddelbart før og under behandlingen med Philips BlueControl. I tilfælde af ubehagelige bivirkninger som f.eks. kraftig rødmen af huden, som ikke fortager sig, forværring af lidelsestilstanden på området eller smerter, skal du omgående standse behandlingen og om nødvendigt søge læge. Du kan opleve, at det behandlede område tager en smule farve. Det vil aftage inden for et par dage, efter at behandlingen er stoppet. Det er normalt at opleve en midlertidigt øget rødmen i det behandlede område efter behandlingen, men også dette vil aftage.


Klargøring af Philips BlueControl til brug

Følg nedenstående procedure for at sætte Philips BlueControl ind i holderen og placere den korrekt på din krop. Holderen har en forventet produktlevetid på mindst 1 år, når den bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug. Der er tre remme: en kort rem til underarm eller ankel, en mellemlang rem til overarm eller knæ og en lang rem til benet.




1 Sæt Philips BlueControl ind i holderen.

Bemærk: Kontroller, at LED-behandlingsområdet ikke er dækket af holderens materiale eller andet stof. Tænd/sluk-knappen skal være synlig gennem hullet øverst på holderen




2 Vælg den rem, som passer bedst til det område, der skal behandles på armen eller benet.


3 For at fastgøre den valgte rem på holderen, skal du trække den ene ende af remmen gennem en ring på holderen (1) og fastgøre den med velcrolukningen (2).



Bemærk: Når velcrolukningen sidder på plads, skal de to små grå velcropuder sidde oven på remmen.




- 4** Fjern tøj fra det område, der skal behandles.
- 5** Anbring holderen på området på din arm eller dit ben, som er angrebet af psoriasis (1). Før remmen rundt om din arm eller dit ben (2).



- 6** Træk remmen gennem den anden ring (1). Før derefter remmen omkring din arm eller dit ben igen, og fastgør med velcrolukningen (2).

Bemærk: Du kan bruge de to små grå velcropuder oven på remmen i den anden ende til at justere stramningen.

Behandlingsprocedure




- 1** Tænd Philips BlueControl ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Forsigtig: Se aldrig direkte ind i lyskilden under brug.

Berør ikke sensoren i midten af Philips BlueControl, så længe enheden er tændt.

Dæk ikke Philips BlueControl med andet stof end holderen, når enheden er tændt.



- 2** Philips BlueControl blinker blå for at indikere, at enheden er klar til behandling. Behandlingen starter kort efter, at sensoren registrerer huden, der skal behandles.
- ▶ LED-indikatoren lyser konstant blå, og en sekvens på to toner angiver, at behandlingen er i gang.
- 3** Philips BlueControl slukker automatisk, når behandlingstiden (ca. 30 minutter) er gået.

Afbrydelse af behandling


- 1** Hvis du vil afbryde behandlingen kortvarigt, skal du blot tage Philips BlueControl af eller trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke den.

Bemærk: Hvis du tager Philips BlueControl af eller trykker på tænd/sluk-knappen for at stoppe behandlingen, før behandlingstiden er gået, og du ikke genoptager behandlingen inden for 2 timer, vil timeren automatisk nulstilles. Hvis du genoptager behandlingen inden for 2 timer, fortsætter nedtællingen af behandlingstiden, der hvor den blev stoppet. Når en behandling genoptages, vil der ikke lyde nogen sekvens på 2 toner.


Efter behandling

Behandlingen slutter automatisk, når behandlingstiden er udløbet, medmindre du tager Philips BlueControl af eller trykker på tænd/sluk-knappen for at stoppe behandlingen tidligere.

Bemærk: En sekvens på to forskellige toner indikerer, at Philips BlueControl slukkes, og at behandlingen er afsluttet.



- 1** Åbn velcrolukningen på remmen i den ene ende (1), og træk remmen ud af ringen på holderen (2).




- 2** Vikl remmen (1) fri, og tag holderen af hudområdet, som er angrebet af psoriasis (2).
- 3** Genoplad Philips BlueControl. Du kan tage enheden ud af holderen eller oplade den, mens den sidder i holderen.

Lys- og lydsignaler under brug

Overophedningssignal

Overophedning af enheden.


- 1** Hvis enheden registrerer en for høj temperatur, slukker Philips BlueControl af sikkerhedshensyn.
 - ▶ LED-indikatoren lyser konstant orange, og en lang 3-sekunders tone indikerer, at Philips BlueControl slukker.



- 2** Hvis du prøver at genstarte Philips BlueControl, før enheden er kølet ned, blinker LED-indikatoren orange i 5 sekunder. Det kan tage flere minutter for enheden at køle af.

Overophedning af huden.

- 1** Hvis enheden registrerer en for høj temperatur på huden, slukker Philips BlueControl midlertidigt af sikkerhedshensyn.
 - ▶ LED-indikatoren blinker langsomt blå, indtil hudtemperaturen er kølet af. Philips BlueControl tænder automatisk igen.



Signaler for batterikapacitet

Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, og LED-indikatoren lyser konstant rødt, og der lyder 3 bip, er batteriet i Philips BlueControl afladet.


- 1 Du skal oplade batteriet, før du kan starte en ny behandling. Oplad i mindst 45 minutter for at kunne gennemføre en fuld behandling.

Rengøring


Philips BlueControl må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under vandhanen.

Tag altid Philips BlueControl ud af holderen, inden du vasker holderen i vaskemaskinen.

Forsigtig: Afrens Philips BlueControl efter hver behandling for at sikre, at den fortsat fungerer korrekt.




- 1 Tag Philips BlueControl ud af holderen.



- 2 Rengør Philips BlueControl med en fugtig klud.
- 3 Rengør sensoren med alkohol og en vatpind ved stuetemperatur én gang om ugen.
- 4 Holderen og remmene kan vaskes i vaskemaskinen.


Forsigtig: Luk remmenes velcrobånd, og vask holderen og remmene i en finmasket vaskepose for at undgå beskadigelse af vaskemaskinens tromle, andet vasketøj i tromlen eller stoffet på holderen.



Bemærk: Kør et skånsomt vaskeprogram, og vask ved en temperatur på maks. 60 °C. Lad Philips BlueControl lufttørre – den må ikke tørres i tørretumbleren. Rømmene og holderen må ikke stryges.

Opbevaring

Enheden leveres med en bæretaske med plads til opbevaring af alle dele.



- 1** Brug opbevaringstasken til at opbevare enheden og dens dele, når den ikke er i brug.
- 2** Hvis du vil tage enheden med på arbejde eller på en rejse, anbefaler vi at lægge enheden i bæretasken for ekstra beskyttelse.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af Philips BlueControl. Kan du ikke løse problemet ved hjælp af nedenstående informationer, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg kan ikke tænde for Philips BlueControl, selvom den er fuldt opladet.	Sensoren er snavset.	Rengør sensoren med alkohol og en vatpind (se kapitlet "Rengøring").

Problem	Mulig årsag	Løsning
Philips BlueControl slukker pludseligt under behandlingen.	Den forudindstillede tid er gået.	Philips BlueControl er blevet programmeret til at slukke automatisk, når behandlingstiden er gået.
	Sensoren er blokeret.	Kontroller, hvordan Philips BlueControl sidder i holderen. Sørg for, at holderens materiale eller dit tøj ikke dækker sensoren. Hvis sensoren ikke er tildækket, og Philips BlueControl stadig slukker, er hudens temperatur for høj. Philips BlueControl tændes automatisk, når huden er kølet ned.
	Det genopladelige batteri er afladet.	LED-indikatoren blinker rødt. Oplad Philips BlueControl (se kapitlet "Opladning").
Philips BlueControl slukker pludseligt med en lang biplyd under behandling, og LED-indikatoren lyser konstant orange.	Temperaturen på selve Philips BlueControl-enheden er for høj, og Philips BlueControl er slukket af sikkerhedshensyn.	Lad Philips BlueControl køle af i 10 minutter. Sæt Philips BlueControl tilbage på huden, og tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage behandlingen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Philips BlueControl afbryder behandlingen pludseligt og blinker langsomt blåt.	Enheden har målt en for høj hudtemperatur; og behandlingen er sat på pause for at give huden mulighed for at køle af.	Der kræves ingen handling. Behandlingen genstartes automatisk, når enheden måler en hudtemperatur, som ligger indenfor et sikkert område.
Philips BlueControl slukker med en lang biplyd, og LED-indikatoren blinker orange.	Philips BlueControl blev afbrudt for mange gange under behandlingen, f.eks. fordi sensoren registrerede en for høj hudtemperatur; eller fordi den maksimale behandlingstid på 40 minutter blev overskredet.	Hvis det sker flere gange, så kontakt Philips.
LED-indikatoren lyser konstant orange, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen.	Enhedens temperatur er for høj, og Philips BlueControl er slukket af sikkerhedshensyn.	Lad Philips BlueControl køle af i 10 minutter. Sæt Philips BlueControl tilbage på huden, og tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage behandlingen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
LED-indikatoren lyser konstant rødt i 5 sekunder, og Philips BlueControl bipper 3 gange, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen.	Det genopladelige batteri er afladet.	Oplad Philips BlueControl (se afsnittet "Opladning").
Adapteren bliver varm under opladning.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
LED-indikatoren blinker ikke grønt, når mikro-USB-stikket sættes ind i mikro-USB-åbningen på Philips BlueControl.	Adapteren er ikke sat korrekt i stikkontakten.	Sæt adapteren ordentligt ind i stikkontakten.
	Standard-USB-stikket er ikke sat i eller er sat forkert ind i adapteren.	Sæt standard-USB-stikket ordentligt i adapteren.
	Stikkontakten fungerer ikke.	Sæt et andet apparat i samme stikkontakt for at kontrollere, om stikkontakten virker. Hvis stikkontakten virker, men Philips BlueControl ikke oplader, bedes du kontakte Philips.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Philips BlueControl bliver varm under brug.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.

Reklamationsret og support

Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, så kontakt Philips Kundecenter på telefonnummer 00800-7445 4778.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Garantien dækker ikke almindelig slitage. Garantien bortfalder, hvis Philips BlueControl ikke anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning.

Producentens registrerede adresse

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



- Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EF). Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Udtagning af det genopladelige batteri

Denne procedure kan ikke fortrydes. Du kan ikke bruge enheden mere efter denne procedure.

Bemærk: Vi anbefaler kraftigt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne batteriet.

Forsigtig: Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du følger proceduren som beskrevet nedenfor. Sørg for at beskytte øjne, hænder, fingre og den overflade, du arbejder på.

- 1** Sørg for, at det genopladelige batteri er afladet.
- 2** Åbn enheden ved at tage den gennemsigtige nederste del af den øverste metaldele.
- 3** Fjern batteriet ved brug af egnet værktøj.

Specifikationer

Philips BlueControl er certificeret som medicinsk udstyr uden laserlyskilde. Under drift genererer den blåt lys med følgende specifikation:

Enhed	PSD1211
Spænding	100-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Indgang	7 W
Klasse	Medicinsk udstyr i Klasse IIa
Klassificering af optisk output	Risikogruppe 1 i overensstemmelse med DS/EN 60601-2-57. Det betyder: ingen risiko ved tilsigtet brug.
Effektæthed	200 mW/cm ² (top), 40 mW/cm ² (gennemsnit), maksimal variation på tværs af behandlingsområdet er <1,3
Maks. daglig dosis pr. angrebet hudområde	90 J/cm ²
Batteritype	3,7 V /nominel kapacitet 6,1 W/t litiumionbatteri

Adapter med USB-kabel	PR3089
Indgang	100-240 V AC/50-60 Hz
Udgang	5V DC/7 W

Holder	PSS1210
Stoffets sammensætning	66 % polyamid, 20 % polyester, 10 % elasthan, 4 % polyuretan

Driftsforhold

Temperatur fra +10 °C til +35°C

Relativ fugtighed fra 30 % til 90 %

Opbevaringsbetingelser

Temperatur Fra -20 °C til +35 °C

Relativ fugtighed fra 30 % til 90 % (ingen kondensation)

Forklaring af symboler

Symboler på enheden

Der sidder flere sikkerhedsmærkater på enheden og holderen, ligesom de er vist i brugervejledningen. Følges disse advarsler ikke, er der risiko for, at en eller flere af følgende farer opstår: elektrisk stød, hudforbrænding, skader på nethinden og/eller brand.



- Dette gule/sorte symbol på enhedens mærkat er en advarsel til påmindelse om, at brugeren skal læse de vedlagte dokumenter før brug og træffe alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.



- Dette hvide/blå symbol betyder: Læs brugervejledningen, inden enheden tages i brug.



- Dette gule/sorte symbol på enheden betyder: Se ikke direkte ind i lyskilden. Produkt i risikogruppe 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Dette symbol betyder: Philips BlueControl er angivet som anvendt del type BF. B angiver, at den er til brug på kroppen, og F angiver, at den er flydende i forhold til (ikke forbundet til) netspændingen.




- Dette symbol betyder: Overholder EU-direktiver. CE står for "Conformité Européenne".



- Dette symbol betyder "Fremstillet af" og oplyser adressen på den juridiske producent.



- Dette symbol betyder: Fremstillet i Holland.



- Dette symbol angiver indgang til strømforsyningen. PR3089 under dette symbol betyder, at enheden kun må oplades med den adapter, der medfulgte i emballagen. Brug af andre adaptere kan være til fare for sikkerheden og kan føre til elektrisk stød. Adapteren har følgende elektriske specifikationer: indgang 100-240 V AC/50-60 HZ, effekt: 5 V DC/7 W. Når enheden oplades, skal adapteren og enheden være placeret således, at adapteren og enheden altid nemt kan frakobles.



- Dette symbol betyder: Opbevares tørt.



- Dette symbol angiver serienummeret på enheden.



- Dette symbol angiver USB-stikket.



- Dette symbol betyder, at apparatet indeholder genopladelige Li-ion-batterier.

**Symboler på adapter**

- Dette symbol indikerer, at adapteren er dobbeltisoleret (klasse II).



- Dette symbol angiver, at adapteren kun må anvendes indendørs.

**Symboler på holderen**

- Dette symbol betyder: Vask ved en temperatur på maks. 60 °C.



- Dette symbol betyder: Må ikke bleges.



- Dette symbol betyder: Må ikke tørretumbles.



- Dette symbol betyder: Må ikke stryges.



- Dette symbol betyder: Må ikke renses kemisk.



- Dette symbol betyder: Fremstillet i Kina.



- Dette symbol betyder: Læs brugervejledningen.



- Dette symbol angiver batchkoden.

Johdanto

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät Philipsin BlueControl-laitetta. Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Saat parhaan hoitotuloksen, kun käytät laitetta hoitoaikataulun ja tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tuotekoodiluettelo

- Pakkaus PSK0202/10
- Laite PSD1211/10
- Kiinnitysrengas PSS1210/10
- Verkkolaite ja USB-kaapeli PR3089

Käyttötarkoitus

Philipsin BlueControl-laite on suunniteltu antamaan valohoitoa keholle. Philipsin BlueControl on yleensä tarkoitettu ihotautien hoitoon. Philipsin BlueControl on päälle puettava lääkinnällinen laite, joka hoitaa sinisellä LED-valolla lievää tai kohtalaista läiskäpsoriaasia (psoriasis vulgaris) kotona. Laite on tarkoitettu ainoastaan aikuisille (eli yli 18-vuotiaille).

Tärkeää

Vasta-aiheet

- Älä käytä Philipsin BlueControl-laitetta:
- Jos iho on palanut tai auringon polttama.
 - Jos sinulla on kuumetta.
 - Jos sinulla on todettu aurinkoallergia.

- Jos olet allerginen Philipsin BlueControl -laitteen pintamateriaaleille (polykarbonaatti tai polyesteri/elastaanisekoitus).
- Jos sinulla on jokin idiopaattinen ihosairaus, kuten porfyria, polymorfinen valoihottuma, krooninen aktiivinen dermatiitti, aktiivinen prurigo tai aurinkourtikaria, joka aiheuttaa valonarkuutta.
- Jos sinulla on heikkoon vastustuskykyyn liittyvä sairaus.
- Jos sinulla on aktiivinen ihosyöpä, jos sinulla on aikaisemmin ollut ihosyöpä tai muu paikallinen syöpä, prekanseroosisia leesioita tai suuria luomia hoidettavalla alueella.
- Jos nautit valolle herkistäviä valmisteita tai lääkkeitä, tarkista lääkkeen tuoteseloste äläkä käytä laitetta, jos tuoteselosteessa mainitaan, että lääke voi aiheuttaa valoallergisia reaktioita tai valomyrkyllisiä reaktioita tai jos sinun tulee välttää auringonvaloa lääkityksen aikana.

- Jos käytät steroideja, sillä ne tekevät ihosta ärsytykselle alttiin.
- Jos sinulla on infektioita, parantumattomia tatuointeja, palovammoja, karvatupen tulehdus, avohaavoja, hiertymiä, yskänrokko tai haavoja käsiteltävillä alueilla.
- Vältä tatuoitujen ihoalueiden käsittelemistä.
Tietoja ei ole vielä saatavilla mahdollisista reaktioista.
- Jos sinulla on hoitamaton verenpainetauti tai sinulla on ollut halvaus, sydäninfarkti, angiina, tai ateroskleroosi.
- Jos olet raskaana tai imetät.
- Jos sinulla on skitsofrenia, rajatilahäiriö tai vakava masennus.
- Jos sinulla on sensorinen deprivatio tai sinulle on diagnosoitu vyöruusu tai postherpeettinen neuralgia, erityisesti käsiteltävällä alueella.
- Jos sinulla on jokin anatominen sairaus tai muu fyysinen rajoite, joka voi estää sinua käyttämästä Philipsin BlueControl-laitetta oikein.

- Jos käytössäsi on kehonsisäinen laite, kuten sydämentahdistin, defibrillaattori, neurostimulaattori, sisäkorvaistute tai aktiivinen lääkettä annosteleva laite.
- Jos yleinen terveydentilasi on huono.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Vaara

- Suojaa verkkolaite kosteudelta.

Varoitus

- Älä koskaan upota Philips BlueControl -laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä Philips BlueControl -laitetta latauksen aikana.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen käytön aikana.
- Älä avaa tai muokkaa Philips BlueControl -laitetta sen käyttöiän aikana.
- Älä käytä Philips BlueControl -laitetta märässä ja/tai kuumassa ympäristössä, kuten saunassa tai kylpyhuoneessa.

- Philips BlueControl -laitetta ei ole tarkoitettu alle 18 vuotta olevien henkilöiden käyttöön tai henkilöille, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut.
- Tämä on lääkinällinen laite. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Lataa Philips BlueControl vain laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja verkkolaitteella (PR3089).
- Philips BlueControl on tarkoitettu erityisesti läiskäpsoriaasin hoitamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista Philips BlueControl -laitteen, USB-kaapelin ja verkkolaitteen kunto aina ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on alle 1 m:n etäisyydellä langatonta yhteyttä käyttävästä laitteesta, esimerkiksi langattomasta kotiverkon reitittimestä tai matkapuhelimesta. Langaton yhteys voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä, jotka estävät laitetta toimimasta oikein.
- Jos USB-kaapeli, verkkolaite tai Philips BlueControl -laite on vahingoittunut, lopeta käyttö ja ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun soittamalla puhelinnumeroon 00800-7445 4778.

Varoitus

- Irrota Philips BlueControl -laite kiinnitysrenkaasta ennen pesua.
- Käytä, lataa ja säilytä Philips BlueControl -laitetta 10–35 °C:n lämpötilassa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 30–90 %.
- Lue kohdasta Vasta-aiheet, koskevatko mainitut ehdot sinua, ennen kuin alat käyttää Philipsin BlueControl-laitetta.
- Sulje hihnojen tarrakiinnikkeet ja laita kiinnitysrengas ja hihnat pesun ajaksi tiheäverkkoiseen pesupussiin, jotta pesukoneen rumpu, muut pyykit tai kiinnitysrenkaan kangas eivät vahingoitu.
- Käytä aina Philips BlueControl -laitetta mukana toimitetussa kiinnitysrenkaassa hihnojen kanssa, koska ne on suunniteltu erityisesti tätä laitetta varten.
- Philips BlueControl on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Tarkka käyttöaika on annettu Philips BlueControl -laitteen käyttäminen -osion kohdassa Hoitoaikataulu.

Yhdenmukaisuus

Philipsin BlueControl täyttää lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta koskevan standardin (IEC60601-1) vaatimukset ja vastaavien täydentävien ja erityisten standardien (EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2], and EN 60601-1-2 [4]) vaatimukset, jotka koskevat lääkinnällisiä, laserittomia valolaitteita, joita käytetään kotona. Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevien säännösten mukaisesti laite tulisi pitää poissa radiotaajuuslaitteiden (RF) lähetyiltä häiriöiden välttämiseksi.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Virtapainike ja LED-merkkivalo
- 3 Mikro-USB-liitäntä
- 4 Tunnistin
- 5 Kiinnitysrenkas
- 6 Lyhyt hihna kyynärvarretta tai nilkkaa varten
- 7 Keskipitkä hihna olkavartta tai polvea varten
- 8 Pitkä hihna jalkaa varten
- 9 Verkkolaitteen kotelo
- 10 Eurooppalainen pistoke
- 11 Ison-Britannian pistoke
- 12 USB-kaapeli
- 13 Kantolaukku

Lataaminen

Lataa Philips BlueControl täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun akku on ladattu täyteen, Philips BlueControl -laitteessa on riittävästi virtaa vähintään neljään hoitokertaan. On suositeltavaa ladata Philips BlueControl joka päivä.




Voit ladata Philips BlueControl -laitteen sen mukana toimitetulla verkkolaitteella ja USB-kaapelilla. Verkkolaitteen ja USB-kaapelin odotettu käyttöikä on vähintään 3 vuotta normaalissa käytössä. Laitteen käyttöikä on vähintään 3 vuotta, jos sitä käytetään sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Kun BlueControl on liitetty laturiin ja laite on lataustilassa, laturia PR3089 on pidettävä osana lääkinnällistä laitetta.



Huomautus: Philips BlueControl -laitetta ei voi käyttää hoitoon, kun sitä ladataan.

Lataaminen verkkolaitteella

Philips BlueControl -laitteen lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.

- 1** Liitä Euroopassa tai Isossa-Britanniassa käytössä oleva verkkopistoke verkkolaitteeseen ja lukitse se paikalleen.
- 2** Aseta tavallinen USB-liitin verkkolaitteen liitäntään.
- 3** Liitä verkkolaite pistorasiaan (100–240 V).





- 4 Aseta micro-USB-liitin Philips BlueControl -laitteen liitännään.
- Kun Philips BlueControl on liitetty verkkovirtaan, se antaa äänimerkin ja LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti vihreänä. Tämä osoittaa, että lataaminen on alkanut.
- 5 Kun Philips BlueControl on ladattu täyteen, LED-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä.
- 6 Irrota verkkolaite pistorasiasta ja vedä micro-USB-liitin irti Philips BlueControl -laitteen micro-USB-liitännästä.

Philips BlueControl -laitteen käyttäminen

Hoitoaikataulu



Noudata aina suositeltua hoitoaikataulua.
Älä käsittele läiskiä useammin kuin kerran päivässä.
 Philipsin BlueControl on suunniteltu läiskäpsoriaasin läiskien jokapäiväiseen käsittelyyn. Suosittelemme, että yksittäisiä ja irrallisia psoriaasiläikkiä käsitellään ainoastaan kerran päivässä. Yksi käsittely kestää noin 30 minuuttia, mutta sitä voidaan pidentää ihon herkkyuden ja hoidon mahdollisten keskeytysten mukaan 40 minuuttiin. Jos esimerkiksi infrapunatunnistin havaitsee, että iho on liian lämmin, käsittely keskeytetään hetkeksi turvallisuussyistä. Käsittely jatkuu automaattisesti, kun iho on jäähtynyt. Kun noudatat näitä ohjeita, et ylitä päivittäistä valoannosta eli 90 J/cm²/läiskä. Siniseen valohoitoon voidaan yhdistää D-vitamiinivoiteet. Levitä voide hoidon jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa muista sinisen valon yhdistelmähoidoista.

Emme suosittele ulkoisesti käytettävien lääkkeiden, voiteiden tai kosteusemulsioiden käyttöä heti Philips BlueControl -käsittelyä ennen tai sen aikana. Jos ilmenee epämiellyttäviä vaikutuksia, kuten ihon jatkuvaa suhteetonta punoitusta, läiskien pahenemista tai kipua, lopeta hoito heti ja käänny tarvittaessa lääkärin puoleen. On mahdollista, että käsiteltävä alue voi hieman ruskettua. Tämä vähenee muutamassa päivässä, kun hoito on lopetettu. On normaalia, että hoidon jälkeen esiintyy väliaikaista punoitusta käsittelyllä alueella, mutta senkin pitäisi hävitä.

Philips BlueControl -laitteen valmisteleminen käyttöä varten

Kiinnitä Philips BlueControl kiinnitysrenkaaseen ja aseta se keholle oikein noudattamalla seuraavia ohjeita. Kiinnitysrenkaan odotettu käyttöikä on vähintään 1 vuosi, jos sitä käytetään sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Hihnoja on kolme: lyhyt hihna kyynärvartta ja nilkkaa varten, keskipitkä hihna olkavartta ja polvea varten ja pitkä hihna jalkaa varten.




1 Aseta Philips BlueControl kiinnitysrenkaaseen.



Huomautus: Varmista, että kiinnitysrenkaan materiaali tai mikään muu tekstiili ei peitä LED-käsittelyaluetta. Virtapainikkeen täytyy näkyä kiinnitysrenkaan yläosassa olevan aukon läpi.

2 Valitse sopiva hihna käden tai jalan hoidettavan alueen mukaan.

3 Kiinnitä valittu hihna kiinnitysrenkaaseen vetämällä hihnan toinen pää kiinnitysrenkaan lenkin läpi (1) ja kiinnittämällä se tarrakiinnikkeellä (2).

Huomautus: Kun tarrakiinnike on kiinnitetty, hihnan päällä pitäisi olla kaksi pientä harmaata tarratyynyä.






4 Riisu vaatteet hoidettavalta alueelta.

5 Aseta kiinnitysrenkas käsivarressasi tai jalassasi olevan psoriaasiläiskän päälle (1).
Kierrä hihna kätesi tai jalkasi ympärille (2).

6 Vedä hihna toisen lenkin läpi (1).
Kierrä hihna käsivarren tai jalan ympäri vielä kerran ja kiinnitä se tarrakiinnikkeellä (2).

Huomautus: Kaksi pientä harmaata tarratyynyä hihnan toisen päässä mahdollistavat tiukimman säädön.

Hoitomenettely




1 Käynnistä Philips BlueControl -laite painamalla virtapainiketta.

Varoitus: Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen käytön aikana.

Älä kosketa Philips BlueControl -laitteen keskellä olevaa tunnistinta, kun laitteeseen on kytketty virta.

Älä peitä Philips BlueControl -laitetta muilla tekstiileillä kuin kiinnitysrenkaalla, kun laitteeseen on kytketty virta.



2 Philipsin BlueControl vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että laite on valmiina käsittelyyn. Käsittely alkaa pian sen jälkeen, kun tunnistin on havainnut käsiteltävän ihoalueen.

► LED-merkkivalo palaa sinisenä ja kaksi peräkkäistä äänimerkkiä ilmoittaa, että käsittely on käynnissä.

- 3** Philipsin BlueControl-laitteesta katkeaa virta automaattisesti, kun hoitoaika (noin 30 minuuttia) päättyy.

Hoidon keskeytys


- 1** Jos haluat keskeyttää hoidon hetkeksi, irrota Philips BlueControl tai katkaise virta painamalla virtapainiketta.

Huomautus: Jos keskeytät käsittelyn irrottamalla Philips BlueControl -laitteen tai painamalla virtapainiketta ennen kuin hoitoaika on päättynyt etkä jatka käsittelyä 2 tunnin kuluessa, ajastin nollautuu automaattisesti. Jos jatkat hoitoa kahden tunnin kuluessa, jäljellä oleva hoitoaika jatkuu siitä, mihin se jäi. Kahta peräkkäistä äänimerkkiä ei enää kuulu käsittelyn jatkuessa.

Hoidon jälkeen

Käsittely loppuu automaattisesti hoitoajan päätyttyä, ellei irrota Philips BlueControl -laitetta tai paina virtapainiketta lopettaaksesi hoidon aikaisemmin.

Huomautus: Kaksi erilaista äänimerkkiä ilmaisee, että Philips BlueControl sammuu ja käsittely on päättynyt.



- 1** Avaa hihnan tarrakiinnikkeet sen toisessa päässä (1) ja vedä hihna pois kiinnitysrenkaan lenkistä (2).
- 2** Irrota hihna (1) ja nosta kiinnitysrenkas psoriaasiläiskän päältä (2).
- 3** Lataa Philips BlueControl. Voit irrottaa laitteen kiinnitysrenkaasta tai ladata sen siinä.

Valo- ja äänimerkit käytön aikana


Ylikuumentumisen signaali

Laite ylikuumentuu.



- 1** Jos Philips BlueControl mittaa liian korkean laitelämpötilan, laitteen virta katkeaa turvallisuussyistä.
 - ▶ LED-merkkivalo palaa tasaisesti oranssina ja pitkä 3 sekunnin äänimerkki ilmoittaa, että Philips BlueControl -laitteesta katkeaa virta.
- 2** Jos yrität käynnistää Philips BlueControl -laitteen uudelleen ennen kuin se on jäähtynyt, LED-merkkivalo vilkkuu oranssina 5 sekunnin ajan. Jäähtyminen saattaa kestää useita minutteja.

Ihon ylikuumentuminen



- 1** Jos laite mittaa liian korkean ihon lämpötilan, Philips BlueControl -laitteesta katkeaa virta väliaikaisesti turvallisuussyistä.
 - ▶ LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä, kunnes iho on jäähtynyt. Philips BlueControl käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Virtatason ilmaisimet

Kun painat virtapainiketta ja LED-merkkivalo palaa tasaisen punaisena ja kuulet 3 äänimerkkiä, Philips BlueControl -laitteen akku on tyhjä.


- 1** Akku on ladattava ennen kuin voit aloittaa uuden käsittelyn. Lataa laitetta vähintään 45 minuuttia, jotta voit tehdä yhden täydellisen käsittelyn.

Puhdistaminen

Älä upota Philips BlueControl -laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.

Irrota aina Philips BlueControl kiinnitysrenkaasta ennen kuin peset renkaan pesukoneessa.

Varoitus: Puhdista Philips BlueControl jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta laite toimisi normaalisti.




1 Irrota Philips BlueControl kiinnitysrenkaasta.

2 Puhdista Philips BlueControl kostealla liinalla.

3 Puhdista tunnistin alkoholiin kastetulla vanupuikolla huonelämpötilassa kerran viikossa.


4 Kiinnitysrenkas ja hihnat voidaan pestä pesukoneessa.

Varoitus: Sulje hihnojen tarrakiinnikkeet ja laita kiinnitysrenkas ja hihnat pesun ajaksi tiheäverkkoiseen pesupussiin, jotta pesukoneen rumpu, muut pyykki tai kiinnitysrenkaan kangas eivät vahingoitu.



Huomautus: Käytä hellävaraista pesuohjelmaa ja enintään 60 asteen lämpötilaa. Ripusta kiinnitysrenkas ja hihnat kuivumaan. Älä kuivaa niitä kuivausrummussa tai silitä niitä.

Säilytys



Laitteen mukana toimitetaan kantolaukku, jossa on tilaa kaikille osille.

- 1** Säilytä laitetta ja sen osia säilytyskotelossa, kun et käytä niitä.
- 2** Jos haluat ottaa laitteen mukaan työpaikalle tai matkalle, on suositeltavaa laittaa se kantolaukkuun suojaan.

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat Philips BlueControl -laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Philips BlueControl ei käynnisty, vaikka se on ladattu täyteen.	Tunnistin on likainen.	Puhdista anturi alkoholilla ja vanupuikolla (katso kohta Puhdistaminen).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Philipsin BlueControl sammuu yhtäkkiä käsittelyn aikana.	Esiasetettu aika on kulunut.	Philipsin BlueControl on ohjelmoitu niin, että sen virta katkeaa automaattisesti käsittelyajan päättyttyä.
	Tunnistin on tukossa.	Tarkasta Philips BlueControl -laitteen asento kiinnitysrenkaassa. Varmista, että kiinnitysrenkaan materiaali tai vaatteet eivät peitä tunnistinta. Jos Philipsin BlueControl sammuu edelleen, vaikka tunnistin on näkyvässä, ihon lämpötila on liian korkea. Philipsin BlueControl käynnistyy automaattisesti, kun iho on jäähtynyt.
	Ladattava akku on tyhjä.	LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Lataa Philips BlueControl (katso kohta Lataaminen).
Philipsin BlueControl -laitteesta tulee pitkä merkkiäänä ja se sammuu yhtäkkiä käsittelyn aikana. LED-merkkivalo palaa tasaisesti oranssina.	Philips BlueControl -laitteen lämpötila on liian suuri, ja laitteen virta katkeaa turvallisuussyistä.	Anna Philipsin BlueControl -laitteen jäähtyä 10 minuuttia. Aseta Philips BlueControl takaisin ihollesi ja paina virtapainiketta jatkaaksesi käsittelyä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Philipsin BlueControl keskeyttää hoidon yhtäkkiä ja vilkkuu hitaasti sinisenä.	Laite on mitannut liian korkean ihon lämpötilan, ja se on keskeyttänyt käsittelyn, jotta iho jäähtyisi.	Toimenpiteitä ei vaadita. Käsittely jatkuu automaattisesti, kun laite havaitsee ihon lämpötilan olevan turvallisella alueella.
Philipsin BlueControl -laitteesta tulee pitkä äänimerkki ja siitä katkeaa virta. LED-merkkivalo vilkkuu oranssina.	Philipsin BlueControl -käsittely keskeytettiin liian monta kertaa hoidon aikana esimerkiksi siksi, että tunnistin havaitsi liian korkean ihon lämpötilan tai koska 40 minuutin enimmäiskäsittelyaika ylittyi.	Jos näin käy usemman kerran, ota yhteys Philipsiin.
LED-merkkivalo palaa oranssina, kun virtakytkintä painetaan.	Laitteen lämpötila on liian korkea, ja Philips BlueControl -laitteesta katkeaa virta turvallisuuksista.	Anna Philipsin BlueControl -laitteen jäähtyä 10 minuuttia. Aseta Philips BlueControl takaisin ihollesi ja paina virtapainiketta jatkaaksesi käsittelyä.
LED-merkkivalo palaa punaisena viisi sekuntia, ja Philips BlueControl -laitteesta kuuluu kolme äänimerkkiä, kun virtapainiketta painetaan.	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa Philips BlueControl (katso Lataaminen).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Verkkolaite kuumenee latauksen aikana.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.
LED-merkkivalo ei vilku vihreänä, kun micro-USB-liitin asetetaan Philips BlueControl -laitteen mikro-USB-liitäntään.	Verkkolaite ei ole paikallaan tai se ei ole kunnolla pistorasiassa.	Aseta verkkolaitteen pistoke kunnolla pistorasiaan.
	Tavallinen USB-liitin ei ole paikallaan tai sitä ei ole asetettu kunnolla verkkolaitteeseen.	Aseta tavallinen USB-liitin kunnolla kiinni verkkolaitteeseen.
	Pistorasiaan ei tule virtaa.	Kytke jokin toinen laite samaan pistorasiaan ja tarkista, että pistorasiaan tulee virtaa. Jos pistorasiaan tulee virtaa, mutta Philips BlueControl ei lataudu, ota yhteys Philipsiin.
Philipsin BlueControl lämpenee käytön aikana.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.

Takuu ja tuki

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun soittamalla numeroon 00800-7445 4778.

Takuun rajoitukset

Takuu ei koske tavallista kulumista. Takuu raukeaa, jos Philips BlueControl -laitetta ei käytetä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Valmistajan juridinen osoite

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).



- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat ladattavan akun.
- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä ladattavien akkujen erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Akun poistaminen

Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Laitetta ei voi käyttää enää tämän toimenpiteen jälkeen.

Huomautus: Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.

Varoitus: Noudata perusturvallisuusohjeita, kun toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti. Suojaa silmäsi, kätesi, sormesi ja työskentelyalusta.

- 1** Varmista, että ladattava akku on tyhjä.
- 2** Avaa laite irrottamalla läpinäkyvä alaosa metallisesta yläosasta.
- 3** Irrota akku sopivilla työkaluilla.

Tekniset tiedot

Philips BlueControl on luokiteltu lääkinälliseksi, laserittomaksi valolaitteeksi. Toimiessaan se tuottaa sinistä valoa seuraavien tietojen mukaisesti:

Laite	PSD1211
Jännite	100 - 240 V
Taajuus	50–60 Hz
Tulo	7 W
Suojausluokka	Ila-luokan lääkinällinen laite
Optinen lähtöluokitus	Riskiryhmä 1 standardin EN 60601-2-57 mukaan, eli riskiä ei ole tavallisessa käytössä.

Laite	PSD1211
Tehotiheys	200 mW/cm ² (huippu), 40 mW/cm ² (keskiarvo), suurin poikkeama käsiteltävällä alueella on <1,3
Enimmäispäivittäisannos/läiskä	90 J/cm ²
Paristotyyppi	3,7V / nimelliskapasiteetti 6,1 Wh, litiumioniakku

Verkkolaite ja USB-kaapeli	PR3089
Tulo	100–240V AC / 50–60 Hz
Lähtö:	5V DC / 7W

Kiinnitysrenkas	PSS1210
Kangas	66 % polyamidi, 20 % polyesteri, 10 % elastaani, 4 % polyuretaani

Käyttöolosuhteet	
Lämpötila	+10°C...+35°C
Suhteellinen kosteus	30–90 %

Säilytysolosuhteet	
Lämpötila	-20 °C – +35 °C
Suhteellinen kosteus	30 %...90% (ei tiivistymistä)

Merkkien selitykset



Laitteen merkinnät

Laitteessa, kiinnitysrenkaassa ja käyttöoppaassa on useita varoitusmerkkejä. Jos näitä varoituksia ei noudateta, voi seurata sähköisku, palovamma, verkkokalvovaurioita ja/tai tulipalo.

- Tämä keltainen/musta symboli laitteessa varoittaa siitä, että laitteen asiakirjat on luettava ennen käyttöä ja kaikki varotoimet on tehtävä.
- Valkoinen/sininen symboli: Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.



- Keltainen/musta symboli: Älä katso suoraan valonlähteeseen. Tuote kuuluu riskiryhmään 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Tämä symboli: Philips BlueControl on määritetty käyttöosatyypiksi BF. B (Body) ilmaisee, että sitä käytetään keholla, ja F (Floating) osoittaa, että sitä ei ole liitetty verkkovirtaan.




- Laite on Euroopan unionin direktiivien mukainen. CE on lyhenne sanoista Conformaté Européenne, eurooppalainen yhdenmukaisuus.



- Valmistaja. Tässä merkissä on laillisen valmistajan osoite.



- Valmistettu Alankomaissa.



- Tämä symboli osoittaa virtalähteen tulon. Merkin alapuolella oleva PR3089 tarkoittaa, että laite voidaan ladata ainoastaan mukana toimitetun verkkolaitteen avulla. Muiden verkkolaitteiden käyttö ei välttämättä ole turvallista, ja ne voivat aiheuttaa sähköiskun. Verkkolaitteella on seuraavat sähkötekniiset tiedot: tulo 100–240 V AC / 50–60 Hz, lähtö 5 V DC / 7 W. Kun laitetta ladataan, varmista, että verkkolaitte ja laite on sijoitettu siten, että ne voidaan irrottaa helposti.



- Pidettävä kuivana.

SN

- Laitteen sarjanumero



- USB-liitäntä

LI-ION

- Laitteessa käytetään ladattavia litiumioniakkuja.



Verkkolaitteen merkinnät

- Tämä symboli osoittaa, että verkkolaite on kaksoiseristetty (luokka II).



- Verkkolaitetta saa käyttää vain sisätiloissa.



Kiinnitysrenkaan merkinnät

- Pesu enintään 60 °C:ssa



- Ei valkaisua



- Ei rumpukuivausta



- Ei silitystä



- Ei kuivapesua



- Valmistettu Kiinassa.



- Lue käyttöopas.



- Eränumero

Innledning

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker Philips BlueControl, og ta vare på den for senere referanse. Du får fullt utbytte av behandlingen ved å følge timeplanen for behandling og instruksjonene i denne brukerhåndboken.

Liste over produktkoder

- Sett PSK0202/10
- Enhet PSD1211/10
- Festestropp PSS1210/10
- Adapter med USB-kabel PR3089

Beregnet bruk

Philips BlueControl er beregnet for lysbehandling av huden. Philips BlueControl er laget for behandling av dermatologiske tilstander. Philips BlueControl er en medisinsk enhet som kan festes til kroppen, og som behandler milde til moderate tilfeller av psoriasis vulgaris ved hjelp av blå LED-lys. Den er beregnet for hjemmebruk og skal kun brukes av voksne (personer over 18 år).

Viktig

Kontraindikasjoner

Ikke bruk Philips BlueControl:

- hvis huden er forbrent eller solbrent
- hvis du har feber
- hvis du har en kjent solallergi
- hvis du er allergisk mot overflatematerialene til Philips BlueControl-enheten (polykarbonat, polyester og elasthan).

- hvis du har en kjent idiopatisk hudsykdom, for eksempel porfyri, soleksem, kronisk aktinisk dermatitt, aktinisk pruritus eller solutløst eleveblest som forårsaker lysfølsomhet
- hvis du har en kjent sykdom relatert til lav immunitet
- hvis du har aktiv hudkreft, hvis du har hatt hudkreft eller en annen type kreft, forstadier til kreft eller store føflekker i områdene som skal behandles
- Hvis du tar fotosensitive midler eller medikamenter, må du sjekke medikamentets pakningsvedlegg. Dersom det står at det kan føre til fotoallergiske reaksjoner, fototoksiske reaksjoner eller at du må unngå soling mens du tar denne medisinen, må du aldri bruke apparatet.
- hvis du bruker steroider, siden dette legemiddelet gjør huden mer mottakelig for irritasjon
- hvis du har infeksjoner, tatoveringer som ikke er leget, brannså, betente hårsekker, åpne rifter, skrubbsår, herpes simplex eller sår i områdene som skal behandles

- Unngå behandling av hudpartier med tatoveringer. Det finnes foreløpig ingen informasjon om mulige reaksjoner
- hvis du har ukontrollert høyt blodtrykk, har hatt slag, hjerteinfarkt, angina pectoris, åreforkalkning
- Hvis du er gravid eller ammer.
- hvis du har schizofreni, borderline personlighetsforstyrrelse eller alvorlig depresjon.
- hvis du har noen svekkede sanseevner eller har vært diagnostisert med helvetesild eller postherpetisk nevralgi, særlig i området som skal behandles.
- hvis du har noen fysiske begrensninger som kan komme til å hindre deg i å feste Philips BlueControl-enheten riktig
- hvis du har et aktivt implantat, for eksempel en pacemaker, hjertestarter, nevrostimulator, cochleaimplantat, eller en aktiv medisinfordelingsenhet
- hvis den generelle helsetilstanden din er dårlig

Viktig sikkerhetsinformasjon

Fare

- Hold adapteren tørr.

Advarsel

- Senk aldri Philips BlueControl ned i vann eller annen væske.
- Ha aldri Philips BlueControl festet til kroppen mens den lades.
- Se aldri rett inn i lyskilden under bruk.
- Du må ikke åpne eller gjøre endringer på Philips BlueControl i løpet av enhetens levetid.
- Ikke bruk Philips BlueControl i våte og/eller varme omgivelser, for eksempel i en badstue eller på badet.
- Philips BlueControl er ikke beregnet for bruk av personer som er yngre enn 18 år, og personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne.
- Dette er en medisinsk enhet. Enheten må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Lad Philips BlueControl bare med USB-kabelen og adapteren som følger med enheten (PR3089).

- Philips BlueControl er spesiallaget for behandling av psoriasis vulgaris. Ikke bruk den til andre formål.
- Forsikre deg alltid om at Philips BlueControl-enheten, USB-kabelen og adapteren ikke er skadet før bruk.
- Ikke bruk enheten hvis den befinner seg mindre enn 1 meter unna trådløst kommunikasjonsutstyr, for eksempel trådløse nettverksrutere eller mobiltelefoner. Slikt trådløst kommunikasjonsutstyr kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse som hindrer enheten i å fungere ordentlig.
- Hvis USB-kabelen, adapteren eller Philips BlueControl-enheten er skadet, må du slutte å bruke den skadde artikkelen og ringe Philips' forbrukerstøtte på dette telefonnummeret: 00800-7445 4778.

Forsiktig

- Løsne Philips BlueControl fra festestroppen før du vasker festestroppen.
- Bruk, lad og oppbevar Philips BlueControl ved en temperatur på mellom 10 og 35 °C og ved en relativ luftfuktighet på mellom 30 og 90 %.

- Les delen Kontraindikasjoner før du begynner å bruke Philips BlueControl for å finne ut om noen av dem gjelder for deg.
- For å unngå skade på trommelen i vaskemaskinen, annen klesvask i trommelen og stoffet til festestroppen, lukker du borrelåsene på slyngene og vasker festestroppen og slyngene i en finmasket vaskepose.
- Festestroppen og slyngene har blitt spesiallaget for dette formålet. Bruk derfor alltid Philips BlueControl med festestroppene og en av slyngene som følger med produktet.
- Philips BlueControl er beregnet for daglig bruk. Den nøyaktige brukstiden står skrevet i delen Timeplan for behandling under avsnittet Bruke Philips BlueControl.

Overholdelse av regelverk

Philips BlueControl overholder standarden for grunnleggende sikkerhetsregler for medisinske enheter (IEC60601-1) og de relevante sideordnende og spesifikke standardene for medisinsk utstyr med lyskilde uten laser til hjemmebruk: EN 60601-1 [1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2], og EN 60601-1-2 [4]. Når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet og elektromagnetiske felt, må enheten holdes unna radiofrekvensutstyr for å unngå forstyrrelser:

Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Av/på-knapp og LED-lampe
- 3 Mikro-USB-kontakt
- 4 Sensor
- 5 Festestropp
- 6 Kort slynge for underarm eller ankel
- 7 Middels lang slynge for overarm eller kne
- 8 Lang slynge for bein
- 9 Adapterhus
- 10 Europeisk støpsel
- 11 Britisk støpsel
- 12 USB-kabel
- 13 Bæreveske

Lading


Lad Philips BlueControl helt opp før du bruker den for første gang. Når den er fulladet, har Philips BlueControl nok strøm til minst fire behandlinger. Det anbefales å lade Philips BlueControl hver dag. Du kan lade Philips BlueControl med adapteren og USB-kabelen som følger med produktet.

Adapteren og USB-kabelen har en forventet levetid på minst tre år hvis de brukes som tiltenkt. Enheten har en levetid på minst tre år hvis den brukes som tiltenkt. Når BlueControl er koblet til laderen og er i lademodus, anses laderen PR3089 å være en del av det medisinske systemet.


Merk: Behandling er ikke mulig mens Phillips BlueControl lades.

Lade med adapteren


Det tar ca. 3 timer før apparatet er fulladet.




- 1 Sett det europeiske eller britiske støpselet inn i adapteren og fest det på plass.



- 2 Sett den standardiserte USB-pluggen inn i kontakten på adapteren.




- 3 Sett adapteren inn i en stikkontakt (100–240 V).



- 4 Sett inn microUSB-pluggen i kontakten på Philips BlueControl-enheten.

► Når Philips BlueControl er koblet til strømmettet, piper den én gang, og LED-lampen begynner å blinke grønt i langsomt tempo for å indikere at ladingen har startet.



- 5 Når Philips BlueControl er fulladet, lyser LED-lampen grønt kontinuerlig.





- 6 Ta adapteren ut av stikkontakten, og trekk microUSB-pluggen ut av Philips BlueControl-enheten.

Bruke Philips BlueControl**Behandlingsplan**

Følg alltid den anbefalte timeplanen for behandlingen. Ikke behandle hvert utslett mer enn én gang per dag.

Philips BlueControl har blitt utformet for daglig bruk på psoriasis vulgaris-utslett. Vi anbefaler å behandle ett enkelt, ikke-overlappende psoriasis vulgaris-utslett kun én gang per dag. En enkel behandling tar cirka 30 minutter, men kan utvides til 40 minutter avhengig av hvor følsom huden din er og mulige pauser i behandlingen. Hvis den infrarøde sensoren for eksempel oppdager en for høy hudtemperatur, stanses behandlingen midlertidig av sikkerhetshensyn. Behandlingen gjenopptas automatisk når hudtemperaturen har sunket tilstrekkelig. Hvis du følger disse behandlingsrådene, er du sikker på at du ikke overskrider den daglig lysdosen på 90 J/cm² per utslett. Behandlingen med blått lys kan kombineres med vitamin D-kremer. Påfør kremen etter behandlingen. For andre kombinasjonsbehandlinger som inkluderer bruk av blått lys, anbefaler vi at du tar kontakt med legen din. Vi anbefaler ikke bruk av topikale medisiner eller kremer rett før og under behandlingen med Philips BlueControl. I tilfelle det oppstår ubehagelige virkninger som overdrevent rød hud som ikke forsvinner, forverring av utslett, eller smerte, stanser du behandlingen umiddelbart og tar kontakt med legen din hvis dette er nødvendig. Det er mulig at hudfargen blir litt mørkere i det behandlede området, men hudfargen skal bli lysere igjen i løpet av noen få dager etter at behandlingen ble avsluttet. En midlertidig økt rødhet på det behandlede området etter behandling er normalt, men også denne skal forsvinne.

Klargjøre Philips BlueControl for bruk



Følg fremgangsmåten nedenfor for å få festet Philips BlueControl til festestroppen og plassert den riktig på kroppen. Festestroppen har en forventet levetid på minst 1 år hvis den brukes som tiltenkt.

Det finnes tre slynger: en kort slynge for underarmen eller ankelen, en middels lang slynge for overarmen eller kneet og en lang slynge for beinet.

1 Fest Philips BlueControl til festestroppen.

Merk: Kontroller at LED-behandlingsområdet ikke blir dekket av festestroppmaterialet eller andre tekstiler. Av/på-knappen må være synlig gjennom hullet øverst på festestroppen


2 Velg en egnet slynge for området av armen eller beinet som skal behandles.

3 Når du skal feste den valgte slyngen til festestroppen, fører du den ene enden av slyngen gjennom én ring på festestroppen(1), og fester den med borrelåsen (2).

Merk: Når du har festet slyngen ved hjelp av borrelåsen, skal du se to små grå borrelåspuiter på oversiden av slyngen.

4 Ta av klærne på området som skal behandles.


5 Plasser festestroppen over psoriasisutslettet på armen eller beinet (1). Dra slyngen rundt armen eller beinet (2).



- 6** Før slyngen gjennom den andre ringen (1).
Dra deretter slyngen rundt armen eller beinet en gang til, og fest den med borrelåsen (2).

Merk: De to små grå borrelåsputene på oversiden av den andre enden av slyngen gjør det mulig å stramme ekstra godt.

Behandlingsprosedyre




- 1** Trykk på av/på-knappen for å slå på Philips BlueControl.

Forsiktig: Se aldri rett inn i lyskilden under bruk.

Ikke berør sensoren midt på Philips BlueControl-enheten når den er slått på.

Ikke dekk til Philips BlueControl med andre tekstilmaterialer enn festestroppen når den er slått på.



- 2** Philips BlueControl blinker blått for å vise at enheten er klar for behandling. Behandlingen starter kort tid etter at sensoren oppdager huden som skal behandles.
- ▶ LED-lampen lyser blått kontinuerlig, og to toner indikerer at behandlingen er i gang.
- 3** Philips BlueControl slås automatisk av etter at behandlingstiden (cirka 30 minutter) er utløpt.

Avbryte behandling


- 1 Hvis du vil avbryte behandlingen midlertidig, fjerner du Philips BlueControl fra kroppen eller trykker på av/på-knappen for å slå den av.

Merk: Hvis du fjerner Philips BlueControl fra kroppen eller trykker på av/på-knappen for å stanse behandlingen før behandlingstiden er utløpt, og du ikke fortsetter behandlingen innen to timer, tilbakestiller timeren seg automatisk. Hvis du vil fortsette behandlingen innen to timer, fortsetter nedtelling av behandlingstiden der den slapp. Når en behandling settes i gang på nytt, hører du ikke de to tonene.

Etter behandlingen

Behandlingen avsluttes automatisk etter at behandlingstiden er utløpt, med mindre du fjerner Philips BlueControl fra kroppen eller trykker på av/på-knappen for å stanse behandlingen tidligere.

Merk: To ulike toner indikerer at Philips BlueControl slår seg av, og at behandlingen er avsluttet.



- 1 Åpne borrelåsen på slyngen i den ene enden (1), og dra stroppen ut av ringen på festestroppen (2).
- 2 Løsne slyngen (1), og fjern festestroppen fra psoriasisutslettet (2).
- 3 Lad Philips BlueControl. Du kan ta enheten ut av festestroppen eller lade den mens den er festet til festestroppen.

Lys- og lydsignaler under bruk

Signal for overoppheting

Overoppheting av enheten.

- 1 Hvis enhetstemperaturen er for høy, slår Philips BlueControl seg av grunnet sikkerhetshensyn.

LED-lampen lyser oransje kontinuerlig, og en tre sekunder lang tone indikerer at Philips BlueControl slås av.

- 2 Hvis du prøver å starte Philips BlueControl på nytt før temperaturen har sunket tilstrekkelig, blinker LED-lampen oransje i fem sekunder. Nedkjølingen kan ta flere minutter.

Overoppheting av huden.



- 1 Hvis hudtemperaturen blir for høy, slår Philips BlueControl seg midlertidig av grunnet sikkerhetshensyn.

LED-lampen blinker blått i langsomt tempo til hudtemperaturen har sunket tilstrekkelig. Philips BlueControl slår seg da automatisk på igjen.

Batterinivåsignaler

Hvis LED-indikatoren lyser rødt kontinuerlig, og du hører tre pip, når du trykker på av/på-knappen, betyr det at batteriet i Philips BlueControl er utladet.

- 1 Du må lade batteriet før du kan sette i gang en ny behandling. Lad i minst 45 minutter for å kunne fullføre en hel behandling.




Rengjøring


Ikke legg Philips BlueControl i vann eller skyll den under springen.

Løsne Philips BlueControl fra festestroppen før du vasker festestroppen i vaskemaskinen.

Forsiktig: Rengjør Philips BlueControl etter hver behandling for å være sikker på at den skal fortsette å fungere riktig.



1 Løsne Philips BlueControl fra festestroppen.




2 Rengjør Philips BlueControl med en fuktig klut.

3 Rengjør sensoren med alkohol og en bomullsdott ved en omgivelsestemperatur én gang i uken.


4 Festestroppen og slyngene kan vaskes i vaskemaskinen.

Forsiktig: For å unngå skade på trommelen i vaskemaskinen, annen klesvask i trommelen og stoffet til festestroppen, lukker du borrelåsene på slyngene og vasker festestroppen og slyngene i en finmasket vaskepose.



Merk: Bruk et skånsomt vaskeprogram, og vask på maks 60°C. Lufttørk festestroppen og slyngene, og bruk ikke tørtrommelen. Festestroppen og slyngene må ikke strykes.

Oppbevaring



Enheden leveres med en bæreseske med oppbevaringsplass for alle delene.

- 1** Oppbevar enheten og delene som tilhører den i oppbevaringsvesken når du ikke bruker den.
- 2** Hvis du vil ta med deg enheten på jobben eller på reise, anbefaler vi at du plasserer den i bæresesken for ekstra beskyttelse.

Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene du kan komme borti med Philips BlueControl. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg kan ikke slå på Philips BlueControl selv om den er fulladet.	Sensoren er skitten.	Rengjør sensoren ved hjelp av alkohol og en bomullsdott (se avsnittet Rengjøring).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Philips BlueControl slår seg plutselig av under behandlingen.	Den forhåndsinnstilte tiden er utløpt.	Philips BlueControl er programmert til å slå seg av automatisk etter at behandlingstiden er utløpt.
	Sensoren er blokkert.	Kontroller plasseringen av Philips BlueControl i festestroppen. Sørg for at stoffet til festestroppen eller et klesplagg ikke dekker sensoren. Hvis sensoren ikke er tildekket, men Philips BlueControl fortsatt slår seg av, er hudtemperaturen for høy. Philips BlueControl slås på automatisk når hudtemperaturen har sunket tilstrekkelig.
	Det oppladbare batteriet er utladet.	LED-lampen blinker rødt. Lad Philips BlueControl (se avsnittet Lading).
Philips BlueControl slår seg plutselig av med et langt pip under behandling, og LED-lampen lyser oransje kontinuerlig.	Temperaturen til selve Philips BlueControl-enheten er for høy, og Philips BlueControl slo seg av grunnet sikkerhetshensyn.	La Philips BlueControl avkjøles i 10 minutter. Plasser Philips BlueControl tilbake i kontakt med huden, og trykk på av/på-knappen for å fortsette behandlingen.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Philips BlueControl avbryter plutselig behandlingen, og LED-lampen blinker blått i langsomt tempo.	Hudtemperaturen er for høy, og behandlingen ble midlertidig stanset i påvente av at hudtemperaturen skal synke.	Ingen handling kreves. Behandlingen fortsetter automatisk når enheten måler en hudtemperatur som er innenfor sikkerhetsgrensen.
Philips BlueControl slår seg av med et langt pip, og LED-lampen blinker oransje.	Philips BlueControl ble avbrutt for mange ganger under behandling, for eksempel fordi sensoren oppdaget en for høy hudtemperatur, eller fordi maksimal behandlingstid på 40 minutter ble overskredet.	Hvis dette skjer flere ganger, kan du ta kontakt med Philips.
LED-lampen lyser oransje kontinuerlig når jeg trykker på av/på-knappen.	Enhetstemperaturen er for høy, og Philips BlueControl slo seg av grunnet sikkerhetshensyn.	La Philips BlueControl avkjøles i 10 minutter. Plasser Philips BlueControl tilbake i kontakt med huden, og trykk på av/på-knappen for å fortsette behandlingen.
LED-lampen lyser rødt i fem sekunder, og Philips BlueControl piper tre ganger når jeg trykker på av/på-knappen.	Det oppladbare batteriet er utladet.	Lad Philips BlueControl (se avsnittet Lading).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Adapteren blir varm under lading.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
LED-lampen blinker ikke grønt når microUSB-pluggen settes inn i kontakten på Philips BlueControl-enheten.	Adapteren er ikke satt inn eller sitter ikke ordentlig i stikkontakten.	Sett adapteren ordentlig inn i stikkontakten.
	Den standardiserte USB-pluggen er ikke satt inn eller sitter ikke ordentlig i adapteren.	Sett den standardiserte USB-pluggen ordentlig inn i adapteren.
	Det er ikke strøm i stikkontakten.	Koble et annet apparat til den samme stikkontakten for å sjekke om det er strøm i stikkontakten. Hvis det er strøm i stikkontakten, men Philips BlueControl ikke lades, tar du kontakt med Philips.
Philips BlueControl blir varm ved bruk.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.

Garanti og støtte

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du kontakte Philips' forbrukerstøtte på telefonnummeret 00800-7445 4778.

Begrensninger i garantien

Garantien gjelder ikke for vanlig slitasje. Garantien blir ugyldig hvis Philips BlueControl ikke brukes i henhold til instruksjonene i denne brukerhåndboken.

Produsentens juridiske adresse

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).



- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EF). Vi anbefaler deg å ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller til et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet kan fjernes av en faglært.
- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne det oppladbare batteriet

Denne prosedyren er uopprettelig. Du kan ikke bruke enheten mer etter denne prosedyren.

Merk: Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut batteriet.

Forsiktig: Følg sikkerhetsreglene når du følger fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor. Husk å beskytte øynene, hendene, fingrene og overflaten som du arbeider på.

- 1** Forsikre deg om at det oppladbare batteriet er utladet.
- 2** Åpne enheten ved å løsne den gjennomslittige nedre delen fra den øvre metaldelen.
- 3** Fjern batteriet med passende verktøy.

Spesifikasjoner

Philips BlueControl er sertifisert som medisinsk utstyr med lyskilde uten laser. Når den er i bruk genererer den blått lys med følgende spesifikasjon:

Enhet	PSD1211
Spenning	100–240 V
Frekvens	50–60 Hz
Inngang	7 W
Klasse	Medisinsk enhet, klasse IIa

Enhet PSD1211

Klassifisering av optisk utgang Risikogruppe 1 i henhold EN 60601-2-57, hvilket betyr at det ikke finnes noen risiko dersom den brukes slik det er tiltenkt.

Strømtetthet 200 mW/cm² (høyeste), 40 mW/cm² (gjennomsnitt), maksimal variasjon på tvers av behandlingsområdet er <1,3

Maks. daglige dose per utslett 90 J/cm²

Batteritype 3,7 V / nominell kapasitet 6,1 Whr
Li-ion-batteri

Adapter med USB-kabel PR3089

Inngang 100-240 V vekselstrøm / 50-60 Hz

Utgang 5 V likestrøm / 7 W

Festestropp PSS1210

Tekstilsammensetning 66 % polyamid; 20 % polyester, 10 % elastan, 4 % polyuretan

Driftsforhold

Temperatur fra +10 °C til +35 °C

Relativ luftfuktighet fra 30 % til 90 %

Oppbevaringsforhold

Temperatur fra -20 °C til +35°C

Relativ luftfuktighet fra 30 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Symbolforklaring

Symboler på enheten

Det finnes flere etiketter med sikkerhetsadvarsler på enheten, festestroppen og i brukerhåndboken. Hvis du ikke tar hensyn til disse advarslene kan en eller flere av følgende farer oppstå: elektrisk støt, forbrenninger på huden, skade på netthinnen og/eller brann.



- Dette gule og svarte symbolet på enhetsetiketten er en påminnelse om å lese de vedlagte dokumentene før bruk og om å ta alle nødvendige forholdsregler når det gjelder sikkerhet.



- Dette hvite og blå symbolet på enhetsetiketten betyr: Les brukerhåndboken før du begynner å bruke enheten.



- Dette gule og svarte symbolet på enhetsetiketten betyr: Ikke stirr på lyskilden. Risikogruppe 1 produkt (IEC60601-2-57:2011).



- Dette symbolet betyr: Philips BlueControl er spesifisert som brukt del type BF. B indikerer at den brukes på kroppen (body) og F indikerer at den er trådløs (floating).




- Dette symbolet betyr: Oppfyller EF-direktiver. CE står for Conformité Européenne.



- Dette symbolet betyr Produsert av, og viser adressen til den juridiske produsenten.



- Dette symbolet betyr: Laget i Nederland.



- Dette symbolet indikerer inngang for strømforsyning. PR3089 under dette symbolet betyr at enheten bare kan lades med adapteren som følger med pakken. Bruk av andre adaptere kan medføre risiko og føre til elektrisk støt. Adapteren har følgende elektrisk spesifisering: Inngang 100-240V vekselstrøm / 50-60 Hz, utgang 5V likestrøm / 7W. Når du lader enheten, må du sørge for at adapteren og enheten er plassert på en slik måte at adapteren og enheten alltid kan kobles enkelt fra hverandre.



- Dette symbolet betyr: Hold tørr.

The letters "SN" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a black rectangular border.

- Dette symbolet viser serienummeret til enheten.



- Dette symbolet indikerer USB-kontakten.

The text "LI-ION" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a black rounded rectangular border.

- Dette symbolet betyr at enheten bruker oppladbare LI-ION-batterier.



Symboler på adapteren

- Dette symbolet forteller at denne adapteren er dobbeltisolert (klasse II).



- Dette symbolet forteller at adapteren bare skal brukes innendørs.



Symboler på festestroppen

- Dette symbolet betyr: Vasketemperatur maks 60 °C.



- Dette symbolet betyr: Ikke bruk blekemidler.



- Dette symbolet betyr: Må ikke tørkes i tørketrommelen.



- Dette symbolet betyr: Må ikke strykes.



- Dette symbolet betyr: Må ikke renses.



- Dette symbolet betyr: Laget i Kina.



- Dette symbolet betyr: Les brukerhåndboken.



- Dette symbolet indikerer partikoden.

Introduktion

Läs användarhandboken noggrant innan du använder Philips BlueControl och spara den för framtida bruk. För att uppnå optimal behandlingseffekt ska enheten användas i enlighet med behandlingsanvisningarna i den här användarhandboken.

Lista över produktkoder

- Sats PSK0202/10
- Enhet PSD1211/10
- Fixeringsband PSS1210/10
- Adapter med USB-kabel PR3089

Avsedd användning

Philips BlueControl är avsedd att belysa kroppen med fototerapeutiskt ljus. Philips BlueControl används vanligen för att behandla dermatologiska sjukdomstillstånd. Philips BlueControl är en bärbar medicinsk enhet med blå LED-lampa för behandling i hemmiljö av mild till måttlig psoriasis vulgaris, endast hos vuxna (d.v.s. personer över 18 år).

Viktigt

Kontraindikationer

Använd inte Philips BlueControl:

- Om huden är bränd eller solbränd.
- Om du har feber.
- Om du har känd solallergi.
- Om du är allergisk mot ytmaterialen på Philips BlueControl-enheten (polykarbonat och polyester/elastanblandning).

- Om du har någon känd idiopatisk dermatos som porfyri, polymorft ljusutslag, kronisk aktinisk dermatit, aktinisk prurigo eller solurticaria som orsakar ljuskänslighet.
- Om du har någon känd sjukdom relaterad till nedsatt immunförsvar.
- Om du har aktiv hudcancer, om du har haft hudcancer eller någon annan cancersjukdom, förstadium till hudcancer eller stora födelsemärken i behandlingsområdet.
- Om du använder fotosensibiliserande medel eller medicin ska du kontrollera bipacksedeln. Använd aldrig denna enhet om du tar en medicin som kan ge fotoallergiska eller fototoxiska reaktioner eller om du enligt bipacksedeln bör undvika solen.
- Om du använder steroider, eftersom de gör huden mer känslig för irritation.
- Om du har en infektion, oläkta tatueringar, brännskador, hårsäcksinflammation, ett öppet sår, skavsår, herpes simplex eller andra skador i behandlingsområdet.

- Undvik behandling av hudområden med tatueringar då det ännu inte finns någon information tillgänglig om eventuella reaktioner.
- Om du har okontrollerad arteriell hypertension, om du eller någon i familjen haft stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp, arteriosklerotisk kärlsjukdom (ASVD).
- Om du är gravid eller ammar.
- Om du har schizofreni, borderlinesyndrom eller svår depression.
- Om du har någon funktionsnedsättning eller diagnosticerad bältros eller postherpetisk neuralgi, särskilt i behandlingsområdet.
- Om du har någon anatomisk patologi eller annan fysisk begränsning som kan förhindra att du placerar Philips BlueControl på korrekt sätt.
- Om du har en aktiv implanterad enhet, till exempel en pacemaker, defibrillator, neurostimulator, kokleära implantat eller en aktiv läkemedelsadministreringsenhet
- Om du har dålig allmänhälsa.

Viktig säkerhetsinformation

Fara

- Blöt inte ned adaptern.

Varning

- Sänk aldrig ned Philips BlueControl i vatten eller i någon annan vätska.
- Använd aldrig Philips BlueControl när den laddas.
- Titta aldrig direkt in i ljuskällan under användning.
- Öppna eller ändra aldrig Philips BlueControl under enhetens hela livslängd.
- Använd inte Philips BlueControl i fuktig och/eller varm omgivning, såsom i bastu eller badrum.
- Philips BlueControl är inte avsedd att användas av personer yngre än 18 år eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder.
- Det här är en medicinsk enhet. Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Ladda Philips BlueControl endast med USB-kabeln och den medföljande adaptern (PR3089).

- Philips BlueControl är särskilt konstruerad för att behandla psoriasis vulgaris. Använd den inte för något annat ändamål.
- Kontrollera alltid före användning att Philips BlueControl, USB-kabeln och adaptern inte har några skador.
- Använd inte enheten inom 1 meters avstånd från trådlös kommunikationsutrustning, t.ex. trådlösa routrar, hemmanätverk och mobiltelefoner. Denna trådlösa kommunikationsutrustning kan orsaka elektromagnetiska störningar som förhindrar att enheten fungerar som den ska.
- Om USB-kabeln, adaptern eller Philips BlueControl är skadad ska du sluta använda den och kontakta Philips kundtjänst på telefonnummer 00800-7445 4778.

Försiktighet

- Ta bort Philips BlueControl från fixeringsbandet innan du tvättar fixeringsbandet.
- Använd, ladda och förvara Philips BlueControl vid en temperatur på mellan 10 °C och 35 °C och en relativ luftfuktighet mellan 30 % och 90 %.
- Läs avsnittet "Kontraindikationer" för att ta reda på vad som gäller för dig innan du börjar använda Philips BlueControl.
- För att förhindra skador på tvättmaskinens trumma, på annan tvätt i trumman eller fixeringsbandets tyg, stäng kardborrebanden på slingorna och tvätta fixeringsbandet och slingorna i en tvättpåse.
- Använd alltid Philips BlueControl i fixeringsband med någon av de slingor som tillhandahålls, eftersom fixeringsbanden och slingorna har utformats särskilt för den här enheten.
- Philips BlueControl är avsedd för daglig användning. Den exakta användningstiden anges i kapitlet "Att använda din Philips BlueControl", avsnittet "Behandlingsschema".

Överensstämmelse

Philips BlueControl uppfyller standarden gällande grundläggande säkerhet för medicinsk utrustning (IEC60601-1) och relevanta tillhörande och särskilda standarder för medicinsk utrustning utan laserljuskälla för hemmabruk: EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2], och EN 60601-1-2 [4]. Gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elektromagnetiska fält (EMF), ska enheten hållas borta från RF (radiofrekvens) -utrustning för att undvika störningar.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 På/av-knapp och LED-indikator
- 3 Mikro-USB-uttag
- 4 Sensor
- 5 Fixeringsband
- 6 Kort slinga för underarm eller fotled
- 7 Medellång slinga för överarm eller knä
- 8 Lång slinga för ben
- 9 Adapterhölje
- 10 Europeisk kontakt
- 11 Brittisk nätsladd
- 12 USB-kabel
- 13 Bärväska

Laddning

Ladda Philips BlueControl innan du använder den för första gången. När den är fulladdad har Philips BlueControl tillräckligt med ström för minst fyra behandlingar. Det rekommenderas att ladda Philips BlueControl varje dag. Du kan ladda Philips BlueControl med den adapter och USB-kabel som medföljer.


Adaptorn och USB-kabeln har en förväntad livslängd på minst 3 år vid normal användning. Enheten har en livslängd på minst 3 år om den används i enlighet med avsedd användning.

När BlueControl är ansluten till laddaren och i laddningsläge, ska laddaren PR3089 betraktas som en del av det medicinska systemet.


Obs! Behandling kan inte ges när Philips BlueControl laddas.

Ladda med adaptorn


Det tar ungefär 3 timmar att ladda Philips BlueControl helt.




- 1 Sätt in den europeiska eller brittiska stickkontakten i adaptorn och lås den på plats.




- 2 Sätt in standard-USB-kontakten i adaptorns uttag.



- 3 Sätt in adaptorn i ett vägguttag (100 V–240 V).



- 4 Sätt in mikro-USB-kontakten i uttaget på Philips BlueControl.
 - ▮ När Philips BlueControl är ansluten till elnätet, avger den en ljudsignal och LED-lampan börjar blinka långsamt grönt för att visa att laddningen har startat.



- 5** När Philips BlueControl är fulladdad lyser LED-indikatorn med ett fast, grönt sken.
- 6** Tag ut adaptern ur vägguttaget och drag ut mikro-USB-kontakten ur mikro-USB-uttaget på Philips BlueControl.

Använda Philips BlueControl

Behandlingschema




Håll dig alltid till det rekommenderade behandlingsschema. **Behandla inte varje plack mer än en gång om dagen.**

Philips BlueControl har utformats för daglig användning på av psoriasis vulgaris-plack. Vi rekommenderar behandling av enstaka icke-överlappande psoriasis vulgaris-plack endast en gång om dagen. En enstaka behandling tar ungefär 30 minuter, men kan förlängas till 40 minuter beroende på hudens känslighet och möjliga pauser under behandlingen. Om till exempel den infraröda sensorn känner av en för hög hudtemperatur pausas behandlingen en kort stund av säkerhetsskäl. Behandlingen återupptas automatiskt när huden har svalnat. Följs detta behandlingsråd garanteras att den dagliga ljusdosen på 90 J/cm² per plack inte överskrids. Behandling med blått ljus kan kombineras med vitamin D-krämer. Applicera krämen efter behandlingen. Före andra kombinationsbehandlingar med blått ljus bör du rådfråga din läkare. Vi rekommenderar inte att du använder topisk medicin, krämer eller lotion omedelbart före eller under behandlingen med Philips BlueControl. I händelse av obehagliga effekter såsom omfattande, ej avtagande hudrodnad, förvärrad plack eller smärta, ska behandlingen omedelbart stoppas och läkare rådfrågas vid behov.

Det är möjligt att du upplever en lättare solbränna på det behandlade området. Denna bör minska inom några dagar efter att behandlingen avslutats. En tillfälligt ökad rodnad på det behandlade området efter behandlingen är normalt, men även denna bör minska.


Att förbereda Philips BlueControl för användning

Placera Philips BlueControl i fixeringsbandet och placera den på din kropp genom att följa stegen nedan. Fixeringsbandet har en förväntad livslängd på minst 1 år om det används som avsett. Det finns tre slingor: en kort slinga för underarm eller vrist, en medellång slinga för överarm eller knä och en lång slinga för ben.



1 Placera Philips BlueControl i fixeringsbandet.


Obs! Se till att LED-behandlingsområdet inte täcks av fixeringsbandets material eller någon annan textil. På/av-knappen måste vara synlig genom hålet ovanpå fixeringsbandet




2 Välj lämplig slinga för det område som ska behandlas på armen eller benet.

3 Sätt fast den valda slingan vid fixeringsbandet genom att dra ena änden av slingan genom en ring på fixeringsbandet (1) och fäst den med kardborrebandet (2).


Obs! Efter fastsättning av kardborrebandet, ska två små grå kardborreband synas på slingans övre del.



4 Ta bort kläder från området som ska behandlas.




- 5** Placera fixeringsbandet ovanpå psoriasis-placken på armen eller benet (1). Linda slingan runt armen eller benet (2).



- 6** Dra slingan genom den andra ringen (1). Linda sedan slingan runt armen eller benet en gång till och fäst den med kardborrebandet (2).

Obs! De två små grå kardborrebanden ovanpå slingans andra ände möjliggör hårdare justering.

Behandlingsprocedur




- 1** Slå på Philips BlueControl genom att trycka på på/av-knappen.

Försiktighet: Titta aldrig direkt in i ljuskällan under användning.

Rör inte avsiktligt vid sensorn i mitten av Philips BlueControl när den är påslagen.

Täck inte över Philips BlueControl med andra textilmaterial än fixeringsbandet när den är påslagen.



- 2** Philips BlueControl blinkar blått för att visa att enheten är redo för behandling. Behandlingen börjar så snart sensorn känner av huden som ska behandlas.
- ▶ LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken och en sekvens av två toner anger att behandlingen pågår.
- 3** Philips BlueControl stängs av automatiskt när behandlingstiden (cirka 30 minuter) förflutit.

Att avbryta behandlingen



- 1 Om du tillfälligt vill avbryta behandlingen, ta bara bort Philips BlueControl eller tryck på på/av-knappen för att stänga av den.

Obs! Om du tar bort Philips BlueControl eller trycker på på/av-knappen för att avbryta behandlingen innan behandlingstiden förflutit och du inte återupptar behandlingen inom 2 timmar, återställs timern automatiskt. Om du vill återuppta behandlingen inom 2 timmar, kommer nedräkningen av behandlingstiden att fortsätta där den slutade. När en behandling återupptas hörs ingen sekvens med 2 toner.

Efter behandlingen

Behandlingen avslutas automatiskt efter att behandlingstiden förflutit, såvida du inte innan dess tagit bort Philips BlueControl eller tryckt på på/av-knappen för att stoppa behandlingen.

Obs! En sekvens av två olika toner indikerar att Philips BlueControl stängs av och behandlingen har slutförts.




- 1 Öppna kardborrebandet på slingan i ena änden (1) och dra ut remmen ur ringen på fixeringsbandet (2).
- 2 Linda av slingan (1) och ta bort fixeringsbandet från psoriasis-placken (2).
- 3 Ladda Philips BlueControl. Du kan ta ut enheten ur fixeringsbandet eller ladda den när den är kvar i fixeringsbandet.

Ljus- och ljudsignaler under användning

Signal vi överhettning

Överhettning av enheten.




1 Om enheten känner av en för hög temperatur stängs Philips BlueControl av, av säkerhetsskäl.

▶ LED-indikatorn lyser med fast orange sken och en 3 sekunders lång signal indikerar att Philips BlueControl stängs av.

2 Om du försöker starta om Philips BlueControl innan den svalnat, blinkar LED-indikatorn orange i 5 sekunder. Det kan ta flera minuter innan den svalnat.

Överhettning av huden.



1 Om enheten känner av en för hög hudtemperatur stängs Philips BlueControl tillfälligt av, av säkerhetsskäl.

▶ LED-indikatorn blinkar långsamt med blått sken tills hudens temperatur minskat, varvid Philips BlueControl automatiskt slås på igen.

Batterinivåsignaler

När du trycker på på/av-knappen och LED-indikatorn lyser med fast rött sken och du hör pipljud, är batteriet i Philips BlueControl tomt.


1 Du måste ladda batteriet innan du kan påbörja en ny behandling. Ladda i minst 45 minuter för att kunna genomföra en fullständig behandling.

Rengöring


Sänk inte ned Philips BlueControl i vatten och skölj den inte under kranen.

Ta alltid bort Philips BlueControl från fixeringsbandet innan du lägger fixeringsbandet i tvättmaskinen för att tvätta det.

Försiktighet: Rengör Philips BlueControl efter varje behandling så säkerställs att den fortsätter att fungera som den ska.




- 1 Ta bort Philips BlueControl från fixeringsbandet.



- 2 Rengör Philips BlueControl med en fuktig trasa.
- 3 Rengör sensorn med alkohol och en bomullspinne vid rumstemperatur en gång i veckan.
- 4 Fixeringsbandet och slingorna kan tvättas i tvättmaskinen.


Försiktighet: För att förhindra skador på tvättmaskinens trumma, på annan tvätt i trumman och fixeringsbandets tyg, stäng kardborrebanden på slingorna och tvätta fixeringsbandet och slingorna i en tvättpåse.



Obs! Använd ett mildt tvättprogram och en temperatur på högst 60 °C. Torktumla inte fixeringsbandet och slingorna utan häng i stället upp dem på tork. Stryk inte fixeringsbandet eller slingorna.

Förvaring

Enheten levereras med en väska med förvaringsmöjligheter för alla delar.



- 1** Förvara enheten och dess delar i förvaringsväskan när de inte används.
- 2** Om du vill ta enheten med dig till jobbet eller under resa rekommenderar vi att du placerar den i bärväskan för extra skydd.

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med Philips BlueControl. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information, kan du kontakta Philips kundtjänst.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Jag kan inte slå på Philips BlueControl trots att den är fulladdad.	Sensorn är smutsig.	Rengör sensorn med alkohol och en bomullspinne (se kapitlet Rengöring).
Philips BlueControl stängs plötsligt av under behandlingen.	Den förinställda tiden har gått.	Philips BlueControl har programmerats så att den stängs av automatiskt när behandlingstiden har förflutit.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Sensorn är blockerad.	Kontrollera placeringen av Philips BlueControl i fixeringsbandet. Se till att fixeringsbandets material eller kläder inte täcker sensorn. Om sensorn inte täcks men Philips BlueControl fortfarande stängs av, är hudens temperatur för hög. Philips BlueControl slås på automatiskt när huden har svalnat.
	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	LED-indikatorn blinkar rött. Ladda Philips BlueControl (se kapitlet Laddning).
Philips BlueControl stängs plötsligt av med ett långt pip under behandlingen och LED-indikatorn lyser med ett fast orange sken.	Temperaturen på Philips BlueControl-enheten är för hög och Philips BlueControl stängs av, av säkerhetsskäl.	Låt Philips BlueControl svalna i 10 minuter. Sätt tillbaka Philips BlueControl mot huden och tryck på på/av-knappen för att fortsätta behandlingen.
Philips BlueControl avbryter plötsligt behandlingen och blinkar långsamt blått.	Enheten har avläst en för hög hudtemperatur och pausat behandlingen för att låta huden svalna.	Ingen åtgärd krävs. Behandlingen startas automatiskt om när enheten avläser att temperaturen nått en säker nivå.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Philips BlueControl stängs av med ett långt pip och LED-indikatorn blinkar orange.	Philips BlueControl avbröts för många gånger under behandlingen, till exempel eftersom sensorn avläste en för hög hudtemperatur eller för att maximal behandlingstid på 40 minuter överskreds.	Om detta händer flera gånger kontaktar du Philips.
LED-indikatorn lyser med fast orange sken när jag trycker på på/av-knappen.	Enhetens temperatur är för hög och Philips BlueControl stängs av, av säkerhetsskäl.	Låt Philips BlueControl svalna i 10 minuter. Sätt tillbaka Philips BlueControl mot huden och tryck på på/av-knappen för att fortsätta behandlingen.
LED-indikatorn lyser med fast rött sken i 5 sekunder och Philips BlueControl piper 3 gånger när jag trycker på på/av-knappen.	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda Philips BlueControl (se kapitlet Laddning).
Adaptorn blir varm under laddningen.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
LED-indikatorn blinkar inte grön när mikro-USB-kontakten sätts in i mikro-USB-uttaget på Philips BlueControl.	Adaptern är inte insatt eller inte insatt ordentligt i vägguttaget.	Sätt in adaptern i väggkontakten ordentligt.
	Standard-USB-kontakten är inte insatt eller inte insatt ordentligt i adaptern.	Sätt in standard-USB-kontakten i adaptern ordentligt.
	Vägguttaget ger ingen ström.	Anslut en annan apparat till samma uttag för att kontrollera att uttaget är strömförande. Om vägguttaget fungerar, men Philips BlueControl inte laddas, kontaktar du Philips.
Philips BlueControl blir varm under användning.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.

Garanti och support

Om du behöver service eller information eller om du har problem, kontakta Philips kundtjänst på telefonnummer 00800-7445 4778.

Garantibegränsningar

Garantin omfattar inte standardslitage. Garantin gäller inte om Philips BlueControl inte använts enligt instruktionerna i användarhandboken.

Tillverkarens adress

Philips Electronics Nederland BV
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).



- Den här symbolen innebär att den här produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri och inte ska slängas bland hushållssoporna (se EU-direktivet 2006/66/EG). Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.
- Följ föreskrifterna för separat insamling av elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier som gäller i ditt land. Korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ur det laddningsbara batteriet

Den här proceduren kan inte ångras. Du kan inte använda enheten längre efter den här proceduren.

Obs! Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.

Försiktighet: Vidta allmänna säkerhetsåtgärder när du följer anvisningarna nedan. Se till att skydda ögon, händer, fingrar och det underlag som du använder.

- 1** Se till att det laddningsbara batteriet är tomt.
- 2** Öppna enheten genom ta bort den genomskinliga nedre delen från den övre delen i metall.
- 3** Ta bort batteriet med lämpliga verktyg.

Specifikationer

Philips BlueControl är certifierad som medicinsk utrustning utan laserljuskälla. När den arbetar avger den blått ljus med följande specifikation:

Enhet	PSD1211
Spänning	100–240 V
Frekvens	50–60 Hz
Ingång	7 W
Klass	Medicinsk enhet klass IIa
Klassificering av optisk utgång	Skyddsklass 1 enligt EN 60601-2-57, vilket inte innebär någon risk vid normal användning.

Enhet	PSD1211
Effekttäthet	200 mW/cm ² (högst), 40 mW/cm ² (i genomsnitt), maximal variation inom behandlingsområdet är <1,3
Max. dagliga dos per plack	90 J/cm ²
Batterityp	3,7V/nominell kapacitet 6,1 Wh litiumjonbatteri

Adapter med USB-kabel	PR3089
Ingång	100-240 V AC/50-60Hz
Uteffekt	5 V DC/7 W

Fixeringsband	PSS1210
Tygets sammansättning	66 % polyamid, 20 % polyester, 10 % elasthan; 4 % polyuretan

Driftförhållanden	
Temperatur	mellan +10 °C och +35 °C
Relativ luftfuktighet	mellan 30 % och 90 %

Förvaringsförhållanden	
Temperatur	mellan -20 °C och +35 °C
Relativ luftfuktighet	mellan 30 % och 90 % (ingen kondensering)

Förklaring av symboler

Symboler på enheten

Det finns flera säkerhetsvarningsetiketter på enheten, fixeringsbandet och i användarhandboken.

Följs inte dessa varningar kan det leda till en eller flera av följande faror: elektriska stötar; brännskador; skador på näthinnan och/eller brand.



- Denna gul/svarta symbol på enhetens etikett är en varning om att medföljande dokument ska genomläsas innan användning och att du ska vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs.



- Denna vit/blåa symbol enhetens etikett betyder: Läs användarhandboken innan du börjar använda enheten.



- Denna gul/svarta symbol på enhetens etikett betyder: Titta inte in i ljuskällan. Skyddsklass 1-produkt (IEC60601-2-57:2011).



- Den här symbolen betyder: Philips BlueControl anges som tillämpad del typ BF. B anger att den används på kroppen och F anger att den är fri från (inte ansluten till) nätspänning.




- Den här symbolen betyder: Överensstämmer med EG-direktiven. CE står för "Conformité Européenne".



- Den här symbolen betyder "Tillverkad av" och visas bredvid adressen till tillverkaren.



- Den här symbolen betyder: Tillverkad i Nederländerna.



- Den här symbolen indikerar ingång för strömförsörjning. PR3089 under den här symbolen betyder att enheten endast får laddas med den adapter som medföljer i paketet. Användning av andra adapterar kanske inte är säker och kan leda till elektriska stötar. Adaptern har följande elektriska specifikation: Ingång 100-240V AC/50-60 HZ, utgång: 5V DC/7W. När enheten laddas, se då till att adaptern och enheten är placerade på ett sådant sätt att adaptern och enheten alltid enkelt kan kopplas isär från varandra.



- Den här symbolen betyder: Håll torr:



- Den här symbolen anger serienumret på enheten.



- Den här symbolen indikerar USB-kontakten.



- Den här symbolen betyder att enheten använder laddningsbara litiumjonbatterier.



Symboler på adaptern

- Den här symbolen anger att apparaten är dubbelisolerad (Klass II).



- Den här symbolen anger att adaptern endast ska användas inomhus.



Symboler på fixeringsbandet

- Den här symbolen betyder: Tvätta i en temperatur på högst 60 °C.



- Den här symbolen betyder: Blekmedel får ej användas.



- Den här symbolen betyder: Får ej torktumlas.



- Den här symbolen betyder: Får ej strykas.



- Den här symbolen betyder: Får ej kemtvättas.



- Den här symbolen betyder: Tillverkad i Kina.



- Den här symbolen betyder: Läs användarhandboken.



- Den här symbolen anger satskoden.

Úvod

Než zařízení Philips BlueControl poprvé použijete, přečtete si pozorně uživatelskou příručku a uchovejte ji pro budoucí použití. Aby byly výsledky ošetření optimální, používejte zařízení v souladu s plánem ošetření a s pokyny uživatelské příručky.

Seznam produktových kódů

- Souprava PSK0202/10
- Zařízení PSD1211/10
- Fixační popruh PSS1210/10
- Adaptér s kabelem USB PR3089

Zamýšlené použití

Zařízení Philips BlueControl je určeno k ošetření těla fototerapeutickým světlem. Obvykle se jeho použití indikuje k léčbě dermatologických onemocnění. Zařízení Philips BlueControl je přenosné zdravotnické přístroj, které využívá lampy LED k léčbě mírné až středně závažné psoriasis vulgaris (běžná lupénka) v prostředí domova, a to výhradně u dospělých pacientů (tj. osob starších 18 let).

Důležité

Kontraindikace

Zařízení Philips BlueControl nepoužívejte:

- pokud máte spálenou či opálenou kůži;
- máte-li horečku;
- jste-li alergičtí na slunce;

- jste-li alergičtí na povrchové materiály zařízení Philips BlueControl (polykarbonát či směs polyesteru a elastanu);
- máte-li jakoukoli známou idiopatickou dermatózu, jako je porfyrie, polymorfní světlá erupce, chronická aktinická dermatitida, aktinické prurigo nebo solární kopřivka, která způsobuje fotocitlivost;
- trpíte-li jakýmkoli známým onemocněním souvisejícím se slabou imunitou;
- máte-li aktivní rakovinu kůže, nebo pokud jste v minulosti trpěli rakovinou kůže nebo jakoukoli jinou lokalizovanou rakovinou, prekancerózními lézemi či velkými znaménky v oblastech, které chcete ošetřovat.
- Pokud užíváte fotocitlivé prostředky nebo léky, zkontrolujte příbalovou informaci léku a nikdy nepoužívejte přístroj, je-li v informaci uvedeno, že lék způsobuje fotoalergické reakce, fototoxické reakce nebo pokud se při užívání tohoto léku máte vyhýbat slunci.

- Užíváte-li steroidy, je vaše kůže náchylnější k podráždění.
- Máte-li záněty, nezhojená tetování, popáleniny, zanícené váčky chloupků, otevřené rány, abraze, virus herpes simplex či poranění v oblastech, které chcete ošetřit.
- Zákrok neprovádějte na oblastech kůže s tetováním. Zatím nejsou k dispozici informace o případných reakcích.
- Trpíte-li nekontrolovanou arteriální hypertenzí, v minulosti jste utrpěli mrtvici, infarkt myokardu, prodělali anginu pectoris či arteriosklerotické cévní onemocnění (ASVD).
- V těhotenství nebo při kojení.
- Máte-li schizofrenii, hraniční syndrom nebo těžkou depresi.
- Trpíte-li jakýmkoli senzorickým omezením nebo byl-li vám diagnostikován pásový opar nebo postherpetická neuralgie, zvláště v ošetřované oblasti.
- Pokud jste postiženi jakýmkoli patologickým anatomickým stavem nebo máte fyzické omezení, které by bránilo úspěšně umístit zařízení Philips BlueControl.

- Máte-li implantováno aktivní zařízení, jako je kardiostimulátor, defibrilátor, neurostimulátor, kochleární implantát nebo aktivní zařízení na podávání léků.
- Jste-li obecně ve špatném zdravotním stavu.

Důležité bezpečnostní informace

Nebezpečí

- Adaptér udržujte v suchu.

Varování

- Nikdy neponořujte zařízení Philips BlueControl do vody nebo do jiné tekutiny.
- Nikdy si nenasazujte zařízení Philips BlueControl, pokud se právě nabíjí.
- Při používání se nikdy nedívejte přímo do světelného zdroje.
- Funkční zařízení Philips BlueControl neotevírejte ani nemodifikujte.
- Zařízení Philips BlueControl nepoužívejte ve vlhkém ani velmi teplém prostředí, jako je sauna nebo koupelna.

- Zařízení Philips BlueControl není určeno do rukou osobám mladším 18 let ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi.
- Jde o zdravotnický přístroj, a proto je udržujte z dosahu dětí.
- Zařízení Philips BlueControl nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB a adaptéru (PR3089).
- Zařízení Philips BlueControl je konstruováno zvláště k léčbě psoriázy (psoriasis vulgaris). Nepoužívejte je k žádným jiným účelům.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení Philips BlueControl, kabel USB ani adaptér nejsou poškozeny.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se nachází ve vzdálenosti menší než 1 metr od bezdrátového komunikačního vybavení, jako jsou bezdrátové routery domácí sítě a mobilní telefony.
Toto bezdrátové komunikační vybavení může způsobit elektromagnetické rušení, které neumožní zařízení fungovat správně.

- Je-li poškozen kabel USB, adaptér nebo zařízení Philips BlueControl, nepoužívejte je již a kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips na telefonním čísle 00800 7445 4778.

Upozornění

- Než budete mýt fixační popruh, odpojte od něj zařízení Philips BlueControl.
- Zařízení Philips BlueControl používejte, nabíjejte a skladujte při teplotě mezi 10 °C a 35 °C a relativní vlhkosti mezi 30 % a 90 %.
- Než budete zařízení Philips BlueControl používat, přečtěte si sekci „Kontraindikace“, abyste zjistili, zda se vás některá netýká.
- Aby nedošlo k poškození bubnu pračky, dalšího prádla v bubnu či látky fixačního popruhu, uzavřete spojovací prvky Velcro pásků a vyperte fixační popruh a pásky v pracím pytli z jemné síťoviny.

- Zařízení Philips BlueControl vždy používejte ve fixačním popruhu s jedním z dodaných pásků, protože fixační popruh a pásky byly konstruovány přímo pro zařízení.
- Zařízení Philips BlueControl je určeno ke každodennímu použití. Přesná doba používání je uvedena v kapitole „Použití vašeho zařízení Philips BlueControl“ v části „Plán ošetření“.

Soulad s normami

Zařízení Philips BlueControl splňuje normu základní bezpečnosti lékařských zařízení (IEC60601-1) a příslušné přidružené a zvláštní normy pro lékařská zařízení k domácímu použití nepoužívající laserové světlo: EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] a EN 60601-1-2 [4].

Pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a elektromagnetická pole (EMF), je nutné toto zařízení udržovat z dosahu radiofrekvenčního vybavení(RF), aby nedocházelo k rušení.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Vypínač a kontrolka LED
- 3 Konektor micro USB
- 4 Senzor
- 5 Fixační popruh
- 6 Krátký pásek pro dolní část paže nebo kotník
- 7 Středně dlouhý pásek pro horní část paže nebo koleno
- 8 Dlouhý pásek pro nohu
- 9 Plášť adaptéru
- 10 Evropská zástrčka
- 11 Britská zástrčka
- 12 Kabel USB
- 13 Pouzdro


Nabíjení

Než zařízení Philips BlueControl poprvé použijete, plně je nabijte. Když je zcela nabité, má zařízení dostatečný výkon minimálně pro čtyři zákroky. Doporučujeme zařízení Philips BlueControl nabíjet každý den. Zařízení můžete nabít pomocí dodaného adaptéru a kabelu USB. Životnost adaptéru i kabelu USB by měla být alespoň 3 roky při normálním, vymezeném způsobu použití. Životnost zařízení je minimálně 3 roky, je-li používáno v souladu s účelem použití. Když je zařízení BlueControl připojeno k nabíječce a v režimu nabíjení, je třeba nabíječku PR3089 považovat za součást lékařského systému.


Poznámka: Když se zařízení Philips BlueControl nabíjí, nelze provádět ošetření.

Nabíjení pomocí adaptéru


Úplné nabití zařízení Philips BlueControl trvá přibližně 3 hodiny.




- 1** Zasuňte do adaptéru evropskou či britskou napájecí zástrčku a v pozici ji uzamkněte.



- 2** Zasuňte standardní zástrčku USB do konektoru adaptéru.




- 3** Adaptér zapojte do síťové zásuvky (100 V–240 V).



- 4** Zapojte zástrčku mikro USB do konektoru zařízení Philips BlueControl.

► Je-li zařízení Philips BlueControl připojeno k napájecímu zdroji, jednou pípne a pomalu se zeleně rozblíká kontrolka LED indikující, že bylo zahájeno nabíjení.



- 5** Je-li zařízení Philips BlueControl plně nabito, zůstane zelená kontrolka LED svítit.

- 6** Vypojte adaptér ze síťové zásuvky a vytáhněte zástrčku mikro USB z konektoru mikro USB zařízení Philips BlueControl.

Používání zařízení Philips BlueControl

Plán ošetření



Dodržujte vždy doporučený plán ošetření.
Neošetřujte jeden plak více než jednou za den.

Zařízení Philips BlueControl je konstruováno pro každodenní použití na plaky psoriasis vulgaris.


Doporučujeme ošetřovat jednotlivé, nepřekrývající se plaky psoriázy pouze jednou za den.

Jedno ošetření trvá přibližně 30 minut, ale lze je prodloužit na 40 minut v závislosti na citlivosti kůže a možných pauzách během ošetření. Pokud například zaregistruje infračervené čidlo příliš vysokou teplotu kůže, dojde z bezpečnostních důvodů ke krátkému pozastavení ošetření. Ošetření bude automaticky pokračovat, jakmile kůže zchladne. Při dodržení této rady týkající se ošetření bude zajištěno, že nepřekročíte denní dávku světla 90 J/cm^2 na jeden plak. Ošetření modrým světlem lze kombinovat s krémy s vitamínem D. Krém naneste po ošetření. Ohledně jiných kombinací léčby s modrým světlem se prosím poraďte s lékařem. Nedoporučujeme používat lokální medikaci, krémy ani roztoky bezprostředně před ošetřením zařízením Philips BlueControl ani během něj. Objeví-li se nepříjemné účinky jako nadměrné a neustupující zarudnutí kůže, zhoršení plaků nebo bolest, ihned ošetření přerušte a v případě potřeby se poraďte s lékařem. Může se objevit mírné opálení ošetřované oblasti. To by mělo během několika dní následujících po ukončení terapie ustoupit. Dočasné intenzivnější zarudnutí léčené oblasti po ošetření je normální, avšak mělo by postupně slábnout.

Příprava zařízení Philips BlueControl k použití


Při aplikaci zařízení Philips BlueControl do fixačního popruhu a jeho umísťování do správné polohy na těle dodržujte níže uvedené kroky. Očekávaná životnost fixačního popruhu je minimálně 1 rok při použití v souladu s účelem použití.

K dispozici jsou tři pásy: krátký pásek pro dolní část paže nebo kotník, středně dlouhý pásek pro horní část paže nebo koleno a dlouhý pásek pro nohu.




- 1** Umístěte zařízení Philips BlueControl do fixačního popruhu.

Poznámka: Zkontrolujte, zda oblast ošetření diodou LED není pokryta materiálem fixačního popruhu ani jinou textilií. Vypínač musí být viditelný otvorem v horní části fixačního popruhu



- 2** Zvolte vhodný pásek pro ošetřovanou oblast paže či nohy.


- 3** Vybraný pásek upevníte k fixačnímu popruhu tak, že jeden konec pásku protáhnete jedním kroužkem fixačního popruhu (1) a utáhnete jej spojovacím prvkem Velcro (2).




Poznámka: Po utažení spojovacího prvku Velcro musí být na horní části pásku dvě malé šedé podušky Velcro.

- 4** Z ošetřované oblasti odstraňte oblečení.

- 5** Fixační pásek umístěte na horní část psoriázového plaku na vaší paži či noze (1). Pásek oviňte kolem paže či nohy (2).






- 6 Protáhněte pásek druhým kroužkem (1). Pak pásek oviňte kolem paže nebo nohy ještě jednou a upevněte jej spojovacím prvkem Velcro (2).

Poznámka: Díky dvěma malým šedým poduškám Velcro v horní části druhého konce popruhu je fixace nejpevnější.

Postup ošetření




- 1 Stisknutím vypínače zařízení Philips BlueControl zapněte.

Upozornění: Při používání se nikdy nedívejte přímo do světelného zdroje.

Čidla ve středu zařízení Philips BlueControl se záměrně nedotýkejte, když je zařízení zapnuté.

Zapnuté zařízení Philips BlueControl nezakrývejte jiným textilním materiálem, než je fixační popruh.



- 2 Zařízení Philips BlueControl modře bliká na znamení, že je připraveno k použití. Ošetření je zahájeno chvíli poté, co čidlo detekuje ošetřovanou kůži.
- ▮ Kontrolka LED se rozsvítí modře a sled dvou tónů naznačuje, že ošetření probíhá.
- 3 Zařízení Philips BlueControl se automaticky vypne po uplynutí doby zákroku (přibližně 30 minut).

Přerušení ošetření


- 1 Chcete-li ošetření krátce přerušit, jednoduše zařízení Philips BlueControl odstraňte nebo je stisknutím vypínače vypněte.

Poznámka: Pokud zařízení Philips BlueControl odstraníte nebo stisknete vypínač, abyste ošetření zastavili předtím, než uplynula doba ošetření, a nepokračujete-li v ošetření během 2 hodin, časovač se automaticky resetuje. Pokud ošetření během 2 hodin obnovíte, bude odpočet doby ošetření pokračovat od bodu, v němž byl přerušen. Při obnovení ošetření se neozve sekvence 2 tónů.


Po aplikaci

Ošetření skončí automaticky po uplynutí doby ošetření, pokud zařízení Philips BlueControl neodstraníte nebo nestisknete vypínač, abyste ošetření ukončili dříve.

Poznámka: Sled dvou různých tónů naznačuje, že se zařízení Philips BlueControl vypíná a ošetření skončilo.



- 1 Otevřete spojovací prvek Velcro pásku na jednom konci (1) a vytáhněte popruh z kroužku fixačního popruhu (2).




- 2 Odmotejte pásek (1) a sejměte fixační popruh z psoriázového plaku (2).
- 3 Nabijte zařízení Philips BlueControl. Zařízení můžete vyjmout z fixačního popruhu, nebo je nabíjet v něm.

Světelné a zvukové signály během použití


Signál přehřátí

Přehřátí zařízení.



- 1** Pokud zařízení Philips BlueControl naměří příliš vysokou teplotu, z bezpečnostních důvodů se vypne.
- ▮ Kontrolka LED se rozsvítí oranžově a dlouhý, třívteřinový tón indikuje, že se zařízení Philips BlueControl vypíná.
- 2** Pokud se-li se zařízení Philips BlueControl znovu spustit předtím, než zchladlo, na 5 vteřin se oranžově rozblíká kontrolka LED. Chladnutí může trvat několik minut.

Přehřátí kůže.



- 1** Naměří-li zařízení Philips BlueControl příliš vysokou teplotu kůže, z bezpečnostních důvodů se dočasně vypne.
- ▮ Kontrolka LED pomalu modře bliká, dokud se teplota kůže nesníží. Potom se zařízení Philips BlueControl znovu automaticky zapne.

Signalizace úrovně nabití baterie

Pokud se po stisknutí vypínače červeně rozsvítí kontrolka LED a uslyšíte 3 pípnutí, je baterie zařízení Philips BlueControl prázdná.



- 1** Než budete moci zahájit nové ošetření, je nutné baterii nabít. Aby bylo možné dokončit celé ošetření, nabíjejte baterii alespoň 45 minut.

Čištění

Zařízení Philips BlueControl neponořujte do vody ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.


Než dáte fixační popruh do pračky, abyste jej vyčistili, vždy od něj nejprve odpojte zařízení Philips BlueControl.

Upozornění: Po každém ošetření zařízení Philips BlueControl očistěte, abyste zajistili jeho další řádné fungování.



- 1** Vyměte zařízení Philips Blue Control z fixačního popruhu.
- 2** Očistěte zařízení Philips BlueControl vlhkým hadříkem.
- 3** Jednou týdně při pokojové teplotě očistěte čidlo vatovou tyčinkou s alkoholem.
- 4** Fixační popruh a pásky lze vyprat v pračce.

Upozornění: Aby nedošlo k poškození bubnu pračky, dalšího prádla v bubnu či látky fixačního popruhu, uzavřete spojovací prvky Velcro pásků a vyperte fixační popruh a pásky v pracím pytlí z jemné síťoviny.



Poznámka: Použijte jemný prací cyklus a teplotu do 60 °C. Fixační popruh a pásky nechte oschnout na vzduchu, nepoužívejte sušičku. Fixační popruh ani pásky nežehlete.

Skladování



Zařízení je vybaveno přepravním pouzdrům se skladovacím prostorem pro všechny jeho části.

- 1** Když zařízení nepoužíváte, uskladněte je i jeho části ve skladovacím pouzdře.
- 2** Chcete-li vzít zařízení s sebou do práce nebo na cesty, doporučujeme vám je kvůli lepší ochraně umístit do přepravního pouzdra.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u zařízení Philips BlueControl setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nedaří se mi zařízení Philips BlueControl zapnout, ačkoli je plně nabitě.	Čidlo je špinavé.	Očistěte čidlo vatovou tyčinkou s alkoholem (viz kapitolu „Čištění“).
Zařízení Philips BlueControl se během ošetření náhle vypne.	Uplynula přednastavená doba.	Zařízení Philips BlueControl je naprogramováno k automatickému vypnutí, jakmile uplyne doba ošetření.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Čidlo je blokováno.	Zkontrolujte polohu zařízení Philips BlueControl ve fixačním popruhu. Ujistěte se, že čidlo není překryto materiálem fixačního popruhu ani oblečením. Pokud není čidlo zakryté, avšak zařízení Philips BlueControl se i přesto vypne, je příliš vysoká teplota kůže. Zařízení Philips BlueControl se automaticky zapne, jakmile teplota kůže klesne.
	Nabíjecí baterie je prázdná.	Kontrolka LED červeně bliká. Nabijte zařízení Philips BlueControl (viz kapitola „Nabíjení“).
Zařízení Philips BlueControl se v průběhu ošetření náhle vypne s dlouhým pípnutím a kontrolka LED se oranžově rozsvítí.	Teplota zařízení Philips BlueControl je příliš vysoká, proto se z bezpečnostních důvodů vypne.	Nechte zařízení Philips BlueControl 10 minut vychladnout. Znova je umístěte na kůži a stiskněte vypínač, abyste pokračovali v ošetření.
Zařízení Philips BlueControl náhle přeruší ošetření a pomalu modře bliká.	Zařízení naměřilo příliš vysokou teplotu kůže a přerušilo ošetření, aby mohla kůže zchladnout.	Není třeba cokoli dělat. Ošetření bude pokračovat automaticky, jakmile zařízení naměří teplotu kůže v bezpečném rozmezí.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení Philips BlueControl se s dlouhým pípnutím vypne a kontrolka LED oranžově bliká.	Zařízení Philips BlueControl bylo během ošetření příliš mnohokrát přerušeno, například proto, že čidlo zaznamenalo příliš vysokou teplotu kůže nebo byla překročena maximální doba ošetření 40 minut.	Pokud se to stane několikrát, kontaktujte společnost Philips.
Když stisknu vypínač, svítí kontrolka LED oranžově.	Teplota zařízení je příliš vysoká a zařízení Philips BlueControl se z bezpečnostních důvodů vypne.	Nechejte zařízení Philips BlueControl 10 minut vychladnout. Znova je umístěte na kůži a stiskněte vypínač, abyste pokračovali v ošetření.
Kontrolka LED se rozsvítí červeně na 5 vteřin a zařízení Philips BlueControl při stisknutí vypínače 3krát zapípá.	Nabíjecí baterie je prázdná.	Zařízení Philips BlueControl nabijte (viz kapitolu „Nabíjení“).
Adaptér se během nabíjení zahřívá.	To je normální jev.	Není nutná žádná akce.

Problém	Možná příčina	Řešení
Kontrolka LED neblíká zeleně, když se do konektoru mikro USB zařízení Philips BlueControl zapojí zástrčka mikro USB.	Adaptér nebyl zasunut, či řádně zasunut, do síťové zásuvky.	Adaptér řádně zapojte do síťové zásuvky.
	Standardní zástrčka USB není zapojena, či řádně zapojena, do adaptéru.	Standardní zástrčku USB řádně zapojte do adaptéru.
	V síťové zásuvce není proud.	Do téže síťové zásuvky připojte další zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím. Je-li pod napětím, avšak zařízení Philips BlueControl se nenabíjí, kontaktujte společnost Philips.
Zařízení Philips BlueControl se během používání zahřívá.	To je normální jev.	Není nutná žádná akce.

Záruka a podpora

Potřebujete-li servis nebo informace nebo máte-li problém, obraťte se prosím na středisko péče o zákazníky společnosti Philips na telefonním čísle 00800 7445 4778.

Omezení záruky

Záruka se nevztahuje na standardní opotřebení. Záruka se stává neplatnou, pokud není zařízení Philips BlueControl používáno v souladu s pokyny v této uživatelské příručce.

Sídlo výrobce

Philips Electronics Nederland B.V.
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



- Tento symbol znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii, kterou nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem (2006/66/ES). Důrazně doporučujeme, abyste výrobek zanesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmout nabíjecí baterie na odbornících.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí nabíjecí baterie

Tato procedura je nevratná. Zařízení již po této proceduře nelze použít.

Poznámka: Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí baterie na odbornících.

Upozornění: Při provádění níže popsaného postupu dodržujte základní bezpečnostní opatření. Chraňte si oči, ruce, prsty a povrch, na kterém pracujete.

- 1** Zkontrolujte, že je nabíjecí baterie prázdná.
- 2** Otevřete zařízení tak, že odstraníte průhlednou spodní část z kovové horní části.
- 3** Pomocí vhodných nástrojů baterii vyjměte.

Specifikace

Zařízení Philips BlueControl je certifikováno jako lékařské vybavení bez laserového světelného zdroje. Během provozu vydává modré světlo s následujícími parametry:

Zařízení	PSD1211
Napětí	100-240 V
Frekvence	50–60 Hz
Vstup	7 W
Třída	Zdravotnický přístroj třídy IIa

Zařízení	PSD1211
Klasifikace optického výkonu	Riziková skupina 1 podle normy EN 60601-2-57, což znamená nulové riziko při používání určeným způsobem.
Hustota výkonu	200 mW/cm ² (špička), 40 mW/cm ² (průměr), maximální odchylka napříč ošetřovanou oblastí je < 1,3
Max. denní dávka na plak	90 J/cm ²
Typ baterie	3,7V / lithium-iontová baterie o jmenovitém výkonu 6,1 Wh

Adaptér s kabelem USB	PR3089
Vstup	100–240V stř. / 50–60 Hz
Výstup	5V DC / 7W

Fixační popruh	PSS1210
Složení látky	66 % polyamid; 20 % polyester; 10 % elastan; 4 % polyuretan

Podmínky provozu	
Teplota	od +10 °C do +35 °C
Relativní vlhkost	od 30 % do 90 %

Podmínky uskladnění

Teplota	od -20 °C do +35 °C
Relativní vlhkost	od 30 % do 90 % (nekondenzující)

Vysvětlení symbolů**Symbole na zařízení**

Na zařízení, fixačním popruhu a v uživatelské příručce se nachází několik bezpečnostních výstražných štítků. Nebudete-li se těmito výstrahami řídit, může dojít k jednomu či více z následujících rizik: zásah el. proudem, popálení kůže, poškození sítnice nebo požár:



- Tento žluto-černý symbol na zařízení varuje, abyste si přečetli přiložené dokumenty předtím, než zařízení použijete, a abyste podnikli veškerá bezpečnostní opatření.



- Tento bílo-modrý symbol na zařízení znamená: Přečtěte si uživatelskou příručku, než zařízení začnete používat.



- Tento žluto-černý symbol na zařízení znamená: Nedívejte se do světelného zdroje; výrobek rizikové skupiny 1 (IEC60601-2-57:2011).



- Tento symbol znamená: Zařízení Philips BlueControl je specifikováno jako aplikační součástka typu BF. B značí, že je používáno na tělo a F že se šíří ze sítového napětí (není k němu připojeno).



- Tento symbol znamená: Je v souladu se směrnicemi EU. Zkratka CE znamená „Conformité Européenne“.



- Tento symbol znamená „vyrobil“ a poskytuje adresu oficiálního výrobce.



- Tento symbol znamená: Vyrobeno v Nizozemí.



- Tento symbol indikuje příkon napájecího zdroje. PR3089 pod tímto symbolem znamená, že zařízení lze nabíjet pouze adaptérem, který je součástí balení. Použití jiných adaptérů nemusí být bezpečné a může vést k zásahu el. proudem. Adaptér má následující elektrické specifikace: vstup 100–240 V stř. / 50–60 Hz, výstup 5 V DC / 7 W. Při nabíjení zařízení zkontrolujte, zda jsou adaptér i zařízení umístěny tak, aby je bylo možno vždy snadno odpojit.



- Tento symbol znamená: Uchovávat v suchu.



SN

- Tento symbol informuje o sériovém čísle zařízení.



- Tento symbol označuje konektor USB.



LI-ION

- Tento symbol znamená, že zařízení používá dobíjecí baterie LI-ION.



Symoly na adaptéru

- Tento symbol informuje, že je adaptér dvojitě izolován (třída II).



- Tento symbol značí, že je adaptér dovoleno používat pouze v místnosti.



Symbole na fixačním popruhu

- Tento symbol znamená: Maximální teplota mytí je 60 °C.



- Tento symbol znamená: Nebělit.



- Tento symbol znamená: Nesušit v sušičce.



- Tento symbol znamená: Nežehlit.



- Tento symbol znamená: Nečistit chemicky.



- Tento symbol znamená: Vyrobeno v Číně.



- Tento symbol znamená: Přečtěte si uživatelskou příručku.



- Tento symbol indikuje kód šarže.

Bevezetés

A Philips BlueControl készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg azt későbbi használatra. Az optimális eredmények érdekében a készüléket az útmutatóban leírt kezelési elveknek és utasításoknak megfelelően használja.

Termékkódok listája

- PSK0202/10 készlet
- Készülék: PSD1211/10
- Tartórész: PSS1210/10
- Adapter USB-kábellel: PR3089

Használat célja

A Philips BlueControl a bőrre fototerápiás fényt kibocsátó készülék. A Philips BlueControl általános felhasználási területe bőrgyógyászati betegségek kezelése. A Philips BlueControl a testen viselhető orvosi készülék, amely kék LED fényt bocsát ki az enyhe és a mérsékelt pszoriázis vulgaris kezeléséhez. A készüléket kizárólag felnőtt (18 év feletti) páciensek használhatják otthoni környezetben.

Fontos!

Ellenjavaslatok

Ne használja a Philips BlueControlt:

- Ha bőrén égési sérülés van, vagy leégett.
- Ha láza van.
- Ha ismert napallergiája van.

- Ha allergiás a Philips BlueControl készülék felületi anyagaira (polikarbonát vagy poliészter/elasztán keverék).
- Ha bármilyen ismert, fényérzékenységből adódó idiopathiás bőrbetegsége van, mint például porfíria, polimorfikus fénydermatózis, krónikus aktinikus dermatitis, aktinikus prurigo, napfény okozta csalánkiütés.
- Ha bármilyen csökkent immunitással összefüggő betegsége van.
- Ha bőrrákja van, vagy volt, ill. ha bármilyen más lokális daganatos megbetegedése, vagy nagyméretű anyajegye van a kezelni kívánt területen, vagy az daganatmegelőző állapotban van.
- Ha fényérzékenységet okozó hatóanyagokat vagy gyógyszereket szed, ellenőrizze a gyógyszer betegtájékoztatóját, és ne használja a készüléket, ha a betegtájékoztatóban az áll, hogy a gyógyszer fotoallergiás vagy fototoxikus reakciókat okozhat, vagy ha kerülnie kell a napfényt a gyógyszer szedése alatt.

- Ha szteroidokat szed, nagyobb az esélye bőrirritáció kialakulásának.
- Ha fertőzése, nem gyógyult tetoválása, égési sérülése, szőrtüszőgyulladás, zúzódása, horzsolása, herpesze vagy sebe van a kezelni kívánt területeken.
- Ne kezelje azokat a bőrterületeket, amelyeken tetoválás van, mert nem áll rendelkezésre információ a lehetséges reakciókról.
- Ha kezeletlen magas vérnyomása van, vagy ha a kórelőzményében stroke, szívinfarktus, angina pectoris vagy arterioszklerotikus érbetegség szerepel.
- Ha terhes vagy szoptat.
- Ha skizofréniaja, borderline szindrómája vagy súlyos depressziója van.
- Ha bármilyen érzékkiesése van, vagy ha övsömörös vagy herpeszes neuralgiával diagnosztizáltak, különösen a kezelni kívánt területen.
- Ha bármilyen anatómiai vagy egyéb fizikai korlátozottság áll fenn önnél, amely megakadályozza a Philips BlueControl testére való felhelyezését.

- Ha önnek beültetett orvosi készüléke van, mint pl. pacemaker, defibrillátor, idegstimulátor, cochleáris implantátum vagy gyógyszeradagoló készülék.
- Ha nem jó az általános egészségi állapota.

Fontos biztonsági tudnivalók

Vigyázat!

- Tartsa szárazon az adaptert.

Figyelmeztetés

- Ne merítse a Philips BlueControlt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne viselje a Philips BlueControlt töltés közben.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba használat közben.
- Ne nyissa ki, vagy módosítsa a Philips BlueControl készüléket annak teljes élettartama alatt.
- Ne használja a Philips BlueControlt nedves vagy forró környezetben, például szaunában vagy fürdőszobában.

- A Philips BlueControlt nem használhatják 18 év alatti vagy csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek.
- Ez egy orvosi készülék. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Csak a mellékelt USB-kábellel és adapterrel (PR3089) töltsse a Philips BlueControlt.
- A Philips BlueControlt kizárólag a pszoriázis vulgaris kezelésére fejlesztették ki. Ne használja más célra.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a Philips BlueControl, az USB-kábel és az adapter épségét.
- Ne használja a készüléket vezeték nélküli kommunikációs eszköz, pl. vezeték nélküli hálózati útválasztó vagy mobiltelefon 1 méteres körzetén belül. Ezek a vezeték nélküli kommunikációs eszközök elektromágneses interferenciát keltenek és zavarhatják a készülék működését.

- Ha az USB-kábel, az adapter vagy a Philips BlueControl megsérült, ne használja azokat, hanem vegye fel a kapcsolatot a Philips vevőszolgálati központtal (telefonszám: 00800 7445 4778).

Figyelmeztetés!

- Vegye le a Philips BlueControlt a tartórészről, mielőtt kimossa a tartórészt.
- Használja, töltsse és tárolja a Philips BlueControlt a 10 °C - 35 °C hőmérsékletű és 30% - 90 % páratartalmú környezetben.
- Mielőtt használni kezdi a Philips BlueControlt, olvassa el az „Ellenjavallatok” című részt, és ellenőrizze, hogy nincs-e önre vonatkozó ellenjavallat.
- Annak érdekében, hogy ne károsodjon a mosógép forgódobja, a dobban lévő szennyes ruha vagy a tartórész anyaga, zárja le a pántok tépőzárjait, és mossa a tartórészt és a rögzítőpántokat apró lyukú mosószátkban.

- A Philips BlueControlt mindig a tartórészben használja, és a mellékelt rögzítőpántok valamelyikével rögzítse a testére: a tartórészt és a pántokat kifejezetten ennek a készüléknek a rögzítéséhez tervezték.
- A Philips BlueControlt mindennapos használatra tervezték. A használati idővel kapcsolatos információkat a „Philips BlueControl használata” című fejezet „Kezelési idők” részében találja.

Megfelelőség

A Philips BlueControl megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető biztonsági előírásoknak (IEC60601-1), valamint a nem-lézer fényforrást használó orvosi készülékekre vonatkozó kiegészítő és egyedi szabványoknak: EN 60601-1 [1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] és EN 60601-1-2 [4]. Az elektromágneses kompatibilitást (EMC) és elektromágneses mezőket (EMF) tekintve a készülék távol tartandó a rádiófrekvenciás (RF) eszközöktől az interferencia elkerülése érdekében.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Be- /kikapcsoló gomb és LED-jelzőfény
- 3 Mikro USB aljzat
- 4 Érzékelő
- 5 Tartórész
- 6 Rövid pánt az alkarhoz és a bokához
- 7 Közepes pánt a felkarhoz és a térdhez
- 8 Hosszú pánt a lábhoz
- 9 Adapterház
- 10 Csatlakozó (európai)
- 11 Csatlakozó (egyesült királyságbeli)
- 12 USB-kábel
- 13 Tok


Töltés

Töltse fel teljesen a Philips BlueControlt az első használat előtt. Teljes feltöltés után legalább négy kezelés végezhető töltés nélkül. Javasoljuk, hogy töltsen fel mindennap a Philips BlueControlt. A készüléket a mellékelt adapterrel és USB-kábellel töltheti. Az adapter és USB-kábel várható élettartama legalább 3 év normál működési körülmények között. Az eszköz hasznos élettartama legalább 3 év rendeltetésszerű használat mellett. Ha a BlueControl a töltőhöz csatlakozik és töltődik, a töltőt (PR3089) az orvosi rendszer részének kell tekinteni.


Megjegyzés: Amikor a Philips BlueControl töltés alatt van, kezelés nem lehetséges.

Töltés hálózati adapterrel


A Philips BlueControl teljes feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe.




- 1 Tegye a csatlakozót (európai vagy egyesült királyságbeli) az adapterbe, és rögzítse a helyére.



- 2 Csatlakoztassa az USB-csatlakozót az adapteren található aljzatba.




- 3 Dugja az adaptert a fali aljzatba (100V-240V).



- 4 Csatlakoztassa a mikro USB csatlakozót a Philips BlueControlon lévő aljzatba.

Amikor a Philips BlueControl a hálózatra csatlakozik, hangjelzést ad, és a LED-jelzőfény lassú, zöld villogással jelzi a készülék töltését.



- 5 Ha a Philips BlueControl teljesen feltöltődött, a LED-jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít.

- 6 Húzza ki az adaptert a fali aljzattól, majd húzza ki a mikro USB-csatlakozót a Philips BlueControlon lévő mikro USB aljzattól.

A Philips BlueControl használata

Kezelési idő



Tartsa be a javasolt kezelési időket. Ne kezeljen egy plakkot naponta többször.

A Philips BlueControlt pszoriázisos plakkok naponta történő kezeléséhez fejlesztették ki.


Azt javasoljuk, hogy az önmagában álló, nem átfedésben lévő plakkokat naponta csak egyszer kezelje. Egy kezelés kb. 30 percre tart, de a kezelési idő 40 percre is növekedhet a bőr érzékenysége és a kezelés esetleges szüneteltetése miatt. Például ha az infravörös érzékelő túl magas bőrhőmérsékletet érzékel, a kezelés biztonsági okokból szünetel egy kis ideig. Miután a bőre lehűlt, a kezelés automatikusan folytatódik. Ezen kezelési előírás betartása biztosítja, hogy a napi, plakkonkénti 90 J/cm^2 -es fénydózist nem lépi túl a kezelés során. A kék fényvel történő kezelés kombinálható D-vitamin tartalmú krémek használatával. A krémet a kezelés után kell felvinni a bőrre. Az egyéb, kék fényvel kombinálható kezelésekről, kérjük, érdeklődjön orvosánál.

Közvetlenül a kezelés előtt vagy a kezelés közben nem javasolt külsőleg alkalmazott gyógyszerek, krémek vagy testápolók használata. Kellemetlen mellékhatások (pl. túlzott mértékű és tartós bőrpír, a plakkok vagy a fájdalom súlyosbodása) esetén azonnal szakítsa félbe a terápiát, és szükség esetén kérje orvosa tanácsát. Lehetséges, hogy a kezelési területen a bőre kissé barnább lesz. A kezelés abbahagyása után ennek néhány napon belül el kell múlnia. A kezelés után fellépő átmeneti, fokozott bőrpír szintén normális jelenség, aminek szintén el kell múlnia.

A Philips BlueControl előkészítése a használathoz


A Philips BlueControl tartórészbe helyezéséhez, majd pedig a testen való megfelelő pozicionálásához kövesse az alábbi lépéseket. A tartórész várható élettartama rendeltetésszerű használat mellett legalább 1 év.

A készülékhez három rögzítőpánt tartozik: egy rövid pánt az alkarhoz és a bokához, egy közepes pánt a felkarhoz és a térdhez, valamint egy hosszú pánt a lábhoz.




- 1** Helyezze a Philips BlueControl a tartórészbe.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy nem takarja el a LED fényel kezelendő bőrterületet a tartórész anyaga vagy bármilyen más anyag. A be-/kikapcsoló gombnak láthatónak kell lennie a tartórész felső részén lévő lyukon keresztül.




- 2** Válassza ki a karon vagy lábon lévő kezelési területnek megfelelő rögzítőpántot.

- 3** A kiválasztott rögzítőpánt csatlakoztatásához húzza át a pánt egyik végét a tartórész egyik gyűrűjén (1), majd a tépőzárral erősítse oda (2).




Megjegyzés: A tépőzár rögzítése után két kis szürke tépőzárás résznek kell lennie a pánt tetején.

- 4** Távolítsa el a ruházatát a kezelni kívánt területen.




- 5** Helyezze a tartórészt a pszoriázisos plakk fölé a karján vagy a lábán (1). Tekerje a pántot a keze vagy a lába köré (2).



- 6** Húzza át a pántot a másik gyűrűn (1). Ezután tekerje a pántot még egyszer a keze vagy a lába köré, és rögzítse a tépőzárral (2).

Megjegyzés: A másik oldalon a két kis szürke tépőzárás rész segítségével beállíthatja a pánt szorosságát.

A kezelési eljárás




- 1** Kapcsolja be a Philips BlueControlt a be-/kikapcsoló gombbal.

Figyelmeztetés! Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba használat közben.

Szándékosan ne érintse meg a Philips BlueControl közepénél lévő szenzort, amikor a készülék be van kapcsolva.

Ne takarja le működés közben a Philips BlueControlt a tartórész pántján kívül semmilyen más textíliával.



- 2** A Philips BlueControl kék villogása jelzi, hogy az eszköz készen áll a kezelésre. A kezelés röviddel azután elkezdődik, hogy a szenzor érzékeli a bőr közelségét.

▶ A LED-jelzőfény folyamatosan kéken világít, és két jelzéből álló hangsorozat jelzi, hogy a kezelés folyamatban van.

- 3** A Philips BlueControl automatikusan kikapcsol a kezelési idő (kb. 30 perc) letelte után.

A kezelés megszakítása


- 1 Ha meg szeretné szakítani a kezelést egy rövid időre, egyszerűen távolítsa el a Philips BlueControlt, vagy kapcsolja ki a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Ha eltávolítja a Philips BlueControlt, vagy megnyomja a be-/kikapcsoló gombot a kezelési idő lejárta előtt, és nem folytatja a kezelést 2 órán belül, az időzítő automatikusan alaphelyzetbe áll. Ha folytatja a kezelést 2 órán belül, a visszaszámlálás ott folytatódik, ahol megszakította azt. Kezelés folytatásakor a készülék nem hallatja a 2 hangból álló hangsorozatot.


A kezelés után

A kezelés automatikusan leáll a kezelési idő letelte után, kivéve, ha eltávolítja a Philips BlueControlt vagy megnyomja a be-/kikapcsoló gombot a kezelési idő lejárta előtt.

Megjegyzés: A két jelzésből álló hangsorozat azt jelzi, hogy a Philips BlueControl kikapcsolt, és a kezelés befejeződött.



- 1 Nyissa ki a tépőzárás rögzítőt a pánt egyik végén (1), majd húzza ki a pántot a tartórész gyűrűjéből (2).



- 2 Távolítsa el a pántot a végtagjáról (1), majd vegye le a tartórészt a pszoriázisos plakkról (2).
- 3 Töltse fel a Philips BlueControlt. Kiveheti a készüléket a tartórészből, de úgy is töltheti, hogy bent hagyja a tartórészben.

Fény- és hangjelzések használat közben


Túlmelegedés jelzése

A készülék túlmelegedése.



- 1** Ha a készülék túl magas készülék-hőmérsékletet érzékel, a Philips BlueControl biztonsági okokból kikapcsol.
 - ▶ A LED-jelzőfény folyamatos narancsszínű, és a hosszú, 3 másodperces hangjelzés jelzi, hogy a Philips BlueControl kikapcsol.
- 2** Ha megpróbálja újraindítani a Philips BlueControlt, még mielőtt az lehűlt volna, a LED-jelzőfény narancssárgán villog 5 másodpercig. A lehűlés több perct is igénybe vehet.

A bőr túlhevülése.



- 1** Ha a készülék túl magas bőrhőmérsékletet érzékel, a Philips BlueControl biztonsági okokból átmenetileg kikapcsol.
 - ▶ A LED-jelzőfény lassan, kéken villog, amíg a bőr le nem hűl, azután a Philips BlueControl automatikusan újra bekapcsol.

Akkutöltöttség jelzése

Ha megnyomja a be-/kikapcsoló gombot és a LED-jelzőfény pirosan világít, továbbá 3 sípoló hang hallható, a Philips BlueControl akkumulátora lemerült.



- 1** Fel kell töltenie az akkumulátort, mielőtt új kezelést indíthatna. Töltse a készüléket legalább 45 percig, hogy legalább egy teljes kezelésre elegendő töltöttséget érjen el.

Tisztítás

Ne merítse a Philips BlueControlt vízbe, és ne öblítse le a csap alatt.


Vegye ki a Philips BlueControlt a tartórészből, mielőtt a tartórészt a mosógépbe helyezi.

Figyelmeztetés! Tisztítsa meg minden kezelés után a Philips BlueControlt, hogy a készülék működése megfelelő maradjon.




- 1** Távolítsa el a Philips BlueControlt a tartórészből.
- 2** Tisztítsa meg a Philips BlueControlt nedves ruhával.
- 3** Hetente egyszer tisztítsa meg az érzékelőt szobahőmérsékleten alkoholos fültisztító pálcikával.
- 4** A tartórész és a rögzítőpántok mosógépben moshatók.

Figyelmeztetés! Annak érdekében, hogy ne károsodjon a mosógép forgódobja, a dobban lévő szennyes ruha vagy a tartórész anyaga, zárja le a pántok tépőzárjait, és mossa a tartórészt és a rögzítőpántokat apró lyukú mosózsákban.



Megjegyzés: Kímélő programot használjon maximum 60 °C-on. A tartórészt és a rögzítőpántokat a levegőn szárítsa, ne centrifugában. Ne vasalja ki a tartórészt vagy a rögzítőpántokat.

Tárolás



A készülékhez egy hordtáska is tartozik, amelybe mindegyik alkatrész elhelyezhető.

- 1** Tartsa ebben a táskában a készüléket és a tartozékokat, amikor nem használja azokat.
- 2** Ha magával szeretné vinni a készüléket a munkahelyére, vagy ha elutazik, javasoljuk, hogy szállítsa azt a hordtáskában, hogy a készülék védve legyen.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a Philips BlueControl készülékkel kapcsolatos leggyakrabban felmerülő problémákat veszi sorra. Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi információk segítségével, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni a Philips BlueControlt annak ellenére sem, hogy a készülék teljesen fel van töltve.	Az érzékelő szennyezett.	Tisztítsa meg az érzékelőt alkohollal átítatott fültisztító pálcikával (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
A Philips BlueControl kikapcsol kezelés közben.	Letelt a beállított idő.	A Philips BlueControlt úgy programozták, hogy automatikusan kikapcsol a kezelési idő leteltével.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Az érzékelő le van takarva.	Ellenőrizze a Philips BlueControl helyzetét a tartórészben. Győződjön meg róla, hogy a tartórész anyaga nem takarja le az érzékelőt. Ha az érzékelő nincs letakarva, de a Philips BlueControl továbbra is kikapcsol, a bőr hőmérséklete túl magas. A Philips BlueControl automatikusan bekapcsol, amikor a bőre lehűlt.
	Lemerült az akkumulátor.	A LED-jelzőfény vörösen villog. Töltse fel a Philips BlueControlt (lásd a „Töltés” című fejezetet).
A Philips BlueControl hosszú sípoló hangot ad és kikapcsol kezelés közben, a LED-jelzőfény pedig sárga fénnel világít.	A Philips BlueControl túlmelegedett és biztonsági okokból kikapcsolódott.	Hagyja a Philips BlueControlt 10 percig hűlni. Helyezze vissza a bőrére a Philips BlueControlt, és nyomja meg a be- /kikapcsoló gombot a kezelés folytatásához.
A Philips BlueControl megszakítja a kezelést, és kék fénnel, lassan villog.	A készülék túl magas bőrhőmérsékletet mért, és szünetelteti a kezelést, amíg a bőr le nem hűl.	Nem kell semmit sem tennie. A kezelés automatikusan újraindul, amint a készülék érzékeli, hogy a bőr hőmérséklete újra a biztonságos tartományon belül van.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A Philips BlueControl kikapcsol, miközben hosszú sípoló hangot ad, és a LED-jelzőfény narancssárgán villog.	A Philips BlueControl működése túl sokszor félbeszakadt a kezelés alatt, például azért, mert az érzékelő túl magas bőrhőmérsékletet érzékelt vagy letelt a 40 perces maximális kezelési idő.	Ha ez a hiba többször előfordul, vegye fel a kapcsolatot a Philips vevőszolgálattal.
A LED-jelzőfény narancssárga fényel világít a be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor.	A készülék hőmérséklete túl magas, és a Philips BlueControl biztonsági okokból kikapcsolt.	Hagyja a Philips BlueControlt 10 percig hűlni. Helyezze vissza a bőrére a Philips BlueControlt, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a kezelés folytatásához.
A LED-jelzőfény piros fényel világít 5 másodpercig, és a Philips BlueControl 3 sípjelet ad a be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor.	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel a Philips BlueControlt (lásd a „Töltés” című fejezetet).
Az adapter töltés közben felforrósodik.	Ez normális jelenség.	Nem kell semmit sem tennie.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
<p>A LED-jelzőfény nem villog zöld színnel, amikor a Mikro USB-csatlakozót csatlakoztatja a Philips BlueControl mikro USB-aljzatához.</p>	<p>Az adapter nincs csatlakoztatva, vagy nem megfelelően illeszkedik a fali konnektorba.</p>	<p>Csatlakoztassa megfelelően az adaptert a fali aljzatba.</p>
	<p>A szabványos USB-csatlakozó nem csatlakozik, vagy nem megfelelően csatlakozik az adapterhez.</p>	<p>Csatlakoztassa (megfelelően) az USB-csatlakozót az adapterhez.</p>
	<p>Nem él a fali aljzat.</p>	<p>Csatlakoztasson egy másik készüléket a fali aljzathoz, hogy ellenőrizze, működik-e a fali konnektor. Ha van feszültség a fali konnektorban, de a Philips BlueControl nem tölt, vegye fel a kapcsolatot a Philips vevőszolgálattal.</p>
<p>A Philips BlueControl használat közben felmelegszik.</p>	<p>Ez normális jelenség.</p>	<p>Nem kell semmit sem tennie.</p>

Garancia és terméktámogatás

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, forduljon a Philips vevőszolgálathoz (telefonszám: 00800 7445 4778).

A garancia feltételei

A garancia nem vonatkozik a készülék elhasználódására vagy sérülésére. A garancia érvényét veszti, ha a Philips BlueControlt nem a használati útmutatóban található utasítások szerint használja.

A gyártó hivatalos címe

Philips Electronics Nederland B.V.
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).



- Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék beépített akkumulátorral működik, amelyre a 2006/66/EK jelű irányelv vonatkozik, és nem kezelhető normál háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips szervizközpontba, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.

- Kövesse az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok külön történő hulladékgyűjtésére vonatkozó helyi előírásokat és szabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

Ez a művelet visszavonhatatlan. A készülék nem használható többet ezután az eljárás után.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az akkumulátort.

Figyelmeztetés! Tartsa be az alapvető óvintézkedéseket az alábbi művelet elvégzésekor.
Gondoskodjon a szem, a kéz, az ujjak és a munkafelület védelméről.

- 1** Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor lemerült.
- 2** Nyissa ki a készüléket úgy, hogy elválasztja a burkolat áttetsző alsó részét a fém felső résztől.
- 3** Távolítsa el az akkumulátort megfelelő szerszámok használatával.

Műszaki adatok

A Philips BlueControl a következő tanúsítvánnyal rendelkezik: nem-lézer fényt kibocsátó orvosi készülék. A készülék működés közben kék fényt állít elő az alábbi műszaki jellemzőkkel:

Készülék	PSD1211
Feszültség	100-240 V
Frekvencia	50-60 Hz
Bemenet	7 W
	Orvosi eszköz, IIA osztály
Optikai kimenet besorolása	EN 60601-2-57 szabvány szerinti 1. kockázati csoport; ez azt jelenti, hogy rendeltetésszerű használat mellett nem áll fenn kockázat.
Teljesítménysűrűség	200 mW/cm ² (csúcs), 40 mW/cm ² (átlag), max. eltérés a kezelt terület felett <1,3
Max. napi dózis plakkonként	90 J/cm ²
Akkumulátor típusa	3,7V /névleges kapacitás 6,1 wattórás lítium-ion akkumulátor

Adapter USB-kábellel	PR3089
Bemenet	100-240 V AC / 50-60 Hz
Kimenet	5 V DC / 7 W

Tartórész PSS1210

Textília összetevői 66 % poliamid; 20 % poliészter; 10 % elasztán, 4% poliuretán

Működtetési feltételek

Hőmérséklet +10 °C és +35 °C között

Relatív páratartalom 30% és 90% között

Tárolási feltételek

Hőmérséklet -20 °C és +35 °C között

Relatív páratartalom 30% és 90% között (nincs lecsapódás)

Szimbólumok magyarázata

Szimbólumok a készüléken

A készüléken, a tartórészen és a használati utasításban számos biztonsági figyelmeztető címkét talál. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a be nem tartása a következőket vonhatja maga után: áramütés, a bőr égési sérülése, retinasérülés és/vagy tűzveszély.

- Ez a sárga/fekete szimbólum a készülék címkéjén arra figyelmeztet, hogy használat előtt olvassa el a mellékelt dokumentumokat, és tartson be minden biztonsági óvintézkedést.
- Ez a fehér/kék szimbólum a készülék címkéjén ezt jelenti: olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használni kezdi a készüléket.





- Ez a sárga/fekete szimbólum a készülék címkéjén ezt jelenti: ne nézzen bele a fényforrásba. 1. kockázati csoport (IEC60601-2-57:2011).



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a Philips BlueControl a specifikációja szerint BF típusú készülék. A B (Body) annak jelzése, hogy a beteg testén használandó, az F (Floating) pedig azt jelzi, hogy az áramot nem a hálózatról kapja.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: Megfelel az EK-irányelveknek. A CE a „Conformité Européenne” rövidítése.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: „Gyártotta”, és közli a hivatalos gyártó címét.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: Gyártó ország: Hollandia.



- Ez a szimbólum jelzi az áramellátás bemeneti csatlakozását. A szimbólum alatt a PR3089 jelzés azt jelenti, hogy a készülék csak a csomagban található adapterrel tölthető. Más adapter



használata nem biztonságos, és áramütést okozhat. Az adapter a következő elektromos jellemzőkkel bír: bemenet: 100-240 V AC / 50-60 Hz, kimenet: 5 V DC / 7 W. A készülék töltésekor mindig úgy helyezze el az adaptert és a készüléket, hogy könnyen le tudja választani a készüléket az adatterről.

- Ennek a szimbólumnak a jelentése: Tartsa szárazon.

- Ez a szimbólum jelzi a készülék sorozatszámát.



- Ez a szimbólum jelzi az USB-csatlakozót.

- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik.



Szimbólumok az adapteren

- Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adapter kettős szigeteléssel rendelkezik (II. osztály).



- Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adapter csak beltéren használható.



Szimbólumok a tartórészen

- Ennek a szimbólumnak a jelentése: legfeljebb 60 °C-on mossa.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: ne használjon fehérítőszert.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: ne centrifugálja.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: ne vasalja.



- Ez a szimbólumnak a jelentése: ne vegytisztítsa.



- Ennek a szimbólumnak a jelentése: Gyártó ország: Kína.



Ennek a szimbólumnak a jelentése: olvassa el a használati utasítást.



- Ez a szimbólum jelzi a gyártási számot.

Wprowadzenie

Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia Philips BlueControl. Instrukcję warto zachować na przyszłość.

Aby uzyskać optymalne wyniki zabiegów, korzystaj z urządzenia zgodnie z harmonogramem zabiegów i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Lista kodów produktów

- Zestaw PSK0202/10
- Urządzenie PSD1211/10
- Pasek do mocowania PSS1210/10
- Zasilacz z przewodem USB PR3089

Przeznaczenie

Zadaniem urządzenia Philips BlueControl jest dostarczanie ciała światła fototerapeutycznego. Jest ono ogólnie przeznaczone do użycia podczas zabiegów leczących schorzenia dermatologiczne. Philips BlueControl to noszone na ciele urządzenie medyczne, w którym do leczenia łuszczycy zwykłej o postaci lekkiej lub umiarkowanej u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) stosowane jest niebieskie światło LED. Może być ono używane w domu.

Ważne

Przeciwwskazania

Urządzenia Philips BlueControl nie należy używać:

- Jeśli na skórze występują oparzenia lub oparzenia słoneczne.
- Jeśli masz gorączkę.

- Jeśli masz stwierdzoną alergię na światło słoneczne.
- Jeśli masz alergię na materiały, z których zbudowane jest urządzenie Philips BlueControl (poliwęglan lub mieszanka poliestru i elastanu).
- Jeśli masz stwierdzone samoistne zmiany skórne, takie jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, przewlekłe popromienne zapalenie skóry, świerzbiączka letnia lub pokrzywka słoneczna, które powodują nadwrażliwość na światło.
- Jeśli masz stwierdzoną chorobę związaną z niską odpornością organizmu.
- Jeśli masz aktywnego raka skóry, historię raka skóry lub innego wykrytego raka, przedrakowe zmiany chorobowe bądź duże pieprzyki w miejscach, które chcesz poddać zabiegom.
- Jeśli przyjmujesz środki lub leki fotouczulające, sprawdź ulotkę dołączoną do lekarstwa. Nigdy nie stosuj urządzenia, jeśli w ulotce stwierdzono, że lekarstwo może powodować reakcje fotoalergiczne

- lub fototoksyczne lub jeśli konieczne jest unikanie słońca podczas przyjmowania leku.
- Jeśli przyjmujesz sterydy — sprawiają one, że skóra jest bardziej podatna na podrażnienia.
 - Jeśli masz infekcje, niewyleczone tatuaże, poparzenia, zapalenie mieszków włosowych, otwarte skaleczenia, otarcia, opryszczkę lub rany w miejscach, które chcesz poddać zabiegom.
 - Unikaj poddawania zabiegom obszarów skóry z tatuażami — w tej chwili brak informacji o ewentualnych reakcjach.
 - Jeśli masz nieleczone nadciśnienie tętnicze, historię udaru lub zawału mięśnia sercowego, dusznicę bolesną lub miażdżycową chorobę naczyń (ASVD).
 - W przypadku ciąży lub karmienia piersią.
 - Jeśli masz schizofrenię, pograniczne zaburzenia osobowości lub poważną depresję.

- W przypadku deprivacji sensorycznej lub zdiagnozowanego pólpaśca bądź nerwobólu po przebytych pólpaścu, szczególnie w miejscach, które chcesz poddać zabiegom.
- Jeśli masz jakąkolwiek patologię anatomiczną lub inne fizyczne ograniczenia, które mogą uniemożliwić założenie urządzenia Philips BlueControl.
- Jeśli masz wszczepione aktywne urządzenie, takie jak stymulator serca, defibrylator, neurostymulator, implant ślimakowy lub korzystasz z aktywnego urządzenia zarządzającego podawaniem leków.
- Jeśli Twój ogólny stan zdrowia nie jest dobry.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

- Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

Ostrzeżenie

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia Philips BlueControl w wodzie ani innym płynie.
- Nigdy nie zakładaj urządzenia Philips BlueControl podczas jego ładowania.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła podczas korzystania z urządzenia.
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia Philips BlueControl w trakcie okresu eksploatacji.
- Nie używaj urządzenia Philips BlueControl w wilgotnych i/lub gorących pomieszczeniach, takich jak sauna lub łazienka.
- Urządzenie Philips BlueControl nie jest przeznaczone do użytku dla osób poniżej 18 roku życia i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Jest to urządzenie medyczne. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Ładuj urządzenie Philips BlueControl tylko za pomocą przewodu USB i dołączonego zasilacza (PR3089).
- Urządzenie Philips BlueControl jest przeznaczone specjalnie do leczenia łuszczycy zwykłej. Nie używaj go do żadnych innych celów.
- Zawsze przed użyciem urządzenia Philips BlueControl sprawdź, czy urządzenie, przewód USB lub zasilacz nie są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli znajduje się ono w odległości poniżej 1 metra od sprzętu do komunikacji bezprzewodowej, takiego jak domowe routery sieci bezprzewodowej i telefony komórkowe. Sprzęt do komunikacji bezprzewodowej może spowodować zakłócenia elektromagnetyczne, który uniemożliwią prawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli przewód USB, zasilacz lub urządzenie Philips BlueControl są uszkodzone, nie używaj ich i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips pod numerem telefonu 00800 7445 4778.

Uwaga

- Przed upraniem paska do mocowania zdejmij z niego urządzenie Philips BlueControl.
- Używaj urządzenia Philips BlueControl oraz ładuj i przechowuj je w temperaturze od 10°C do 35°C i względnej wilgotności od 30% do 90%.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Philips BlueControl sprawdź w części „Przeciwwskazania”, czy któreś z nich dotyczy Ciebie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu bębna pralki, pranej odzieży lub materiału paska do mocowania, zapnij rzepy elementów do mocowania i upierz pasek oraz te elementy w torebce na pranie z drobną siateczką.
- Zawsze używaj urządzenia Philips BlueControl na pasku z jednym z dołączonych elementów do mocowania, ponieważ pasek i te elementy zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o tym urządzeniu.

- Urządzenie Philips BlueControl jest przeznaczone do codziennego użytku. Dokładny czas korzystania z urządzenia podano w rozdziale „Korzystanie z urządzenia Philips BlueControl” w części „Harmonogram zabiegów”.

Zgodność

Urządzenie Philips BlueControl jest zgodne z podstawową normą bezpieczeństwa urządzeń medycznych (IEC60601-1) oraz uzupełniającymi i szczególnymi normami dotyczącymi domowego sprzętu medycznego wykorzystującego źródła światła inne niż laser: EN 60601-1[1], EN 60601-1-11 [3] i EN 60601-2-57 [2] i EN 60601-1-2 [4]. Zgodność elektromagnetyczna (EMC) i pola elektromagnetyczne (EMF): urządzenie należy przechowywać z dala od sprzętu wykorzystującego częstotliwość radiową (RF), aby uniknąć zakłóceń.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Wyłącznik i wskaźnik LED
- 3 Gniazdo micro-USB
- 4 Czujnik
- 5 Pasek do mocowania
- 6 Krótki element do mocowania urządzenia w dolnej części ramienia lub na kostce
- 7 Dłuższy element do mocowania urządzenia w górnej części ramienia lub na kolanie
- 8 Długi element do mocowania urządzenia na nodze

- 9 Obudowa zasilacza
- 10 Wtyczka używana w Europie
- 11 Wtyczka używana w Wielkiej Brytanii
- 12 Przewód USB
- 13 Futerał


Ładowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenie Philips BlueControl należy w pełni naładować — po naładowaniu urządzenie Philips BlueControl ma moc wystarczającą na co najmniej cztery zabiegi. Zaleca się codzienne ładowanie urządzenia Philips BlueControl. Ładowanie można przeprowadzić za pomocą dołączonego zasilacza i przewodu USB. Oczekiwany okres eksploatacji zasilacza i przewodu USB to co najmniej 3 lata w normalnym warunkach. Urządzenie stosowane zgodnie z przeznaczeniem powinno działać przez co najmniej 3 lata. Po podłączeniu urządzenia BlueControl do ładowarki i uruchomieniu trybu ładowania ładowarka PR3089 będzie traktowana jako część sprzętu medycznego.


Uwaga: Podczas ładowania urządzenia Philips BlueControl nie można wykonać zabiegu.

Ładowanie za pomocą zasilacza


Pełne naładowanie urządzenia Philips BlueControl zajmuje około 3 godzin.




- 1** Włóż wtyczkę przewodu sieciowego (używaną w Europie lub Wielkiej Brytanii) do zasilacza i zablokuj ją.




- 2** Włóż standardową wtyczkę USB do gniazda w zasilaczu.



- 3** Włóż prawidłowo wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego (100–240 V).



- 4** Włóż wtyczkę micro-USB do gniazda w urządzeniu Philips BlueControl.
 - ▶ Po podłączeniu urządzenia Philips BlueControl do zasilania sieciowego urządzenie emituje jeden sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zaczyna wolno migać na zielono, co oznacza, że rozpoczęło się ładowanie.



- 5** Jeśli urządzenie Philips BlueControl jest w pełni naładowane, wskaźnik LED świeci się stałym światłem na zielono.
- 6** Wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego, a następnie wyjmij wtyczkę micro-USB z gniazda micro-USB w urządzeniu Philips BlueControl.

Harmonogram zabiegów



Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi harmonogramu zabiegów. Nie wykonuj zabiegów na poszczególnych znamionach częściej niż raz dziennie.


Urządzenie Philips BlueControl zostało zaprojektowane z myślą o codziennym wykonywaniu zabiegów leczących objawy łuszczycy zwykłej. Zalecamy wykonywanie zabiegów na pojedynczych, nienakładających się znamionach łuszczycy zwykłej tylko raz dziennie. Pojedynczy zabieg trwa około 30 minut, ale może zostać przedłużony do 40 minut w zależności od wrażliwości skóry i ewentualnych przerw podczas zabiegu. Jeśli na przykład czujnik podczerwieni wykryje zbyt wysoką temperaturę skóry, zabieg zostanie na krótko wstrzymany ze względów bezpieczeństwa. Zabieg zostanie wznowiony automatycznie, gdy skóra ostygnie. Po zabiegu nie należy przekraczać dziennej dawki światła wynoszącej 90 J/cm² na znamię łuszczycy. Leczenie niebieskim światłem może być łączone ze stosowaniem kremów z witaminą D. Krem należy nałożyć po zabiegu. Aby uzyskać informacje na temat innych zabiegów, które można łączyć z leczeniem niebieskim światłem, skontaktuj się z lekarzem.

Nie zalecamy miejscowego stosowania leków, kremów lub balsamów bezpośrednio przed i podczas zabiegów wykonywanych za pomocą urządzenia Philips BlueControl. W przypadku wystąpienia nieprzyjemnych skutków, takich jak rozległe i nieznikające zaczerwienienie skóry, pogorszenie stanu znamion lub ból, natychmiast przerwij zabieg i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

Możliwe jest również pojawienie się delikatnej opalenizny w miejscach poddanych zabiegom. Powinna ona zblednąć po kilku dniach od zakończenia zabiegu. Tymczasowe zwiększenie się zaczerwienienia obszaru skóry po zabiegu jest normalne, ale powinno się zmniejszać.

Przygotowanie urządzenia Philips BlueControl do użycia


Aby umieścić urządzenie Philips BlueControl na pasku i zamocować je poprawnie na ciele, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Oczekiwany okres eksploatacji paska do mocowania stosowanego zgodnie z przeznaczeniem to co najmniej 1 rok. Dostępne są trzy elementy do mocowania: krótki do mocowania urządzenia w dolnej części ramienia lub na kostce, dłuższy do mocowania urządzenia w górnej części ramienia lub na kolanie oraz długi do mocowania urządzenia na nodze.




- 1** Umieść urządzenie Philips BlueControl na pasku do mocowania.

Uwaga: Upewnij się, że obszar poddawany zabiegowi przy użyciu światła LED nie jest zakryty materiałem paska do mocowania ani żadną inną tkaniną. Wyłącznik powinien być widoczny przez otwór w górnej części paska do mocowania.

- 2** Wybierz element do mocowania odpowiadający obszarowi na nodze lub ręce, który ma zostać poddany zabiegowi.




- 3** Aby dołączyć wybrany element do paska do mocowania, przełóż jeden koniec elementu przez jeden z pierścieni na pasku do mocowania (1) i przymocuj go, zapinając rzep (2).




Uwaga: Po zapięciu rzepu w górnej części elementu do mocowania powinny znajdować się dwa małe szare kawałki rzepu.

4 Zdejmij odzież z obszaru, który ma zostać poddany zabiegowi.




5 Umieść pasek do mocowania na szczycie znamienia łuszczycy na ramieniu lub nodze (1). Owiń element do mocowania wokół ramienia lub nogi (2).



6 Przeciągnij element do mocowania przez drugi pierścień (1). Owiń go jeszcze raz wokół ramienia lub nogi, i przymocuj go za pomocą rzepu (2).

Uwaga: Dwa małe szare kawałki rzepu w górnej części drugiego końca elementu do mocowania umożliwiają jego dokładne dopasowanie.

Procedura wykonywania zabiegu




1 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie Philips BlueControl.

Uwaga: Nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła podczas korzystania z urządzenia.

Nie dotykaj celowo czujnika na włączonym urządzeniu Philips BlueControl.

Nie przykrywaj włączonego urządzenia Philips BlueControl materiałami innymi niż pasek do mocowania.



- 2** Jeśli światło urządzenia Philips BlueControl miga na niebiesko, oznacza to, że jest ono gotowe do użycia. Zabieg rozpocznie się zaraz po wykryciu obszaru skóry, który ma zostać poddany zabiegowi.
- ▶ Wskaźnik LED świeci stałym niebieskim światłem i emituje dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza, że zabieg jest w toku.
- 3** Urządzenie Philips BlueControl wyłącza się automatycznie po zakończeniu czasu zabiegu (ok. 30 minut).

Przerywanie zabiegu


- 1** Jeśli chcesz na krótko przerwać zabieg, zdejmij urządzenie Philips BlueControl lub naciśnij wyłącznik, aby je wyłączyć.

Uwaga: Jeśli zdejmiesz urządzenie Philips BlueControl lub wyłączysz je przy użyciu wyłącznika, aby przerwać zabieg przed upływem ustawionego czasu, i nie wznowisz zabiegu w ciągu 2 godzin, zegar zostanie automatycznie zresetowany. Jeśli wznowisz zabieg w ciągu 2 godzin, odliczanie czasu zabiegu rozpocznie się od momentu, w którym zostało przerwane. Wznowienie zabiegu nie zostanie zasygnalizowane przez 2 sygnały dźwiękowe.

Po zabiegu

Zabieg zakończy się automatycznie po upływie ustawionego czasu, chyba że wcześniej zdejmiesz urządzenie Philips BlueControl lub naciśniesz wyłącznik, aby zatrzymać zabieg.

Uwaga: Dwa następujące po sobie sygnały dźwiękowe oznaczają, że urządzenie Philips BlueControl wyłącza się, a zabieg został zakończony.




- 1** Odepnij rzep na jednym z końców elementu do mocowania (1) i wyciągnij pasek z pierścienia paska do mocowania (2).
- 2** Odwiń element do mocowania (1) i zdejmij pasek ze znamienia łuszczycy (2).
- 3** Naładuj ponownie urządzenie Philips BlueControl. Możesz zdjąć je z paska do mocowania lub naładować je bez zdejmowania.

Sygnały świetlne i dźwiękowe podczas pracy


Sygnal przegrzania

Przegrzanie urządzenia.



- 1** Jeśli urządzenie Philips BlueControl wykryje zbyt wysoką temperaturę, wyłączy się ze względów bezpieczeństwa.
- ▶ Wskaźnik LED świeci stałym pomarańczowym światłem i emitowany jest długi 3-sekundowy dźwięk, co oznacza, że urządzenie Philips BlueControl wyłącza się.
- 2** Jeśli spróbujesz ponownie uruchomić urządzenie Philips BlueControl, zanim nie ostygnie, wskaźnik LED będzie migać na pomarańczowo przez 5 sekund. Stygnięcie może potrwać kilka minut.

Przegrzanie skóry.



- 1 Jeśli urządzenie Philips BlueControl wykryje zbyt wysoką temperaturę skóry, wyłączy się tymczasowo ze względów bezpieczeństwa.
- ▶ Wskaźnik LED powoli miga na niebiesko, aż temperatura skóry obniży się, a urządzenie Philips BlueControl włączy się automatycznie.

Sygnaly poziomu naładowania akumulatora

Jeśli po naciśnięciu wyłącznika wskaźnik LED świeci światłem stałym na czerwono i emituje 3 sygnały dźwiękowe, oznacza to, że akumulator urządzenia Philips BlueControl jest pusty.


- 1 Przed rozpoczęciem nowego zabiegu należy naładować akumulator. Powinno to trwać co najmniej 45 minut, aby możliwe było wykonanie jednego pełnego zabiegu.

Czyszczenie


Nie zanurzaj urządzenia Philips BlueControl w wodzie ani nie opłukuj go pod bieżącą wodą.

Zawsze zdejmuj urządzenie Philips BlueControl z paska do mocowania przed włożeniem paska do pralki.

Uwaga: Wyczyść urządzenie Philips BlueControl po każdym zabiegu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.




- 1 Zdejmij urządzenie Philips BlueControl z paska do mocowania.



- 2** Wytrzyj urządzenie Philips BlueControl wilgotną szmatką.
- 3** Raz w tygodniu wytrzyj czujnik, używając alkoholu i patyczka kosmetycznego, w temperaturze pokojowej.
- 4** Pasek oraz elementy do mocowania można prać w pralce.

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu bębna pralki, pranej odzieży lub materiału paska do mocowania, zapnij rzepy elementów do mocowania i upierz pasek oraz te elementy w torebce na pranie z drobną siateczką.



Uwaga: Użyj delikatnego cyklu prania i temperatury do 60°C. Wysusz pasek i elementy do mocowania na wolnym powietrzu, a nie w suszarce bębnowej. Nie prasuj paska ani elementów do mocowania.

Przechowywanie

Do urządzenia dołączony jest futerał z miejscami do przechowywania wszystkich części.



- 1** W futerale można przechowywać urządzenie oraz jego części w czasie, gdy nie są one używane.
- 2** Jeśli chcesz mieć urządzenie przy sobie w czasie pracy lub podróży, zalecamy umieszczenie go w futerale, aby je dodatkowo zabezpieczyć.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia Philips BlueControl. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie mogę włączyć urządzenia Philips BlueControl, nawet jeśli jest ono w pełni naładowane.	Czujnik jest brudny.	Wytrzyj czujnik przy użyciu alkoholu i patyczka kosmetycznego (patrz rozdział „Czyszczenie”).
Urządzenie Philips BlueControl wyłącza się niespodziewanie podczas zabiegu.	Upłynął ustawiony czas. Czujnik został zablokowany.	Urządzenie Philips BlueControl zostało zaprogramowane tak, aby wyłączało się automatycznie po upływie czasu zabiegu. Sprawdź położenie urządzenia Philips BlueControl na pasku do mocowania. Upewnij się, że materiał paska do mocowania lub odzież nie przykryły czujnika. Jeśli czujnik nie jest przykryty, a urządzenie Philips BlueControl nadal się wyłącza, oznacza to, że temperatura skóry jest zbyt wysoka. Urządzenie Philips BlueControl włączy się automatycznie po ostygnięciu skóry.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Akumulator jest rozładowany.	Wskaźnik LED zaczął migać na czerwono. Naładuj urządzenie Philips BlueControl (patrz rozdział „Ładowanie”).
Urządzenie Philips BlueControl wyłącza się niespodziewanie z długim sygnałem dźwiękowym podczas zabiegu, a wskaźnik LED świeci na pomarańczowo światłem stałym.	Temperatura urządzenia Philips BlueControl jest zbyt wysoka, a urządzenie zostało wyłączone ze względów bezpieczeństwa.	Poczekaj 10 minut, aż urządzenie Philips BlueControl ostygnie. Przyłóż urządzenie Philips BlueControl z powrotem do skóry i naciśnij wyłącznik, aby wznowić zabieg.
Urządzenie Philips BlueControl nagle przerywa zabieg, a wskaźnik powoli miga na niebiesko.	Urządzenie wykryło zbyt wysoką temperaturę — jego działanie zostało przerwane, aby skóra się ochłodziła.	Nie jest wymagana żadna czynność. Zabieg jest automatycznie wznowiany po wykryciu temperatury skóry przypadającej w bezpiecznym zakresie.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Podczas wyłączenia urządzenia Philips BlueControl zostanie wyemitowany długi sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zacznie migać na pomarańczowo.	Działanie urządzenia Philips BlueControl było przerywane zbyt wiele razy podczas zabiegu, na przykład dlatego, że czujnik wykrył zbyt wysoką temperaturę skóry lub maksymalny czas zabiegu (40 minut) został przekroczony.	Jeśli powtórzy się to kilka razy, skontaktuj się z firmą Philips.
Po naciśnięciu wyłącznika wskaźnik LED świeci się na pomarańczowo światłem stałym.	Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka i urządzenie Philips BlueControl zostało wyłączone ze względów bezpieczeństwa.	Poczekaj 10 minut, aż urządzenie Philips BlueControl ostygnie. Przyłóż urządzenie Philips BlueControl z powrotem do skóry i naciśnij wyłącznik, aby wznowić zabieg.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
<p>Po naciśnięciu wyłącznika wskaźnik LED świeci się na czerwono światłem stałym przez 5 sekund, a urządzenie Philips BlueControl emituje 3 sygnały dźwiękowe.</p>	<p>Akumulator jest rozładowany.</p>	<p>Naładuj urządzenie Philips BlueControl (patrz rozdział „Ładowanie”).</p>
<p>Zasilacz nagrzewa się podczas ładowania.</p>	<p>Jest to zjawisko normalne.</p>	<p>Nie jest wymagana żadna czynność.</p>
<p>Wskaźnik LED nie miga na zielono, gdy wtyczka micro-USB jest włożona do gniazda micro-USB w urządzeniu Philips BlueControl.</p>	<p>Zasilacz nie został włożony do gniazda elektrycznego lub nie został włożony prawidłowo.</p>	<p>Włóż prawidłowo wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.</p>
	<p>Standardowa wtyczka USB nie została włożona do zasilacza lub nie została włożona prawidłowo.</p>	<p>Włóż prawidłowo standardową wtyczkę USB do zasilacza.</p>

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Brak napięcia w gniazdku elektrycznym.	Podłącz inne urządzenie do tego samego gniazdka elektrycznego, aby sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie. Jeśli gniazdko elektryczne jest pod napięciem, ale urządzenie Philips BlueControl nie jest ładowane, skontaktuj się z firmą Philips.
Urządzenie Philips BlueControl nagrzewa się podczas działania.	Jest to zjawisko normalne.	Nie jest wymagana żadna czynność.

Gwarancja i pomoc techniczna

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips pod numerem 00800 7445 4778.

Ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje standardowego zużycia. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z urządzenia Philips BlueControl w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Oficjalny adres producenta

Philips Electronics Nederland B.V.
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
Holandia

Recykling



- Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE).



- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2006/66/WE). Zalecamy odniesienie produktu do oficjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez wykwalifikowany personel.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.

Wyjmowanie akumulatora

Ta procedura jest nieodwracalna. Po jej wykonaniu nie będzie już można korzystać z urządzenia.

Uwaga: Zalecamy przekazanie produktu do punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez specjalistę.

Uwaga: W trakcie wykonywania poniższych czynności należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy chronić oczy, dłonie, palce oraz powierzchnię, na której ustawione jest urządzenie.

- 1** Upewnij się, że akumulator jest rozładowany.
- 2** Otwórz urządzenie, wyjmując przezroczystą dolną część z metalowej górnej części.
- 3** Wyjmij akumulator przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Dane techniczne

Urządzenie Philips BlueControl ma certyfikat urządzenia medycznego wykorzystującego źródła światła inne niż laser. Podczas działania urządzenie generuje niebieskie światło z następującą specyfikacją:

Urządzenie	PSD1211
Napięcie	100–240 V
Częstotliwość	50–60 Hz
Wejście	7 W
Klasa	Urządzenie medyczne klasy IIa
Klasyfikacja wyjścia optycznego	Grupa ryzyka 1 zgodnie z normą EN 60601-2-57, co oznacza brak ryzyka w przypadku użycia zgodnie z przeznaczeniem.
Gęstość mocy	200 mW/cm ² (szczytowa), 40 mW/cm ² (średnia), maksymalne odchylenie na obszarze poddawanyemu zabiegowi <1,3
Maks. dzienna dawka na znamię	90 J/cm ²
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/pojemność znamionowa 6,1 Wh

Zasilacz z przewodem USB PR3089

Wejście	100–240 V (prąd zmienny)/50–60 Hz
Wyjście	5 V (prąd stały)/7 W

Pasek do mocowania PSS1210

Skład tkaniny	66% poliamid; 20% poliester; 10% elastan; 4% poliuretan
---------------	--

Warunki pracy

Temperatura	od +10°C do +35°C
Wilgotność względna	od 30% do 90%

Warunki przechowywania

Temperatura	Od -20°C do +35°C
Wilgotność względna	od 30% do 90% (brak efektu skraplania)

Wyjaśnienie symboli

Symbole na urządzeniu

Na urządzeniu i pasku do mocowania oraz w instrukcji obsługi znajduje się kilka etykiet ostrzegawczych dotyczących bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować co najmniej jeden z poniższych niepożądanych skutków: porażenie prądem elektrycznym, poparzenie skóry, uszkodzenie siatkówki i/lub pożar.



- Ten żółto-czarny symbol na etykiecie urządzenia stanowi ostrzeżenie, aby przed skorzystaniem z urządzenia zapoznać się z dołączonymi dokumentami i zastosować się do wszystkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.



- Ten biało-niebieski symbol na etykiecie urządzenia oznacza, że należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



- Ten żółto-czarny symbol na etykiecie urządzenia oznacza, że nie należy patrzeć na źródło światła. Produkt z grupy ryzyka 1 (IEC60601-2-57: 2011).



- Ten symbol oznacza, że urządzenie Philips BlueControl jest określone jako zastosowana część typu BF: B (ang. body) wskazuje użycie na ciele, natomiast F (ang. floating) wskazuje, że jest to część niepołączona (ruchoma) z napięciem w sieci elektrycznej.

- Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z dyrektywami WE. „CE” oznacza „Conformité Européenne”.





- Ten symbol wskazuje prawnego producenta i udostępnia jego adres.



- Ten symbol oznacza, że urządzenie wyprodukowano w Holandii.



- Ten symbol wskazuje źródło zasilania. Etykieta PR3089 pod tym symbolem oznacza, że urządzenie może być ładowane tylko przy użyciu dostarczonego wraz z nim zasilacza. Użycie innych zasilaczy może być niebezpieczne i może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Dane elektryczne zasilacza: wejście — 100–240 V (prąd zmienny)/50–60 Hz; wyjście — 5 V (prąd stały)/7 W. Podczas ładowania zasilacz i urządzenie powinny być ustawione tak, aby można je było łatwo rozłączyć.



- Ten symbol oznacza, że nie należy dopuszczać do zamoczenia urządzenia.

A black rectangle with a white background containing the letters 'SN' in a bold, black, sans-serif font.

SN

- Ten symbol wskazuje numer seryjny urządzenia.



- Ten symbol oznacza złącze USB.

LI-ION

- Ten symbol oznacza, że w urządzeniu używane są akumulatory litowo-jonowe.



Symbole na zasilaczu

- Ten symbol wskazuje, że zasilacz ma podwójną izolację wg klasy II.



- Ten symbol wskazuje, że zasilacz może być używany tylko w pomieszczeniach.



Symbole na pasku do mocowania

- Ten symbol oznacza, że pasek należy prać w temperaturze maks. 60°C.



- Ten symbol oznacza, że nie należy używać wybielaczy.



- Ten symbol oznacza, że nie należy używać suszarek bębnowych.



- Ten symbol oznacza, że nie należy prasować.



- Ten symbol oznacza, że nie należy czyścić chemicznie.



- Ten symbol oznacza, że produkt wyprodukowano w Chinach.



- Ten symbol oznacza, że należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



- Ten symbol oznacza kod serii.

Úvod

Pred použitím zariadenia Philips BlueControl si pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov ošetrovania odporúčame používať zariadenie v súlade s harmonogram ošetrovania a pokynov uvedených v tomto návode na používanie.

Zoznam kódov produktov

- Súprava PSK0202/10
- Zariadenie PSD1211/10
- Popruh na upevnenie PSS1210/10
- Adaptér s káblom USB PR3089

Určené použitie

Zariadenie BlueControl Philips je určené na ošetrovanie tela pomocou fototerapeutického svetla. Zariadenie BlueControl Philips sa vo všeobecnosti používa na ošetrovanie kožných problémov. Zariadenie Philips BlueControl je prenosné zdravotnícke zariadenie, ktoré pomocou modrého svetla LED ošetruje slabé až stredné ochorenie psoriasis vulgaris výlučne u dospelých (t. j. ľudí nad 18 rokov) v domácom prostredí.

Dôležité

Kontraindikácie

Nepoužívajte zariadenie Philips BlueControl:

- Ak je vaša pokožka popálená alebo spálená slnkom.

- Ak máte horúčku.
- Ak máte alergiu na slnko.
- Ak máte alergiu na povrchový materiál zariadenia Philips BlueControl (polykarbonáty alebo zmes polyesteru a elastanu).
- Ak trpíte typom idiopatickej dermatitídy, napríklad poruchu metabolizmu porfyrínu, PLE, chronická aktinická dermatitída, aktinické prurigo alebo snečná žihľavka, ktorá spôsobuje fotosenzitivitu.
- Ak máte akékoľvek známe ochorenia súvisiace so zníženou imunitou.
- Ak máte aktívnu rakovinu kože, ak ste v minulosti mali rakovinu kože alebo inú rakovinu, poranenia, ktoré by mohli byť karcinogénne, alebo veľké materské znamienka v oblastiach, ktoré chcete ošetrovať.
- Ak užívate látky alebo liečivá na liečbu citlivosti na svetlo, pozrite si príbalený popis k lieku a nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je uvedené, že tieto látky môžu spôsobiť alergické reakcie na svetlo, alebo ak je pri užívaní lieku

potrebné vyhýbať sa pobytu na priamom slnku.

- Ak užívate steroidy, pokožka je viac náchylná na podráždenie.
- Ak máte v ošetrovaných miestach infekcie, nezahojené tetovania, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes alebo rany.
- Neošetrujte časti kože s tetovaniami, keďže o možných reakciách zatiaľ nie sú dostupné žiadne údaje.
- Ak máte nekontrolovanú hypertenziu, v minulosti ste mali mozgovú príhodu, infarkt myokardu, angínu pectoris, srdcovo-cievnu chorobu (ASVD).
- Ak ste tehotná alebo dojčíte.
- Ak trpíte schizofréniou, hraničným syndrómom alebo vážnou depresiou.
- Ak trpíte zmyslovou depriváciou alebo vám bol diagnostikovaný pásový opar či post-herpetická neuralgia, hlavne v ošetrovanej oblasti.

- Ak máte akúkoľvek anatomickú patológiu alebo iné fyzické obmedzenie, ktoré by zabránilo správne umiestneniu zariadenia Philips BlueControl.
- Ak máte v tele aktívne implantované zariadenie, ako napríklad kardiostimulátor, defibrilátor, neurostimulátor, kochleárny implantát, alebo aktívne zariadenie na správu podávania liekov.
- Ak máte celkovo zlý zdravotný stav.

Dôležité bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo

- Adaptér udržiavajte v suchu.

Varovanie

- Zariadenie Philips BlueControl nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Zariadenie BlueControl Philips nikdy nepoužívajte počas nabíjania.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného zdroja počas používania.
- Počas životnosti zariadenia Philips BlueControl ho neotvárajte ani neupravujte.

- Nepoužívajte zariadenie Philips BlueControl vo vlhkom ani horúcom prostredí, napríklad v saune či kúpeľni.
- Zariadenie Philips BlueControl nie je určené pre osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti.
- Toto zariadenie je zdravotnou pomôckou. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Zariadenie Philips BlueControl nabíjajte len prostredníctvom kábla USB a dodaného adaptéra (PR3089).
- Zariadenie Philips BlueControl je špeciálne určené na liečenie ochorenia psoriasis vulgaris. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či zariadenie Philips BlueControl, kábel USB a adaptér nie sú poškodené.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je bližšie ako 1 meter od zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu, ako sú smerovače bezdrôtovej domácej siete a mobilné telefóny.

Tieto zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu môžu spôsobiť elektromagnetické rušenie, ktoré zabraňuje správnej činnosti zariadenia.

- Ak je kábel USB, adaptér alebo zariadenie Philips BlueControl poškodené, prestaňte ho používať a obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov na tomto telefónnom čísle 00800 7445 4778.

Výstraha

- Pred čistením popruhu na upevnenie zariadenia Philips BlueControl zariadenie z popruhu vyberte.
- Používajte, nabíjajte a skladujte zariadenie Philips BlueControl pri teplote medzi 10 °C a 35 °C a relatívnej vlhkosti 30 % až 90 %.
- Skôr, ako začnete používať zariadenie Philips BlueControl, si prečítajte časť „Kontraindikácie“, aby ste zistili, či sa niektoré z nich vzťahujú na vás.
- Aby nedošlo k poškodeniu bubna práčky, inej bielizne v bubne alebo tkaniny na upevňovacom popruhu,

pri praní popruhu zatvorte úchytky remienkov so suchým zipsom a popruh a remienky perte vo vrečku na jemnú bielizeň.

- Vždy používajte zariadenie Philips BlueControl spolu s popruhom na upevnenie a remienkami, ktoré boli dodané so zariadením, pretože sú pre zariadenie špeciálne navrhnuté.
- Zariadenie Philips BlueControl je určené na každodenné používanie. Presný čas používania je uvedený v kapitole „Používanie zariadenia Philips BlueControl“, časť „Plán ošetroví“.

Súlad s normami

Zariadenie Philips BlueControl vyhovuje požiadavkám normy pre základnú bezpečnosť zdravotníckych prístrojov (IEC60601-1) a príslušným všeobecným a konkrétnym normám pre zdravotnícke vybavenie používajúce nelaserové svetlo na domáce ošetrovanie: EN 60601-1 [1], EN 60601-1-11 [3], EN 60601-2-57 [2] a EN 60601-1-2 [4]. Vzhľadom na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a elektromagnetické polia (EMF) by sa zariadenie nemalo nachádzať v blízkosti rádiových frekvencií (RF) zariadení, aby nedochádzalo k rušeniu.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Philips BlueControl
- 2 Vypínač a indikátor LED
- 3 Zásuvka micro USB
- 4 Snímač
- 5 Popruh na upevnenie
- 6 Krátky remienok na predlaktie a členok
- 7 Stredne dlhý remienok na rameno a koleno
- 8 Dlhý remienok na nohu
- 9 Základňa adaptéra
- 10 Európska zástrčka
- 11 Britská zástrčka
- 12 Kábel USB
- 13 Prenosné puzdro

Nabíjanie

Pred prvým použitím zariadenie Philips BlueControl úplne nabite. Pri úplnom nabití má dostatok energie na minimálne štyri ošetrenia. Zariadenie Philips BlueControl odporúčame nabíjať každý deň. Nabíjať ho môžete pomocou dodaného adaptéra a kábla USB. Adaptér a USB kábel majú očakávanú životnosť najmenej 3 roky pri bežnom používaní. Zariadenie má životnosť minimálne 3 roky, ak sa používa tak, ako je určené. Keď je zariadenie BlueControl pripojené k nabíjačke a v režime nabíjania, nabíjačka PR3089 sa bude považovať za súčasť zdravotníckeho systému.

Upozornenie: Ošetrovanie nie je možné, keď sa zariadenie Philips BlueControl nabíja.

Nabíjanie pomocou adaptéra

Zariadenie Philips BlueControl sa úplne nabije za približne 3 hodiny.

- 1** Zapojte európsku alebo britskú zástrčku do adaptéra a uzamknite ju na mieste.






- 2** Do zásuvky na adaptéri vložte štandardný konektor USB.

- 3** Adaptér pripojte do sieťovej zásuvky (100 V – 240 V).

- 4** Do zásuvky na zariadení Philips BlueControl pripojte mikro konektor USB.
 - Keď je zariadenie Philips BlueControl pripojené do siete, raz pípne a indikátor LED začne pomaly blikať nazeleno čím indikuje, že nabíjanie sa začalo.

- 5** Keď je zariadenie Philips BlueControl úplne nabité, indikátor LED sa rozsvieti nepretržite nazeleno.

- 6** Adaptér odpojte zo siete a zo zariadenia Philips BlueControl odpojte mikro konektor USB.



Používanie zariadenia Philips BlueControl

Plán ošetrení




Vždy dodržujte odporúčaný plán. Jednu oblasť neošetríte viac než raz denne.

Zariadenie Philips BlueControl je navrhnuté na každodenné použitie na ochorenie psoriasis vulgaris. Odporúčame jednu neprekývajúcu sa oblasť postihnutú psoriázou liečiť iba raz denne. Jedno ošetrenie trvá približne 30 minút, ale je možné predĺžiť ho na 40 minút v závislosti od citlivosti vašej pokožky. Ošetrenie je možné aj pozastaviť. Napríklad, ak infračervený snímač zaznamená príliš vysokú teplotu pokožky, ošetrenie sa z bezpečnostných dôvodov na krátko pozastaví. Ošetrenie sa automaticky obnoví, keď sa pokožka ochladí. Pomocou tohto postupu sa zaručí, aby liečba neprekročila dennú dávku svetla 90 J/cm^2 na oblasť. Ošetrenie modrým svetlom môžete kombinovať s použitím krémov s vitamínom D. Krém naneste po ošetrení. V otázke kombinovania iných ošetrení s ošetrením modrým svetlom sa poraďte so svojím lekárom. Neodporúčame používať lokálne lieky, krémy či iné prípravkov tesne pred a počas ošetrenia zariadením Philips BlueControl. V prípade nepríjemných účinkov, ako sú príliš veľké, neustupujúce začervenanie pokožky, zhoršenie stavu postihnutej oblasti alebo bolesti, ošetrenie svetlom ihneď ukončíte a v prípade potreby o svojom stave informujete svojho lekára. Ošetrovaná oblasť sa môže jemne opáliť. V priebehu niekoľkých dní po dokončení ošetrenia by to malo ustúpiť. Dočasné začervenanie ošetrovanej oblasti po ošetrení je normálne a tiež by malo ustúpiť.

Príprava zariadenia Philips BlueControl na použitie

Pri umiestňovaní zariadenia Philips BlueControl do popruhu na upevnenie a pri jeho umiestnení na telo postupujte podľa nasledujúcich krokov. Popruh na upevnenie má predpokladanú životnosť minimálne 1 rok, ak sa používa, ako je určené.


K dispozícii sú tri remienky: krátky na predlaktie alebo členok, stredne dlhý na rameno alebo koleno a dlhý na nohu.




- 1** Zariadenie Philips BlueControl umiestnite do popruhu na upevnenie.

Upozornenie: Uistite sa, že oblasť s ošetrovacími diódami LED nie je zakrytá popruhom ani inou textíliou. Vypínač musí byť viditeľný cez otvor na vrchnej časti popruhu na upevnenie.

- 2** Vyberte vhodný remienok pre ošetrovanú oblasť na ramene alebo nohe.




- 3** Remienok upevnite na popruh tak, že jeden koniec remienka potiahnete cez krúžok na popruhu na upevnenie (1) a upevníte ho suchým zipsom (2).




Upozornenie: Po upevnení suchým zipsom by na vrchnej časti remienka mali byť dve malé sivé plošky suchého zipsu.

- 4** Odstráňte oblečenie z ošetrovanej oblasti.




- 5** Upeňovací popruh umiestnite nad oblasť postihnutú psoriázou na ruke alebo nohe (1). Remienok omotajte okolo ruky alebo nohy (2).



- 6** Remienok potiahnite cez druhý krúžok (1). Potom remienok znova omotajte okolo ruky alebo nohy a upevnite ho suchými zipsom (2).

Upozornenie: Dve malé sivé plôšky suchého zipsu na každej strane remienka umožňujú jeho najlepšie upevnenie.

Proces ošetrovania




- 1** Stlačením vypínača zapnete zariadenie Philips BlueControl.

Výstraha: Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného zdroja počas používania.

Nedotýkajte sa úmyselne snímača v strede zariadenia Philips BlueControl, keď je zariadenie zapnuté.

Keď je zariadenie Philips BlueControl zapnuté, nezakrývajte ho inými textilnými materiálmi ako je upeňovací popruh.



- 2** Philips BlueControl bliká namodro, čím signalizuje, že zariadenie je pripravené na ošetrovanie. Keď snímač rozpozná pokožku, ktorú je potrebné ošetriť, ošetrovanie sa spustí.
- ▮ Indikátor LED sa rozsvieti namodro a zaznejú dva tóny indikujúce, že prebieha ošetrovanie.

- 3** Zariadenie Philips BlueControl sa po skončení času trvania ošetrenia (približne 30 minút) automaticky vypne.

Prerušenie ošetrenia


- 1** Ak chcete ošetrenie nakrátko prerušiť, stačí zariadenie Philips BlueControl zložiť alebo ho vypnúť stlačením vypínača.

Upozornenie: Ak si zložíte zariadenie Philips BlueControl alebo stlačíte vypínač na zastavenie ošetrenia tesne pred uplynutím času trvania a ošetrenie znovu nespustíte v priebehu 2 hodín, časovač sa automaticky vynuluje. Ak v ošetrení budete pokračovať do 2 hodín, odpočítavanie času trvania ošetrenia bude pokračovať tam, kde ste skončili. Po obnovení ošetrenia zaznejú 2 tóny.


Po ošetrení

Ošetrenie sa ukončí automaticky po uplynutí nastaveného času trvania, ak nezložíte Philips BlueControl alebo nestlačíte vypínač, aby ste ošetrovanie zastavili skôr.

Upozornenie: Dva po sebe znejúce rôzne tóny signalizujú, že Philips BlueControl sa vypína a ošetrenie sa skončilo.



- 1** Odopnite suchý zips na jednej strane remienka (1) a vytiahnite remienok z krúžku upevňovacieho popruhu (2).




- 2** Odmotajte remienok (1) a zložte popruh z ošetrovanej oblasti (2).

- 3** Zariadenie Philips BlueControl nabite. Môžete ho vybrať z upevňovacieho popruhu alebo ho nabíjať aj v ňom.

Svetelné a zvukové signály počas používania


Signál prehriatia

Prehriatie zariadenia.



- 1** Ak sa nameria príliš vysoká teplota zariadenia Philips BlueControl, zariadenie sa z bezpečnostných dôvodov vypne.
- ▶ Indikátor LED sa rozsvieti na oranžovo a po dlhom 3-sekundovom tóne sa zariadenie Philips BlueControl vypne.
- 2** Ak sa zariadenie Philips BlueControl pokúsite znovu zapnúť skôr, ako vychladne, indikátor LED bude 5 sekúnd blikať na oranžovo. Ochladenie môže trvať niekoľko minút.

Prehriatie pokožky.



- 1** Ak zariadenie nameria príliš vysokú teplotu pokožky, z bezpečnostných dôvodov sa dočasne vypne.
- ▶ Indikátor LED bude pomaly blikať namodro, až kým teplota pokožky neklesne. Potom sa zariadenie Philips BlueControl automaticky zapne.

Signály úrovne nabitia batérie

Keď stlačíte vypínač a indikátor LED sa rozsvieti nepretržite načerveno, pričom zaznejú 3 pípnutia, batéria Philips BlueControl je vybitá.



- 1** Pred začatím ošetrovania musíte batériu nabiť. Na dokončenie celého ošetrovania batériu nabíjajte aspoň 45 minút.

Čistenie

Zariadenie Philips BlueControl neponárajte do vody ani ju nečistite pod tečúcou vodou.


Skôr ako upevňovací popruh dáte do práčky, zariadenie Philips BlueControl vždy vyberte z upevňovacieho popruhu.

Výstraha: Zariadenie Philips BlueControl očistite po každom ošetrovaní, aby ste zabezpečili správne fungovanie.



- 1** Zariadenie Philips BlueControl vyberte z upevňovacieho popruhu.
- 2** Zariadenie Philips BlueControl očistite navlhčenou tkaninou.
- 3** Raz za týždeň očistite snímač pomocou vatovej tyčinky a alkoholu pri teplote okolia.
- 4** Upevňovací popruh a remienky môžete prať v práčke.

Výstraha: Aby nedošlo k poškodeniu bubna práčky, inej bielizne v bubne alebo tkaniny na upevňovacom popruhu, pri praní popruhu zatvorte úchytky remienkov so suchým zipsom a popruh a remienky perte vo vrecku na jemnú bielizeň.



Upozornenie: Použite jemný cyklus prania pri max. 60 °C. Upevňovací popruh a remienky vysušte na vzduchu, nie v sušičke. Popruh a remienky nežeľhite.

Odkladanie



Zariadenie sa dodáva s puzdrom na prenášanie s úložným priestorom na všetky diely.

- 1** Ak zariadenie a diely nepoužívate, uložte ich do puzdra.
- 2** Ak chcete zariadenie zobrať so sebou do práce alebo na cesty, odporúčame, aby ste ho uložili do puzdra na prenášanie, ktoré zabezpečí jeho zvýšenú ochranu.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia Philips BlueControl. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie Philips BlueControl sa nedá zapnúť aj napriek tomu, že je úplne nabité.	Snímač je znečistený.	Vyčistite snímač pomocou vatovej tyčinky a alkoholu (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
Zariadenie Philips BlueControl sa počas ošetrovania náhle vypne.	Nastavený čas uplynul.	Zariadenie Philips BlueControl je naprogramované na automatické vypínanie po uplynutí nastaveného času ošetrovania.

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Snímač je zablokovaný.	Skontrolujte polohu popruhu na upevnenie zariadenia Philips BlueControl. Uistite sa, či je materiál popruhu alebo časť oblečenia nezakrýva snímač. Ak snímač nie je zakrytý, ale zariadenie Philips BlueControl sa stále vypína, teplota pokožky je príliš vysoká. Philips BlueControl sa automaticky zapne, keď sa pokožka ochladí.
	Nabíjateľná batéria je vybitá.	Indikátor LED blinká načerveno. Zariadenie Philips BlueControl nabíjate (pozrite si kapitolu „Nabíjanie“).
Zariadenie Philips BlueControl sa počas ošetrenia náhle vypne, zaznie dlhé pípnutie a indikátor LED sa rozsvieti na oranžovo.	Teplota zariadenia Philips BlueControl je príliš vysoká a zariadenie sa vyplo z bezpečnostných dôvodov.	Nechajte zariadenie Philips BlueControl na 10 minút vychladnúť. Umiestnite zariadenie Philips BlueControl späť na pokožku a v ošetrení pokračujte stlačením vypínača.
Philips BlueControl náhle preruší ošetrenie a pomaly blinká namodro.	Zariadenie nameralo príliš vysokú teplotu pokožky a pozastavilo ošetrenie, aby sa ochladila.	Nie je potrebné vykonať žiadne kroky. Ošetrenie sa automaticky obnoví, keď prístroj nameria teplotu pokožky v bezpečnom rozmedzí.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Philips BlueControl sa vypne, zaznie dlhé pípnutie a indikátor LED bliká na oranžovo.	Ošetrovanie sa priveľa krát prerušilo, napríklad keď snímač rozpoznal vysokú teplotu pokožky alebo bol prekročený maximálny čas liečby 40 minút.	Ak sa to opakuje, obráťte sa na spoločnosť Philips.
Pri stlačení vypínača sa indikátor LED rozsvieti na oranžovo.	Zariadenie Philips BlueControl má príliš vysokú teplotu a vyplo sa z bezpečnostných dôvodov.	Nechajte zariadenie Philips BlueControl na 10 minút vychladnúť. Umiestnite zariadenie Philips BlueControl späť na pokožku a v ošetrovaní pokračujte stlačením vypínača.
Pri stlačení vypínača sa indikátor LED na 5 sekúnd rozsvieti načerveno a zariadenie Philips BlueControl 3-krát pípe.	Nabíjateľná batéria je vybitá.	Nabite zariadenie Philips BlueControl (pozrite si kapitolu „Nabíjanie“).
Počas nabíjania sa adaptér zohrieva.	Je to bežný jav.	Nie je potrebný žiaden krok.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Kontrolka LED neblíká nazeleno, keď je mikro konektor USB správne zapojený do zásuvky USB na zariadení Philips BlueControl.	Adaptér nie je pripojený alebo nie je správne pripojený do sieťovej zásuvky.	Adaptér správne pripojte do sieťovej zásuvky.
	Štandardný konektor USB nie je pripojený alebo je nesprávne pripojený do adaptéra.	Štandardný konektor USB správne pripojte do adaptéra.
	Elektrická zásuvka nie je pod prúdom.	Pripojte iné zariadenie do tej istej zásuvky, aby ste skontrolovali, či je sieťová zásuvka aktívna. Ak je zásuvka pod prúdom, ale zariadenie Philips BlueControl sa nenabíja, obráťte sa na spoločnosť Philips.
Zariadenie Philips BlueControl sa pri používaní zahrieva.	Je to bežný jav.	Nie je potrebný žiaden zásah.

Záruka a podpora

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov na telefónne číslo 00800 7445 4778.

Obmedzenia záruky

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie. Záruka stráca platnosť v prípade, ak sa zariadenie Philips BlueControl používa v rozpore s pokynmi v tomto návode na používanie.

Adresa výrobcu

Philips Electronics Nederland B.V.
Philips Light & Health
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
The Netherlands

Recyklácia



- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).



- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje vstavané dobíjateľné batérie, ktoré nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (smernica 2006/66/ES). Výslovne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali v mieste oficiálneho zberu alebo v servisnom stredisku autorizovanom spoločnosťou Philips, kde dobíjateľnú batériu zlikviduje odborník.

- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabitelnych batérií vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyberanie nabijateľnej batérie

Tento proces je nezvratný. Po tomto úkone už zariadenie nie je možné použiť.

Upozornenie: Dôrazne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude batéria odborne odstránená.

Výstraha: Keď budete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov, dbajte na základné bezpečnostné opatrenia. Chráňte si oči, ruky, prsty a tiež povrch, na ktorom úkon vykonávate.

- 1 Skontrolujte, či je nabíjateľná batéria vybitá.
- 2 Otvorte zariadenie tak, že vytiahnete priehľadnú spodnú časť z kovovej vrchnej časti.
- 3 Vyberte batériu pomocou príslušných nástrojov.

Technické údaje

Zariadenie Philips BlueControl je certifikované ako zdravotnícky prístroj, ktorý používa zdroj nelaserového svetla. Počas prevádzky vytvára modré svetlo s nasledujúcou špecifikáciou:

Zariadenie	PSD1211
Napätie	100 - 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Vstup	7 W
Trieda	Zdravotnícke zariadenie triedy IIa
Klasifikácia optického výstupu	Riziková skupina 1 podľa normy EN 60601-2-57, takže pri bežnom určenom používaní nevzniká riziko.
Hustota energie	200 MW/cm ² (špičková hodnota), 40 mW/cm ² (priemerne), maximálna rozdiely v rámci oblasti liečby sú <1,3
Max. denná dávka na oblasť	90 J/cm ²
Typ batérie	3,7V/menovitý výkon 6,1 Wh, lítium-iónová batéria

Adaptér s káblom USB	PR3089
Vstup	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Výstup	5 V DC, 7 W

Popruh na upevnenie	PSS1210
Zloženie tkanín	66 % polyamid, 20 % polyester; 10 % elastan, 4 % polyuretán

Prevádzkové podmienky

Teplota od +10°C do +35°C

Relatívna vlhkosť od 30% do 90%

Podmienky pre uskladnenie

Teplota -20 °C až +35 °C

Relatívna vlhkosť od 30% do 90% (bez kondenzácie)

Vysvetlenie symbolov**Symbole na zariadení**

Na zariadení, upevňovacom popruhu a v návode na používanie je viacero bezpečnostných výstražných štítkov. Nedodržanie týchto výstrah môže mať jeden alebo viac z nasledujúcich následkov: zásah elektrickým prúdom, popálenie pokožky, poškodenie sietnice alebo požiar:

- Tento žlto-čierny symbol na štítku zariadenia je upozornenie, aby ste si pred použitím dôkladne prečítali priložené dokumenty a prijali všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.
- Tento bielo-modrý symbol na štítku zariadenia znamená: prečítajte si návod na používanie skôr, ako začnete používať toto zariadenie.
- Tento žlto-čierny symbol na štítku zariadenia znamená: nepozerať sa do svetelného zdroja. Zariadenie rizikovej skupiny 1 (IEC60601-2-57:2011).





- Tento symbol znamená: Zariadenie Philips BlueControl je určené na používanie ako BF. B znamená, že sa používa na telo (Body) a F znamená, že sa používa bez pripojenia do siete (Floating).



- Tento symbol znamená: v súlade smernicami ES. CE znamená „Conformité Européenne“.



- Tento symbol znamená „Vyrobené v“ a uvádza adresu zákonného výrobcu.



- Tento symbol znamená: vyrobené v Holandsku.



- Tento symbol znamená vstup pre sieťové napájanie. PR3089 pod symbolom znamená, že zariadenie môže byť nabíjané iba adaptérom dodaným v balení. Použitie iných adaptérov nemusí byť bezpečné a mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Adaptér má nasledujúce elektrické špecifikácie: vstup 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz, výstup 5 V DC/7 W. Pri nabíjaní zariadenia sa uistite, že sú adaptér a zariadenie umiestnené tak, aby sa vždy dali jednoducho odpojiť.



- Tento symbol znamená: udržujte v suchu.



SN

- Tento symbol uvádza sériové číslo zariadenia.



- Tento symbol označuje konektor USB.



LI-ION

- Tento symbol znamená, že prístroj používa lítium-iónové nabíjateľné batérie.



Symbole na adaptéri

- Tento symbol indikuje, že adaptér je vybavený dvojistou izoláciou (Trieda II).



- Tento symbol znamená, že adaptér sa môže použiť len v interiéri.



Symbole na upevňovacom popruhu

- Tento symbol znamená: pranie pri maximálnej teplote 60 °C.



- Tento symbol znamená: nebieliť.



- Tento symbol znamená: nesusiť v sušičke.



- Tento symbol znamená: nežehliť.



- Tento symbol znamená: nečistiť v čistiarni.



- Tento symbol znamená: vyrobené v Číne.



- Tento symbol znamená: prečítajte si návod na používanie.



- Tento symbol označuje kód série.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

3227.000.23xx.x