

Procédure de nettoyage et de désinfection

IRM



Note : Avant de nettoyer et de désinfecter le matériel, veuillez lire attentivement la section “Nettoyage et désinfection” du “Manuel d’utilisation” de l’équipement Philips afin de garantir la sécurité et l’opérabilité.

Procédure de nettoyage

IRM

1. Utilisez un chiffon doux trempé dans du **savon ou un détergent neutre** (il est recommandé d’utiliser du savon liquide au lieu du désinfectant), essuyez la surface de l’équipement jusqu’à ce que les contaminants visibles à la surface soient éliminés.
2. Utilisez un **chiffon doux trempé dans de l’eau propre** pour enlever les particules et les résidus restants.
3. Utilisez un **chiffon doux sec** pour sécher la surface de l’équipement.
4. Pour certaines sangles, il est recommandé de nettoyer à l’aide d’un **savon ou d’un détergent neutre** (peut être lavé à la machine à 40°C ou moins) et d’utiliser après le séchage.
5. Lors du nettoyage du connecteur de l’antenne numérique, veuillez utiliser de l’alcool, le tissu doux et les tampons de nettoyage fournis avec le système.
6. Les déchets de nettoyage doivent être jetés conformément à la réglementation des déchets polluants.
7. Si des sangles, des cales ou des coussinets d’écouteur sont endommagés, veuillez les remplacer immédiatement et ne pas continuer à les utiliser.
8. Si des fissures ou des impacts sont constatés sur les antennes ou les câbles, ne continuez pas à les utiliser.

Procédure de désinfection

IRM

Désinfectants recommandés : Alcool isopropylique à 70%; Alcool éthylique à 70%; Chlorhexidine 0.5% dans 70% d’alcool éthylique

1. Nettoyez la surface de l’équipement selon la “Procédure de nettoyage IRM”.
2. Utilisez un **chiffon doux pour tremper le désinfectant recommandé** et essuyer la surface de l’équipement.
3. Lorsque vous utilisez **de l’alcool éthylique**, séchez la surface à l’air.
4. Lorsque vous utilisez un **désinfectant contenant du chlore**, après avoir terminé la désinfection, utilisez un **chiffon doux trempé dans de l’eau propre pour nettoyer le désinfectant résiduel à la surface de l’appareil**. Puis sécher à l’air ou essuyer à sec avec un chiffon doux.
5. **N’utilisez jamais de pulvérisations désinfectantes inflammables ou sujettes aux explosions**. Les pulvérisations peuvent causer un incendie, des blessures mortelles ou d’autres blessures graves et/ou des dommages à l’équipement.
6. **Il n’est pas recommandé d’utiliser des désinfectants en spray** dans la salle de l’équipement médical, car les pulvérisations peuvent pénétrer dans l’équipement, causant un court-circuit ou de la corrosion.
7. Les déchets de nettoyage doivent être jetés conformément à la réglementation des déchets polluants.
8. Si des sangles, des cales ou des coussinets d’écouteur sont endommagés, veuillez les remplacer immédiatement et ne pas continuer à les utiliser.
9. Si des fissures ou des impacts sont constatés sur les antennes ou les câbles, ne continuez pas à les utiliser.

Le nettoyage et la désinfection de votre système d’IRM doivent être conformes à toutes les lois et règlements applicables dans la juridiction dans laquelle votre système est situé.

