



PHILIPS

Astmabehandling

Hjælper dig med at **bevare kontrollen over din astma**

Denne vejledning kigger nærmere på Philips' astmabehandlingsløsninger, der gør det lettere for dig at håndtere astma, så du kan fokusere på det, der betyder mest – at nyde livet.

Spørg din læge eller apoteker, om astmaprodukter som disse kunne hjælpe dig til at bevare kontrollen.



Philips OptiChamber Diamond- forstøverkammer



Et forstøverkammer (eller spacer) er rørlignende tilbehør, der forbindes til en inhalator og hjælper med at levere mere medicin til dine lunger, hvor der er mest behov for det. Fjernes Ventilerne i forstøverkammeret åbnes for at frigive medicinen, når du ånder ind.

OptiChamber Diamond er diskret, bærbart og lille nok til, at man kan tage det med.

- OptiChamber Diamond er blevet designet til at forbedre leveringen af medicin. Det antistatiske kammer giver aerosolen en længere varighed, så du har længere tid til at indhalere din medicin^{2,3}
- Ventiler med lav modstand lader dig ånde let gennem kammeret med lave gennemstrømningshastigheder³
- Udåndingsventilen bekræfter visuelt, når du ånder ud, så du bedre kan tilpasse leveringen af medicinen, når du ånder ind²



Philips PersonalBest- peakflow meter



Et peakflow meter er et billigt, bærbart, håndholdt instrument, der bruges til at måle, hvor god din lungefunktion er. Måling af dit peakflow med denne måler er en vigtig del af at håndtere dine astmasymptomer og forhindre et astmaangreb og bør være en del af din personlige handlingsplan for astma.⁴

PersonalBest er let, selvstændig, bærbar og giver dig mulighed for at overvåge dit peakflow når du har brug for det.

- 3-zonede farvekodede målinger, så du lettere kan overvåge din tilstand
- Et udfoldeligt håndtag holder dine hænder væk fra indikatorerne og bidrager til en god teknik til vellykket aflæsning
- Det udfoldelige håndtag bliver til en solid opbevaringskasse, så din måler forbliver beskyttet



Philips InnoSpire- forstøverapparater



Hvis du eller dit barn er blevet ordineret flydende medicin til inhalation, bruges der forstøverapparater til at forvandle væsken til fin damp, der kan nå dybt ned i lungerne, hvor den gør mest gavn.

InnoSpire-sortimentet er hurtigt, effektivt, pålideligt og omfatter bærbare og stationære forstøverapparater, der muliggør behandlinger på bare 4 minutter.⁵

- InnoSpire Elegance, Essence og Deluxe er designet til brug i hjemmet
- InnoSpire Go og Mini byder på behandling med den bærbare forstøver
- SideStream-forstøverapparater bruges sammen med Elegance, Essence, Deluxe, Mini og begge Philips Pediatric-forstøverapparater. De er meget effektive og kan bruges til at forstøve den mest almindeligt ordinerede respiratoriske medicin.




Philips Pediatric- forstøverapparater



To omhyggeligt designede figurer, der tilbyder dit barn pålidelige, hurtige og letanvendelige behandlinger på bare 6 minutter.⁵

- Venlige og imødekommende figurer for bedre at opmuntre børn til at gennemføre deres behandling
- Pålidelig behandling med forstøverapparater, der bygger på 30 års erfaring
- Robust, let og nem at bruge – en perfekt kombination for børn

Philips LiteTouch- masker



Den aftagelige LiteTouch-ansigtsmaske har en blød kurvet pude, der let tilpasses og hviler blidt mod ansigtet for at give en mere komfortabel behandling og bidrage til mindre lækage.

Referencer:

1. Gardenhire D., Arzu A., Dean H., Myers T. A guide to aerosol delivery devices for respiratory therapists 3rd edition, American Association for Respiratory Care, 2013.
2. Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2017, 30(3): 182-189.
3. Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2014, 27(S1): 37-43.182-189.
4. Asthma.org.uk. All_about_asthma/controlling_your_asthma/resources_to_help_you/peak_flow_diary. Accessed Okt. 2017.
5. Ved brug af 2,5 ml salbutamol.

