



Einfache Lösungen bei komplexen Schlafatemstörungen

BiPAP autoSV Advanced System One

Das BiPAP autoSV Advanced System One stellt unsere nächste Stufe für die Behandlung komplexer Atemmuster wie der Cheyne-Stokes-Atmung, der komplexen Schlafapnoe sowie anderer Arten zentraler Schlafapnoen dar.

Das BiPAP autoSV Advanced System One vereint alle bewährten Eigenschaften des früheren BiPAP autoSV Advanced-Algorithmus in der Plattform System One.

Ausgestattet mit der Auto-EPAP-Funktion, einer erweiterten Backupfrequenz sowie der vielfach bewährten Servo-Ventilation sorgt das BiPAP autoSV Advanced System One jetzt für eine geräuschärmere und komfortablere Therapie als je zuvor.

Zusätzlich zu den vollständigen EncorePro 2 Berichten bietet das BiPAP autoSV Advanced System One Ärzten und Pflegekräften nie dagewesene Möglichkeiten.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense **and** simplicity

Produktspezifikationen	
Abmessungen	18 cm x 14 cm x 10 cm (L x B x H)
Gewicht	1,36 kg (ohne Befeuchter)
Druckbereich IPAP	4 mbar bis 25 mbar
Druckbereich EPAP	4 mbar bis 20 mbar
Atemfrequenz	Auto, 4-30 Atemzüge pro Minute, aus
Filter	Schaumstoff und wahlweise ultrafein
Geräteeinstellung	LCD/Einstellrad/Drucktaste
Datenspeicherkapazität (mindestens)	Anzeige: 7- und 30-Tage-Durchschnitt SD-Karte: mind. 1 Jahr Integriert: bis zu 6 Monate
Compliance-Zähler	Atmungserkennung
Höhenausgleich	Automatisch
Stromversorgung	100–240 VAC, 50/60 Hz
Befeuchtung	Integrierbar mit System One-Warmluftbefeuchter
Gewährleistung	Zwei Jahre

Bestellinformationen		
Produktbeschreibung	Region	Artikelnummer
BiPAP autoSV Advanced (nur Gerät)	Deutschland	DE952S
BiPAP autoSV Advanced (Kernpaket; enthält Gerät und Warmluftbefeuchter)	Deutschland	DE952HS
Zubehör		Artikelnummer
System One Performance-Schlauch 15 (15 mm)		1074400
System One Performance-Schlauch 22 (22 mm)		1032907
Geräte-Seitenverkleidung		1063784
Befeuchterkammer		1066737
Netzteil		1058190L
Tragetasche		1063857
Set Schaumstofffilter		1063091
Set ultrafeine Filter (2 St. pro Packung)		1035442
System One-Warmluftbefeuchter		1056210
Link-Modul (zur Verwendung mit Sleep Therapy-Kabel sowie mit PR1-Geräten)		1061644A
Netzkabel (1,5 m)	Region	Artikelnummer
Netzkabel	Europa	1039014
Encore		Artikelnummer
SD-Karten (10 Stück)		1063859
SD-Kartenmailer (10 Stück)		1065146
SD-Karten-Abdeckung (am Gerät befestigt)		1063858
SD-Kartenleser		1073915
EncorePro Software		1054785

Respironics, autoSV, BiPAP, und Encore sind Marken von Respironics, Inc. und verbundener Unternehmen.

Bitte besuchen Sie uns unter www.respironics.de



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Broudy NA 3/8/11 MCI 4104034 PN 1083046

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Philips Respironics International
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Kundendienst
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics
www.respironics.de