

PHILIPS

RESPIRONICS

SimplyGo Mini

Concentrador
de oxígeno portátil

Confianza y seguridad
**en cada
movimiento**

SimplyGo Mini es un concentrador de oxígeno portátil, fiable, eficaz y ligero.

¿Tienes una vida activa? ¿Te gusta ir de tiendas, a visitar museos o asistir espectáculos musicales? ¿Pasas fines de semana fuera con familiares y amigos? Si usas oxígeno portátil, SimplyGo Mini es una opción eficaz (ligero y fiable) que te ayudará a llevar una vida activa y disfrutar de cualquier momento y lugar.

Fiabilidad en todo momento

SimplyGo Mini está diseñado para ser un equipo robusto y resistente, y responder así, a sus necesidades en todo momento. A fin de ofrecer un rendimiento fiable en todo momento, durante su desarrollo ha sido sometido a rigurosos tests en condiciones extremas, tales como: impactos, vibraciones y cambios de temperatura.

Simplemente portátil

Ya sea de paseo por el parque o viajando de noche, SimplyGo Mini te ayudará a mantener el nivel de actividad y te proporcionará la flexibilidad que deseas para moverte.

El fabricante de este COP ha determinado que este dispositivo cumple todos los requisitos aplicables de la FAA para el transporte y uso de COP dentro de un avión.



Complies with
RTCA/DO-160G
section 21, category M



Toma el control

SimplyGo Mini cuenta con baterías recargables de ion-litio fáciles de cambiar con cables de alimentación de CA y CC estándar para brindarte mayor comodidad y flexibilidad, en tu tratamiento.

Elige la opción de alimentación que mejor se adapte a tu estilo de vida.

Opciones de baterías disponibles:

- Batería estándar que proporciona una duración de hasta 4,5 h* (ajuste de pulso de 2 a 20 rpm). El peso total de SimplyGo Mini sería de 2,3 kg.
- Batería de duración prolongada con una autonomía de hasta 9 h* (ajuste de pulso de 2 a 20 rpm). El peso total de SimplyGo Mini sería de 2,7 kg.

*Los tiempos de duración corresponden a baterías nuevas y totalmente cargadas usadas con un sistema SimplyGo Mini nuevo.

Los tiempos de duración se reducirán en función de la antigüedad de la batería, las condiciones ambientales de funcionamiento, el tiempo de uso y las condiciones de funcionamiento del concentrador.



SimplyGo Mini a primera vista

Pantalla LCD táctil
fácil de usar y leer.

Ajustes de dosis
de cinco pulsos
para mantener
el nivel de
actividad.

Ligero y fácil
de transportar.

Robusto y resistente
a los impactos.

Batería recargable
fácil de extraer
y sustituir.



Comodidad y **discreción**

Ligero, elegante y con un diseño atractivo: SimplyGo Mini no llamará la atención. Incluye un elegante bolso que puedes llevar en la mano o colgado del hombro.

¿Necesitas tener las manos libres? Con el SimplyGo Mini, lo podrás conseguir gracias a una mochila opcional, especialmente diseñada para pacientes de hoy en día, tan activos como tú.

Recursos adicionales

¿Desea saber más sobre SimplyGo Mini y comprobar su durabilidad y sus capacidades en acción?

Para obtener más información, incluyendo vídeos de gran utilidad, visite <http://www.philips.es/simplygo-mini>.





© 2017 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos.
Las especificaciones podrán modificarse sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips N.V. o sus respectivos propietarios.

<http://www.philips.es/simplygo-mini>

BEAC 2/21/17 PN473022
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668 EE. UU.