

## Bestellinformationen

Beschreibung	Größe Maskenkissen	Artikelnummer
<b>Amara-Maske mit Ausatemventil</b>		
Amara-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	P	1090220
Amara-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	S	1090221
Amara-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	M	1090225
Amara-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	L	1090228
<b>Amara-Maske ohne Ausatemventil</b>		
Amara-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	P	1090230
Amara-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	S	1090231
Amara-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	M	1090235
Amara-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	L	1090236

## Hilfsmittelnummern

<b>Amara-Maske mit Ausatemventil</b>	<b>14.24.16.6038</b>
<b>Amara-Maske ohne Ausatemventil</b>	<b>14.24.16.1020</b>

## Kontakt

### Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

So erreichen Sie uns  
[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

Asien  
+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer Osten, Afrika  
+49 7031 463 2254

Lateinamerika  
+55 11 2125 0744

Nordamerika  
+1 425 487 7000  
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respiroics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Kundendienst  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respiroics Internationaler  
Hauptgeschäftssitz  
+33 1 47 28 30 82

Philips Respiroics Asien-Pazifik  
+65 6882 5282

Philips Respiroics Australien  
+61 (2) 9947 0440  
1300 766 488 (toll free, Australia only)

Philips Respiroics China  
+86 400 828 6665  
+86 800 828 6665

Philips Respiroics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respiroics Frankreich  
+33 2 51 89 36 00

Philips Respiroics Italien  
+39 039 203 1

Philips Respiroics Schweden  
+46 8 120 45 900

Philips Respiroics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respiroics Großbritannien  
+44 800 1300 845

[www.philips.com/respiroics](http://www.philips.com/respiroics)

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.philips.de/amara](http://www.philips.de/amara)



Respiroics und Amara sind Marken von Respiroics, Inc. und verbundener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen und/oder den Vertrieb eines Produktes jederzeit ohne Vorankündigung oder daraus entstehende Verpflichtungen einzustellen und haftet nicht für Folgen, die aus der Verwendung dieser Publikation entstehen.  
Gedruckt in Deutschland

Gedruckt in Deutschland.



Es gibt nur ein Original – das mit dem „Klick“!

Philips Respiroics Amara Mund-Nasen-Maske –  
Funktion, Ästhetik und Einfachheit auf höchstem Niveau.

**PHILIPS**  
RESPIRONICS

# Amara – die Maske mit dem „Klick“



## Leichtigkeit und Einfachheit.

Die revolutionäre Mund-Nasen-Maske **Amara** von **Philips Respironics** wird sich großer Beliebtheit bei medizinischem Fachpersonal, Versorgern und Patienten erfreuen. Die Amara ist nicht nur kleiner und leichter als vergleichbare, herkömmliche Mund-Nasen-Masken, sie besticht auch durch ihr innovatives und modulares Design aus nur vier Komponenten. Nach nur einem Handgriff macht es „Klick“ und Sie haben das Maskenkissen zur Reinigung oder zum Austausch vom Maskenrahmen getrennt. Danach folgt kein lästiges Zusammensetzen vieler Einzelteile – ein „Klick“ und die Maske ist wieder komplett. Philips Respironics hat die Mund-Nasen-Maske neu definiert. Das Ergebnis: Eine Maske, deren Anpassung und Handhabung den hohen Ansprüchen der Patienten gerecht wird und deren Leichtigkeit Sie begeistern wird.

Wir haben unsere Standards in Bezug auf Funktion, Ästhetik und Einfachheit angehoben.

### Für medizinisches Fachpersonal ...

#### Funktion

- Nur vier Größen passen für über 95 % der Patientengesichter – Amara unterstützt Sie dabei, jedes Mal mit dem ersten Griff die richtige Größe auszuwählen.
- Das flexible Silikon-Maskenkissen verringert Druckpunkte – Ihre Patienten haben es bequemer und werden adäquat beatmet.

#### Ästhetik

- Kleiner und leichter als vergleichbare, herkömmliche Mund-Nasen-Masken und gefertigt aus transparenten Materialien, die zur Erhöhung der Therapieakzeptanz dienen.

#### Einfachheit

- Die Amara besteht aus nur vier Komponenten, einschließlich des innovativen Einstellmechanismus der Stirnstütze, der Ihnen die Arbeit bei der Anpassung Ihrer Patienten erleichtert.
- Alle Maskenkissen-Größen sind zwischen den beiden Maskenrahmen austauschbar – Amara erleichtert Ihnen die Bestandsverwaltung.

### Für den Patienten ...

#### Funktion

- Unsere bisher am besten abdichtende und bequemste Mund-Nasen-Maske – Amara verbessert die Qualität Ihres Schlafs.
- Sie können die Abdichtung der Maske an der Stirn mithilfe des Einstellmechanismus der Stirnstütze feinabstimmen.

#### Ästhetik

- Amara wurde für Sie entwickelt – Sie ist kleiner und leichter als vergleichbare, herkömmliche Mund-Nasen-Masken und verringert somit die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ihren Schlaf beeinträchtigt.
- Innovatives und schlankes Design.

#### Einfachheit

- Die Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“ gibt Ihnen die Sicherheit, dass die Amara-Maske ordnungsgemäß montiert ist.
- Bei nur vier Komponenten erfolgen Zusammenbau und Reinigung schnell und einfach, sodass Sie mehr Zeit für die Dinge haben, die Ihnen wichtig sind.

**Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“** und ein Maskenkissen-Design, das Druckpunkte verringert



**Leicht gleitender Einstellmechanismus der Stirnstütze** bietet zehn auswählbare Positionen zur Feineinstellung der Abdichtung und des Maskensitzes

**Kleiner und leichter Maskenrahmen** verfügbar in zwei verschiedenen Größen mit zwei verschiedenen Kopfbändern

**Quick-Clips für das Kopfband** verringern die Notwendigkeit für wiederholtes Anpassen des Kopfbandes



**360° drehbares Kniestück** mit drehbarem Schnellverschluss und abgewinkelten Mikro-Ausatemöffnungen für einen leisen Betrieb

## Modulares Design aus vier Komponenten

Modulares Design zum schnellen Zusammenbau und Reinigen dank austauschbarer Maskenkissen in vier Größen



Maskenrahmen



Maskenkissen



Stirnpolster



Schnellverschluss