



**PHILIPS**

Healthcare

## **DR Compact Pendulum**

Informações técnicas



# Aumente sua eficiência

Especificações do sistema digital DR Compact Pendulum


No ramo de saúde é fundamental que todos os procedimentos clínicos realizados tenham alta eficiência e retorno máximo de investimento. Com o DR Compact Pendulum você vivenciará um fluxo de trabalho ágil, com maior rendimento de pacientes, ótimo retorno de investimento e maior otimização de espaço da sala de exames.

## Principais vantagens


- Maior rendimento e eficiência. Fluxo ágil e estável permitindo o dobro de exames (ou mais) quando comparado a tecnologia convencional.
- Solução versátil, permitindo uma ampla gama de aplicações
- Maior otimização de espaço e retorno com a nova dinâmica de operação

# PHILIPS

<b>Mesa</b>	
Carga máxima	200kg
<b>Gerador de raios-x</b>	
Potência nominal	54kW
<b>Tubo</b>	
Focos	0,6-1,2mm
RPM	10.000 RPM
Capacidade de calor do anodo	300kHU
<b>Detector</b>	
Tamanho do detector	43x43cm
Tamanho do pixel	148 µm
Resolução dos pixels	16 bits
Tamanho da matriz de imagem	2880x2880pixels
<b>Estação de trabalho - Workstation</b>	
CPU de alto desempenho	
1 Monitor de alta resolução de 19", 1280 x 1024	
Imagens Radiográficas em formato DICOM 3.0	
Gravador de CD integrado	



**Disparador manual** para maior proteção e facilidade do operador durante o exame.



Mesa sobre rodízios com capacidade de suportar até 200kg. Maior flexibilidade e mobilidade!

