

PHILIPS
RESPIRONICS

Katalog

1 | 2017

A photograph of two men in business attire sitting at a table, looking at documents. The man on the right is wearing glasses and a dark blue blazer over a white shirt. The man on the left is older, with grey hair, wearing a white shirt and a dark tie. They are both smiling and appear to be in a collaborative meeting. The background is blurred, showing what looks like an office or conference room setting.

Unsere
Lösungen
im Überblick



TITRATION

OmniLab Advanced +	4
--------------------	---

SCHLAF THERAPIE

DreamStation	10
System One 60 Series	13
Reise- und Therapiezubehör	16

MASKEN FÜR DIE ATEM THERAPIE

Nuance Pro & Nuance	22
DreamWear	24
Wisp & Wisp SE	26
Pico	28
EasyLife & EasyLife SE	29
ComfortGel Blue & ComfortGel Blue SE	30
TrueBlue	31
Wisp Pädiatrie & Wisp Youth	33
ProfileLite Kleinkind	34
Amara View	35
Amara Gel & Amara Gel SE	36
Amara & Amara SE	37
ComfortGel Blue Full & ComfortGel Blue Full SE	38
FitLife & FitLife SE	39

AUSSERKLINISCHE BEATMUNG

Trilogy100 & Trilogy200	46
BiPAP A30-S, A30, A40 Silver Series	52
BiPAP Harmony S/T	58
Sauerstoffeinspeisung in Schlaf und Beatmung	61

SEKRET MANAGEMENT

CoughAssist E70	64
-----------------	----


SAUERSTOFF THERAPIE

SimplyGo Mini	72
SimplyGo	74
EverFlo	76
UltraFill	78

ASTHMA- UND AEROSOL THERAPIE

Sami	84
InnoSpire Elegance & InnoSpire Deluxe	85
SideStream & SideStream Plus	86
OptiChamber Diamond	88
PersonalBest	89
Threshold IMT & Threshold PEP	90
Aeroneb Go	91

PHILIPS
RESPIRONICS



TITRATION

OmniLab Advanced + für effiziente Titration

Welchen Druckbedarf ein Patient hat und welcher Algorithmus der beste ist, lässt sich selten vor der Therapieeinstellung im Schlaflabor sagen. Doch ein Gerätewechsel stört die Patienten und behindert den nächtlichen Arbeitsablauf. Die kompakte, effiziente Lösung heißt **OmniLab Advanced +**: Sie wechseln einfach nur von einem Modus zum anderen. Ob Patienten an einer OSA leiden, einer komplexen Atemstörung oder COPD – mit unserer Multi-Modus-Titrationsplattform finden Sie eine komfortable und wirksame Therapieeinstellung für den Patienten.

OMNILAB ADVANCED +

OmniLab Advanced +
mit Befeuchter und Schlauchheizung



Bestellnummer: 1111127

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1111127 OmniLab Advanced + mit Befeuchter und Schlauchheizung
- 1081167 Netzteil, 100 Watt
- 1039014 Netzkabel Europa, 1,5 m
- 1112139 Accessory-Kit (nicht einzeln bestellbar), bestehend aus Seitenabdeckung für Gerät (wenn Gerät nicht an den Befeuchter), 1029416 Schaumstoff-filter-Kit, 1045304 Klemme für Netzkabel
- 1032907 Performance-Schlauch, 22 mm
- SYS1HT15 Beheizter Schlauch
- 1112033 OmniLab Direct 2.11
- 1111038 Klinisches Handbuch

ZUBEHÖR

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1081167
Netzteil, 100 Watt



1039014
Netzkabel Europa, 1,5 m

BEFEUCHTUNG



1120349
Befeuchter mit Schlauchheizungs-
option



1063785
Befeuchterkammer

FILTER UND SCHLÄUCHE



1x
2x

1063091
Pollenfilter, Schaumstoff (1 Stück)

1029330
Pollenfilter, Schaumstoff (2 Stück)



1x
2x
6x

1063096
Ultrafeinfilter (1 Stück)

1035442
Ultrafeinfilter (2 Stück)

1029331
Ultrafeinfilter (6 Stück)



1014047
Bakterienfilter



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm



1074400
Performance-Schlauch, 15 mm



SYS1HT15
Beheizter Schlauch

ZUBEHÖR

OMNILAB ADVANCED +

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1112033
OmniLab Direct 2.11.1



1061644A
Link-Modul



1075073
USB-Adapter



1037268
Serielles Kabel



1111076
OmniLab Connect



1000814
Nullmodem-Kabel

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1093950
Seitenabdeckung für Gerät
(wenn Gerät nicht an den Befeuchter
angeschlossen ist)



1063858
SD-Kartenabdeckung
(am Gerät befestigt)



1098514
Tragetasche für BIPAP A40



SCHLAF THERAPIE

Gesund schlafen – besser leben

Ihre Patienten kommen mit ganz verschiedenen Atemproblemen zu Ihnen. Sei es, dass eine einfache obstruktive Schlafapnoe die Nachtruhe stört, sei es, dass eine Cheyne-Stokes-Atmung ein differenziertes Eingreifen erfordert. Mit den Geräten der **DreamStation** und der **System One 60 Series** bieten wir Ihnen für jeden Patienten die passende Therapie, mit der er zu einem gesunden Schlaf findet. So steigern Sie nicht nur die Lebensqualität Ihrer Patienten. Auch gravierende Folgekrankheiten bis hin zur Herzinsuffizienz können positiv beeinflusst werden.





DreamStation Auto-CPAP, die traumhafte Lösung

Die **DreamStation** fällt mit ihrem flachen Gehäuse und ansprechendem Design im häuslichen Umfeld der Patienten kaum als medizinisches Gerät auf. Sie ist leicht und leise im Betrieb und das Farb-Display führt die Benutzer intuitiv durch das Menü. Die Befeuchtung ist bekannt einfach und modular. Der sogenannte EZ-Start bietet dem Patienten die Möglichkeit, sich allmählich an den Therapiedruck zu gewöhnen. Die SmartRamp reagiert schon während der Einschlafphase auf respiratorische Ereignisse. Mit einem täglichen Feedback über die Dauer der nächtlichen Nutzung werden Patienten aktiv in die Behandlung einbezogen und motiviert. Eine Ferndiagnose hilft dem Homecare-Provider bei der Lösung von Problemen, ohne dass das Gerät zurück zum Provider gebracht werden muss.

Bewährter Algorithmus

Integrierte Warmluftbefeuchtung

Tools für die Verbesserung
der Langzeit-Adhärenz

Leistungsprüfung des Gerätes

A-Flex-Ausatemerleichterung

DREAMSTATION

DreamStation

CPAP Pro, mit SD-Karte, C-Flex+



Handbücher im Lieferumfang

1122808 Benutzerhandbuch
(CPAP Pro und Auto-CPAP)

1122810 Klinisches Handbuch
(DreamStation-Plattform)

Bestellnummer: **DEX400S13**

Hilfsmittelnummer: **14.24.20.0070**

DreamStation

Auto-CPAP, mit SD-Karte, A-Flex



Handbücher im Lieferumfang

1122808 Benutzerhandbuch
(CPAP Pro und Auto-CPAP)

1122810 Klinisches Handbuch
(DreamStation-Plattform)

Bestellnummer: **DEX500S13**

Hilfsmittelnummer: **14.24.21.0049**

DreamStation

Auto-BiPAP, mit SD-Karte, Bi-Flex



Handbücher im Lieferumfang

1122809 Benutzerhandbuch
(BiPAP)

1122810 Klinisches Handbuch
(DreamStation-Plattform)

Bestellnummer: **DEX700S13**

Hilfsmittelnummer: **14.24.23.0012**

IM LIEFERUMFANG ALLER GERÄTE ENTHALTEN

- 1118499 Netzteil, 80 Watt (Standard)
- 1039014 Netzkabel Europa, 1,5 m
- 1121162 Tragetasche für DreamStation
- 1122446 Pollenfilter, 1 Stück
- 1122447 Ultrafeinfilter, Einweg, 1 Stück
- PR15 Performance-Schlauch, 15 mm (Standard)
- 1051801 SD-Karte (Menge 1)

ZUBEHÖR

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1118499
Netzteil, 80 Watt (Standard)



1039014
Netzkabel Europa, 1,5 m



1120746
DC-Autoladekabel, 12 V



1120747
DC-Autoladekabel, 12 V,
mit DC-Batterie-Adapterkabel



1126942
Lithium-Ionen Akku für Schlaftherapie-
geräte von Philips Respironics, 90W

BEFEUCHTUNG



DE6X
DreamStation Warmluftbefeuchter
mit Schlauchheizungsoption
Hilfsmittelnr.: **14.24.17.2047**



1120670
DreamStation Wasserkammer

FILTER UND SCHLÄUCHE



1122446
Pollenfilter, wiederverwendbar
(1 Stück)



1122447
Ultrafeinfilter, Einweg (1 Stück)

1x
2x
6x

1122518
Ultrafeinfilter, Einweg (2 Stück)

1122519
Ultrafeinfilter, Einweg (6 Stück)



PR15
Performance-Schlauch, 15 mm
(Standard)



HT15
DreamStation beheizter Schlauch,
15 mm



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm

DREAMSTATION

ZUBEHÖR

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1112033
OmniLab Direct 2.11.1



1068689
Encore Basic 2.9



1054785
Encore Pro 2.19



1120293
DreamStation Link-Modul



1075073
USB-Adapter



1037268
Serielles Kabel



100621C
DreamStation GSM-Modem



100721W
DreamStation WiFi-Modem



10x

1063859
SD-Karten (10 Stück)

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1121162
Tragetasche für DreamStation

Reise- und Therapiezubehör
finden Sie auf Seite 16.

SYSTEM ONE 60 SERIES

System One 60 Series

REMstar Pro, mit SD-Karte, C-Flex+



Handbücher im Lieferumfang
1100589 Benutzerhandbuch
1100601 Klinisches Handbuch

Bestellnummer: DE462S

Hilfsmittelnummer: 14.24.20.0058

System One 60 Series

REMstar Auto, mit SD-Karte, A-Flex



Handbücher im Lieferumfang
1100577 Benutzerhandbuch
1100599 Klinisches Handbuch

Bestellnummer: DE562S

Hilfsmittelnummer: 14.24.21.0039

System One 60 Series

BiPAP Auto, mit SD-Karte, Bi-Flex



Handbücher im Lieferumfang
1095555 Benutzerhandbuch
1095687 Klinisches Handbuch

Bestellnummer: DE762S

Hilfsmittelnummer: 14.24.23.0009

System One 60 Series

BiPAP S/T 20, mit SD-Karte



Handbücher im Lieferumfang
1105984 Benutzerhandbuch
1105982 Klinisches Handbuch

Bestellnummer: IN861S

Hilfsmittelnummer: 14.24.24.0034

System One 60 Series

BiPAP auto SV Advanced



Handbücher im Lieferumfang
1103919 Benutzerhandbuch
1103945 Klinisches Handbuch

Bestellnummer: DE962S

Hilfsmittelnummer: 14.24.25.0010

IM LIEFERUMFANG ALLER GERÄTE ENTHALTEN

- 1091398 Netzteil, 60 Watt (Standard)
- 1039014 Netzkabel Europa, 1,5 m
- 1099592 Seitenabdeckung für Gerät
(wenn Gerät nicht an den Befeuchter angeschlossen ist)
- 1063857 Tragetasche für System One
- 1100608 Schaumstofffiltersatz (bestehend aus: Pollenfilter und Ultrafeinfilter – nicht einzeln bestellbar, Ersatz siehe Filter)
- 1032907 Performance-Schlauch, 22 mm
- 1051801 SD-Karte (Menge 1)

SYSTEM ONE 60 SERIES

ZUBEHÖR

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1091398
Netzteil, 60 Watt (Standard)



1091399
Netzteil, 80 Watt
(nur für Schlauchheizung)



1039014
Netzkabel Europa, 1,5 m



1097568
DC-Autoladekabel



532209
DC-Batterie-Adapterkabel



1126942
Lithium-Ionen Akku für Schlaftherapie-
geräte von Philips Respironics, 90W

BEFEUCHTUNG



DE6H
System One Warmluftbefeuchter mit
Schlauchheizungsoption, 60 Series
Hilfsmittelnr.: **14.24.17.2040**



1104113
Aufrüstkpaket für Schlauchheizung
(bestehend aus beheiztem Schlauch
und Netzteil, 80 Watt)



1063785
Befeuchterkammer

FILTER UND SCHLÄUCHE



1063091
Pollenfilter, Schaumstoff (1 Stück)



1063096
Ultrafeinfilter (1 Stück)



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm



1074400
Performance-Schlauch, 15 mm



1029330
Pollenfilter, Schaumstoff (2 Stück)



1035442
Ultrafeinfilter (2 Stück)



1029331
Ultrafeinfilter (6 Stück)



SYS1HT15
Beheizter Schlauch

Das Zubehör für die Sauerstoffein-
speisung finden Sie auf Seite 55.

ZUBEHÖR

SYSTEM ONE 60 SERIES

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1112033

OmniLab Direct 2.111



1022090

PC Direct 1.21



1068689

Encore Basic 2.9



1054785

Encore Pro 2.19



1061644A

Link-Modul



1075073

USB-Adapter



1037268

Serielles Kabel



10x

1063859

SD-Karten (10 Stück)



10x

1066785

SD-Karten-Versandumschläge
(10 Stück)



1047300

SD-Kartenleser

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1099592

Seitenabdeckung für Gerät
(wenn Gerät nicht an den Befeuchter
angeschlossen ist)



1063858

SD-Kartenabdeckung
(am Gerät befestigt)



1063857

Tragetasche für System One



1117738

Tragetasche für Dorma

Reise- und Therapiezubehör
finden Sie auf Seite 16.

REISE- & THERAPIE- ZUBEHÖR

STROMVERSORGUNG (MOBIL)



1126942

Lithium-Ionen Akku für Schlaftherapiegeräte von Philips Respironics, 90W



1120746

DC-Autoladekabel für DreamStation, 12V



1120747

DC-Autoladekabel für DreamStation, 12V mit Batterie-Adapterkabel



1097568

DC-Autoladekabel für System One 60 Series



ALLGEMEINES ZUBEHÖR



EU1120135

DreamStation Reisetasche inkl. 65 W-Netzteil mit USB-Anschluss



1114784

Reisetasche für Therapiegeräte, speziell designt für System One und DreamStation



1122135

Nachtisch-Organizer zur Aufbewahrung von Maske und Schlauch





MASKEN FÜR DIE ATEMTHERAPIE

Technologie, die berührt

Mit der richtigen Maske fällt Ihren Patienten die Atemtherapie leichter. Unser breites Angebot reicht von Vollgesichtsmasken über Mund-Nasenmasken und Nasenmasken bis zu Minimalkontaktmasken. So finden Sie für jedes Gesicht und jeden Patienten die passende Maske. Jede einzelne folgt der Devise: traumhaft einfach, einfach effizient. So gelingt die Anpassung mühelos und die Patienten handhaben die Masken ohne Probleme. Weiche Maskenkissen, mitunter aus Gel, vermitteln ein angenehmes Tragegefühl und bieten einen sicheren, dichten Sitz.





Ein Traum für Ihre Patienten

DreamWear kombiniert die Vorteile von Minimalkontakt- und Nasenmasken und gibt Ihren Patienten die Freiheit und den Komfort, so zu schlafen, wie Sie es möchten. Die Maske ist durch ihr innovatives, offenes Design kaum zu spüren und Ihre Patienten können sich nahezu frei bewegen und ungehindert ihre angenehmste Schlafposition einnehmen. Das Maskenkissen dichtet schon unter der Nase ab. Abdrücke auf dem Nasenrücken können so gar nicht erst entstehen. Die sanfte Auflage des Maskenkissens hilft unangenehme Reizungen der Nasenlöcher zu vermeiden. Das freie Sichtfeld ermöglicht das Lesen oder aber Fernsehen.

Keine Abdrücke auf dem Nasenrücken

Maskenkissen unter der Nase

Volle Bewegungsfreiheit

Freies Sichtfeld

Anschlussstück auf dem Kopf

NUANCE PRO

Minimalkontaktmaske



Nuance Pro

(mit Ausatemventil) mit Gelpolsterrahmen und Kopfband



Bestellnummer: 1105168

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.3027



Alle drei Gelkissen Größen (S, M, L), die auf denselben Rahmen passen, sind im Lieferumfang enthalten.

ERSATZTEILE



1105173

Gelkissen, Größe S



1105174

Gelkissen, Größe M



1105175

Gelkissen, Größe L



1105179

Gelrahmen



1105180

Schlauch und Anschlussstück



1105178

Kopfband, Nuance Pro

Nuance
(mit Ausatemventil) mit Stoffrahmen und Kopfband




Bestellnummer: 1105161

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.3028



Alle drei Gelkissengrößen (S, M, L), die auf denselben Rahmen passen, sind im Lieferumfang enthalten.



ERSATZTEILE



1105173

Gelkissen, Größe S



1105174

Gelkissen, Größe M



1105175

Gelkissen, Größe L



1105177

Stoffrahmen



1105405

Stoffrahmen, kleinere Größe (RS)



1105176

Kopfband, Nuance



1105180

Schlauch und Anschlussstück

DREAMWEAR

Nasenmaske

DreamWear

(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer: 1116700



Alle 4 Maskenkissen-Größen (S,M,L,MW) und 1 Rahmen mittlerer Größe (MED) sind im Lieferumfang (Fitpack) enthalten.

ERSATZTEILE



1116750
Kopfband, DreamWear



1116745
Schlauchrahmen, Größe SM

1116746
Schlauchrahmen, Größe MED

1116747
Schlauchrahmen, Größe LG



1116740
Maskenkissen unter der Nase,
Größe S

1116741
Maskenkissen unter der Nase,
Größe M

1116742
Maskenkissen unter der Nase,
Größe L

1116743
Maskenkissen unter der Nase,
Größe MW



1116754
Stoffpolster (2 Stück)

2x



1081899
Schnellverschluss



WISP

Nasenmaske

Wisp

(mit Ausatemventil) mit Silikonrahmen



Drei Maskenkissen (S/M, L, XL), die auf denselben Rahmen passen, sind im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer: 1094060

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2050

Wisp

(mit Ausatemventil) mit Stoffrahmen



Drei Maskenkissen (S/M, L, XL), die auf denselben Rahmen passen, sind im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer: 1094061

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2050

Wisp SE

(ohne Ausatemventil) mit Silikonrahmen



Drei Maskenkissen (S/M, L, XL), die auf denselben Rahmen passen, sind im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer: 1094062

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.1021

ERSATZTEILE



1094082
Kopfband, Wisp



1094080
Maskenrahmen, Silikon



1094086
Maskenkissen, Größe P



1094083
Kopfband-Clips, Wisp (2 Stück)

1109307
Kopfband, Wisp, klein (RS)

1094087
Maskenkissen, Größe S/M



1094083
Kopfband-Clips, Wisp, magnetisch (2 Stück)

1094078
Kopfband, Wisp, groß



1094081
Maskenrahmen, Stoff

1094088
Maskenkissen, Größe L

112031
Maskenkissen, Größe XL



1105624
Schlauch und Anschlussstück



PICO

Nasenmaske

Pico

(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

Größe S/M **1104915**

Größe L **1104916**

Größe XL **1104917**

Hilfsmittelnummer: **14.24.16.2063**



ZUBEHÖR



1104934

Kopfband, Pico



1104936

Maskenkissen, Größe S/M

1104937

Maskenkissen, Größe L

1104938

Maskenkissen, Größe XL



1104935

Kopfband, Pico, kleinere Größe (RS)



2x

1104933

Clips für das Pico-Kopfband
(2 Stück)



1104931

Schnellverschluss

EASYLIFE

Nasenmaske

EasyLife

(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

- Größe P 1050020
- Größe S 1050021
- Größe M 1050022
- Größe MW 1050023
- Größe L 1050024

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2034

EasyLife SE

(ohne Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

- Größe P 1050030
- Größe S 1050031
- Größe M 1050032
- Größe MW 1050033
- Größe L 1050034

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.0006

ZUBEHÖR



1050090

Maskenpolster, Größe P*

1050091

Maskenpolster, Größe S*

1050092

Maskenpolster, Größe M*

1050093

Maskenpolster, Größe MW*

1050094

Maskenpolster, Größe L*



1050086

Kopfband, EasyLife, kleinere Größe (RS)



1050087

Kopfband, EasyLife



1050096

EasyLife wiederverwendbare Anpassschablone



2x

1050097

Kopfband-Clips, EasyLife (2 Stück)

* Beinhaltet ein inneres und äußeres Kissen der gleichen Größe.

COMFORTGEL BLUE

Nasenmaske

ComfortGel Blue
(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:
 Petite 1070067
 Small 1070066
 Medium 1070065
 Large 1070064

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2036

ComfortGel Blue SE
(ohne Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:
 Petite 1070071
 Small 1070070
 Medium 1070069
 Large 1070068

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.0007

ZUBEHÖR



1070108
Gelkissen und Silikon-Flap, Größe P



1070104
Gelkissen, Größe P



1033678
Premium-Kopfband



1040114
Silikon-Stirnkissen (4 Stück)

4x

1070107
Gelkissen und Silikon-Flap, Größe S

1070103
Gelkissen, Größe S

1070106
Gelkissen und Silikon-Flap, Größe M

1070102
Gelkissen, Größe M

1070105
Gelkissen und Silikon-Flap, Größe L

1070101
Gelkissen, Größe L



1012040
Anpassschablone für den Einmalgebrauch



1009723
Kugelgelenke mit Quick Clips fürs Kopfband (2 Stück)

2x

TRUEBLUE

Nasenmaske

TrueBlue

(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

Größe P 1071838

Größe S 1071839

Größe M 1071840

Größe MW 1071841

Größe L 1071842

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2041

ZUBEHÖR



1071861

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe P



1071888

Gel-Stirnstütze



1071875

Kopfband, TrueBlue



1071874

Kopfband, TrueBlue, kleinere Größe (RS)

1071862

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe S

1071863

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe M

1071864

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe MW

1071865

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe L



1071877

Kopfband-Clips, TrueBlue (2 Stück)

2x



1071878

Anpassschablone



WISP PÄDIATRIE & YOUTH

Nasenmaske für Kinder und Jugendliche

Wisp Pädiatrie

(mit Ausatemventil) mit Kopfband,
für Kinder ab 10 kg Körpergewicht



Alle 3 Maskenkissen (SCS, SCM und SCL) und der Standardrahmen sind im Lieferumfang (Fitpack) enthalten.

Bestellnummer: 1104961

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2067

Wisp Youth

(mit Ausatemventil) mit Stoffrahmen und
kleinerem Kopfband (RS) für Kinder ab 7 Jahren
oder 18 kg Körpergewicht



Drei Maskenkissen (P, S/M, L), die auf denselben
Rahmen passen, sind im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer: 1109308

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.2050

Das Zubehör für die Wisp Youth
finden Sie auf Seite 27.

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE



1104976

SE-Kniestück, Wisp Pädiatrie



1104969

Maskenkissen, Größe SCS



1104972

Rahmen, Wisp Pädiatrie



1104977

Schlauchhülle

1104970

Maskenkissen, Größe SCM

1104971

Maskenkissen, Größe SCL



1104973

Kopfband, Wisp Pädiatrie



2x

1104974

Kopfband-Clips, Wisp Pädiatrie
(2 Stück)



1104975

Anpassschablone, Wisp Pädiatrie

PROFILE LITE

Kleinkindmaske

ProfileLite Kleinkind

(mit Ausatemventil) mit Softcap für Kinder ab 1 Jahr



Bestellnummer: 1008829



ZUBEHÖR



1001632

Netz-Softcap, Kindergröße
(für ProfileLite Kleinkind)



152033

Ventilkappe (10 Stück)

10x



7041

Drehgelenk

AMARA VIEW

Mund-Nasenmaske



Amara View
(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

Größe S 1090602

Größe M 1090603

Größe L 1090604

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.6052

ERSATZTEILE



1090692

Maskenkissen, Größe S



1090697

Kopfband, Amara View



1090689

Schlauch und Anschlussstück

1090693

Maskenkissen, Größe M

1090696

Kopfband Amara View, groß

1090694

Maskenkissen, Größe L



1090698

Kopfband-Clips, Amara View (2 Stück)

2x

AMARA GEL

Mund-Nasenmaske

Amara Gel

(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

- Größe P 1090420
- Größe S 1090421
- Größe M 1090425
- Größe L 1090426

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.6047

Amara Gel SE

(ohne Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

- Größe P 1090430
- Größe S 1090431
- Größe M 1090435
- Größe L 1090436

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.1023

ERSATZTEILE



1090490
Gel-Maskenkissen, Größe P



1090297
Kopfband, Amara



1090289
Maskenrahmen



1040114
Silikon-Stirnpolster (4 Stück)

4x

1090492
Gel-Maskenkissen, Größe S

1090296
Kopfband, Amara, kleinere Größe (RS)

1090288
Maskenrahmen, kleinere Größe (RS)

1090493
Gel-Maskenkissen, Größe M



1071877
Kopfband-Clips, Amara (2 Stück)

2x



312710
Sauerstoffadapter



1081899
Schnellverschluss

Amara
(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:
Größe P 1090220
Größe S 1090221
Größe M 1090225
Größe L 1090228

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.6038

Amara SE
(ohne Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:
Größe P 1090230
Größe S 1090231
Größe M 1090235
Größe L 1090236

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.1020

ERSATZTEILE



1090290
Maskenkissen, Größe P



1090297
Kopfband, Amara



1090289
Maskenrahmen



1040114 4x
Silikon-Stirnpolster (4 Stück)

1090292
Maskenkissen, Größe S

1090296
Kopfband, Amara, kleinere Größe (RS)

1090288
Maskenrahmen, kleinere Größe (RS)

1090293
Maskenkissen, Größe M



1071877 2x
Kopfband-Clips, Amara (2 Stück)



312710
Sauerstoffadapter



1081899
Schnellverschluss

COMFORTGEL BLUE FULL

Mund-Nasenmaske

ComfortGel Blue Full
(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

- Größe S 1081820
- Größe M 1081821
- Größe L 1081822
- Größe XL 1081823

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.6036


ComfortGel Blue Full SE
(ohne Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:

- Größe S 1081830
- Größe M 1081831
- Größe L 1081832
- Größe XL 1081833

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.1019



1049507

Anpass-Schablone für den Einmalgebrauch

ZUBEHÖR



1081890

Gelkissen, Größe S



1081895

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe S



1040138

Premium-Kopfband



1040139

Kugelgelenk mit Quick Clips für das Kopfband (2 Stück)

2x

1081891

Gelkissen, Größe M

1081896

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe M

1081892

Gelkissen, Größe L

1081897

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe L

1081893

Gelkissen, Größe XL

1081898

Gelkissen und Silikon-Flap, Größe XL



1040114

Premium-Silikon-Stirnpolster (4 Stück)

4x



1010872

O₂-Ventilkappe (5 Stück)

5x

FitLife
(mit Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:
Größe S 1060803
Größe L 1060804
Größe XL 1089994

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.6027

FitLife SE
(ohne Ausatemventil) mit Kopfband



Bestellnummer:
Größe S 1061711
Größe L 1061712
Größe XL 1089995

Hilfsmittelnummer: 14.24.16.1007

ERSATZTEILE



1060807
Kopfband, FitLife, Größe S

1060808
Kopfband, FitLife, Größe L

1089990
Kopfband, FitLife, Größe XL



1060913
Schnappverschlüsse (2 Stück)



1060809
Gekrümmtes Ausatemstück
mit Ausatemventil



1060810
SE-Anschlussstück



7041
Drehgelenk

KOPFBÄNDER SOFTCAPS

ZUBEHÖR

KOPFBAND



1033678

Premium-Kopfband mit EZ-Peel-Laschen (Kopfbänder passen zu jeder Nasen- oder Mund-Nasen-Maske außer FullLife und FitLife).

1059257

Premium-Kopfband, kleinere Größe



1040138

Blaues Premium-Kopfband mit EZ-Peel-Laschen (Ersatzkopfband für die Maske ComfortGel Full)



1002801

Deluxe-Kopfband (Ersatzkopfband für die Masken ProfileLite und ComfortClassic)

1018755

Deluxe-Kopfband, kleinere Größe



1002285

SimpleStrap-Kopfband



1050087

Kopfband, EasyLife



1071875

Kopfband, TrueBlue



1047975

Kopfband, FullLife



1060807

Kopfband, FitLife, Größe S

1050086

Kopfband, EasyLife, kleinere Größe (RS)

1071874

Kopfband, TrueBlue, kleinere Größe (RS)

1060808

Kopfband, FitLife, Größe L

1089990

Kopfband, FitLife, Größe XL

NETZ-SOFTCAP

LYCRA-SOFTCAP



1094082

Kopfband, Wisp



1001632

Netz-Softcap, Kindergröße



1001624

Softcap, weiß, Kindergröße



1001628

Softcap, blau, Kindergröße

1109307

Kopfband, Wisp, klein (RS)

1002806

Netz-Softcap, Größe M

1001625

Softcap, weiß, Größe M

1001629

Softcap, blau, Größe M

1094078

Kopfband, Wisp, groß

1002807

Netz-Softcap, Größe L

1001626

Softcap, weiß, Größe L

1001630

Softcap, blau, Größe L

1001634

Netz-Softcap, Größe XL

1001627

Softcap, weiß, Größe XL

1001631

Softcap, blau, Größe XL

Netz-Softcap (nur für die Masken ProfileLite, ComfortClassic und Contour)

ZUBEHÖR

KINNHALTEBAND



1012911
Premium-Kinnhalteband



1006085
Deluxe-Kinnhalteband



302175
Kinnhalteband

WIEDERVERWENDBARE VENTILE UND DREHGELENKE



332113
Whisper Swivel II (1 Stück)



1084428
Ausatemventil (10 Stück)

10x



622148
Auslass-Drehgelenk mit
Druckschlauch



302418
Druckventil
(Sauerstoffrückschlagventil)

WIEDERVERWENDBARE SCHLAUCHSYSTEME



622038
Wiederverwendbarer flexibler
Schlauch, grau (1,83 m)



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm



1074400
Performance-Schlauch, 15 mm



1049270
Schlauchisolierung (zur Kondensa-
tions- und Geräuschreduktion)



1007800
Hochtemperatur-Schlauchsatz,
beige (1,83 m)



1006121
Wiederverwendbarer Patientenschlauch mit Druckschlauch (1,83 m)

SONSTIGES ZUBEHÖR



312710
Sauerstoffadapter



1014047
Bakterienfilter (1 Stück)



342077
Bakterienfilter (10 Stück)

10x



FC06566
Mundstück, gewinkelt, 22 mm



1004524
Mundstück, gewinkelt, 15 mm



452040
Dichtungsstücke für NG-Tubus
(10 Stück)

10x



AUSSERKLINISCHE BEATMUNG

Luft zum Leben

Unsere Innovationen für eine wirksame, flexible und komfortable Beatmungstherapie haben Tradition: Seit mehr als 25 Jahren profitieren Patienten von AutoTrak, dem Trigger, der Ein- und Ausatembemühungen erkennt. AVAPS bietet zusätzlich die Sicherheit, mit jedem Atemzug das gleiche Volumen zu erhalten. Diese langjährig erprobten Technologien sind in unsere bewährten Geräte der Trilogy-Serie sowie der BiPAP A30(-S) und BiPAP A40 Silver Series eingeflossen. Damit bieten Sie Ihren Patienten genau die Unterstützung, die sie brauchen.



RESPIRONICS



Trilogy 100





Zug um Zug einfach atmen dank bewährter Technologie

TrilogY100 und TrilogY200 bilden gemeinsam eine Familie tragbarer lebenserhaltender Beatmungsgeräte. Beide haben wir für den Gebrauch in Privathaushalten und Pflegeeinrichtungen konzipiert. TrilogY100 und TrilogY200 bieten sowohl nichtinvasive als auch invasive Beatmungsunterstützung für Kinder (> 5 kg) und Erwachsene. Durch seine integrierte Technologie weist TrilogY100 eine enorme Flexibilität auf. Es ist ideal zur Behandlung verschiedenster Atemstörungen – auch solcher, die eine häufige Anpassung der Therapie erfordern.

Transportables lebenserhaltendes Beatmungsgerät

Geringes Gewicht

Drei Schlauchsysteme

Genauere Patientenüberwachung für langfristigen Therapieerfolg

Freiheit und Mobilität dank 6 bis 8 Stunden Akkuleistung

TRILOGY100

Trilogy100



Bestellnummer: 1054097

Hilfsmittelnummer: 14.24.12.1009

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1054163

Benutzerhandbuch



1044763

Netzkabel



1054670

Exhalation-Porting-Block, aktiv
(für aktives Schlauchsystem)



1040372

Exhalation-Porting-Block, passiv
(für passives Schlauchsystem)



1053716

Aktives Ausatemventil



332113

Whisper Swivel II



1029330

Pollenfilter, Schaumstoff, für Trilogy
(2 Stück)

2x



1033709

Trilogy Tragetasche



1051801

SD-Karte und Hülle



1007800

Beatmungsschlauch (autoklavierbar)



1040390

Sauerstoffanschluss, abgewinkelt
(2 Stück)

2x



1043570

Trilogy abnehmbarer Akku

TRILOGY200

Trilogy200



Bestellnummer: 1032802

Hilfsmittelnummer: 14.24.12.1010

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1033814

Benutzerhandbuch



1044763

Netzkabel



1040370

Trilogy 200 Universal-Porting-Block



1049503

Flow-Sensor



1053716

Aktives Ausatemventil



332113

Whisper Swivel II



1029330

Pollenfilter, Schaumstoff, für Trilogy
(2 Stück)

2x



1033709

Trilogy Tragetasche



1051801

SD-Karte und Hülle



1007800

Beatmungsschlauch (autoklavierbar)



1040390

Sauerstoffanschluss, abgewinkelt
(2 Stück)

2x



1043570

Trilogy abnehmbarer Akku

TRILOGY100/200

ZUBEHÖR

BENUTZERHANDBÜCHER



1054163

Benutzerhandbuch, Trilogy100



1033814

Benutzerhandbuch, Trilogy200

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1043570

Trilogy abnehmbarer Akku (weiß)



1072182

Externes Akku-Ladegerät



1039014

Netzkabel für das externe Akku-Ladegerät



1047295

Auto-DC-Kabel mit offenen Enden



1067424

Auto-DC-Kabel



1044763

Netzkabel



1126944

Lithium-Ionen Akku für Beatmungsgeräte von Philips Respironics, 90W

FILTER UND SCHLÄUCHE



1053716

Aktives Ausatemventil



1068837

Trilogy200 aktives Schlauchsystem mit Flowsensor für Erwachsene



1068838

Trilogy200 aktives Schlauchsystem mit Flowsensor für Kinder



1061398

Trilogy200 universeller Schlauchadapter für aktives Schlauchsystem (Adapterstück)



1049503

Trilogy200 aktiver Flowsensor



1050408

Trilogy200 aktives Ventil und Flowsensor



1052064

Trilogy aktives Schlauchsystem mit Druckschlauch für Erwachsene



1052065

Trilogy aktives Schlauchsystem mit Druckschlauch für Kinder

ZUBEHÖR



1052066
Trilogy passives Schlauchsystem mit integriertem Whisper Swivel für Erwachsene



1052127
Trilogy passives Schlauchsystem mit integriertem Whisper Swivel für Kinder



332113
Whisper Swivel II (1 Stück)



1084428
Ausatemventil (10 Stück)

10x



302418
Druckventil (Sauerstoffrückschlagventil)



1007800
Beatmungsschlauch (autoklavierbar)



1029330
Pollenfilter, Schaumstoff, für Trilogy (2 Stück)

2x



C06417
Bakterienfilter, 22 mm (1 Stück)



C06418
Bakterienfilter, 22 mm (50 Stück)

50x



1045587
Lufteinlasskammer



1045403
Schaumstoff für Lufteinlasskammer (einzeln)



1044191
Adapter 22 mm x 15 mm



1044186
Adapter 22 mm x 22 mm



1102862
MPV-Schlauchhalterung



1102866
MPV-Einwegschläuche (10 Stück)

10x



312710
Sauerstoffadapter

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1005297
DirectView 2.4.1



1055635
DirectView (Online-Download)



1041151
DirectView SD-Karten (10 Stück)

10x



1051801
SD-Karte und Hülle

TRIOLOGY100/200

ZUBEHÖR



10x

1066785

SD-Karten-Versandumschläge
(10 Stück)



1047300

SD-Kartenlesegerät



1046972

Trilogy seriell RS232-Kabel



1040805

Alice-PDX-Verbindungskabel



1022090

PC Direct 1.21



1075073

USB-Adapter

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1040370

Trilogy 200 Universal-Porting-Block



1054670

Exhalation-Porting-Block, aktiv
(für aktives Schlauchsystem)



1040372

Exhalation-Porting-Block, passiv
(für passives Schlauchsystem)



1033709

Trilogy Reisetragetasche



1040420

Trilogy In-Use-Tasche



2x

1040390

Sauerstoffanschluss, abgewinkelt
(2 Stück)



1016861

OxiCheck mit grauem T-Stück



1047410

Trilogy Gerätewagen



1074004

Trilogy Gerätewagenplatte



1074137

Montageschrauben für
Trilogy Geräteplatte



1094043

Schlauchhalterung für Gerätewagen



1021671

Testlung

ZUBEHÖR

TRILOGY100/200



1080247
RJ9-auf-1/4"-Schwesternrufkabel,
geschlossen



1080248
RJ9-auf-1/4"-Schwesternrufkabel,
offen



1080249
Schwesternrufkabel mit offenen
Enden und RJ9-Stecker



1045290
Schwesternrufkabel mit offenen
Enden und Klinenstecker



1069979
1/4"-auf-2,5 mm-Schwernrufkabel,
geschlossen



1069980
1/4"-auf-2,5 mm-Schwernrufkabel,
offen

BiPAP A30(-S) SILVER SERIES

BiPAP A30-S Silver Series



Bestellnummer: 1111150
Hilfsmittelnummer: 14.24.10.0056

BiPAP A30 Silver Series



Bestellnummer: 1116155
Hilfsmittelnummer: 14.24.11.0013

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1110503
Benutzerhandbuch
BiPAP A30 Silver Series



1110587
Benutzerhandbuch
BiPAP A30-S Silver Series



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm



1080095
Tragetasche BiPAP A30 Silver Series,
A30-S Silver Series



1039014
Netz kabel



1081167
Netzteil, 100 Watt



1063091
Pollenfilter, Schaumstoff



1063096
Ultrafeinfilter



1045304
Netz kabelhalterung und Schraube



1051801
SD-Karte und Hülle

BiPAP A40 SILVER SERIES

BiPAP A40 Silver Series



Bestellnummer: 1116156

Hilfsmittelnummer: 14.24.11.0012

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1110591

Benutzerhandbuch
BiPAP A40 Silver Series



1032907

Performance-Schlauch, 22 mm



1098514

Tragetasche BiPAP A40 Silver Series



1039014

Netzkabel



1081167

Netzteil, 100 Watt



1045304

Netzkabelhalterung und Schraube



1063091

Pollenfilter, Schaumstoff



1063096

Ultrafeinfilter



1051801

SD-Karte und Hülle

BiPAP A30(-S) & A40 SILVER SERIES

ZUBEHÖR

BENUTZERHANDBÜCHER



1110503
Benutzerhandbuch
BiPAP A30 Silver Series



1110587
Benutzerhandbuch
BiPAP A30-S Silver Series



1110591
Benutzerhandbuch
BiPAP A40 Silver Series



1120333
Benutzerhandbuch System One A
Series Befeuchter und beheizter
Schlauch

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1081167
Netzteil, 100 Watt



1039014
Netzkabel



1045304
Netzkabelhalterung



1001956
DC-Autoladekabel Silver Series



1096770
Ansteckbares Batteriemodul
BiPAP A40



1043570
Ansteckbarer Akku BiPAP A40



1072182
Externes Ladegerät



1039014
Netzkabel für externes Ladegerät



1126944
Lithium-Ionen Akku für Beatmungs-
geräte von Philips Respironics, 90W

BEFEUCHTUNG



1120349
BiPAP Series Befeuchter mit
beheiztem Schlauch
Hilfsmittelnr.: 14.24.17.1009



1120348
System One A Series Befeuchter
Hilfsmittelnr.: 14.24.17.1008



SYS1HT15
Beheizter Schlauch



1063785
Befeuchterkammer

ZUBEHÖR

BiPAP A30(-S) & A40 SILVER SERIES

FILTER UND SCHLÄUCHE



1x
2x

1063091
Pollenfilter, Schaumstoff (1 Stück)



1x
2x
6x

1063096
Ultrafeinfilter (1 Stück)



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm



1074400
Performance-Schlauch, 15 mm

1029330
Pollenfilter, Schaumstoff (2 Stück)

1035442
Ultrafeinfilter (2 Stück)

1029331
Ultrafeinfilter (6 Stück)



312710
Sauerstoffadapter



302418
Druckventil
(Sauerstoffrückschlagventil)

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1005297
DirectView 2.4.1



1055635
DirectView (Online-Download)



1112033
OmniLab Direct 2.11.1



1068689
Encore Basic 2.9



1054785
Encore Pro 2.19



1061644A
Link-Modul



1075073
USB-Adapter



1037268
Serielles Kabel



1051801
SD-Karte (1 Stück)



10x

1041151
SD-Karte (10 Stück)



10x

1066785
SD-Karten-Versandumschläge
(10 Stück)



1047300
SD-Kartenlesegerät

BiPAP A30(-S) & A40 SILVER SERIES

ZUBEHÖR

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1093950
Gerät-Seitenverkleidung



1080095
Tragetasche BiPAP A30 Silver Series,
A30-S Silver Series



1098514
Tragetasche BiPAP A40 Silver Series



1098513
BiPAP A40 Silver Series
In-Use-Tasche



1098538
Gerätewagen



1080247
RJ9-auf-1/4"-Schwesternrufkabel,
geschlossen




1080248
RJ9-auf-1/4"-Schwesternrufkabel,
offen



1080249
Schwesternrufkabel mit offenen
Enden



1063858
SD-Kartenabdeckung
(am Gerät befestigt)



BiPAP HARMONY S/T

BiPAP Harmony S/T



Bestellnummer: DE1061S

Hilfsmittelnummer: 14.24.10.0057

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1122287

Benutzerhandbuch
BiPAP Harmony S/T



1032907

Performance-Schlauch, 22 mm



1063857

Tragetasche



1039014

Netzkabel



1091398

Netzteile 60W



1063091

Pollenfilter, Schaumstoff



1051801

SD-Karte und Hülle

ZUBEHÖR

BiPAP HARMONY S/T

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1091398
Netzteil, 60 Watt (Standard)



1091399
Netzteil, 80 Watt
(nur für Schlauchheizung)



1039014
Netzkabel Europa, 1,5 m



1097568
DC-Autoladekabel



532209
DC-Batterie-Adapterkabel



1126944
Lithium-Ionen Akku für Beatmungs-
geräte von Philips Respironics, 90W

BEFEUCHTUNG



DE6H
System One Warmluftbefeuchter mit
Schlauchheizungsoption, 60 Series
Hilfsmittelnr.: **14.24.17.2040**



1104113
Aufrüstpaket für Schlauchheizung
(bestehend aus beheiztem Schlauch
und Netzteil, 80 Watt)



1063785
Befeuchterkammer

FILTER UND SCHLÄUCHE



1x
2x

1063091
Pollenfilter, Schaumstoff (1 Stück)

1029330
Pollenfilter, Schaumstoff (2 Stück)



1x
2x
6x

1063096
Ultrafeinfilter (1 Stück)

1035442
Ultrafeinfilter (2 Stück)

1029331
Ultrafeinfilter (6 Stück)



1032907
Performance-Schlauch, 22 mm



1074400
Performance-Schlauch, 15 mm



SYS1HT15
Beheizter Schlauch

Das Zubehör für die Sauerstoffein-
speisung finden Sie auf Seite 55.

BiPAP HARMONY S/T

ZUBEHÖR

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1112033
OmniLab Direct 2.11.1



1068689
Encore Basic 2.9



1054785
Encore Pro 2.19



1005297
DirectView 2.4.1



1055635
DirectView (Online-Download)



1061644A
Link-Modul



1075073
USB-Adapter



1037268
Serielles Kabel



10x

1063859
SD-Karten (10 Stück)



10x

1066785
SD-Karten-Versandumschläge
(10 Stück)



1047300
SD-Kartenleser

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1099592
Seitenabdeckung für Gerät
(wenn Gerät nicht an den Befeuchter
angeschlossen ist)



1063858
SD-Kartenabdeckung
(am Gerät befestigt)



1063857
Tragetasche



1075157
Rollwagen



1078946
Rollwagen, Montageplatte
für CPAP, BiPAP




1114784
Reisetasche für Therapiegeräte

SAUERSTOFFEINSPEISUNG

für Schlaf und Beatmung


Anschluss von Sauerstoff an den Befeuchter mit beheiztem Schlauch

(Omnilab Advanced +, DreamStation, System One 60 Series, BiPAP Silver Series, BiPAP Harmony S/T)




Anschluss von Sauerstoff an den Befeuchter ohne beheizten Schlauch

(Dorma, BiPAP Silver Series)



Anschluss an Therapiegerät ohne Befeuchter

(Omnilab Advanced +, DreamStation, System One 60 Series, Dorma, BiPAP Silver Series, BiPAP Harmony S/T, Trilogy)



ZUBEHÖR



SYS1HT15

Beheizter Schlauch



HT15

Beheizter Schlauch
(nur DreamStation)



1032907

Performance-Schlauch, 22 mm



7041

Drehgelenk



1044186

Adapter 22 mm x 22 mm



302418

Druckventil
(Sauerstoffrückschlagventil)



312710

Sauerstoffadapter





Hilfe beim Husten

Unser **CoughAssist E70** für das Sekretmanagement ist eine effektive und bemerkenswert sanfte nichtinvasive Alternative für die Verwendung in Krankenhäusern und in der häuslichen Pflege. Der integrierte Cough-Trak unterstützt bei der Titration an das Gerät und erhöht die Synchronisation des Patienten mit dem CoughAssist E70 für mehr Komfort und bessere Compliance. Durch einstellbare Oszillationsstufen verbessern wir mit dem Gerät die Schleimablösung und erhöhen den Nutzen der Therapie. Mit Netzstrom oder Batterie betrieben ist der CoughAssist E70 eine wahrhaft tragbare Lösung, die Ihren Patienten mehr Freiheit und Unterstützung bietet.

Effektives Sekretmanagement

Klein, leicht und handlich

Cough-Trak für bessere Synchronisation mit dem Gerät

Akkulösung für den mobilen Patienten

COUGHASSIST E70

Sekretmanagement

CoughAssist E70



Bestellnummer: 1098159

Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3003

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1098884
Tragetasche



1099421
Netzkabel CA E70



1051801
SD-Karte und Hülle



1099035
Schlauchhalterung



1099036
Batteriedeckel, installiert



1032584
Einlassfilter



1091949
Benutzerhandbuch



1090834
CA E70-Schlauch, 1,8 m und
Maske für Erwachsene, groß

ZUBEHÖR

COUGHASSIST E70

Sekretmanagement

BENUTZERHANDBÜCHER STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1091949
Benutzerhandbuch



1099421
Netzkabel CA E70



1043570
Ansteckbare Batterie



1072182
Batterieladegerät



1039014
Netzkabel für Batterieladegerät



1028869
Universelles Batteriepack, enthält
Netzteil, Tragetasche und Netzkabel



1028870
Netzteil für Batteriepack



1067424
Auto-DC-Kabel

FILTER UND SCHLÄUCHE



1090830
CA E70-Schlauch, 1,8 m und
Maske für Säuglinge



1090831
CA E70-Schlauch, 1,8 m und
Maske für Kleinkinder



1090832
CA E70-Schlauch, 1,8 m und
Maske für Erwachsene, klein



1090833
CA E70-Schlauch, 1,8 m und
Maske für Erwachsene, mittel



1090834
CA E70-Schlauch, 1,8 m und
Maske für Erwachsene, groß



1090835
CA E70-Schlauch für Tracheostoma,
1,8 m



1090836
CA E70-Schlauch mit Mundstück,
1,8 m



1098403
CA E70-Schlauch, 2,7 m und
Maske für Säuglinge



1098404
CA E70-Schlauch, 2,7 m und
Maske für Kleinkinder



1098405
CA E70-Schlauch, 2,7 m und
Maske für Erwachsene, klein



1098407
CA E70-Schlauch, 2,7 m und
Maske für Erwachsene, mittel



1098408
CA E70-Schlauch, 2,7 m und
Maske für Erwachsene, groß

COUGHASSIST E70

Sekretmanagement

ZUBEHÖR



1098409
CA E70-Schlauch für
Tracheostoma, 2,7 m



1098410
CA E70-Schlauch mit
Mundstück, 2,7 m



1046861
CA E70-Maske für Erwachsene,
groß



1044187
CA E70-Maske für Erwachsene,
mittel



1044188
CA E70-Maske für Erwachsene,
klein



1044189
CA E70-Maske für Kleinkinder



1044190
CA E70-Maske für Säuglinge



1099533
CA E70-Mundstück



1044186
Adapter für Erwachsenen- und
Kleinkindmaske, 22 mm x 22 mm



1044191
Adapter für Säuglingsmaske und
Tracheostoma, 22 mm x 15 mm



1116178
Schlauch, 1,8 m



1098720
CA E70-Wasserfalle



1032584
Einlassfilter



1046860
CA E70-Bakterienfilter

DATENMANAGEMENT UND ZUBEHÖR



1005297
DirectView 2.4.1



1055635
DirectView (Online-Download)



1075073
USB-Adapter



1037268
Serielles Kabel

ZUBEHÖR

COUGHASSIST E70

Sekretmanagement



1051801
SD-Karte und Hülle



1066785
SD-Karten-Versandumschläge
(10 Stück)



1047300
SD-Kartenlesegerät

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1098655
Gerätewagen CA E70



1098656
Wagenplatte



1059017
Fußpedal



1098884
Tragetasche



1099035
Schlauchhalterung



1099036
Batteriedeckel



SAUERSTOFFTHERAPIE

Sauerstoff, wo immer Sie ihn brauchen

Wer auf eine Langzeitbehandlung mit Sauerstoff angewiesen ist, muss deshalb nicht auf Mobilität verzichten: Mit unseren Sauerstoffkonzentratoren sind spontane Ausflüge ebenso möglich wie lange Urlaubsreisen. Ob als stationärer Konzentrator zuhause oder als leichtes Gerät mit langer Akkulaufzeit unterwegs – EverFlo, SimplyGo und SimplyGo Mini versorgen Ihre Patienten zuverlässig. Mit UltraFill lässt sich der Sauerstoff zusätzlich auf Vorrat in Flaschen abfüllen.





Die Tür zur Freiheit

SimplyGo Mini ist der noch kleinere und leichtere Sauerstoffkonzentrator von Philips, der durch sein geringes Gewicht von nur 2,3 kg und einer Akkuleistung von bis zu 4,5 Stunden ein idealer Begleiter für Ihre Patienten bei den ganz alltäglichen Dingen wie Arztbesuchen oder Einkäufen, aber auch bei Ausflügen mit Freunden und Familie ist. Dank einer schicken Schultertasche oder dem praktischen Rucksack ist er sehr diskret und lässt sich wunderbar transportieren- er bietet Ihren Patienten eine neue Freiheit.

Klein und unauffällig

Einfach zu bedienen –
mit Touchscreen

5 Pulsstufen für eine individuelle
Abgabe des Sauerstoffs

Schickes und praktisches Zubehör

Benutzung im Flugzeug

SIMPLYGO MINI

SimplyGo Mini
mit Standardakku



Bestellnummer: 1113607
Hilfsmittelnummer: 14.24.04.6009

SimplyGo Mini
mit erweitertem Akku



Bestellnummer: 1113608
Hilfsmittelnummer: 14.24.04.6010

IM LIEFERUMFANG ENHALTEN



1119897
Tragetasche braun



1122729
AC-Netzteil



1116819
DC-Netzteil



1082665
Netzkabel



1116824
Zubehörtasche braun



1121942
Benutzerhandbuch

NUR BEI 1113607



1116816
Standardakku

NUR BEI 1113608



1116817
Erweiteter Akku

ZUBEHÖR

SIMPLYGO MINI

STROMVERSORGUNG



1122729
AC-Netzteil



1116819
DC-Netzteil



1082665
Netzkabel



1116816
Standardakku



1116817
Erweiterter Akku



1119950
Externes Akkuladegerät

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1119897
Tragetasche braun



1119928
Tragetasche schwarz



1116824
Zubehörtasche braun



1119893
Zubehörtasche schwarz



1116836
Rucksack braun



1119894
Rucksack schwarz

SIMPLYGO

SimplyGo



Bestellnummer: 1069058

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1082663
Gerätetasche



1082662
Akku



1082665
Netzkabel



1082661
AC-Netzteil



1083692
DC-Netzteil



1083696
Zubehörtasche



1074885
Trolley



1083706
Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR

STROMVERSORGUNG (STATIONÄR UND MOBIL)



1082662
Akku



1109643
Externes Batteriemodul



1116269
Mobilitäts-Kit: externes Batterie-
modul (1109643) und SimplyGo
Akku (1082662)



1102035
Travel-Kit: externes Ladegerät (900-
118) und SimplyGo Akku (1082662)



1082665
Netz kabel



900-118
Externes Akkuladegerät



1082661
AC-Netzteil



1083692
DC-Netzteil

BEFEUCHTUNG



1083693
DC-Flugzeugkabel



1083699
Befeuchterflaschentasche

FILTER UND SCHLÄUCHE



1068816
EverFlo StarterKit (Inhalt:
Befeuchterflasche, Nasenbrille)



100-5004-15
Nasenbrille, einzeln



100-5004-20
Befeuchterflasche, einzeln



1039642
Befeuchterverbindungsschlauch,
einzeln



1095248
Einlassfilter



1094705
Bakterienfilter

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



1074885
Trolley



1082663
Gerätetasche



1106598
Tragegurt Gerätetasche



1083696
Zubehörtasche

EVERFLO

EverFlo



Bestellnummer: 1020007

Hilfsmittelnummer: 14.24.04.0056

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1038831
Einlassfilter



1048534
Whisper-Cap



1039642
Befeuchterverbindungsschlauch



1041621
Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR

BENUTZERHANDBÜCHER



1041621
Benutzerhandbuch

FILTER UND SCHLÄUCHE



1038831
Einlassfilter



1065145
Einlassfilter (10 Stück)

10x



520
Bakterienfilter



1039642
Befeuchterverbindungsschlauch,
ohne Abdeckung



1055624
Zusatzfilter mit Deckel



1058411
Ersatzfilter (5 Stück)

5x



1068816
EverFlo StarterKit (Inhalt:
Befeuchterflasche, Nasenbrille)



100-5004-15
Nasenbrille, einzeln

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



100-5004-20
Befeuchterflasche, einzeln



1038839
Filterdeckel,
ohne Befeuchterschlauch



1038840
Befeuchterklettband



H624
Rollen ohne Bremse (4 Stück)

4x



H649
Rollen mit Bremse (2 Stück)

2x



1048534
Whisper-Cap



H644
Kinderflowmeter zum Einbau
(0,1 bis 1 l/min-Skalierung)



528
Feststellschraube für Flowmeter

ULTRAFILL

UltraFill Gesamtsystem



Bestellnummer: 1074932

Hilfsmittelnummer: 14.24.04.2004

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1039367
EverFlo T-Modell (für UltraFill)



1065696
Transferschlauch



abhängig von Bestellart
Flaschen (2 Stück)



je nach Flaschengröße
Flaschentasche (1 Stück)



1080984
Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR



1057124
UltraFill, einzeln



1039367
EverFlo T-Modell (für UltraFill)

BENUTZERHANDBÜCHER



1080984
Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR



1065696
Transferschlauch



1075576
1l-Flasche mit Regulator



1075578
2l-Flasche mit Regulator



1075577
1l-Flasche mit Conserver



1075579
2l-Flasche mit Conserver



1079978
1l-Flaschentasche



1079977
2l-Flaschentasche



4x

H624
Rollen ohne Bremse (4 Stück)



2x

H649
Rollen mit Bremse (2 Stück)



1091727
Upgrade-Kit für EverFlo
mit Siebmodul



1091726
Upgrade-Kit für EverFlo
ohne Siebmodul



ASTHMA- UND AEROSOLTHERAPIE

Feinste Tröpfchen – zielsichere Therapie

Verschiedene Krankheitsbilder, von Asthma bis hin zur chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), erfordern eine Aerosoltherapie, mit der Medikamente direkt dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden: in die Lunge. Unsere bewährten Vernebler erzeugen ein feines Aerosol für eine rasche, hochwirksame Therapie. Ihr kompaktes, zeitgemäßes Design kommt den Bedürfnissen der Patienten entgegen. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine breite Palette an praktischen Hilfsmitteln, die Ihren Patienten die Therapie erleichtern.





Tief durchatmen mit Sami, dem Seehund

Wir haben **Sami, den Seehund**, entwickelt, damit Eltern und Kinderärzte auch den kleinsten Patienten leichter eine optimale und erfolgreiche Therapie ermöglichen können. Denn Kinder sehen Sami nicht als medizinisches Produkt an, sondern als ihren Freund. Sami und die Gesichtsmaske Tucker, die Schildkröte, sind die perfekte Kombination für Kinder, die das Mundstück noch nicht gut selbst halten können. Die weiche, flexible Maske passt sich den Konturen kleiner Gesichter optimal an. So gelangen die Medikamente genau dorthin, wo sie am besten wirken.

Kinderfreundliches Design

Kurze Behandlungszeiten durch SideStream-Technologie

Zuverlässig und einfach zu benutzen

Stabilität durch Gewicht am Boden

Integrierter Verneblerhalter

SAMI

Sami



Bestellnummer: 1093268

Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0118

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1101484 Sami Vernebler – Jahresset

1099821 Tragetasche

1083128 Sami Filter

1108939 Benutzerhandbuch

ZUBEHÖR



1101484

Sami Vernebler – Jahresset



5x

1083128

Sami Filter (5 Stück)



1026568

Tragetasche Sami



1093236

Benutzerhandbuch

INNOSPIRE

InnoSpire Elegance



Bestellnummer: 1099973

Hilfsmittelnummer: ist beantragt

InnoSpire Deluxe



Bestellnummer: 1112278

Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0140

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 2010A Jahresset SideStream, wiederverwendbar
- 1102088 Filter (4 Stück)
- 1101452 Tragetasche
- 1109014 Benutzerhandbuch

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 2010A Jahresset SideStream, wiederverwendbar
- 1113525 Filter (4 Stück)
- 1113054 Benutzerhandbuch (nicht bestellbar)

ZUBEHÖR



1101452

Tragetasche InnoSpire Elegance



4x

1102088

Filter InnoSpire Elegance (4 Stück)



4x

1113525

Filter InnoSpire Deluxe (4 Stück)

SIDESTREAM VERNEBLER



40x

2350

Einweg-Vernebler, Schlauch,
Mundstück, Maske Kinder, Maske
Erwachsene (40 Stück)



50x

4445

Einweg-Vernebler (50 Stück)



50x

4446

Einweg-Vernebler, Schlauch,
Maske Erwachsene (50 Stück)



50x

4447

Einweg-Vernebler, Schlauch,
Maske Kinder (50 Stück)



50x

4448

Einweg-Vernebler mit Schlauch,
Mundstück (50 Stück)



50x

1201

Wiederverwendbarer Vernebler
(50 Stück)



1200A

Wiederverwendbarer Vernebler



1223A

Wiederverwendbarer Vernebler,
Schlauch, Maske Erwachsene



1224A

Wiederverwendbarer Vernebler,
Schlauch, Maske Kinder



1225A

Wiederverwendbarer Vernebler,
Schlauch, Mundstück



2010A

Jahres-Kit: wiederverwendbarer
Vernebler, Schlauch, Mundstück,
Maske Kinder, Maske Erwachsene

SIDESTREAM PLUS VERNEBLER

SideStream Plus



ZUBEHÖR



1092001
SideStream Plus mit Schlauch
und Mundstück



1091999
SideStream Plus mit Filter
und Aerosolschlauch



1092003
SideStream Plus mit Mundstück
und Aerosolschlauch



1091917
Filterhalterung und Filter



1093185
Aerosolschlauch



1020
Einweg-Verneblerschlauch,
(50 Stück)

50x



1093190
Filter (50 Stück)

50x

OPTICHAMBER DIAMOND

OptiChamber Diamond



Bestellnummer: 1079820

Hilfsmittelnummer: 14.24.03.1003

OptiChamber Diamond
mit LiteTouch-Maske
(small)



Bestellnummer: 1079822

OptiChamber Diamond
mit LiteTouch-Maske
(medium)



Bestellnummer: 1079825

OptiChamber Diamond
mit LiteTouch-Maske
(large)



Bestellnummer: 1079828

ZUBEHÖR



1083785

LiteTouch-Maske, 0 - 18 Monate



1083784

LiteTouch-Maske, 1 - 5 Jahre



1083783

LiteTouch-Maske, ab 5 Jahre

PERSONALBEST

PersonalBest EU Universal Range Peak Flow Meter



Bestellnummer: 1022973

MUNDSTÜCKE



200x

HS714-200

Mundstück mit Einwegventil,
(200 Stück)



100x

HS715-100

Mundstück für Kinder,
(100 Stück)



100x

HS757-100

Ovales Mundstück,
(100 Stück)

THRESHOLD IMT/PEP

Threshold IMT (Inspiratory Muscle Trainer)



Bestellnummer: HS730EU-001

Threshold PEP (Positive Expiratory Pressure Device)



Bestellnummer: HS735EU-001

AERONEB GO

Aeroneb Go
mit AC-Netzteil



Aeroneb Go
ohne AC-Netzteil



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Benutzerhandbuch



AERONEB GO

ZUBEHÖR



AG-AG4300
Vernebler komplett



AG-AG4500
Vernebler und Verbindungskabel



50x

AG-AG3090
Maskenadapter 22M/22F
(50 Stück)



50x

AG-AG3080
Maskenadapter 22M/22M
(50 Stück)



AG-AG3040
Mundstück



AG-AG4020
Medikamentenkammer



50x

AG-AG3010
Deckel für Medikamentenkammer
(50 Stück)



AG-AG4060
Batteriepack und Verbindungskabel



AG-AG4070
Verbindungskabel



AG-AG2110
Tragetasche



AG-AG3410-EU
Netzteil

WIR SIND FÜR SIE DA!

Bei **Bestellungen** – auch von kostenlosem Informationsmaterial – oder allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren **Sales Support**:

Philips GmbH Respironics
Gewerbestraße 17
82211 Herrsching

Telefon: 08152 9306-0
Fax: 08152 9306-18
E-Mail: Respironics.Sales.Support.Deutschland@philips.com

Bei **Fragen zu Produkten** wenden Sie sich gern direkt an Ihren zuständigen Area Sales Promotion Manager oder das Marketing: **E-Mail:** Respironics.Marketing.DACH@philips.com

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.philips.de/respironics.

Unser Support für Sie:

Workshops – Theorie und Praxis
Technikschulungen
Informationsmaterial (diverse Broschüren und Anleitungen)

Unser Support für die Betreuung Ihrer Patienten:

Informationsmaterial (diverse Broschüren und Anleitungen)
Patienten-Internetseite www.philips.de/schlaftherapie

Dieser Katalog wird einmal jährlich gedruckt und vierteljährlich aktualisiert.
Die aktuelle Version finden Sie unter: www.philips.de/respironics/downloads.

