

Tablettes et smartphones compatibles Lumify



Tablette ou smartphone	Taille de l'écran	Poids	Temps estimé de scan en continu	Options de connectivité	Stockage interne
Samsung Galaxy S7 Edge	13,97 cm	157 g	2 h 15 min	Wi-Fi/Cellulaire	32 GB
Samsung Galaxy Note5	14,47 cm	171 g	3 h 15 min	Wi-Fi/Cellulaire	32/64/128 GB
Samsung Galaxy Tab S2 8" (Only Model SM-T713)	20,32 cm	260 g	2 h 30 min	Wi-Fi	32 GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (Only Model SM-T813)	24,63 cm	395 g	3 h	Wi-Fi/4G	32 GB
Samsung Galaxy View	46,73 cm	3900 g	5 h	Wi-Fi/4G	32 GB
Lenovo Yoga Tab 3	20,32 cm	834 g	4 h	Wi-Fi	16 GB
Lenovo Yoga Tab 3	25,4 cm	1150 g	4 h	Wi-Fi	16 GB
Panasonic Toughpad FZ-A2	25,65 cm	880 g	3 h 30 min	Wi-Fi/4G	32 GB
Panasonic Toughpad FZ-B2	17,78 cm	544 g	3 h 30 min	Wi-Fi/4G	32 GB

Compatible with L12-4/C5-2 only (not S4-1)

Samsung Galaxy Tab S2 8" (Model SM-T710)	20,32 cm	260 g	2 h 30 min	Wi-Fi	32 GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (Model SM-T810)	24,63 cm	395 g	3 h	Wi-Fi/4G	32 GB

Compatible, but discontinued by manufacturer

Google Nexus 6 (not Nexus 6P)	15,24 cm	185 g	1 h 45 min	Wi-Fi/Cellulaire	32/64 GB
NVIDIA SHIELD Tablet (V1)	20,32 cm	390 g	1 h 30 min	Wi-Fi	16 GB
Acer Iconia Tab 10 A3-A30	25,4 cm	540 g	2 h 30 min	Wi-Fi	16 GB
Samsung Galaxy Tab Active	20,32 cm	370 g	3 h 30 min	Wi-Fi	16 GB
Samsung Galaxy Tab S	22 cm	204 g	2 h 15 min	Wi-Fi	16 GB
Google Nexus 9	22,86 cm	425 g	2 h	Wi-Fi/4G	16/32 GB
Nvidia Shield Tablet K1	20,32 cm	350 g	2 h 30 min	Wi-Fi	16 GB

La compatibilité des tablettes est sujet à changement, et Philips se réserve le droit de réaliser ces changements sans vous en aviser.



Philips France Commercial,

33 rue de Verdun,

92156 Suresnes, France

www.Philips.fr/healthcare/sites/lumify

© Koninklijke Philips N.V. 2016. Tous droits réservés. Philips et le logo Philips en forme d'écusson sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. .
Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.