



PHILIPS

Health Systems

Ultrasonografia e Ecocardiografia

Fazer a diferença através do Health Continuum.

Na Philips, desenvolvemos e promovemos soluções que cuidam do bem estar, do nascimento ao envelhecimento proporcionando Vida saudável, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Cuidados em casa.

Criamos soluções integradas de hardware, software e serviços, que viabilizam melhor saúde e melhor cuidado com melhor custo benefício, em todo o mundo. Inovações que são relevantes para você.

Conte conosco.

Health continuum



Linha de Ultrassom

Desempenho, qualidade e tecnologia



EPIQ 7 G



EPIQ 7 C



EPIQ 5



CX50 xMATRIX



CX50 2D



Affiniti 70



Affiniti 50



Affiniti 30



ClearVue 850



ClearVue 650



HD5

Em breve



InnoSight



Lumify

Em breve




Sparq

EPIQ 7 G

A nova era do ultrassom Premium

- Fusão e Navegação rápida e eficaz para aplicações em Próstata, Fígado, Rins, Neuro e outros órgãos
- Plataforma completamente híbrida para atender Radiologia, Cardiovascular e Saúde da Mulher
- Transdutores xMATRIX com recurso exclusivo Live xPlane
- Arquitetura nSIGHT: independência entre resolução espacial e resolução temporal, com foco uniforme em toda a imagem
- Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas com novas informações clínicas
- Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet com exibição de imagem em tempo real
- Ecocardiografia 3D com quantificação automática
- Transdutor Linear de 18 MHz
- Elastografia Shear Wave com mapa de confiabilidade
- Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos para todas as aplicações
- TrueVue® 3D/4D Obstétrico ultra realista de alta definição e renderização



*Alguns itens são opcionais




EPIQ 7 C

A nova era do ecocardiógrafo Premium

- Heart Model: Transformando a aplicação transtorácica 3D em rotina
- Novas medidas para TAVR em Cardiologia Intervencionista
- Transdutores xMATRIX com recurso exclusivo Live xPlane
- Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos para todas as aplicações
- Strain cardíaco simples e automático, exibindo bull's eye e Fração de Ejeção
- Contraste microbolhas para Perfusão e LVO, com quantificação
- Arquitetura nSIGHT: independência entre resolução espacial e resolução temporal, com foco uniforme em toda a imagem
- Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas com novas informações clínicas
- Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet
- Ecocardiografia 3D TEE e TTE
- Fusão de imagens de Eco TEE 3D com Hemodinâmica em procedimentos intervencionistas
- aCMQ®: Speckle Tracking com modo M curvo
- QuickVue®: ferramenta que faz qualquer corte da imagem 3D/4D cardíaca ao toque de dois botões



*Alguns itens são opcionais



EPIQ 5

Definindo o padrão dos ultrassons Premium

- Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos para todas as aplicações
- Strain cardíaco simples e automático, exibindo bull's eye e Fração de Ejeção
- Fusão e Navegação rápida e eficaz para aplicações em Próstata, Fígado, Rins, Neuro e outros órgãos
- Contraste microbolhas para Perfusão e LVO, com quantificação
- Plataforma completamente híbrida para atender aplicações em Cardiovascular, Radiologia e Saúde da Mulher
- Tecnologia de transdutores PureWave®
- Arquitetura nSIGHT: independência entre resolução espacial e resolução temporal, com foco uniforme em toda a imagem
- Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas com novas informações clínicas
- Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet
- TrueVue® 4D Obstétrico de alta definição
- Elastografia Shear Wave com mapa de confiabilidade



*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher



Imagem Geral



Cardiovascular



CX50 xMATRIX

Único ultrassom portátil com TEE 3D

- Transdutor xMATRIX com recurso exclusivo LivexPlane
- Tecnologia de transdutores PureWave®
- Único portátil com Ecocardiografia TEE 3D Matricial
- Integração sincronizada com Hemodinâmica em ambientes híbridos
- Speckle Tracking
- Pacotes de quantificação 2D e 3D
- Dados Nativos Ativos
- Inteligência Anatômica: quantificações automatizadas com novas informações clínicas
- Novos transdutores para área intervencionista (intraoperatórios e laparoscópico)
- Duas opções de carrinho para transporte (Básico e Multi Portas)
- Transdutores intercambiáveis com Affiniti 70, EPIQ 5 e EPIQ 7
- Contraste microbolhas para LVO



*Alguns itens são opcionais



Point of Care



Saúde da Mulher



Imagem Geral



Cardiovascular



CX50 2D

Definindo o padrão dos ultrassons portáteis

- Tecnologia de transdutores PureWave®
- Pacotes de quantificação 2D
- Dados Nativos Ativos
- Transdutor TEE Matricial
- Speckle Tracking
- Cardiologia completa (adulto, pediátrico, neonatal, eco estresse, TEE)
- Novos transdutores para área intervencionista (intraoperatórios e laparoscópico)
- Duas opções de carrinho para transporte (Básico e Multi Portas)
- Transdutores intercambiáveis com Affiniti 70, EPIQ 5 e EPIQ 7
- Contraste microbolhas para LVO



*Alguns itens são opcionais



Point of Care



Saúde da Mulher



Imagem Geral



Cardiovascular



Affiniti 70

O ultrassom que supera as suas expectativas

- Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos para todas as aplicações
- Plataforma completamente híbrida para atender aplicações em Cardiovascular, Radiologia e Saúde da Mulher
- Tecnologia de transdutores PureWave®
- Elastografia Strain e Shear Wave
- Transdutores intercambiáveis com Affiniti 50, CX50, EPIQ 5 e EPIQ 7
- Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet e bateria para modo hibernação, excelente para beira de leito
- Inteligência Anatômica 2D: quantificações automatizadas com novas informações clínicas
- Strain cardíaco simples e automático, exibindo bull's eye e Fração de Ejeção
- Avaliação dinâmica para Ultrassom com contraste microbolhas com quantificação para Cardiologia e Imagem Geral
- TrueVue® 4D Obstétrico de alta definição
- Ecocardiografia TEE 3D Matricial com transdutor xMATRIX com recurso exclusivo Live xPlane
- Fusão & Navegação



*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher



Imagem Geral





Cardiovascular

Affiniti 50

O ultrassom que entende a sua necessidade

- Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos para todas as aplicações
- Plataforma completamente híbrida para atender aplicações em Cardiovascular, Radiologia e Saúde da Mulher
- Elastografia Strain
- Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet e bateria para modo hibernação, excelente para beira de leito
- Inteligência Anatômica 2D: quantificações automatizadas com novas informações clínicas
- Strain cardíaco simples e automático, exibindo bull's eye e Fração de Ejeção
- Avaliação dinâmica para Ultrassom com contraste microbolhas com quantificação para Cardiologia e Imagem Geral
- TrueVue® 3D/4D Obstétrico de alta definição
- STIC fetal e Fetal Heart Navigator






*Alguns itens são opcionais



Affiniti 30

Atende seu dia a dia

- Personalização e flexibilidade na elaboração de laudos para todas as aplicações
- Plataforma completamente híbrida para atender aplicações em Cardiovascular, Radiologia e Saúde da Mulher
- Ergonomia reinventada: navegação em tela de toque estilo Tablet e bateria para modo hibernação, excelente para beira de leito
- Transdutor Linear 12-5 com abertura de 50mm
- Eco estresse
- 4D Obstétrico de alta definição
- Elastografia Strain de alta sensibilidade



*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher



Imagem Geral




Cardiovascular

ClearVue 850

Design Inteligente

- Ferramenta automática para medidas da Biometria Fetal
- Eco estresse
- Auto Face Reveal
- STIC Fetal
- Elastografia Strain de alta sensibilidade
- FloVue, software proprietário Philips para melhoria na visualização de vasos de alta e baixa intensidade de fluxo
- Novo transdutor linear L12-5 com abertura de 38mm
- Ergonomia e conforto com ajuste de altura do painel de controle
- Imagem 4D com volume rate de 50 volumes/segundo



*Alguns itens são opcionais



Produto Verde



Saúde da Mulher



Imagem Geral



Cardiovascular

ClearVue 650

Foco em Saúde da Mulher

- Novo transdutor linear L12-5 com abertura de 38mm
- Imagem 4D com volume rate de 50 volumes/segundo
- Transdutores com a tecnologia Active Array®
- Imagem 4D
- Auto Face Reveal®
- STIC fetal
- Dados Nativos Ativos
- Ferramentas de otimização de imagem e melhoria do fluxo de trabalho
- Equipamento leve e ergonômico
- Baixo consumo de energia e dissipação de calor



Produto Verde

*Alguns itens são opcionais



Saúde da Mulher



Imagem Geral




Cardiovascular

HD5

Versatilidade clínica com ótimo custo benefício

- Ferramentas de otimização de imagem
- Pacotes de quantificação (intima média, fração de ejeção automática)
- 4D Obstétrico com software Real Skin®



*Alguns itens são opcionais



Produto Verde



Saúde da Mulher



Imagem Geral






Cardiovascular

InnoSight Em breve

Simplicidade para onde e quando quiser

- Ultrassom ultra portátil com peso inferior a 2,5kg e alça móvel
- Interface reinventada e intuitiva estilo tablet
- Ferramentas de otimização de imagem e melhoria do fluxo de trabalho
- Opção de carrinho para transporte
- Cardiologia básica
- Fácil conectividade
- Software de visualização de Agulhas



*Alguns itens são opcionais



Point of Care



Saúde da Mulher



Imagem Geral




Cardiovascular

Em breve
Lumify

Ultrassom Philips no seu Smartphone
ou Tablet. Pronto quando quiser.

- Licença para aplicativo que habilita a possibilidade de fazer ultrassonografia em seu dispositivo móvel
- 3 opções de transdutores USB
- Interface intuitiva e amigável
- Facilidade de transferência e imagens por PACS, rede compartilhada ou até e-mail
- Presets, escala de cinza e dois modos de doppler
- Dois calipers para medidas simples



*Alguns itens são opcionais



Point of Care



Saúde da Mulher



Imagem Geral




Cardiovascular

Sparq

Uma nova solução em ultrassonografia

- Painel touch de vidro selado para fácil operação e desinfecção
- Bateria externa com autonomia de 2:30h
- Software para visualização de agulhas
- Simplicity Mode: visualização apenas das funções mais utilizadas no painel
- AutoSCAN: otimização inteligente e contínua da imagem 2D








*Alguns itens são opcionais

QLAB





- Visualização, manipulação e medição em estação de trabalho com renderização e quantificação avançada em modos de imagem 2D, cor e 3D
- Ferramentas de análise de imagem avançada, como speckle tracking 2D e strain por doppler tissular,
- Quantificação em 3D, análise estrutural de válvula em 3D e quantificação em Doppler
- Análises de estudos com contraste
- Avaliação da espessura da íntima de estruturas vasculares (IMT)
- Exportação nos formatos BMP, TIF, JPG e AVI



Q-Station

- Revisão de exames de Ultrassom e Ecocardi
- Quantificações de imagens 2D e 3D usando QLAB
- Conectividade DICOM & PACS e exportação em formato PC
- Gerenciamento de dados dos exames
- Ambiente de visualização de estudos
- Laudos e Reports básicos
- Funções de Importar e Exportar
- Anonimização de imagens clínicas



Em busca do zero



A manutenção preditiva está em ascensão. Acreditamos que, até 2018, um em cada cinco eventos de manutenção de sistema será acionado por uma análise cuidadosa dos dados do sistema – e, portanto, acontecerá antes que surjam problemas graves.

Na Philips, queremos trabalhar junto com você para reduzir a indisponibilidade do seu equipamento. **Existem três maneiras de ajudar a aumentar seu tempo de atividade:**



Resposta a alertas gerados pelo próprio dispositivo ou por um equipamento instalado no hospital



Constante análise remota dos dados dos equipamentos logados com nosso sistema de monitoramento proativo, que permite agendar uma ação de manutenção com antecedência



Recebimento do chamado do cliente e manutenção



Portfólio Right Fit: Conheça os 6 pacotes disponíveis, com opções que incluem serviços moldados de acordo com suas necessidades, com o que faz sentido para você.

Entre em contato conosco: 0800SERVICE