

INF 2000

Formation Infirmiers(ères), Aide soignants(es)



PROGRAMME

Module électrocardiographie

- Comprendre l'électrocardiogramme normal.
- Définition des principales dérivations.
- La peau et les électrodes.

Module monitoring

- ECG /Respiration.
- La SPO₂.
- La pression brassard (Pression non invasive PNI).
- La pression invasive.
- La surveillance de la tcPO₂/CO₂ (néonatalogie).
- Le module BIS ou NMT (bloc).



2 jours

2017 > Dates, nous consulter

2018 > Dates, nous consulter

Remarque : un support de cours qui sera remis au participant à l'occasion du stage.



OBJECTIFS

Comprendre les paramètres vitaux sur un moniteur de surveillance et connaître leurs limitations surveillance. Une revue, la chaîne de mesure : patient- capteur- dispositif médical sur les électrocardiographes, les moniteurs défibrillateurs, afin de pouvoir résoudre les principaux problèmes applicatifs rencontrés liés à cette chaîne de mesure.

PUBLIC :
Infirmiers(ères), Aide soignants(es).

NIVEAU REQUIS :
Pas de niveau particulier.

LIEU : En Intra.

INTERVENANT :
Consultant Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12

PRIX : **Nous consulter**