

IRM PERFECT

Le perfectionnement en IRM au service de la pratique



PROGRAMME

- Rappel des bases physiques.
- Diffusion et intérêt.
- Les différentes techniques de l'angiographie.
- Paramétrage d'une IRM et comment l'optimiser.
- Reconnaître les artefacts et comment les atténuer.
- Avantages et inconvénients des différentes méthodes de saturation de la graisse.
- Mise en situation pratique devant des cas cliniques.



1 jour // 10h00 - 17h30

2017 ➤ Le 15 novembre

2018 ➤ Le 24 janvier

Remarque : un support de cours sera remis au participant à l'occasion du stage.



OBJECTIFS

Apporter aux utilisateurs les bases essentielles pour optimiser les différentes techniques d'acquisition. Appliquer ses connaissances techniques et théoriques à la pratique de tous les jours.

PUBLIC :
Manipulateurs / Médecins.

NIVEAU REQUIS :
Pas de niveau particulier.

LIEU : Suresnes (92).

INTERVENANT :
Consultant Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12

PRIX :
NON RÉSIDENTIEL : 915,00 € TTC
RÉSIDENTIEL : 990,00 € TTC