

Maintenance des défibrillateurs



PROGRAMME

- Rappels succincts sur la défibrillation, l'onde biphasique et la DSA.
- Caractéristiques des différents modèles.
- Utilisation des appareils.
- Étude de la structure interne pour dépannage au sous-ensemble.
- Exploitation des manuels techniques, des programmes de test, des messages d'erreur.
- Manipulations, configuration.
- Maintenance préventive, contrôle des performances et de la sécurité électrique.
- Démontage, remontage.
- Appareils concernés : HeartStart MRx M3535A (861288) et M3536A (861289), HeartStart XL+ (861290).



1,5 jour // 1^{er} jour : 14h00 - 17h00
2^{ème} jour : 9h00 - 17h00

2017 > Du 3 au 4 octobre

2018 > Du 3 au 4 octobre

Remarque : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.

4 PHILIPS



OBJECTIFS

Maîtriser l'utilisation des appareils, et connaître leur structure interne afin de pouvoir établir un diagnostic en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau.

PUBLIC :
Techniciens biomédicaux.

NIVEAU REQUIS :
Stage BIO 2000
ou stages BIO 101 + BIO 201.

LIEU : Suresnes (92).

INTERVENANT :
Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8

PRIX :
NON RÉSIDENTIEL : 1 507,00 € TTC
RÉSIDENTIEL : 1 582,00 € TTC