

**REP 105**

## Maintenance des électrocardiographes



### PROGRAMME

- Caractéristiques des différents modèles.
- Utilisation des appareils.
- Étude de la structure interne pour dépannage au sous-ensemble.
- Exploitation des manuels techniques, des programmes de test, des messages d'erreur.
- Manipulations, configuration.
- Maintenance préventive, contrôle des performances et de la sécurité électrique.
- Démontage, remontage.
- Appareils concernés : TC20 (860332), TC30 (860306), TC50 (860310), TC70 (860315).



1 jour // 9h00 - 17h00

**2017** > Le 5 octobre

**2018** > Le 13 décembre

**Remarque** : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.



### OBJECTIFS

Maîtriser l'utilisation des appareils, et connaître leur structure interne afin de pouvoir établir un diagnostic en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau.

**PUBLIC** :  
Techniciens biomédicaux.

**NIVEAU REQUIS** :  
Stage BIO 2000  
ou stages BIO 101 + BIO 201.

**LIEU** : Suresnes (92).

**INTERVENANT** :  
Support Technique Philips.

**NB DE PARTICIPANTS** : 8

**PRIX** :  
**NON RÉSIDENTIEL** : 1 010,00 € TTC  
**RÉSIDENTIEL** : 1 085,00 € TTC