

REP 351

Maintenance des systèmes IntelliSpace Perinatal



PROGRAMME

- Présentation générale du système ISP.
- Vue globale du système ISP au sein de l'hôpital (intégration) et ses options.
- Configuration générale, configuration utilisateur du logiciel ISP.
- Dépannage avec utilisation des outils SPY (logiciel et matériel).
- Récupération des données.
- Stockage sur un partage réseau (NBS).
- Approche du fonctionnement des serveurs de licence RDS CAL/CAL et gestion des sessions.
- Configuration des clients RDS.
- Différenciation entre ISP SandA et Advanced (logiciel ISP seul).



1 jour

2017 > Dates, nous consulter

2018 > Dates, nous consulter

Remarque : un support de cours sera remis au stagiaire à l'occasion du stage.



OBJECTIFS

Connaître la structure du système ISP et les diverses fonctionnalités. Pouvoir établir un diagnostic en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau conformément aux instructions contenues dans le manuel technique (en langue anglaise).

PUBLIC :
Techniciens biomédicaux.

NIVEAU REQUIS :
Connaissance de Windows 7, Windows 2003/2008 serveur ainsi que des réseaux informatiques. Connaître le langage informatique et les moniteurs foetaux.

LIEU : En intra.

INTERVENANT :
Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 2 à 5

PRIX : **Nous consulter**