

REP 416

Maintenance des télémetries sans-fil intellivue



PROGRAMME

- Architecture du système (points d'accès, contrôleur,...).
- Présentation générale.
- Utilisation des appareils.
- Configuration de base.
- Exploitation des manuels techniques.
- Maintenance.
- Manipulations.
- Matériel concerné : Emetteurs M4841A/M4851A et Mx40, Moniteurs sans-fil Intellivue.



1 jour // 9h00 - 17h00

- 2017** > Le 24 novembre
> Le 1 décembre

- 2018** > Le 15 juin
> Le 16 novembre

Remarque : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.



OBJECTIFS

Maîtriser l'utilisation et la configuration des appareils ; connaître leur structure interne afin de pouvoir établir un diagnostic en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau.

PUBLIC :
Techniciens biomédicaux.

NIVEAU REQUIS :
Stages REP 451 + DEV TSE.

LIEU : Suresnes (92).

INTERVENANT :
Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12

PRIX :

NON RÉSIDENTIEL : 1 010,00 € TTC
RÉSIDENTIEL : 1 085,00 € TTC