

REP 451

# Maintenance des postes centraux Intellivue PIIcIX



## PROGRAMME

### Connaissances du réseau clinique Philips :

- Présentation des équipements du réseau clinique.
- Architecture du réseau.
- Connaissances Informatiques appliquées au réseau clinique.

### Connaissances applicatives des postes centraux (surveillance, serveur) :

- Présentation générale, utilisation.
- Gestion des données des patients.
- Configuration utilisateur.
- Possibilités d'évolution (Intranet, Internet).

### Connaissances techniques des postes centraux :

- Chargement et installation du logiciel.
- Configuration.
- Outils de diagnostic.
- Exploitation des outils de maintenance et des messages d'erreur pour dépannage.

### Appareils concernés : centrales de surveillance et serveurs en révision B.

### Présentation des outils multimédia livrés avec les appareils.

Des ateliers pratiques sont prévus sur les différents sujets traités.



4 jours // 1<sup>er</sup> jour : 10h00 - 17h00  
2,3, et 4<sup>ème</sup> jour : 9h00 - 17h00



**2017** > Du 20 au 23 novembre  
Du 27 au 30 novembre

**2018** > Du 11 au 14 juin  
> Du 12 au 15 novembre  
> Du 19 au 22 novembre

**Remarque** : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.



## OBJECTIFS

Maîtriser l'utilisation des appareils, leur évolutivité, et connaître leur structure interne afin de pouvoir établir un diagnostic en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau en ce qui concerne le logiciel.

### PUBLIC :

Techniciens biomédicaux.

### NIVEAU REQUIS :

Stages REP 251 + DEV TSE.

LIEU : Suresnes (92).

### INTERVENANT :

Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12

### PRIX :

NON RÉSIDENTIEL : 3 443,00 € TTC

RÉSIDENTIEL : 3 744,00 € TTC