

REP 452

Maintenance de la Solution IntelliVue Guardian (IGS) et Pods sans-fil



PROGRAMME

- Présentation du concept et des modèles d'utilisation.
- Présentation des équipements et du réseau.
- Utilisation et configuration.
- Diagnostic et dépannage.



2 jours

2017 > [Dates, nous consulter](#)

2018 > [Dates, nous consulter](#)

Remarque : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.

8 PHILIPS



OBJECTIFS

Maîtriser l'utilisation des appareils, leur évolutivité, et connaître leur structure interne afin de pouvoir établir un diagnostic en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau en ce qui concerne le logiciel.

PUBLIC :
Techniciens biomédicaux.

NIVEAU REQUIS :
Stages REP 251 + DEV TSE.

LIEU : Suresnes (92).

INTERVENANT :
Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12

PRIX :
NON RÉSIDENTIEL : 1 920,00 € TTC
RÉSIDENTIEL : 2 071,00 € TTC