

REP 611

## Maintenance des échographes C X50



### PROGRAMME

- Caractéristiques.
- Utilisation des principales fonctions.
- Étude de la structure interne pour aide au diagnostic et au dépannage.
- Démontage et remontage des capots, localisation des principaux sous-ensembles.
- Maintenance préventive.
- Exploitation des manuels techniques et des messages d'erreur.
- Gestion des périphériques standards.



1,5 jour // 1<sup>er</sup> jour : 10h00 - 17h00  
2<sup>ème</sup> jour : 9h00 - 14h00

**2017** > Du 10 au 11 octobre

**2018** > Du 15 au 16 mai

**Remarque** : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.



### OBJECTIFS

Maîtriser l'utilisation des appareils et connaître leur organisation interne afin de pouvoir dialoguer efficacement avec un spécialiste Philips en cas de panne et d'en assurer la maintenance de deuxième niveau.

**PUBLIC :**  
Techniciens biomédicaux.

**NIVEAU REQUIS :**  
Stage ECHO 2000.

**LIEU :** Suresnes (92).

**INTERVENANT :**  
Support Technique Philips.

**NOMBRE DE PARTICIPANTS :** 5

**PRIX :**  
**NON RÉSIDENTIEL :** 1 522,00 € TTC  
**RÉSIDENTIEL :** 1 673,00 € TTC