

REP 701

Maintenance des ventilateurs V60



PROGRAMME

- Révision du principe de fonctionnement de l'appareil.
- Description des éléments extérieurs.
- Réglages et mise en route de l'appareil.
- Signification des alarmes.
- Remplacement des filtres d'entretien courant.
- Précautions d'utilisation et d'installation.
- Connaissances des pièces détachées composant l'appareil.
- Procédure de vérification : contrôle de pression, débit.
- Maintenance préventive.
- Recherche des pannes et diagnostic.
- Réparation et échange des pièces.
- Test final.
- Utilisation des logiciels techniques.



1 jour // 9h00 - 17h00

2017 > Le 12 décembre

2018 > Le 11 décembre

Remarque : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.



OBJECTIFS

Maîtriser l'installation, l'entretien courant, la réparation, la calibration et les contrôles.

PUBLIC :
Techniciens biomédicaux.

NIVEAU REQUIS :
Pas de niveau particulier.

LIEU : Suresnes (92).

INTERVENANT :
Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6

PRIX :
NON RÉSIDENTIEL : 1 010,00 € TTC
RÉSIDENTIEL : 1 085,00 € TTC