

REP 703

Maintenance des ventilateurs V680



PROGRAMME

- Présentation de l'appareil : positionnement hospitalier et révision du principe de fonctionnement.
- Description des éléments extérieurs.
- Réglages et mise en route de l'appareil.
- Signification des alarmes.
- Précautions d'utilisation et d'installation.
- Connaissances des pièces détachées composant l'appareil.
- Remplacement des filtres d'entretien courant.
- Procédure de vérification des performances : contrôle de pression, débit ...
- Maintenance préventive.
- Recherche des pannes et diagnostic.
- Réparation et échange des pièces.
- Test final.
- Utilisation des logiciels techniques.



1 jour

2017 > Dates, nous consulter

2018 > Dates, nous consulter

Remarque : un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) seront remis au participant à l'occasion du stage.



OBJECTIFS

Maîtriser l'installation, l'entretien courant, la réparation, la calibration et les contrôles.

PUBLIC :
Techniciens biomédicaux.

NIVEAU REQUIS :
Pas de niveau particulier.

LIEU : En intra.

INTERVENANT :
Support Technique Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6

PRIX : **Nous consulter**

PHILIPS