

**SCAN DOSE** **NOUVEAU!**

## Optimisation de la dose et de la qualité image



### PROGRAMME

- Cours théorique sur l'optimisation dosimétrique selon les principes ALARA (As Low As Reasonably Achievable). L'ensemble des paramètres, d'acquisitions et de reconstructions, sera détaillé pour mesurer l'incidence sur la qualité image CT.



1 jour

**2017** > Dates, nous consulter

**2018** > Dates, nous consulter

**Remarque :** un support de cours sera remis au participant à l'occasion du stage.



### OBJECTIFS

Cette formation vous permettra d'optimiser la dosimétrie ainsi que la qualité image sur votre scanner Philips.

#### PUBLIC :

Manipulateurs / Médecins. Cette formation s'adresse aux utilisateurs de l'interface iPatient CT.

#### NIVEAU REQUIS :

Expérience sur un système CT.

LIEU : En Intra.

#### INTERVENANT :

Ingénieur d'application Philips.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 8

PRIX :

**1 920,00 € TTC**