

REP 252

Réactualisation des connaissances sur les Moniteurs Intellivue



1 jour • 9h00 - 17h00

2017

1^{er} juin

19 oct.



PROGRAMME

- > Présentation de la nouvelle gamme de moniteurs MX et des nouveautés.
- > Manipulation du Support Tool Intellivue.
- > Démontage et remontage.
- > Appareils concernés :
Mx400, Mx450, Mx500, Mx550
Mx600, Mx700, Mx800 sans IPC

Un support de cours ainsi que les manuels d'utilisation (en Français), les manuels techniques, de configuration et d'export (en Anglais) et la dernière version du Support Tool Intellivue seront remis au participant à l'occasion du stage.

OBJECTIFS

Mettre à niveau ses connaissances sur la gamme des moniteurs Intellivue afin de renforcer ses acquis.

- **Public** : Techniciens biomédicaux.
- **Niveau requis** : Stage REP 251.
- **Lieu** : Suresnes (92).
- **Nombre de participants** : 10

ATTENTION : Les tests de sécurité électrique sont traités dans la formation DEV TSE.

Prix non résidentiel : 1 010.00 € TTC

Prix résidentiel : 1 085.00 € TTC