



2020年4月

## 修理お預かり時における除菌・消毒サービス開始のお知らせ

平素は格別なお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

下記の期間中、フィリップスモニター・サポートセンター内において、新型コロナウイルス対策を目的とした除菌・消毒作業をスタート致します。

### ■対象

フィリップスモニター・サポートセンター内

### ■対象製品

フィリップス液晶ディスプレイ、フィリップス液晶デジタルサイネージディスプレイ

### ■詳細

お客様から修理のご依頼を受けた液晶ディスプレイの入荷・検査・梱包・出荷の各工程において、担当スタッフおよびお預かりした液晶ディスプレイ製品に安定型複合塩素製剤「SB-101」を用いて除菌・消毒を行います。

SB-101は一般的なアルコール・次亜塩素酸ナトリウムと違い、皮膚に触れたり経口しても問題がなく、電子機器、金属に使用しても問題ありません。

刺激臭がなく無臭であり、布製品への色落ちの心配もなく、また瞬時に除菌する即効性と持続効果を併せ持っている事も特徴です。

その為、ご返却後もお客様に安心してご利用いただくことが可能です。

### ■除菌対象

新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、ノロウイルス、その他

### ■期間

2020年4月24日（金）～2021年4月30日（金）予定

フィリップスモニター・サポートセンター