

PHILIPS

Skin

34024/11/16 Chrome



myBathroom

Skin Applique **LED**, base synthétique finition chrome , diffuseur synthétique blanc .

Source lumineuse

2x 3W LED Philips incl.
2 x 270 Lumen
Durée de vie = 15.000 Heures
Allumage instantané
Nombre d'allumages = 10.000



- Lumière chaude – 2700K
- Diffusion uniforme



- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une solution d'éclairage classique
- Lampe disposant d'une très grande durée de vie

Information technique

220V - 240V / 50 - 60 Hz
IP 44
Classe 2
Dimensions:
↔ 280 mm
→ 110 mm
↑ 69 mm

