

Guía de especificaciones del sistema BiPAP

Plataforma de terapia de sueño System One

Philips Respironics ha revolucionado la terapia de sueño mediante la introducción de la tecnología de presión positiva en las vías respiratorias binivel para tratar la apnea obstructiva del sueño. Emulando la respiración natural con alivio de la presión en el momento de la inhalación y la exhalación, esta tecnología probada ofrece mucho más que un tratamiento altamente eficaz: proporciona un nivel de confort que puede suponer la diferencia entre el cumplimiento y el no cumplimiento en pacientes que tienen dificultades para adaptarse a la terapia CPAP tradicional.

Como parte de la plataforma de terapia de sueño System One, la tecnología binivel de nuestros dispositivos BiPAP Auto y BiPAP Pro incorpora un nivel de inteligencia adicional al sistema más avanzado

del sector. Además, System One continúa evolucionando con la alternancia remota entre los modos binivel y CPAP, una mayor producción de humedad y control, y una reducción considerable de los niveles de ruido.



		Características de comodidad					
System One	Modos	Comodidad Flex	Modos de demostración Flex	Control de la humedad System One	Control de la resistencia System One	Rampa (5-45 minutos)	Ajuste de la altitud
BiPAP Pro	CPAP Binivel fijo	Bi-Flex	BiPAP Bi-Flex	Estándar	Estándar	Ajustable	Automático
BiPAP Auto	CPAP Binivel fijo Binivel automático	Bi-Flex	BiPAP Bi-Flex	Estándar	Estándar	Ajustable	Automático

		Gestión de pacientes Encore					
		Modos de transferencia de datos		Captura de datos			
System One	Envío a través del teléfono EncorePro 2	Tarjeta SD EncorePro 2	Perfiles de uso	Detección y notificación avanzadas de acontecimientos	Respuesta avanzada a acontecimientos	Formas de onda de flujo	
BiPAP Pro	Horas de uso	Estándar	Estándar	IAH, LF, RERA, ronquido, fuga, AD, AO, HI, RP	N/D	Estándar	
BiPAP Auto	Horas de uso	Estándar	Estándar	IAH, LF, RERA, ronquido, fuga, AD, AO, HI, RP	LF, RERA, ronquido, fuga, AO, HI	Estándar	

Leyenda

IAH: Índice de Apnea-Hipopnea
 AD: Apnea con vías respiratorias despejadas
 LF: Limitación del flujo
 HI: Hipopnea
 AO: Apnea por obstrucción de las vías respiratorias

RP: Respiración periódica
 RERA: Despertar relacionado con esfuerzo respiratorio

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

Especificaciones		BiPAP Pro IN651S	BiPAP Auto IN751S
Intervalo de presión:	4 a 25 cm de H ₂ O	✓	✓
Alivio de la presión Flex:	Bi-Flex	✓	✓
Tiempo de rampa:	0 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos)	✓	✓
Presión de rampa inicial:	4 a EPAP; ajustable al paciente 4 a presión EPAP mín.	✓ N/D	✓ ✓
Dimensiones:	7 pulgadas de largo x 5,5 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto 18 cm de largo x 14 cm de ancho x 10 cm de alto	✓	✓
Peso:	1,36 kg (sin humidificador)	✓	✓
Filtros:	Espuma y ultrafino opcional	✓	✓
Instalación del dispositivo:	LCD/rueda de control/botón pulsador	✓	✓
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima):	Pantalla: Promedios de 7 y 30 días Tarjeta SD: > 1 año Integrada: hasta 6 meses	✓	✓
Medidor del cumplimiento:	Detección de respiración	✓	✓
Compensación de altitud:	Automático	✓	✓
Requisitos eléctricos:	100 a 240 V CA, 50/60 Hz	✓	✓
Humidificación:	Se integra con el humidificador Pass-over y el humidificador térmico System One	✓	✓
Garantía:	2 años; sustitución por uno nuevo	✓	✓
Otros:	LED iluminados	✓	✓

Información para pedidos			Información para pedidos	
Dispositivos	N° de parte Internacional	Australia	Accesorios	N° de parte
BiPAP Pro con humidificador, tarjeta SD, Bi-Flex	IN651HS	AU651HS	Kit de filtro de espuma	1063091
BiPAP Pro con tarjeta SD, Bi-Flex	IN651S	AU651S	Kit de filtro ultrafino (pack de 2)	1063096
BiPAP Auto con humidificador, tarjeta SD, Bi-Flex	IN751HS	AU751HS	Humidificador térmico System One	1056209
BiPAP Auto con tarjeta SD, Bi-Flex	IN751S	AU751S	Accesorios de gestión de datos	N° de parte
Accesorios	N° de parte		Tarjeta SD (pack de 10)	1063859
Tubo Performance System One 15 (15 mm)	1074400		Sobre para tarjeta SD (pack de 10)	1065146
Tubo Performance System One 22 (22 mm)	1032907		Funda para tarjeta SD (acoplada al dispositivo)	1063858
Panel lateral del dispositivo	1063784		Lector de tarjetas SD	1073915
Cámara de agua	1066737		Cables de alimentación (1,5 m)	N° de parte
Fuente de alimentación	158190L		Cable de alimentación: Australia	1039012
Maletín de transporte	1063857		Cable de alimentación: Europa	1039014
Cable de alimentación	1005894		Cable de alimentación: India	1060017
			Cable de alimentación: Japón	1039027
			Cable de alimentación: Reino Unido	1039026

Respironics, Bi-Flex, BiPAP, Encore, EncoreAnywhere y System One son marcas comerciales de Respironics, Inc. y sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy NA 4/4/11 MCI 4103866 PN 1081284

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics