



## Un tamaño eficaz y cómodo

### Cámara de inhalación con válvula ProChamber de Philips Respironics

#### **Sencilla y compacta**

Gracias a su tamaño (145 ml), la cámara ProChamber es cómoda de llevar y fácil de guardar. Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.

#### **Mascarilla desmontable**

Nuestra mascarilla de silicona flexible se adapta fácilmente a la boquilla de la ProChamber y se puede retirar de forma sencilla cuando ya no es necesaria. Esto permite a los usuarios empezar a utilizar solo la boquilla mucho antes, para una administración óptima de la medicación.

#### **Adaptador universal para MDI**

Se adapta a cualquiera de los MDI más utilizados.

#### **Características principales**

- Tamaño compacto
- No requiere montaje
- Adaptador universal de MDI
- Mascarillas de silicona opcionales

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**


sense and simplicity

# Mejora la administración de la medicación inhalada

Las prestaciones clínicamente probadas de la ProChamber contribuyen a mejorar la administración de la medicación del inhalador a los pulmones en comparación con el uso de un MDI solo.

ProChamber es igual de eficaz que AeroChamber Plus a la hora de administrar un mayor porcentaje de partículas de fármaco dentro del rango respirable, y es significativamente más eficaz que un MDI solo\*.

## Fracción de partículas finas de Ventolin 90 µg/dosis\*\*



\* ProChamber es igual de eficaz que AeroChamber Plus™ a la hora de administrar un porcentaje más elevado de partículas de fármaco <math>< 4.7 \mu\text{m}</math>. ProChamber es significativamente más eficaz que un inhalador MDI solo.

\*\* Datos de origen archivados en Respironics New Jersey, Inc.

### Transparente

Permite al cuidador ver la inhalación y llevar un recuento de las respiraciones del usuario.

### Información sobre vida útil

Recomendamos la sustitución al cabo de un año.

### Limpieza

Una vez por semana, sumergir en agua tibia y jabonosa, aclarar y secar al aire.

### Mascarillas desmontables

No contienen látex; disponibles en 3 tamaños.



Información para pedidos		
Descripción del producto	Cantidad	N° de referencia
ProChamber (no contiene látex)	10 por envase	1040191
Mascarillas		
	Cantidad	N° de parte
Mascarilla pediátrica de silicona pequeña	1	HS81110EU-001
Mascarilla pediátrica de silicona mediana	1	HS81210EU-001
Mascarilla de silicona grande	1	HS81310EU-001
Especificaciones del producto		
Dimensiones		
Longitud	14,6 cm	
Diámetro	5 cm	
Volumen	145 ml	
Boquilla	DE estándar de 22 mm	
Materiales		
Cuerpo principal	Copolíéster	
Válvula	Silicona	

Respironics y ProChamber son marcas comerciales de Respironics, Inc. Todos los derechos reservados. AeroChamber Plus™ es una marca comercial de Monaghan Medical Corporation, Plattsburgh, NY. Ventolin® es una marca registrada de GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC.

Visítenos en [www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy AE 1/13/12 MCI 4104676 PN 1097815

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional  
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico  
+65 6882 5282

Respironics New Jersey, Inc.  
5 Wood Hollow Road  
Parsippany, NJ 07054 USA

Atención al cliente  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)